

User Manual



FY-6




2-in-1 Shiatsu Foot and Back Massager with Heat

Thank you for purchasing 2-in-1 Shiatsu Foot and Back Massager with Heat.
With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service.
Please read all instructions carefully before using this product.
Please retain this manual for future reference.

FEATURES

- Shiatsu, rolling massage on sole of the foot
- With optional heat function
- 3 massage levels setting
- 3 massage modes
- Detachable and washable cover


CONTENTS



TECHNICAL DATA

Measurements:	13.4 x 14.4 x 3.55 inches
Weight:	4.4lbs
Voltage:	Input: AC 100-240V ~50/60Hz Output: 12VDC 2A
Nominal Power:	max. 24Watt
Automatic runtime:	15 minutes

1. Please put the product on the flat floor.
2. Connect the adapter cable to the corresponding port on the foot massager.



3. Plug the home adapter into electrical outlet (the adapter is safe to use with both 110-120V & 220-240V)
4. Turn on the massage device through operating control panel (instructions on page 7).

- This device will switch off automatically after 15 minutes timer run out.
- Do not setup or use the device in a bathroom or similiary wet / damp areas.



- Before plug ,please check and make sure the power cord is undamaged.
- Do not use the wet hand to plug in the adapter.
- Please don't use the product by standing posture or put any heavy object on the product to avoid any broken caused.
- Please don't stand or seat on the product .
- When moving the product, please don't pull the power cord or drag the product directly to avoid any damaged caused.
- Please don't let children and pets play the products for preventing any accident happened.
- Do not use the wet hand to pull out the power cord in order to avoid any electric shock.
- Do not use this product in damp environment to avoid electric shock.



Please read the following instructions carefully before putting your massage device into use to ensure trouble-free operation and optimum efficiency. Please retain these instructions for further reference!

- The device conforms to recognized technical principles and the latest safety regulations.
- This item is NOT A TOY. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or disabled persons. Do not allow children to play with product.
- Do not allow more than one person to use this product at a time.
- The device should never be left unattended when plugged in.
- Never use any power sources other than UL standard home adapter provided as original equipment with this massage device.
- Any possible repairs may only be carried out by authorized expert staff. Improper use and unauthorized repairs are not permitted for safety reasons and lead to loss of warranty.
- Please avoid contact of the device with water, high temperatures and direct sunlight.
- Do not damage, process, excessively bend, pull hard, twist or knot power cord.
- Do not use any damaged cables, plugs or loose sockets.
- Do not use the product when the power cord is damaged.
- In case of malfunction, disconnect immediately from the mains.
- Misuse or incorrect use excludes any liability for damage.
- Do not use while you sleep.
- In order to avoid excessively stimulating the muscles and nerves, the recommended massage time should not be exceeded 15 minutes at a time.
- Do not use this product for medical treatment.
- People who are insensitive to heat must be accompanied by normal person when using this massage device.
- During use, if you feel abnormal, please stop using this product immediately, and then consult your doctor.
- Do not use this product for medical treatment.



We recommend that those with any of the following conditions consult a doctor before using this massage device.

1. Those who are using electronic medical instrument imbedded in the body, such as cardiac, pacemaker etc.
2. Those who are being treated by doctors, especially those who feel uncomfortable.
3. Those who are malignant tumor patients, heart disease patients, acute patients.
4. Women who are pregnant or menstruating.
5. Those with osteoporosis or fracture spine.
6. Those with skin disease or those whose skins are injured.
7. Those whose body temperature is over 38 degrees (Febrile Phase).

Failure to observe the above instructions may constitute misuse of the product and can cause serious injury or burns.

- Please choose a chair with desired height and be seated, then put your feet on the product (see right picture). Operate below control panel to get foot massages.

**Power Button**

Press to turn on the massager, the indicator turns Yellow.
The massager activate the auto mode; Press to turn off the massager.

**Direction Button**

Direction Button When the massager is turned on, Press to shift Shiatsu clockwise rotation(Green indicator) or Shiatsu anti-clockwise rotation(Red indicator)

**Speed button**

Low Speed --Indicator turns Green.
Medium Speed--Indicator turns Yellow.
High Speed--Indicator turns Red.

**Heat Button**

High Level - Indicator turns to highlight red
Low Level - Indicator turns to lowlight red.

After use

- Turn off the power button on the control panel.
- Remove the plug from the power supply socket.



Caution

- Please don't put water or other liquid on the control panel.
- Please don't press the button too long time at a time to avoid the program confused.
- When power failure happens during massage, please turn off the power and pull out of the plug from socket.
- Please do not let your hand or fingers close to and inserted into the gap of products for preventing any injuries caused.
- Please do not let children and pets play the products for preventing any accident happened.

- Before cleaning, make sure the power supply is turned off and the plug has been pulled out from the socket.
- It is forbidden to dip the whole product in water or other liquid when cleaning.
- Use a soft cloth to wipe the surface of the product and control panel.
- Use a piece of cloth that has been dipped with cleaning agents to wipe the main unit of the foot Massager, and then use a piece of dry and soft cloth to wipe it.
- Do not pull the power plug by damp hands.
- Do not use water washing product, do not spray the water or other liquids to the interior of the product.
- Do not use corrosive cleaning agents like benzene or thinner to clean the Foot Massager, otherwise, the color of upholstery will fade or the Foot Massager will crack or be eroded.
- Do not iron the upholstery.
- When product is wet, let the product dry naturally and thoroughly.

Removable & Washable Cover

- Detach the cover and wash in machine or by hand. Allow to air dry

Maintenance

- Make sure the power supply is turned off and the plug has been pulled out from the socket.
- Sweep off the dust. Keep the foot massager clean and away from damp places.
- Store the massager in a cool, dry place out of reach of children.
- Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the cover of massager.

TROUBLESHOOTING GUIDE



Fault	Solutions
There is a clattering noise in the movement	This is perfectly normal caused by the working of product. It is normal status.
The massage device switches off suddenly	Device may have been in use for 15minutes. Auto-shut off function activated. Continue using by pressing the 'power' button after resting the unit for 15minutes.
The massage device fails to start	Check if device has been used for more than 15mins. If so, let device rest for 15mins before continuing. Device may require longer time to cool in warmer environments.
	Check if adapter is plugged into socket.
	Check if adapter output is connected to device power inlet.



12 months Warranty

If the product break down within 12 months in the period of proper use, customers can enjoy the relevant warranty to get them replaced.

Attention!

No warranty will be given to any force majeure and man-made causes to a defective product, such as improper care, personal tear down and willful damage, etc.

FCC STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Gebruikershandleiding
2-in-1 Shiatsu Voet- en Rugmassageapparaat
Massager met warmte

Instructie

Hartelijk dank voor uw aankoop van de 2-in-1 Shiatsu voet- en rugmassager met warmte.

Bij normaal onderhoud en de juiste behandeling zal het jarenlang betrouwbaar functioneren.

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

KENMERKEN

- Shiatsu, rollende massage op de voetzool
- Met optionele warmtefunctie
- 3 massageniveaus instelbaar
- 3 massagestanden
- Afneembare en wasbare hoes

INHOUD

Afneembare en
wasbare hoes

Na het verwijderen van
de hoes

Bedieningspaneel

Thuisadapter

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:

Gewicht:

Spanning:

13,4 x 14,4 x 3,55 inch

4,4 pond

Invoer: AC 100-240V ~50/60Hz

Uitgang: 12VDC 2A

Nominaal vermogen:

max. 24Watt

Automatische looptijd: 15 minuten

Instelling en bediening

1. Plaats het product op een vlakke vloer.
2. Sluit de adapterkabel aan op de overeenkomstige poort van het voetmassageapparaat.
3. Steek de adapter in het stopcontact (de adapter is veilig te gebruiken met

zowel 110-120V als 220-240V)

4. Zet het massageapparaat aan via het bedieningspaneel (instructies op pagina 7).

- Dit apparaat schakelt automatisch uit als de timer van 15 minuten is afgelopen.
- Stel het apparaat niet op en gebruik het niet in een badkamer of vergelijkbare natte/vochtige ruimte.

1 - Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het netsnoer onbeschadigd is.

- Gebruik geen natte hand om de adapter aan te sluiten.
 - Gebruik het product niet staand en plaats geen zware voorwerpen op het product. op het product om breuken te voorkomen.
 - Ga niet op het product staan of zitten.
 - Wanneer u het product verplaatst, trek dan niet aan het netsnoer en sleep het product niet om beschadiging te voorkomen.
 - Laat kinderen en huisdieren niet met het product spelen om ongelukken te voorkomen.
- gebeurt.
- Gebruik geen natte hand om het netsnoer eruit te trekken om een elektrische schok te voorkomen.
 - Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving om elektrische schokken te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u uw massageapparaat in gebruik te nemen voor een probleemloze werking en optimaal rendement. Bewaar deze instructies voor verdere naslag!

- Het apparaat voldoet aan erkende technische principes en de meest recente veiligheidsvoorschriften.
- Dit artikel is GEEN SPEELGOED. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op, of in de buurt van kinderen of gehandicapten. Laat kinderen niet met het product spelen.
- Laat dit product niet door meer dan één persoon tegelijk gebruiken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit een andere voedingsbron dan de UL-standaard thuisadapter die als originele uitrusting met dit massageapparaat.
- Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd deskundig personeel. Onjuist gebruik en

ongeautoriseerde reparaties zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan en leiden tot verlies van garantie.

- Vermijd contact van het apparaat met water, hoge temperaturen en direct zonlicht.
- Beschadig het netsnoer niet, verwerk het niet, buig het niet te veel, trek er niet hard aan, verdraai het niet en leg er geen knopen in.
- Gebruik geen beschadigde kabels, stekkers of losse stopcontacten.
- Gebruik het product niet als het netsnoer beschadigd is.
- Trek in geval van storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Verkeerd of oneigenlijk gebruik sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit.
- Niet gebruiken terwijl u slaapt.
- Om overmatige stimulatie van spieren en zenuwen te voorkomen, mag de aanbevolen

de aanbevolen massagetijd niet langer zijn dan 15 minuten per keer.

- Gebruik dit product niet voor medische behandelingen.
 - Mensen die ongevoelig zijn voor warmte moeten worden vergezeld door een normaal persoon wanneer ze dit massageapparaat gebruiken.
- dit massageapparaat.

- Als u zich tijdens het gebruik abnormaal voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product en raadpleeg uw arts.

uw arts raadplegen.

- Gebruik dit product niet voor medische behandeling.

Wij raden mensen met een van de volgende aandoeningen aan een arts raadplegen alvorens dit massageapparaat te gebruiken.

1. Degenen die gebruik maken van elektronische medische instrument ingebed in het lichaam,

zoals een hartstimulator, pacemaker enz.

2. Degenen die worden behandeld door artsen, vooral degenen die zich ongemakkelijk voelen.

3. Degenen die kwaadaardige tumor patiënten, hart-en vaatziekten patiënten, acute patiënten.

4. 4. Vrouwen die zwanger zijn of menstrueren.

5. Degenen met osteoporose of fractuur wervelkolom.

6. Degenen met huidziekte of degenen van wie de huiden zijninjured.

7. Degenen met een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden (koortsachtige fase).

Het niet naleven van de bovenstaande instructies kan verkeerd gebruik van het product betekenen

en kan ernstig letsel of brandwonden veroorzaken.

Instructies voor de regelaar

- Kies een stoel met de gewenste hoogte en ga zitten,

Plaats vervolgens uw voeten op het product (zie afbeelding rechts).

Bedien het onderstaande bedieningspaneel om voetmassages te krijgen.

Aan/uit-knop

Druk op de knop om het apparaat in te schakelen, de indicator wordt geel.

Het apparaat activeert de automatische modus; druk op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Richting knop

Richting knop Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk op de knop om de Shiatsu met de klok mee (groene indicator) of Shiatsu tegen de klok in rotatie (rode indicator)

Snelheidsknop

Lage snelheid - indicator wordt groen.

Gemiddelde snelheid - indicator wordt geel.

Hoge snelheid - indicator wordt rood.

Warmteknoop

Hoog niveau - indicator licht rood op

Laag niveau - indicator licht rood op.

Na gebruik

- Schakel de aan/uit-knop op het bedieningspaneel uit.

- Haal de stekker uit het stopcontact.

Let op

- Doe geen water of andere vloeistoffen op het bedieningspaneel.

- Druk niet te lang achter elkaar op de knop om te voorkomen dat het programma in de war raakt.

- Als de stroom uitvalt tijdens een massage, schakel de stroom dan uit en trek de stekker uit het stopcontact.

trek de stekker uit het stopcontact.

- Laat uw hand of vingers niet te dicht bij en in de opening van de producten steken om verwondingen te voorkomen.

- Laat kinderen en huisdieren niet met de producten spelen om ongelukken te voorkomen.

ongeval te voorkomen.

5

Reinigings- en onderhoudsinstructies

-Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de voeding is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.
uit het stopcontact.

-Het is verboden om het hele product in water of een andere vloeistof onder te dompelen tijdens het schoonmaken.

-Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het product en het bedieningspaneel schoon te vegen.

-Gebruik een doekje dat in schoonmaakmiddel is gedompeld om de hoofdeenheid van de

Gebruik een droge en zachte doek om het apparaat schoon te vegen.

-Trek niet aan de stekker met vochtige handen.

-Gebruik geen water om het product te wassen, spuit geen water of andere vloeistoffen aan de binnenkant van het product.
het product.

-Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine of thinner om de voetmassager schoon te maken,

Anders zal de kleur van de bekleding vervagen of zal de voetmassager barsten of worden aangetast.

-Strijk de bekleding niet.

-Als het product nat is, laat het dan natuurlijk en grondig drogen.

Afneembare en wasbare hoes

- Maak de hoes los en was hem in de machine of met de hand. Aan de lucht laten drogen

Onderhoud

-Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.

-Veeg het stof weg. Houd het apparaat schoon en uit de buurt van vochtige plaatsen.

-Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen.

-Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die de behuizing van het apparaat kunnen snijden of doorboren.

van het massageapparaat kunnen snijden of doorboren.

GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Storing

Er is een kletterend

geluid in de beweging

Het massageapparaat schakelt uit

plotseling

Het massageapparaat start niet

Oplossingen

Dit is volkomen normaal veroorzaakt door de werking van het product. Het is een normale status.

Het apparaat is mogelijk al 15 minuten in gebruik.

Automatische uitschakelfunctie geactiveerd. Ga verder met het gebruik door door op de aan/uit-knop te drukken nadat het apparaat 15minuten heeft gerust. 15minuten laten rusten.

Controleer of het apparaat langer dan 15 minuten is gebruikt.

Zo ja, laat het apparaat dan 15 minuten rusten voordat u verdergaat.
Het apparaat heeft mogelijk meer tijd nodig om af te koelen in warmere omgevingen.

Controleer of de adapter in het stopcontact zit.
Controleer of de adapter is aangesloten op de voedingsingang.

Garantie

12 maanden garantie

Als het product binnen 12 maanden na normaal gebruik defect raakt, kunnen klanten genieten van de relevante garantie om ze te laten vervangen.

Opgelet!

Er wordt geen garantie gegeven op overmacht en door de mens veroorzaakte oorzaken van een defect product, zoals onjuiste verzorging, persoonlijke slijtage en opzettelijke schade, enz.

FCC VERKLARING

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld

om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur

schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door

Dit kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten.

storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/televisiemonteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende

twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat

moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Manuel de l'utilisateur
Masseur 2-en-1 Shiatsu pour les pieds et le dos
avec chaleur

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté le masseur de pieds et de dos 2-en-1 Shiatsu avec chaleur.

Avec un entretien normal et un traitement approprié, il vous offrira des années de service fiable.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES

- Shiatsu, massage roulant sur la plante des pieds
- Avec fonction de chauffage en option
- 3 niveaux de massage
- 3 modes de massage
- Housse amovible et lavable

CONTENU

Housse amovible et lavable

Après avoir retiré le couvercle

Panneau de contrôle

Adaptateur domestique

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :

Poids :

Tension :

13,4 x 14,4 x 3,55 pouces

4.4lbs

Entrée : AC 100-240V ~50/60Hz

Sortie : 12VDC 2A

Puissance nominale :

max. 24Watt

Durée de fonctionnement automatique : 15 minutes

Configuration et fonctionnement

1. Placez le produit sur un sol plat.

2. Connectez le câble de l'adaptateur au port correspondant de l'appareil de massage des pieds.

3. Brancher l'adaptateur domestique sur une prise électrique (l'adaptateur peut être utilisé en toute sécurité avec des tensions de 110-120V et 220-240V).

110-120V et 220-240V).

4. Allumez l'appareil de massage à l'aide du panneau de commande (instructions à la page 7).

- L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes de minuterie.

- Ne pas installer ou utiliser l'appareil dans une salle de bain ou dans un endroit humide.

1 - Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.

- Ne pas utiliser une main mouillée pour brancher l'adaptateur.

- N'utilisez pas le produit en position debout et ne posez pas d'objet lourd sur le produit afin d'éviter toute rupture.

sur l'appareil afin d'éviter toute rupture.

- Ne vous tenez pas debout et ne vous asseyez pas sur le produit.

- Lorsque vous déplacez le produit, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne traînez pas le produit directement afin d'éviter tout dommage.

directement afin d'éviter tout dommage.

- Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer avec l'appareil afin d'éviter tout accident.

survenus.

- Ne pas utiliser une main mouillée pour débrancher le cordon d'alimentation afin d'éviter toute

choc électrique.

- N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide afin d'éviter tout choc électrique.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant de mettre votre appareil de massage

afin de garantir un fonctionnement sans problème et une efficacité optimale.

Conservez

Ces instructions doivent être conservées pour pouvoir être consultées ultérieurement !

- L'appareil est conforme aux principes techniques reconnus et aux dernières réglementations en matière de sécurité.

- Cet appareil n'est PAS un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

- Ne laissez pas plus d'une personne utiliser cet appareil à la fois.

- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
 - N'utilisez jamais d'autres sources d'alimentation que l'adaptateur domestique standard UL fourni d'origine avec cet appareil de massage.
d'origine fourni avec cet appareil de massage.
 - Les réparations éventuelles ne peuvent être effectuées que par du personnel spécialisé autorisé. L'utilisation incorrecte et les réparations non autorisées ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.
L'utilisation incorrecte et les réparations non autorisées sont interdites pour des raisons de sécurité et entraînent la perte de la garantie.
 - Évitez tout contact de l'appareil avec l'eau, les températures élevées et la lumière directe du soleil.
 - N'endommagez pas, ne traitez pas, ne pliez pas excessivement, ne tirez pas fort, ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
 - N'utilisez pas de câbles endommagés, de fiches ou de prises desserrées.
 - Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
 - En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil.
 - Une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte exclut toute responsabilité en cas de dommages.
 - Ne pas utiliser l'appareil pendant le sommeil.
 - Afin d'éviter une stimulation excessive des muscles et des nerfs, la durée de massage recommandée ne doit pas dépasser 15 minutes.
ne doit pas dépasser 15 minutes à la fois.
 - Ne pas utiliser ce produit pour un traitement médical.
 - Les personnes insensibles à la chaleur doivent être accompagnées d'une personne normale lorsqu'elles utilisent cet appareil de massage.
l'appareil de massage.
 - Pendant l'utilisation, si vous vous sentez anormal, arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit, puis
consulter votre médecin.
 - N'utilisez pas ce produit pour un traitement médical.
- Nous recommandons aux personnes présentant l'une des conditions suivantes de consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil de massage.
1. les personnes qui utilisent un instrument médical électronique intégré dans le corps, tel qu'un stimulateur cardiaque, un pacemaker, etc, tels que cardiaques, stimulateurs cardiaques, etc.
 2. les personnes traitées par des médecins, en particulier celles qui se sentent mal à l'aise
 3. les patients atteints de tumeurs malignes, de maladies cardiaques ou de maladies aiguës.
 4. Les femmes enceintes ou ayant leurs règles.
 5. les personnes souffrant d'ostéoporose ou de fracture de la colonne vertébrale

6. les personnes souffrant d'une maladie de la peau ou dont la peau est abîmée
7. les personnes dont la température corporelle est supérieure à 38 degrés (phase fébrile).

Le non-respect des instructions ci-dessus peut constituer une mauvaise utilisation du produit et peut entraîner des blessures ou des brûlures graves.
et peut entraîner des blessures graves ou des brûlures.

Instructions relatives au contrôleur

- Choisissez une chaise à la hauteur souhaitée et asseyez-vous,

Puis posez vos pieds sur le produit (voir l'image de droite).

Actionnez le panneau de commande ci-dessous pour obtenir des massages des pieds.

Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer le masseur, l'indicateur devient jaune.

Le masseur active le mode automatique ; appuyez sur ce bouton pour éteindre le masseur.

Bouton de direction

Bouton de direction Lorsque le masseur est allumé, appuyez sur ce bouton pour passer à la rotation Shiatsu

dans le sens des aiguilles d'une montre (indicateur vert) ou Shiatsu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (indicateur rouge).

Bouton de vitesse

Basse vitesse - L'indicateur devient vert.

Vitesse moyenne - L'indicateur devient jaune.

Vitesse élevée - L'indicateur devient rouge.

Bouton de chaleur

Niveau élevé - L'indicateur devient rouge vif

Niveau bas - L'indicateur devient rouge foncé.

Après utilisation

- Éteignez le bouton d'alimentation du panneau de commande.

- Retirez la fiche de la prise d'alimentation.

Attention, ne mettez pas d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil.

- Ne mettez pas d'eau ou d'autres liquides sur le panneau de commande.

- N'appuyez pas sur le bouton trop longtemps à la fois pour éviter que le programme ne soit confus.

- En cas de panne de courant pendant le massage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise.

débrancher la fiche de la prise.

- Ne laissez pas vos mains ou vos doigts s'approcher ou s'insérer dans les interstices des produits.

afin d'éviter toute blessure.

- Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer avec les produits afin d'éviter tout accident.

d'accident.

5

Instructions de nettoyage et d'entretien

Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est hors tension et que la fiche a été débranchée.

avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'alimentation est éteinte et que la fiche a été débranchée.

-Il est interdit de plonger l'ensemble du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide lors du nettoyage.

-Utilisez un chiffon doux pour essuyer la surface du produit et du panneau de commande.

-Utilisez un chiffon imbibé de produits de nettoyage pour essuyer l'unité principale de l'appareil de massage des pieds, puis utilisez un chiffon doux pour essuyer le panneau de commande.

Utilisez un chiffon imbibé de produits de nettoyage pour essuyer l'unité principale du masseur de pieds, puis utilisez un chiffon sec et doux pour l'essuyer.

-Ne tirez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides.

-N'utilisez pas d'eau pour laver le produit, ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides à l'intérieur de l'appareil.

l'intérieur de l'appareil.

-N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs comme le benzène ou le diluant pour nettoyer le masseur de pieds,

Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs comme le benzène ou le diluant pour nettoyer le masseur de pieds, sinon la couleur du rembourrage s'estompera ou le masseur de pieds se fissurera ou s'érodera.

-Ne pas repasser les tissus d'ameublement.

Lorsque le produit est mouillé, laissez-le sécher naturellement et complètement.

Housse amovible et lavable

- Détachez la housse et lavez-la en machine ou à la main. Laissez sécher à l'air libre.

Entretien

Assurez-vous que l'appareil est hors tension et que la fiche a été retirée de la prise.

-Enlever la poussière. Gardez l'appareil de massage des pieds propre et à l'abri de l'humidité.

-Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

-Éviter tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou percer le couvercle du masseur.

de l'appareil de massage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Défaut

Il y a un bruit de cliquetis dans le mouvement

L'appareil de massage s'éteint brusquement

L'appareil de massage ne démarre pas

Solutions

Ceci est tout à fait normal et est dû au fonctionnement du produit. Il s'agit d'un état normal.

L'appareil peut avoir été utilisé pendant 15 minutes.

La fonction d'arrêt automatique est activée. Poursuivre l'utilisation en appuyant sur le bouton 'power' après avoir laissé l'appareil au repos pendant 15 minutes.

Vérifier si l'appareil a été utilisé pendant plus de 15 minutes.

Si c'est le cas, laissez l'appareil reposer pendant 15 minutes avant de continuer.

L'appareil peut nécessiter plus de temps pour refroidir dans des environnements plus chauds.

dans des environnements plus chauds.

Vérifier que l'adaptateur est branché dans la prise.

Vérifier que la sortie de l'adaptateur est connectée à l'entrée d'alimentation de l'appareil.

de l'appareil.

Garantie

Garantie de 12 mois

Si le produit tombe en panne dans les 12 mois suivant la période d'utilisation correcte, les clients peuvent bénéficier de la garantie correspondante pour le faire remplacer. bénéficier de la garantie correspondante pour obtenir le remplacement du produit.

Attention !

Aucune garantie ne sera accordée en cas de force majeure ou de causes artificielles à l'origine d'un produit défectueux, telles qu'un entretien inadéquat, une destruction personnelle, des dommages intentionnels, etc.

défectueux, tels qu'un entretien inadéquat, une destruction personnelle et des dommages intentionnels, etc.

DÉCLARATION DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie II de la loi américaine sur les télécommunications (FCC).

appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, la en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences avec les autres appareils.

doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de la garantie de l'utilisateur.

responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Benutzerhandbuch
2-in-1 Shiatsu Fuß- und Rückenmassagegerät
Massagegerät mit Wärme

Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das 2-in-1 Shiatsu-Fuß- und Rückenmassagegerät mit Wärme entschieden haben.

Bei normaler Pflege und richtiger Behandlung wird es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

MERKMALE

- Shiatsu, rollende Massage auf der Fußsohle
- Mit optionaler Wärmefunktion
- 3 einstellbare Massagestufen
- 3 Massagemodi
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug

INHALT

Abnehmbarer und
waschbarer Bezug
Nach dem Abnehmen
des Bezuges
Bedienfeld
Home-Adapter

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

Gewicht:

Spannung:

13,4 x 14,4 x 3,55 Zoll

4.4lbs

Eingang: AC 100-240V ~50/60Hz

Ausgang: 12VDC 2A

Nennleistung:

max. 24Watt

Automatische Laufzeit: 15 Minuten

Einrichtung und Betrieb

1. Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden.
2. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem entsprechenden Anschluss am Fußmassagegerät.

3. Stecken Sie den Heimadapter in die Steckdose (der Adapter ist sicher für die Verwendung mit 110-120V & 220-240V)

4. Schalten Sie das Massagegerät über das Bedienfeld ein (Anweisungen auf Seite 7).

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer nach 15 Minuten abgelaufen ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder in ähnlich nassen/feuchten Räumen auf.

1 - Bevor Sie den Stecker einstecken, überprüfen Sie bitte, ob das Netzkabel unbeschädigt ist.

- Stecken Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ein.

- Bitte benutzen Sie das Gerät nicht im Stehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände

um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

- Bitte stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.

- Wenn Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie bitte nicht am Netzkabel oder ziehen Sie das Gerät

ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Bitte lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit dem Gerät spielen, um Unfälle zu vermeiden.

passieren.

- Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen heraus, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Massagegerät

lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Massagegerät in Betrieb nehmen, um einen störungsfreien Betrieb und optimale Effizienz zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie

Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf!

- Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den neuesten Sicherheitsvorschriften.

- Dieser Artikel ist KEIN SPIELZEUG. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich,

oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

- Lassen Sie nicht zu, dass mehr als eine Person das Gerät gleichzeitig benutzt.

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
 - Verwenden Sie niemals andere Stromquellen als den UL-Standard-Netzadapter, der als Originalausrüstung diesem Massagegerät mitgeliefert werden.
 - Eventuelle Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch und nicht autorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig und führen zum Verlust der Garantie.
 - Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
 - Das Netzkabel darf nicht beschädigt, bearbeitet, übermäßig gebogen, stark gezogen, verdreht oder verknötet werden.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Stecker oder lose Steckdosen.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
 - Im Falle einer Fehlfunktion trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.
 - Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung schließt jede Haftung für Schäden aus.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf.
 - Um eine übermäßige Stimulation der Muskeln und Nerven zu vermeiden, sollte die empfohlene sollte die empfohlene Massagezeit 15 Minuten nicht überschreiten.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht für medizinische Behandlungen.
 - Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Benutzung dieses Massagegeräts von einer normalen Person begleitet werden.
 - Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur medizinischen Behandlung.
- Wir empfehlen, dass Personen mit einer der folgenden Erkrankungen einen Arzt zu konsultieren, bevor sie dieses Massagegerät benutzen.
1. diejenigen, die ein elektronisches medizinisches Instrument im Körper tragen, wie z.B. Herzschrittmacher usw.
 2. diejenigen, die von Ärzten behandelt werden, insbesondere diejenigen, die sich unwohl fühlen.
 3. diejenigen, die bösartige Tumorkrankheiten, Herzkrankheitspatienten, akute Patienten sind.
 4. Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben.
 5. die an Osteoporose oder Frakturen der Wirbelsäule leiden.
 6. die mit Hautkrankheiten oder diejenigen, deren Häute sindiniured.
 7. bei Personen mit einer Körpertemperatur von über 38 Grad (fiebrige Phase).

Die Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen kann einen Missbrauch des Produkts darstellen und kann zu schweren Verletzungen oder Verbrennungen führen.

Anweisungen zur Steuerung

- Bitte wählen Sie einen Stuhl mit der gewünschten Höhe und nehmen Sie Platz, Stellen Sie dann Ihre Füße auf das Gerät (siehe rechtes Bild).
Bedienen Sie das Bedienfeld unten, um eine Fußmassage zu erhalten.

Einschalttaste

Drücken Sie die Taste, um das Massagegerät einzuschalten, die Anzeige leuchtet gelb. Das Massagegerät aktiviert den Automatikmodus; drücken Sie die Taste, um das Massagegerät auszuschalten.

Richtungstaste

Richtungstaste Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um die Shiatsu

Drehung im Uhrzeigersinn (grüne Anzeige) oder Shiatsu gegen den Uhrzeigersinn

Drehung (rote Anzeige)

Geschwindigkeitstaste

Niedrige Geschwindigkeit - Anzeige leuchtet grün.

Mittlere Geschwindigkeit - Anzeige leuchtet gelb.

Hohe Geschwindigkeit - Anzeige leuchtet rot.

Taste Wärme

Hohe Stufe - Die Anzeige leuchtet rot.

Niedrige Stufe - Die Anzeige leuchtet rot.

Nach dem Gebrauch

- Schalten Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld aus.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Vorsicht

- Bitte stellen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Bedienfeld.

- Bitte drücken Sie die Taste nicht zu lange hintereinander, damit das Programm nicht durcheinander gerät.

- Wenn während der Massage ein Stromausfall auftritt, schalten Sie das Gerät bitte aus und

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Bitte lassen Sie Ihre Hand oder Finger nicht in die Nähe und in den Spalt der Produkte eindringen

um Verletzungen zu vermeiden.

- Bitte lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit dem Gerät spielen, um Unfälle zu vermeiden.

Unfällen vorzubeugen.

Anweisungen zur Reinigung und Wartung

-Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

aus der Steckdose gezogen wurde.

-Es ist verboten, das gesamte Gerät zur Reinigung in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.

-Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche des Geräts und des Bedienfelds abzuwischen.

-Verwenden Sie ein mit Reinigungsmitteln getränktes Tuch, um die Haupteinheit des Fußmassagegeräts abzuwischen.

Wischen Sie die Haupteinheit des Fußmassagegeräts mit einem in Reinigungsmittel getränktem Tuch ab, und verwenden Sie dann ein trockenes und weiches Tuch zum Abwischen.

-Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.

-Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen des Geräts, spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts.

des Geräts.

-Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdüner, um das Fußmassagegerät zu reinigen,

Andernfalls wird die Farbe der Polsterung verblasen oder das Fußmassagegerät wird rissig oder erodiert sein.

-Bügeln Sie die Polsterung nicht.

-Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es natürlich und gründlich trocknen.

Abnehmbarer und waschbarer Bezug

- Nehmen Sie den Bezug ab und waschen Sie ihn in der Maschine oder mit der Hand. An der Luft trocknen lassen.

Wartung

-Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

-Wischen Sie den Staub ab. Halten Sie das Fußmassagegerät sauber und von feuchten Orten fern.

-Lagern Sie das Massagegerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

-Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Abdeckung des Massagegeräts zerschneiden oder durchstechen könnten.

des Massagegeräts schneiden oder durchstechen könnten.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Störung

Es gibt ein klapperndes

Geräusch in der Bewegung

Das Massagegerät schaltet sich
plötzlich

Das Massagegerät springt nicht an
Lösungen

Dies ist völlig normal und wird durch die Funktionsweise
des Produkts. Es ist ein normaler Zustand.

Das Gerät war möglicherweise 15 Minuten lang in Betrieb.

Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert. Verwenden Sie das Gerät weiter,
indem Sie

Drücken Sie die Einschalttaste, nachdem das Gerät für
15Minuten.

Prüfen Sie, ob das Gerät länger als 15 Minuten benutzt wurde.

Wenn ja, lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang ruhen, bevor Sie weitermachen.

In wärmeren Umgebungen kann das Gerät länger zum Abkühlen brauchen.
Umgebungen.

Prüfen Sie, ob der Adapter in die Steckdose eingesteckt ist.

Prüfen Sie, ob der Ausgang des Adapters mit dem
angeschlossen ist.

Garantie

12 Monate Garantie

Wenn das Produkt innerhalb von 12 Monaten bei ordnungsgemäßem Gebrauch kaputt
geht, können Kunden

die entsprechende Garantie in Anspruch nehmen, um es ersetzt zu bekommen.

Achtung!

Keine Garantie wird für höhere Gewalt und von Menschen verursachte Ursachen für
ein defektes Produkt gegeben

Produkt, wie z.B. unsachgemäße Pflege, persönliche Zerstörung und mutwillige
Beschädigung, etc.

FCC-ERKLÄRUNG

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein
digitales Gerät der

Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so
ausgelegt

einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohnbereich

Installation bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und
kann diese ausstrahlen

und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und
verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann.

Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden

zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät

muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten

Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der

nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Benutzerhandbuch
2-in-1 Shiatsu Fuß- und Rückenmassagegerät
Massagegerät mit Wärme

Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das 2-in-1 Shiatsu-Fuß- und Rückenmassagegerät mit Wärme entschieden haben.

Bei normaler Pflege und richtiger Behandlung wird es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

MERKMALE

- Shiatsu, rollende Massage auf der Fußsohle
- Mit optionaler Wärmefunktion
- 3 einstellbare Massagestufen
- 3 Massagemodi
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug

INHALT

Abnehmbarer und
waschbarer Bezug

Nach dem Abnehmen
des Bezuges

Bedienfeld

Home-Adapter

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

Gewicht:

Spannung:

13,4 x 14,4 x 3,55 Zoll

4.4lbs

Eingang: AC 100-240V ~50/60Hz

Ausgang: 12VDC 2A

Nennleistung:

max. 24Watt

Automatische Laufzeit: 15 Minuten

Einrichtung und Betrieb

1. Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden.
2. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem entsprechenden Anschluss am Fußmassagegerät.

3. Stecken Sie den Heimadapter in die Steckdose (der Adapter ist sicher für die Verwendung mit 110-120V & 220-240V)

4. Schalten Sie das Massagegerät über das Bedienfeld ein (Anweisungen auf Seite 7).

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer nach 15 Minuten abgelaufen ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder in ähnlich nassen/feuchten Räumen auf.

1 - Bevor Sie den Stecker einstecken, überprüfen Sie bitte, ob das Netzkabel unbeschädigt ist.

- Stecken Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ein.

- Bitte benutzen Sie das Gerät nicht im Stehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände

um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

- Bitte stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.

- Wenn Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie bitte nicht am Netzkabel oder ziehen Sie das Gerät

ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Bitte lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit dem Gerät spielen, um Unfälle zu vermeiden.

passieren.

- Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen heraus, um einen Stromschlag zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Massagegerät

lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Massagegerät in Betrieb nehmen, um einen störungsfreien Betrieb und optimale Effizienz zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie

Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf!

- Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den neuesten Sicherheitsvorschriften.

- Dieser Artikel ist KEIN SPIELZEUG. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich,

oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

- Lassen Sie nicht zu, dass mehr als eine Person das Gerät gleichzeitig benutzt.

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
 - Verwenden Sie niemals andere Stromquellen als den UL-Standard-Netzadapter, der als Originalausrüstung diesem Massagegerät mitgeliefert werden.
 - Eventuelle Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch und nicht autorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig und führen zum Verlust der Garantie.
 - Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
 - Das Netzkabel darf nicht beschädigt, bearbeitet, übermäßig gebogen, stark gezogen, verdreht oder verknottet werden.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Stecker oder lose Steckdosen.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
 - Im Falle einer Fehlfunktion trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.
 - Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung schließt jede Haftung für Schäden aus.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf.
 - Um eine übermäßige Stimulation der Muskeln und Nerven zu vermeiden, sollte die empfohlene sollte die empfohlene Massagezeit 15 Minuten nicht überschreiten.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht für medizinische Behandlungen.
 - Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Benutzung dieses Massagegeräts von einer normalen Person begleitet werden.
 - Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur medizinischen Behandlung.
- Wir empfehlen, dass Personen mit einer der folgenden Erkrankungen einen Arzt zu konsultieren, bevor sie dieses Massagegerät benutzen.
1. diejenigen, die ein elektronisches medizinisches Instrument im Körper tragen, wie z.B. Herzschrittmacher usw.
 2. diejenigen, die von Ärzten behandelt werden, insbesondere diejenigen, die sich unwohl fühlen.
 3. diejenigen, die bösartige Tumorkrankheiten, Herzkrankheitspatienten, akute Patienten sind.
 4. Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben.
 5. die an Osteoporose oder Frakturen der Wirbelsäule leiden.
 6. die mit Hautkrankheiten oder diejenigen, deren Häute sindiniured.
 7. bei Personen mit einer Körpertemperatur von über 38 Grad (fiebrige Phase).

Die Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen kann einen Missbrauch des Produkts darstellen und kann zu schweren Verletzungen oder Verbrennungen führen.

Anweisungen zur Steuerung

- Bitte wählen Sie einen Stuhl mit der gewünschten Höhe und nehmen Sie Platz, Stellen Sie dann Ihre Füße auf das Gerät (siehe rechtes Bild).
Bedienen Sie das Bedienfeld unten, um eine Fußmassage zu erhalten.

Einschalttaste

Drücken Sie die Taste, um das Massagegerät einzuschalten, die Anzeige leuchtet gelb. Das Massagegerät aktiviert den Automatikmodus; drücken Sie die Taste, um das Massagegerät auszuschalten.

Richtungstaste

Richtungstaste Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um die Shiatsu

Drehung im Uhrzeigersinn (grüne Anzeige) oder Shiatsu gegen den Uhrzeigersinn

Drehung (rote Anzeige)

Geschwindigkeitstaste

Niedrige Geschwindigkeit - Anzeige leuchtet grün.

Mittlere Geschwindigkeit - Anzeige leuchtet gelb.

Hohe Geschwindigkeit - Anzeige leuchtet rot.

Taste Wärme

Hohe Stufe - Die Anzeige leuchtet rot.

Niedrige Stufe - Die Anzeige leuchtet rot.

Nach dem Gebrauch

- Schalten Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld aus.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Vorsicht

- Bitte stellen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Bedienfeld.

- Bitte drücken Sie die Taste nicht zu lange hintereinander, damit das Programm nicht durcheinander gerät.

- Wenn während der Massage ein Stromausfall auftritt, schalten Sie das Gerät bitte aus und

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Bitte lassen Sie Ihre Hand oder Finger nicht in die Nähe und in den Spalt der Produkte eindringen

um Verletzungen zu vermeiden.

- Bitte lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit dem Gerät spielen, um Unfälle zu vermeiden.

Unfällen vorzubeugen.

Anweisungen zur Reinigung und Wartung

-Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

aus der Steckdose gezogen wurde.

-Es ist verboten, das gesamte Gerät zur Reinigung in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.

-Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche des Geräts und des Bedienfelds abzuwischen.

-Verwenden Sie ein mit Reinigungsmitteln getränktes Tuch, um die Haupteinheit des Fußmassagegeräts abzuwischen.

Wischen Sie die Haupteinheit des Fußmassagegeräts mit einem in Reinigungsmittel getränktem Tuch ab, und verwenden Sie dann ein trockenes und weiches Tuch zum Abwischen.

-Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen.

-Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen des Geräts, spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts.

des Geräts.

-Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdüner, um das Fußmassagegerät zu reinigen,

Andernfalls wird die Farbe der Polsterung verblasen oder das Fußmassagegerät wird rissig oder erodiert sein.

-Bügeln Sie die Polsterung nicht.

-Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es natürlich und gründlich trocknen.

Abnehmbarer und waschbarer Bezug

- Nehmen Sie den Bezug ab und waschen Sie ihn in der Maschine oder mit der Hand. An der Luft trocknen lassen.

Wartung

-Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

-Wischen Sie den Staub ab. Halten Sie das Fußmassagegerät sauber und von feuchten Orten fern.

-Lagern Sie das Massagegerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

-Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Abdeckung des Massagegeräts zerschneiden oder durchstechen könnten.

des Massagegeräts schneiden oder durchstechen könnten.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Störung

Es gibt ein klapperndes

Geräusch in der Bewegung

Das Massagegerät schaltet sich plötzlich

Das Massagegerät springt nicht an
Lösungen

Dies ist völlig normal und wird durch die Funktionsweise des Produkts. Es ist ein normaler Zustand.

Das Gerät war möglicherweise 15 Minuten lang in Betrieb.

Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert. Verwenden Sie das Gerät weiter, indem Sie

Drücken Sie die Einschalttaste, nachdem das Gerät für 15 Minuten.

Prüfen Sie, ob das Gerät länger als 15 Minuten benutzt wurde.

Wenn ja, lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang ruhen, bevor Sie weitermachen.

In wärmeren Umgebungen kann das Gerät länger zum Abkühlen brauchen.
Umgebungen.

Prüfen Sie, ob der Adapter in die Steckdose eingesteckt ist.

Prüfen Sie, ob der Ausgang des Adapters mit dem angeschlossen ist.

Garantie

12 Monate Garantie

Wenn das Produkt innerhalb von 12 Monaten bei ordnungsgemäßem Gebrauch kaputt geht, können Kunden

die entsprechende Garantie in Anspruch nehmen, um es ersetzt zu bekommen.

Achtung!

Keine Garantie wird für höhere Gewalt und von Menschen verursachte Ursachen für ein defektes Produkt gegeben

Produkt, wie z.B. unsachgemäße Pflege, persönliche Zerstörung und mutwillige Beschädigung, etc.

FCC-ERKLÄRUNG

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der

Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt

einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohnbereich

Installation bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen

und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann.

Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die

Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden

zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät

muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten

Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der

nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.