


LED FACIAL MASK

Wichtige Hinweise:

1. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß der korrekten Methode. Es ist immer besser, die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts zu lesen, um Fehlfunktionen durch falsche Bedienung zu vermeiden.
2. Bevor Sie die LED-Maske tragen, empfehlen wir einen Lichtempfindlichkeitstest: Schalten Sie das Gerät einfach ein und legen Sie es 3–5 Minuten auf Arm oder Bein. Wenn Ihre Haut rot wird oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich für den Kundendienst an uns.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen oder Medikamente einnehmen. Bitte fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
4. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen – es ist kein Spielzeug.
5. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie unter körperlichen, sensorischen oder psychischen Erkrankungen leiden oder sich in einer dermatologischen Behandlung befinden, auch nicht während eines akuten Schubs (z. B. Lupus erythematodes, photosensible Ekzeme oder Albinismus usw.)
6. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser; Sie können es mit einem feuchten Tuch reinigen.
7. Wenn Sie lichtempfindlich sind, wird das Tragen der Schutzbrille empfohlen. Sollten Sie sich weiterhin unwohl fühlen, empfehlen wir, die Augen zu schließen und die Anwendung 10–15 Minuten zu genießen.
8. Es wird empfohlen, das Gerät 3–4 Mal pro Woche für 10–30 Minuten pro Sitzung zu verwenden.

Erläuterung der Bedienung:

- 1. Ein-/Aus-Taste: 1–2 s lang drücken, um ein- bzw. auszuschalten;
- 2. Die Taste E ist die Energieregeltaste: kurz drücken, um zwischen den 3 Energiestufen zu wechseln;
- 3. Timer-Taste: Taste T+ drücken, um die Leuchtdauer zu verlängern
Taste T– drücken, um die Leuchtdauer zu verkürzen
5 Stufen (10 / 15 / 20 / 25 / 30 min)
pro Anwendung werden 15–25 Minuten empfohlen.
- 4. Während des Ladens blinkt die Batterieanzeige; nach vollständiger Ladung erlischt sie.



Vier Farben

			
Rotes Licht 630 nm	Blaues Licht 460 nm	Gelbes Licht 590 nm	Nahinfrarotlicht 850 nm

Lieferumfang



Aufbewahrungsbeutel



Band x3



Ladekabel



Anleitung



Der Controller



Gesichtsmaske



Augenmaske

Produktdaten:


Produktname	LED-Gesichtsmasken-Gerät		
LED-Perlen	240	Kartonmaße	34x23x4,5 cm
Zeitschaltung	10/15/20/25/30 min	Frequenz	0,3 A 50/60 HZ
Betriebstemperatur	0-40 C	Nettogewicht	0,32 kg
Adaptiereingang	100-240 V	Adapterausgang	5V DC 3000MA
Vier Wellenlängen	Rotes Licht 630 nm, blaues Licht 460 nm, gelbes Licht 590 nm und Nahinfrarotlicht 850 nm		
Packungsinhalt	Maske, Controller, Ladekabel, Anleitung, Befestigungsband		

So legen Sie die Maske an


		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3

Schritt 4

Nehmen Sie den Controller und das USB-Kabel heraus. Verbinden Sie beide miteinander. Stecken Sie das USB-Ende in ein Netzteil und dieses dann in eine Steckdose.



Schalten Sie die Steckdose ein und laden Sie den Controller, bis 3 durchgehende Balken angezeigt werden, wie unten dargestellt:



Schritt 5

Verbinden Sie die Rotlicht-Gesichtsmaske mit dem Controller und schalten Sie sie ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste fest drücken.

LED FACIAL MASK:

Die LED FACIAL MASK ist ein wiederaufladbares LED-Lichttherapiegerät für die Schönheitspflege zu Hause. Die Oberfläche dieses Produkts besteht aus medizinischem Silikon, ist praktisch und einfach zu verwenden, faltbar und tragbar; über den verstellbaren Nylonverschluss lässt sie sich an unterschiedliche Gesichter anpassen und ist so für verschiedene Personen geeignet. Sie besteht aus 240 hochwertigen LED-Dioden, aufgeteilt in 60 Blöcke mit jeweils 4 LED-Perlen, wobei die vier LED-Perlen 4 Wellenlängen abgeben (rotes Licht 630 nm, blaues Licht 460 nm, gelbes Licht 590 nm, Nahinfrarotlicht 850 nm). Zudem lassen sich über den Controller 3 verschiedene Energiestufen und unterschiedliche Leuchtzeiten einstellen. Auf Basis der Lichttherapie dringt dieses Produkt tiefer in die Haut ein, stimuliert die kollagen- und elastinbildenden Zellen und sorgt so für ein schöneres Hautbild.

Wirkung der Modi:

Rotes Licht: 630 nm, Anti-Aging, fördert Kollagen, strafft, erhöht die Elastizität

Blaues Licht: 460 nm, tötet Bakterien und Akne-Bakterien ab, verringert Entzündungen und Narben, erhöht die Sauerstoffversorgung der Haut

Gelbes Licht: 590 nm, verfeinert das Hautbild, regt

die roten Blutkörperchen an und reduziert Rötungen und feine Linien

Nahinfrarotlicht: 850 nm, repariert die Haut, verbessert die Blutzirkulation, erhöht die Feuchtigkeit der Haut

Die Modi sind: Rotes Licht, 1.2.3 Stufe

Blaues Licht, 1.2.3 Stufe

Gelbes Licht, 1.2.3 Stufe

Das Infrarotlicht wird unabhängig gesteuert und kann auch mit jeder anderen Lichtfarbe verwendet werden.

Erste Einstellung:

Laden Sie den Akku der Maske vor dem Öffnen der Verpackung immer vollständig auf; die Anzeige am Controller beginnt zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen.

Nach vollständiger Ladung erlischt die Batterieanzeige.

Laden Sie 4–5 Stunden lang und tragen Sie die Maske dann bequem mit den verstellbaren Klettbändern. Führen Sie zum Anlegen das Band durch die Öffnung auf der anderen Seite der Maske, um den Kopf herum, und befestigen Sie es.