



FR	FR	FR	FR
En bas de l'application	1. Connexion au système IOS	Paramètres du produit	Chargement de l'appareil
Recherchez HND sur l'App Store/Android Store pour le télécharger et l'installer.	d'alimenta- tion/fémoin lumineux	Nom du produit Appareil photo pour nettoyer les oreilles	1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le
		Antenne Antenne intégrée	enfoncé pour confirmer l'arrêt de
Cine 6	Changer de langue	Fréquence de travail 2.4Ghz	l'appareil avant de le recharger.
		Vitesse de transmission 30 images par seconde	2. Le voyant est rouge et reste allumé pendant la charge
IN HER OPEN	d'alimentation et ouvrir l'application et maintenez-le enfoncé l'interface illustrée dans	Transmetteur d'images CMOS	3. Le voyant s'éteint lorsque la charge
Contraction of the second seco	pendant 2 secondes. Une la figure apparaît. lumière bleue clignotante indiana en l'apparaît	Température de travail -10 ~5°C	est complète.
STATE IL Standardellan - Bitartitan	attend que l'application se connecte.	Capacité de la batterie 130mAh	×



DE	
Herunterladen der App Bitte suchen Sie im App Store/Android	1. IOS-System verbinden
Store nach HND, um es herunterzuladen und zu installieren.	Klicken
Part Line (DEEK)	Einschafttoste Z Sekunden lang gedrückt. öffnen, und die in der Licht zeigt an, dass das Gerät auf die Verbindung mit der App wartet.
	Wibhen Sie zum Verbinden WL-Fi HNDEC_55-XXXX
	sich dann ein, w Verbind 2. Android-System verbinden
IOS ISO APP STORE	Power button/ indicator light
Android Nachdem Sie den QR-Code gescannt haben, laden Sie die Downlaad-Option Über einen Drittanbiet- er-Browser herunter und installieren Sie sie.	Verblandung mit der App wartet.

IT

IOS

Dopo la scansione del codice QR,

selezionare IOS App

10

11. trui

ISO APP STORE

DE	DE
	1. IOS-System verbinden
	Image: Speak of the speak
	Wohlen Sie zum Verbinden WI-FI HNDEC_55-XXXX Image: State of the state of th
n os d Sie pre m es	Power button/ Indicator light
RE	Holten Sie dei Einschaftrate 2 Sekunden long gedrückt. Einschaftrate 2 Werbindung mit der App wartet. Werbindung mit der App wartet. Wird angezeigte Schnittstele wird angezeigt. Wird angezeigt. Wird hongezeigt. Wird hongezeigt. Wird hongezeigt.
	WI-FI HNDEC_55-XXXX. Abbildung oben dargestellt, blinkt das blaue Licht und schaftet sich dann ein, was eine erfolgreiche Verbindung

11

IT

	DE
Produktpo	ırameter
Name des Produkts	Ohrreiniger-Kamera
Antenne	Eingebaute Antenne
Arbeitsfrequenz	2.4Ghz
Übertragungsgeschwindigkeit	30fps
Bildsender	CMOS

obernagongsgesenminaigken	50125	
Bildsender	CMOS	
Arbeitstemperatur	-10 ~50°C	
Kapazität der Batterie	130mAh	
Arbeitszeiten	35 Minuten	
Aufladezeit	≈60Min	
Eingangsstrom	DC 5V/150mA	
Innendurchmesser der Linse	3,6 mm	
Brennweite	15mm~20mm	

Hinweis

1. Wenn das Bild unklar ist, wischen Sie das Objektiv mit einem Wattestäbchen ab. 2. Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen professionellen Alkoholtupfer und wischen Sie es

professionellen Alkoholtupfer und wischen Sie es vorsichtig ab. 3. Schauen Sie sich vor der Benutzung bitte um. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Menschen herumlaufen, um Unfälle zu vermeiden. 4. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. 5. Kinder dürfen das Gerät nicht allein benutzen. Kinder müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie es benutzen. 6. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 7. Verwenden Sie das Endoskop nicht in Flüssigkeiten. um Schäden durch Überschwem-mung zu ver, um Schäden durch Überschwem-

mung zu vermeiden. 8. Dieses Produkt ist nur für die Körperpflege bestimmt und kann nicht als Medizinprodukt

verwendet werden. 9. Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuer und ätzenden Substanzen

12

IT

Aufladen des Geräts

DE

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Ausschalten vor dem Aufladen zu

bestätigen. 2. Die Anzeige leuchtet rot und ist

während des Ladevorgangs ständig eingeschaltet.

3. Die Anzeigeleuchte erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Fehlersuche

1. Der Bildschirm friert ein

A. Die Reichweite der Datenübertragung ist zu groß. Entfernen Sie sich daher nicht von Ihrem

Telefon, wenn Sie das Produkt verwenden. B. Eine unzureichende Batterieleistung kann ebenfalls zum Einfrieren führen, laden Sie sie daher

rechtzeitig auf. 2. WiFi-Signal kann nicht übertragen werden/intermittiert

A. Je geringer die Akkuleistung ist, desto schwächer ist das WiFi-Signal. Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf. B. Die WiFi-Signalübertragungsdistanz wurde

überschritten, daher sollten das Produkt und das Telefon so nah wie möglich beieinander stehen. C. In der Umgebung gibt es zu viele Wi-Fii-Signale, die das Signal des Geräts beeinträchtigen. Versuchen Sie, es in einem Bereich mit weniger

Wi-Fi-Signalen zu verwenden. 3. Keine Bildanzeige A. Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon mit dem richtigen Produkt-Wi-Fi-Namen verbunden ist. B. Nachdem Sie die Verbindung bestätigt haben, sollte das blaue Licht des Produkts konstant leuchten. Wenn immer noch keine Anzeige erfolgt, schließen Sie die App und das Produkt und öffnen Sie sie erneut, um die Verbindung wieder herzustellen.

13

IT

1. Collegamento del sistema IOS Giù l'app 0 2 Cerca HND nell'App Store/Android Store per scaricarlo e installarlo. 6 e lingue OPEN app di tratt 8 Tornare all'applicazione all'uso normale. Come nella figura precedente, lampeggia e poi si ac indicando che la conn Selezionare per collegare WI-FI HNDEC_55-XXXX. Scansiona per ottenere l'app 2. Collegamento del sistema Android

0 2 accen-sione/indica-tore luminoso Fare clic s Cambiare le lingue

0

Nome del prodotto	Macchina fotograf pulizia delle orecch	
Antenna	Antenna integrata	
Frequenza di lavoro	2,4 Ghz	
Velocità di trasmissione	30 fps	
Trasmettitore di immagini	CMOS	
Temperatura di lavoro	-10 ~50°C	
Capacità della batteria	130 mAh	
Tempo di lavoro	35 minuti	
Tempo di ricarica	≈60min	
Corrente di ingresso	5V DC/150mA	
Diametro interno della lente	3,6 mm	
Lunghezza focale	15mm~20mm	

 Se l'immagine non è chiara, pulire la lente con un bastoncino di cotone.
 Per la pulizia dell'obiettivo, utilizzare un tampone professionale a base di alcol e strofinare con cura. 3. Prima dell'uso, guardarsi intorno. Per evitare incidenti, non utilizzare il dispositivo quando ci sono

persone in giro. 4. Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 5 anni.

Carica dell'unità 1. Tenere premuto il pulsante per confermare lo spegnimento prima della ricarica. 2. L'indicatore luminoso è rosso e costantemente acceso durante la carica. 3. La spia si spegne quando la carica è completa.

Risoluzione dei problemi

1. Lo schermo si blocca

A. La distanza di trasmissione dei dati è eccessiva, quindi non allontanarsi dal telefono quando si utilizza il prodotto.

B. Una batteria insufficiente può anche causare il congelamento, quindi si prega di caricarla in tempo. 2. Il segnale WiFi non può essere trasmesso/inter-

mittente A. Più bassa è la carica della batteria, più debole è il segnale WiFi. Caricare completamente la batteria prima dell'uso.

B. La distanza di trasmissione del segnale WiFi è stata superata, quindi il prodotto e il telefono devono essere il più vicino possibile.

C. Nell'area circostante sono presenti troppi segnali



EN	EN	EN	EN
Down the App	1. IOS system connecting	Product parameters	Charging the unit
Please search on App Store / Google Playfor HND to download and install.	Power button/ Indicator light	Product name Ear cleaner camera Antenna Built in antenna Working frequency 2.4Ghz	1. Press and hold the button to confirm shutdown before recharging.
1 Md 6		Transmission speed 30fps Image transmitter CMOS	 The indicator light is red and constantly on while charging. The indicator light goes out when fully
Free Linesson (1990)	Press and hold the Click the icon to open Select 'WLAN Options'. power button for 2 the app and the seconds. A flashing blue interface shown in the light indicates that the figure will appear. machine is waiting for	Working temperature -10°C-50°C Battery capacity 130mAh	charged.
具新致温		Working time 35 minutes Charging time ~60Min Input current DC 5V/I50mA	Troubleshooting
		Lens inner diameter 3.6mm Focal length 15mm-20mm	1. The screen freezes A. The data transmission distance is too far, so do
Scan to get the App	Select to connect WI-FI HNDEC_55-XXXX. Go back to the app and enter above, the blue light fashes and then turns on, indicating a seccessful connection.	Note	not move away from your phone when using the product. B. Insufficient battery power can also cause freezing, so please charge it in time.
IOS After scanning the QR code, select IOS App Store to download and install, or you can search for HND in the App Store to	2. Android system connecting Power button/ Image: Click Press and hold the power button Click the icon to open the app	 If the image is unclear, wipe the lens with a cotton swab. When cleaning the lens, use a professional alcohol swab and wipe carefully. Before use, please look around. Do not use when people are walking around to prevent accidents. This product is not suitable for children under 5 	 WiFi signal cannot be transmitted/intermittent A. The lower the battery power, the weaker the WiFi signal. Fully charge the battery before use. B. The WiFi signal transmission distance has been exceeded, so the product and phone should be as close as possible. C. There are too many Wi-Fi signals in the current diag area which will affect the product's
Android After scanning the QR code, download and install the download option via a third-party browser.	for 2 seconds. A flashing blue light indicates that the materians is writing for the app to connect. Select to connect	 years old. 5. Children are not allowed to use it alone. Children must be supervised by an adult when using it. 6. Please keep the product out of reach of children. 7. Do not use the endoscope in liquid to avoid damage caused by flooding. 8. This product is only for personal care and cannot be used as a medical device. 9. Please store the product in a cool, dry place away from fire and corrosive substances. 	 signal. Try to use it in an area with fewer Wi-Fi signals. 3. No picture display A. Check whether the mobile phone is connected to the correct product Wi-Fi name. B. After confirming the connection, the product's blue light should be on constantly. If there is still no display, close the app and product, and then reopen them to connect again.
22	WI-FI HNDEC_55-XXXX. where be legath factors and then turns on, indicating a successful connection. 23	24	25



DECLARATION OF CONFORMITY
Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:
Brand name: Wellhealth Product type: Ear cleaner camera Item number: OP_017294
ENIEC 55014-1:2021EN IEC 55014-2:2021ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Signed for and on behalf of:
Sint-Martens-Latem, Belgium April 2025
A. Pappijn - Product Manager
J. opport
Made in China