





INSTRUCTION MANUAL

Automatic Pill Organiser





LAYOUT

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Weergave | 5. Minuten Instellen & Start/
Stop Knop voor Timer |
| 2. Luidsprekeropening | 6. Batterijklep |
| 3. Uur INSTELLEN Knop | 7. Pillenvak |
| 4. Modus/Modus
INSTELLEN Knop | 8. Deurhaak |

FUNCTIES


- 5 dagelijks alarmen
- Hoorbaar alarm met trilling
- 4 pillenvakken
- Eenvoudige alarminstelling
- Klok met selecteerbaar 12/24 uur weergaveformaat
- Afteltimer; max. 23 uur & 59 minuten
- Klein compact formaat voor broekzak of tas

AAN DE SLAG

- Trek de batterij-isolator (indien geïnstalleerd) om de timer te activeren.
- Houd de MODE-knop 2 seconden ingedrukt tot het LCD-scherm activeert.

KLOK/ALARM/TIMER MODUS

Druk tegelijkertijd op de MODE-knop om de verschillende modi te zien:



(a) Klokmodus

- In klokmodus: houd MODE ingedrukt tot "12 Hr/24 Hr" knippert.
- Druk op Uur- of Minuutknop om tussen 12u- /24u-formaat te wisselen.
- Druk herhaaldelijk op de Uur-/Minuutknoppen om de huidige tijd in te stellen. Of houd de knop ingedrukt om sneller naar de gewenste waarde te gaan. Laat los bij bereiken.
- Druk op MODE om de ingestelde tijd te bevestigen of laat het apparaat 1 minuut inactief.

(v) 12-uurs formaat


De letter 'P' verschijnt tussen 12:00 – 23:59.

(b) Alarmmodus

- Alarm 1
 - Druk op MODE tot het scherm "Alarm 1"-icoon "1" toont.
 - Houd de MODE-knop ingedrukt tot de cijfers knipperen om de instelmodus voor 'Alarm 1' te openen.
 - Druk op de UUR/MINUUT-knoppen om de alarmtijd voor 'alarm 1' in te stellen.
 - Nadat de alarmtijd is ingesteld, druk op MODE om te bevestigen. Alarmtijd 1 stopt met knipperen. Het display toont de ingestelde tijd voor alarm 1 en het icoon "1" blijft zichtbaar.
- Voor Alarm 2 (2), Alarm 3 (3), Alarm 4 (4) en Alarm 5 (5): volg dezelfde instelprocedure als voor alarm 1.

(iii) Alarm uitschakelen

- Druk op MODE om het alarmtijdstip (1-5) te selecteren dat u wilt uitschakelen.
- Druk op de MINUTE-knop. Het alarmtijdstip op het display verandert in 4 streepjes (zie diagram hieronder). Het alarm is nu uitgeschakeld. -



(iv) Alarmgeluid/Trilling

Wanneer het alarm afgaat, volgt het onderstaande alarmgeluid/trillingspatroon:

- Eerste 10 seconden: Piep en trilling
- Volgende 30 seconden: Snel piepen
- Laatste 20 seconden: Snel piepen en trillen


Druk op een willekeurige toets om het alarmgeluid en de trilling te stoppen.

(c) Countdown Timer (⌚)

- Druk zo vaak als nodig op de MODE-knop tot het display de timermodus toont.



- Houd de MODE-knop ingedrukt tot de timercijfers beginnen te knipperen.
- Druk op de HOUR/MINUTE-knoppen om de gewenste afteltijd in te stellen.
- Druk op de MODE-knop om de afteltijd te bevestigen.
- Druk op de MINUTE-knop om de afteltimer te starten/stoppen.
- Zodra de timer begint af te tellen, begint het pictogram '⌚' te knipperen.
- Bij de laatste minuut verandert het display en toont de afteltijd voor de laatste 59 seconden.




- De timer geeft 1 minuut een signaal en trilling, vergelijkbaar met de alarmfunctie.
- Druk op een willekeurige knop om het geluid te stoppen.
- Na het stoppen van het alarm keert het display terug naar de eerder ingestelde afteltijd.
- Houd de MODE-knop ingedrukt om een nieuwe afteltijd in te stellen (instelmodus).

Opmerking: Een nieuwe afteltijd kan alleen worden ingesteld wanneer de timer is gestopt. Als de timer loopt, druk op de MINUTE-knop om deze te stoppen.

Als u het timerpictogram ziet in klokmodus, betekent dit dat de timer geactiveerd is en loopt.



BATTERIJ VERVANGEN




Het pillendoosje-timer gebruikt 1 knoopcelbatterij van het type CR-2032.

- Open het pillendoosje en klap het deksel open met het batterijvak naar u toe.
- Verwijder de schroef van het batterijklepje.
- Haal de oude knoopcelbatterij eruit en vervang deze door een nieuwe.
- Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast.
- Stel de kloktijd en alarmtijd opnieuw in.

Vervaardigd in China





LAYOUT

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Display | 5. Minuten-Einstell- & Start/ |
| 2. Summeröffnung | Stopp-Taste für Timer |
| 3. Stundeneinstelltaste | 6. Batteriefachdeckel |
| 4. Modus-/Moduseinstelltaste | 7. Tablettenfach |
| | 8. Türhaken |

MERKMALE


- 5 tägliche Alarme
- Hörbarer Alarm mit Vibration
- 4 Tablettenfächer
- Einfache Alarmeinstellung
- Uhr mit wählbarem 12/24-Stunden-Anzeigeformat
- Countdown-Timer; max. 23 Stunden & 59 Minuten
- Kleine kompakte Größe für Tasche oder Handtasche

ERSTE SCHRITTE

- Batterie-Isolator (falls installiert) herausziehen, um den Timer zu aktivieren.
- MODE-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, bis die LCD-Anzeige aktiviert ist.

UHR/ALARM/TIMER MODUS

Drücken Sie gleichzeitig die MODE-Taste, um die verschiedenen Modi anzuzeigen:



(a) Uhrmodus

- Im Uhrmodus: MODE-Taste gedrückt halten, bis "12 Hr/24 Hr" blinkt.
- Stunden-/Minutentaste drücken, um 12h/24h-Format auszuwählen.
- Drücken Sie Stunden-/Minutentaste so oft wie nötig, um die Uhrzeit einzustellen. Alternativ Taste gedrückt halten, um schneller vorzurücken. Bei Erreichen loslassen.
- MODE drücken, um die Zeit zu bestätigen, oder 1 Minute inaktiv lassen.

(v) 12-Stunden-Format


Der Buchstabe 'P' wird von 12:00 – 23:59 angezeigt.

(b) Alarmmodus

- Alarm 1
 - MODE drücken bis Symbol "1" erscheint.
 - Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, bis die Ziffern blinken, um den Einstellmodus für 'Alarm 1' aufzurufen.
 - Drücken Sie die STUNDE/MINUTE-Tasten, um die Alarmzeit für Alarm 1 festzulegen.
 - Nach Einstellung der Alarmzeit MODE drücken, um zu bestätigen. Alarmzeit 1 blinkt nicht mehr. Das Display zeigt die eingestellte Alarmzeit 1 und das Symbol "1" ist sichtbar.
- Für Alarm 2 (2), Alarm 3 (3), Alarm 4 (4) und Alarm 5 (5): dieselbe Einstellprozedur wie bei Alarm 1 anwenden.

(iii) Alarm ausschalten

- Drücken Sie MODE, um die Alarmzeit (1-5), die Sie deaktivieren möchten, auszuwählen.
- Drücken Sie die MINUTE-Taste. Die Alarmzeit auf der Anzeige ändert sich in 4 Striche (siehe Diagramm unten). Der Alarm ist jetzt deaktiviert.



(iv) Alarmton/Vibration

Wenn der Alarm ertönt, folgt diese Abfolge von Alarmtönen/Vibrationen:

- Erste 10 Sekunden: Piepton und Vibration
- Nächste 30 Sekunden: Schnelles Piepen
- Letzte 20 Sekunden: Schnelles Piepen und Vibration

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton und die Vibration zu stoppen.

(c) Countdown-Timer (🕒)

- Drücken Sie die MODE-Taste so oft wie nötig, bis der Display den Timer-Modus anzeigt.



- MODE-Taste gedrückt halten, bis die Timer-Ziffern blinken.
- HOUR/MINUTE-Tasten drücken, um die gewünschte Countdown-Zeit einzustellen.
- MODE-Taste drücken, um die Countdown-Zeit zu bestätigen.
- MINUTE-Taste drücken, um den Countdown-Timer zu starten/stoppen.
- Sobald der Countdown beginnt, blinkt das Symbol '🕒'.
- In der letzten Minute ändert sich die Anzeige und zeigt den Countdown für die letzten 59 Sekunden.




- Der Timer piept und vibriert 1 Minute lang (wie die Alarmfunktion).
- Drücken Sie eine beliebige Taste zum Stoppen des Tons.
- Nach Tonstopp zeigt das Display den vorherigen Countdown-Zeitwert an.
- Neue Countdown-Zeit einstellen: MODE-Taste gedrückt halten (Einstellmodus).

Hinweis: Eine neue Countdown-Zeit kann nur eingestellt werden, wenn der Timer gestoppt ist. Läuft der Timer, drücken Sie die MINUTE-Taste zum Stoppen.

Wenn Sie das Timer-Symbol im Uhr-Modus sehen, bedeutet dies, dass der Timer aktiviert ist und läuft.



BATTERIEWECHSEL




Der Tablettenbox-Timer verwendet eine Knopfzelle vom Typ CR-2032.

- Öffnen Sie die Tablettenbox und klappen Sie den Deckel auf (Batteriefach zu Ihnen zeigend).
- Entfernen Sie die Schraube der Batterieabdeckung.
- Nehmen Sie die alte Knopfzelle heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und sichern Sie die Schraube.
- Stellen Sie Uhrzeit und Alarmzeit neu ein.

Hergestellt in China





LAYOUT

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Affichage | 5. Bouton Réglage Minutes & Marche/Arrêt pour Minuterie |
| 2. Orifice de buzzer | 6. Cache-pile |
| 3. Bouton RÉGLAGE Heure | 7. Compartiment à piles |
| 4. Bouton Mode/RÉGLAGE Mode | 8. Crochet de porte |

CARACTÉRISTIQUES


- 1. 5 alarmes quotidiennes
- 2. Alarme sonore avec vibration
- 3. 4 compartiments à piles
- 4. Réglage simple de l'alarme
- 5. Horloge avec format d'affichage 12/24h sélectionnable
- 6. Minuterie décompte; max. 23 heures & 59 minutes
- 7. Taille compacte pour poche ou sac à main

MISE EN ROUTE

- Tirez l'isolant de batterie (s'il est installé) pour activer la minuterie.
- Maintenez le bouton MODE enfoncé 2 secondes jusqu'à l'activation de l'affichage LCD.

MODE HORLOGE/ALARME/MINUTERIE

Appuyez simultanément sur le bouton MODE pour voir les différents modes :



(a) Mode Horloge


- (i) En mode horloge : maintenir MODE enfoncé jusqu'à ce que " 12 Hr/24 Hr " clignote.
- (ii) Appuyer sur Heure ou Minute pour basculer entre format 12h/24h.
- (iii) Appuyez répétitivement sur Heure/Minute pour régler l' heure. Ou maintenez enfoncé pour avancer rapidement vers la valeur. Relâchez une fois atteint.
- (iv) Appuyez sur MODE pour valider l'heure ou laissez inactif 1 minute.
- (v) **Format 12h**
La lettre « P » s'affiche de 12:00 à 23:59.

(b) Mode Alarme

- (i) Alarme 1
 - Appuyez sur MODE jusqu'à l'icône " 1 " .
 - Maintenez le bouton MODE enfoncé jusqu'à ce que les chiffres clignotent pour accéder au mode de réglage de 'Alarme 1'.
 - Appuyez sur les boutons HEURE/MINUTE pour régler l' heure de l' alarme pour « alarme 1 ».
 - Une fois l'heure de l'alarme réglée, appuyez sur MODE pour confirmer. L'heure d'alarme 1 cesse de clignoter. L'affichage montre l'heure définie pour l'alarme 1 et l'icône " 1 " reste visible.
- (ii) Pour Alarme 2 (2), Alarme 3 (3), Alarme 4 (4) et Alarme 5 (5) : suivre la même procédure de réglage que pour l'alarme 1.

(iii) Désactiver l'alarme

- Appuyez sur MODE pour sélectionner l'heure de l'alarme (1 à 5) que vous souhaitez désactiver.
- Appuyez sur le bouton MINUTE. L'heure de l'alarme sur l' affichage changera pour 4 tirets (voir diagramme ci-dessous). L'alarme est maintenant désactivée.



(iv) Sonnerie d'alarme/Vibration

Lorsque l'alarme se déclenche, la séquence de sonnerie/vibration est la suivante :

- 10 premières secondes : Bip et vibration
- 30 secondes suivantes : Bip rapide
- 20 dernières secondes : Bip rapide et vibration

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son d'alarme et la vibration.

(c) Minuterie (5)

- Appuyez sur MODE autant de fois que nécessaire jusqu'à l' affichage du mode minuterie.



- Maintenir le bouton MODE enfoncé jusqu'au clignotement des chiffres.
- Appuyer sur HOUR/MINUTE pour régler le temps de compte à rebours.
- Appuyer sur MODE pour confirmer le décompte.
- Appuyer sur MINUTE pour démarrer/arrêter le compte à rebours.
- Au démarrage du compte à rebours, l'icône " 5 " clignote.
- À la dernière minute, l'affichage montre le compte à rebours des 59 dernières secondes.




- Le chronomètre émet un bip et vibre pendant 1 minute (identique à la fonct. alarme).
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son.
- L'affichage restaurera le décompte précédent après arrêt du son.
- Réglage nouveau décompte : maintenir le bouton MODE enfoncé (mode réglage).

Remarque : Un nouveau compte à rebours ne peut être réglé que lorsque le chronomètre est arrêté. Si le chronomètre fonctionne, appuyez sur le bouton MINUTE pour l' arrêter.

Si vous voyez l'icône de chronomètre en mode horloge, cela signifie que le chronomètre est activé et en fonctionnement.



REPLACEMENT DE LA PILE




La boîte à piles-timer utilise une pile bouton CR-2032.

- Ouvrez la boîte et retournez le couvercle (le compartiment pile face à vous).
- Retirez la vis du couvercle de pile.
- Sortez l'ancienne pile bouton et remplacez-la par une neuve.
- Remettez le couvercle en place et fixez la vis.
- Réinitialisez l'heure et l'alarme.

Fabriquée en Chine





LAYOUT

1. Display
2. Buzzer Hole
3. Hour SET Button
4. Mode / Mode SET Button

5. Minute Set & Start / Stop Button for Timer
6. Battery Cover
7. Pills compartment
8. Door Hook

FEATURES


1. 5 daily alarms
2. Audible alarm with vibration
3. 4 Pill compartments
4. Simple alarm setting
5. Clock with selectable 12/24 Hour display format.
6. Countdown timer; max. 23 Hours & 59 Minutes.
7. Small Compact size for pocket or purse

GETTING STARTED

- Pull battery insulator (if installed) to activate the timer.
- Press and hold MODE button for 2 seconds until the LCD display is activated.

CLOCK / ALARM / TIMER MODE

Press MODE button simultaneously to view the various modes:



(a) Clock Mode

- (i) Under clock mode, press and hold MODE button until the digits start blinking 12 Hr / 24 Hr.
- (ii) Press Hour or Minute button to toggle select 12Hr or 24 Hr clock format.
- (iii) Press the Hour / Minute buttons as many times as necessary to set the current clock time.
Alternatively, press and hold the Hour / Minute button to advance to the set value quicker. Release button when the required value is reached.
- (iv) Press MODE button to acknowledge the set time or leave unit idle for 1 minute to confirm.

(v) 12 Hour clock format

The letter 'P' will show up when the clock time is between 12:00pm to 11:00pm.

(b) Alarm Mode

- (i) Alarm 1
 - Press MODE button until the display shows Alarm 1 icon "A1".
 - Press and hold MODE button until the digits start blinking to enter 'Alarm 1' setting mode.
 - Press the HOUR / MINUTE buttons to set the alarm time for 'alarm 1'.
 - Once the alarm time is set, press MODE button to confirm. The alarm time 1 will stop blinking. The display will show the alarm time set for alarm 1 and also the icon 'A1' is visible.
- (ii) To set the alarm for Alarm 2 (A2), Alarm 3 (A3), Alarm 4 (A4) and Alarm 5 (A5), follow the same setting procedures as alarm 1 above.

(iii) Disable alarm

- Press MODE to select the alarm time from 1 - 5 which you want disabled.
- Press the MINUTE button, the alarm time on the display will change to 4 dash lines (see diagram below). The alarm is now disabled:-



(iv) Alarm sound / Vibration

When the alarm sound go off, it will be in the following alarm sound / vibration sequence:

- First 10 seconds: Beep and Vibrate
- Second 30 seconds: Beep at a rapid speed
- Last 20 seconds: Beep and Vibrate at a rapid speed

Press any key to stop the alarm sound and vibration.

(c) Countdown Timer (T)

- Press the MODE button as many times as necessary until the display show the timer mode:



- Press and hold MODE button until the timer digits start blinking.
- Press HOUR / MINUTE buttons to set the desired countdown time.
- Press MODE button to confirm the countdown time set.
- Press the MINUTE button to start/stop the countdown timer.
- Once the timer start to countdown, the icon 'T' will start blinking.
- When the timer reaches its final minute, the display will change and show the countdown timer for the last 59 seconds:




- The timer will beep and vibrate for 1 minute similar to the alarm function.
- Press any button to stop the sound.
- Once the alarm sound is stopped, the display will revert to the previous countdown time set.
- To set a new countdown time, press and hold MODE button to enter setting mode.

Note: A new countdown time can only be set when the timer has stopped running. If the timer is running, press the MINUTE button to stop it.

If you see the timer icon in clock mode, it means the timer is activated and running:



BATTERY REPLACEMENT




The Pill box timer uses 1 piece of CR-2032 button cell battery.

- Open the pill box and flip the top lid open with the battery compartment facing you.
- Remove the screw from the battery cover.
- Take out the old button cell battery and replace with a fresh one.
- Place battery cover back on and secure the screw.
- Set clock time & alarm time.

Made In China





LAYOUT

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pantalla | 5. Botón Ajuste Minutos & Inicio/Parada para Temporizador |
| 2. Orificio del zumbador | 6. Tapa de baterías |
| 3. Botón AJUSTE Hora | 7. Compartimento de pastillas |
| 4. Botón Modo/AJUSTE Modo | 8. Gancho de puerta |

CARACTERÍSTICAS


- 5 alarmas diarias
- Alarma audible con vibración
- 4 compartimentos para pastillas
- Configuración simple de alarma
- Reloj con formato 12/24h seleccionable
- Temporizador cuenta atrás; máx. 23 horas y 59 minutos
- Tamaño compacto para bolsillo o bolso

INICIO

- Tire del aislante de la batería (si está instalado) para activar el temporizador.
- Mantenga pulsado el botón MODO durante 2 segundos hasta que se active la pantalla LCD.

MODOS RELOJ/ALARMA/TEMPORIZADOR

Pulse simultáneamente el botón MODO para ver los distintos modos:



(a) Modo Reloj

- En modo reloj: mantenga pulsado MODO hasta que "12 Hr/24 Hr" parpadee.
- Pulse Hora o Minuto para seleccionar formato 12h/24h.
- Pulse repetidamente Hora/Minuto para ajustar la hora. Alternativamente, manténgalos pulsados para avanzar rápido al valor. Suelte al alcanzarlo.
- Pulse MODO para confirmar la hora o deje inactivo 1 minuto.

(v) Formato 12h


La letra 'P' aparece entre 12:00 – 23:59.

b) Modo Alarma

- Alarma 1
 - Pulse MODO hasta ver icono "1".
 - Mantenga pulsado el botón MODO hasta que los dígitos parpadeen para entrar en el modo de ajuste de 'Alarma 1'.
 - Pulse los botones HORA/MINUTO para configurar la hora de la alarma para 'alarma 1'.
 - Una vez establecida la hora de la alarma, pulse MODO para confirmar. La hora del alarma 1 dejará de parpadear. La pantalla mostrará la hora configurada para alarma 1 y el icono "1" será visible.
- Para Alarma 2 (2), Alarma 3 (3), Alarma 4 (4) y Alarma 5 (5): seguir el mismo procedimiento de ajuste que para alarma 1.

(iii) Desactivar alarma

- Presione MODE para seleccionar la hora de la alarma (1-5) que desea desactivar.
- Presione el botón MINUTE. La hora de la alarma en la pantalla cambiará a 4 guiones (ver diagrama abajo). ¡La alarma está ahora desactivada!



(iv) Sonido de alarma/Vibración

Cuando suene la alarma, seguirá la siguiente secuencia de sonido/vibración:

- Primeros 10 segundos: Pitido y vibración
- Siguientes 30 segundos: Pitido rápido
- Últimos 20 segundos: Pitido rápido y vibración

Pulse cualquier tecla para detener el sonido de alarma y la vibración.

(c) Temporizador ()

Pulse MODE tantas veces como sea necesario hasta que se muestre el modo temporizador.



- Mantenga pulsado MODE hasta que parpadeen los dígitos.
- Pulse HOUR/MINUTE para ajustar el tiempo de cuenta regresiva.
- Pulse MODE para confirmar el tiempo establecido.
- Pulse MINUTE para iniciar/detener la cuenta regresiva.
- Al iniciarse la cuenta regresiva, el icono " " parpadeará.
- En el último minuto, la pantalla cambiará mostrando los últimos 59 segundos.




- El temporizador pitara y vibrará 1 minuto (como la función de alarma).
- Pulse cualquier botón para silenciar.
- Al detenerse el sonido, se mostrará el tiempo de cuenta regresiva anterior.
- Para nuevo tiempo: mantenga presionado MODE (entrará en modo configuración).

Nota: Un nuevo tiempo de cuenta regresiva solo puede configurarse cuando el temporizador está detenido. Si el temporizador está en marcha, pulse el botón MINUTE para detenerlo.

Si ve el icono del temporizador en modo reloj, significa que el temporizador está activado y en funcionamiento.



CAMBIO DE PILA




El pastillero-temporizador usa una pila de botón CR-2032.

- Abra el pastillero y levante la tapa (con el compartimento de la pila hacia usted).
- Retire el tornillo de la tapa de la pila.
- Saque la pila usada y coloque una nueva.
- Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.
- Reconfigure la hora y la alarma.

Fabricado en China





LAYOUT

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Display | 5. Pulsante Imposta Minuti & Avvio/Stop per Timer |
| 2. Foro cicalino | 6. Copribatteria |
| 3. Pulsante IMPOSTA Ora | 7. Comparto pillole |
| 4. Pulsante Modalità/IMPOSTA Modalità | 8. Gancio porta |

CARATTERISTICHE


- 5 allarmi giornalieri
- Allarme acustico con vibrazione
- 4 scomparti per pillole
- Impostazione allarme semplice
- Orologio con formato 12/24h selezionabile
- Timer conto alla rovescia; max. 23 ore e 59 minuti
- Dimensioni compatte per tasca o borsetta

PER INIZIARE

- Rimuovere l'isolante della batteria (se installato) per attivare il timer.
- Tenere premuto il pulsante MODALITÀ per 2 secondi finché non si attiva il display LCD.

MODALITÀ OROLOGIO/ALLARME/TIMER

Premere contemporaneamente il pulsante MODALITÀ per visualizzare le varie modalità:



(a) Modalità Orologio

- In modalità orologio: tenere premuto MODALITÀ finché "12 Hr/24 Hr" lampeggia.
- Premere Ora o Minuto per selezionare formato 12h/24h.
- Premere ripetutamente Ora/Minuto per impostare l'ora. In alternativa, tenerli premuti per avanzare rapidamente al valore. Rilasciare al raggiungimento.
- Premere MODALITÀ per confermare l'ora o attendere 1 minuto inattivo.

(v) Formato 12h

La lettera "P" compare dalle 12:00 alle 23:59.

(b) Modalità Allarme


(i) Allarme 1

- Premere MODE finché appare l'icona "1".
- Tenere premuto il pulsante MODE finché le cifre lampeggiano per entrare nella modalità di impostazione di "Allarme 1".
- Premere i pulsanti ORA/MINUTO per impostare l'orario dell'allarme per "allarme 1".
- Dopo aver impostato l'ora della sveglia, premere MODE per confermare. L'orario dell'allarme 1 smetterà di lampeggiare. Il display mostrerà l'ora impostata per allarme 1 e l'icona "1" sarà visibile.

- Per Allarme 2 (1), Allarme 3 (1), Allarme 4 (1) e Allarme 5 (1): seguire la stessa procedura d'impostazione di "allarme 1".

(iii) Disattivare la sveglia

- Premere MODE per selezionare l'ora della sveglia (da 1 a 5) che si desidera disattivare.
- Premere il pulsante MINUTE. L'ora della sveglia sul display cambierà in 4 trattini (vedere diagramma sotto). La sveglia è ora disattivata. -



(iv) Suono allarme/Vibrazione

Quando scatta l'allarme, seguirà questa sequenza di suono/vibrazione:

- Primi 10 secondi: Bip e vibrazione
- Successivi 30 secondi: Bip a ripetizione rapida
- Ultimi 20 secondi: Bip e vibrazione a ripetizione rapida

Premere un tasto qualsiasi per interrompere il suono dell'allarme e la vibrazione.

(c) Timer Conto Alla Rovescia (1)

- Premere MODE tutte le volte necessarie finché sul display appare la modalità timer. 0:00



- Tenere premuto MODE finché le cifre lampeggiano.
- Premere HOUR/MINUTE per impostare il countdown desiderato.
- Premere MODE per confermare l'impostazione.
- Premere MINUTE per avviare/fermare il countdown.
- All'avvio del countdown, l'icona "1" lampeggia.
- All'ultimo minuto, il display mostrerà il countdown dei restanti 59 secondi.




- Il timer emetterà un bip e vibrerà per 1 minuto (come la funzione allarme).
- Premere un tasto qualsiasi per interrompere l'audio.
- Terminato l'allarme, il display tornerà al tempo di conto alla rovescia impostato.
- Impostare nuovo countdown: tenere premuto MODE (modalità impostazione).

Nota: Un nuovo tempo di conto alla rovescia può essere impostato solo quando il timer è fermo. Se il timer è in funzione, premere il pulsante MINUTE per fermarlo.

Se vedi l'icona del timer in modalità orologio, significa che il timer è attivato e in esecuzione.



SOSTITUZIONE BATTERIA




Il timer portapillole utilizza una batteria a bottone CR-2032.

- Aprire il portapillole e ribaltare il coperchio (compartimento batteria rivolto verso di voi).
- Rimuovere la vite del coperchio della batteria.
- Estrarre la vecchia batteria e inserirne una nuova.
- Riposizionare il coperchio e fissare la vite.
- Reimpostare l'ora e la sveglia.

Prodotto in Cina





LAYOUT

1. Wyświetlacz
2. Otwór brzęczyka
3. Przycisk USTAW Godzina
4. Przycisk Tryb/USTAW Tryb
5. Przycisk Ustaw Minuty & Start/Stop dla Timera
6. Pokrywa baterii
7. Przegródka na tabletki
8. Hak drzwiowy

FUNKCJE


1. 5 codziennych alarmów
2. Słyszalny alarm z wibracją
3. 4 przegródki na tabletki
4. Łatwe ustawianie alarmu godzinnym
5. Zegar z wyborem formatu 12/24-godzinnego
6. Minutnik odliczający; maks. 23 godziny i 59 minut
7. Mały, kompaktowy rozmiar do kieszeni lub torebki

PIERWSZE KROKI

- Wyciągnij izolator baterii (jeśli jest zainstalowany), aby aktywować timer.
- Przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, aż ekran LCD zostanie aktywowany.

TRYB ZEGARA/ALARMU/TIMERA

Naciśnij jednocześnie przycisk MODE, aby zobaczyć różne tryby:



(a) Tryb Zegara


- (i) W trybie zegara przytrzymaj MODE, aż zacznie migać 12/24h.
 - (ii) Użyj przycisków Godzina/Minuta, aby wybrać format 12h lub 24h.
 - (iii) Naciśnij lub przytrzymaj Godzina/Minuta, aby ustawić czas.
 - (iv) Naciśnij MODE, aby potwierdzić, lub odczekaj 1 minutę.
 - (v) Format 12h
- litera „P” pojawi się między 12:00 a 23:00.

(b) Tryb Alarmu

- (i) Alarm 1
 - Naciśnij MODE, aż pojawi się ikona 1.
 - Przytrzymaj MODE, aż cyfry zaczną migać (tryb ustawiania Alarmu 1).
 - Użyj GODZINA / MINUTA, aby ustawić czas.
 - Naciśnij MODE, aby potwierdzić (czas przestanie migać, ikona 1 będzie widoczna).
- (ii) Dla Alarmu 2 (2), Alarmu 3 (3), Alarmu 4 (4) i Alarmu 5 (5): wykonaj te same kroki jak dla Alarmu 1.

(iii) Wyłącz alarm

- Naciśnij MODE, aby wybrać alarm 1–5 do wyłączenia.
- Naciśnij MINUTA, wyświetlacz zmieni się na cztery kreski – alarm wyłączony.



(iv) Dźwięk/Vibracja alarmu

Gdy włączy się alarm, będzie działał według następującej sekwencji dźwięku/wibracji:

- Pierwsze 10 sekund: sygnał dźwiękowy + wibracja
- Kolejne 30 sekund: szybki sygnał dźwiękowy
- Ostatnie 20 sekund: szybki sygnał + wibracja

Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm i wibrację.

(c) Timer Odliczania (⌚)

- Naciśnij MODE kilka razy, aż pojawi się tryb timera.



- Przytrzymaj MODE, aż cyfry timera zaczną migać.
- Użyj HOUR / MINUTE, aby ustawić czas odliczania.
- Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienie.
- Naciśnij MINUTE, aby uruchomić/zatrzymać odliczanie.
- Po rozpoczęciu odliczania ikona ⌚ zacznie migać.
- Gdy timer osiągnie ostatnią minutę, wyświetlacz pokaże odliczanie ostatnich 59 sekund.



- Timer będzie wydawał dźwięk i wibrował przez 1 minutę jak alarm.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dźwięk.
- Po zatrzymaniu dźwięku wyświetlacz wróci do poprzedniego ustawienia odliczania.
- Aby ustawić nowe odliczanie, przytrzymaj MODE, aby wejść w tryb ustawień.


Uwaga: Nowe odliczanie można ustawić tylko, gdy timer jest zatrzymany.

Nowe odliczanie można ustawić tylko, gdy timer jest zatrzymany.

Jeśli w trybie zegara widać ikonę timera, oznacza to, że timer jest aktywny i działa.



WYMIANA BATERII



Timer w pudełku na tabletki używa 1 baterii guzikowej CR-2032.

- Otwórz pudełko i podnieś pokrywę, aby odsłonić komorę baterii.
- Odkręć śrubkę z pokrywki baterii.
- Wymij starą baterię i włóż nową.
- Załóż pokrywę i dokręć śrubkę.
- Ustaw ponownie czas i alarm.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Automatic pill organiser
SKU number: OP_018010

Complies with the following harmonization rules:

IEC 62321-1:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - SEP 2025
A. Pappijn - Product Manager

