



INSTRUCTION MANUAL

Red light neck device



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN




À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INLEIDING




GEBRUIK

1. Breng na het wassen van je gezicht je favoriete huidverzorgingsproducten gelijkmatig aan op je gezicht.
2. Druk 2 seconden op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.
3. Druk nogmaals kort op de AAN/UIT-knop om de gewenste verlichtingsmodus en massagemodus in te stellen.
4. Druk na gebruik van het product 2 seconden op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.

WAARSCHUWING

1. Niet geschikt voor gebruik tijdens plastische chirurgie van het gezicht, onderhuidse metalen implantaten, zwangerschap en menstruatie.
2. Veeg de huidverjongingsmachine af met een tissue. Niet wassen met water of samenleggen met metalen voorwerpen.
3. Plaats het niet op een vochtige plaats zoals de badkamer om kortsluiting te voorkomen.
4. Het kan alleen worden gebruikt op het gezicht en de hals, en het wordt niet aanbevolen voor mensen met een gevoelige huid om het elke dag te gebruiken, maar een keer per week.
5. Wanneer onderhoud nodig is, controleer dan eerst of de stroom is uitgeschakeld. Als de stroom is ingeschakeld en een natte tissue of handdoek wordt gebruikt voor onderhoud, kan dit irritatie veroorzaken.
6. Was de behuizing van het product niet, maar veeg het af met een natte tissue of een zachte doek die in een kleine hoeveelheid zeepwater is gedompeld. Veeg het product niet af met bijtende oplossingen (alcohol, bananenolie, benzine, acrylverwijderaar, enz.).

INTRODUCTION




UTILISATION

1. Après vous être lavé le visage, appliquez uniformément vos produits de soin préférés sur votre visage.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour régler le mode d'éclairage et le mode de massage de votre choix.
4. Après utilisation, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

AVERTISSEMENT

1. Ne convient pas en cas de chirurgie plastique du visage, d'implants métalliques sous-cutanés, de grossesse et de menstruation.
2. Essuyez le rajeunisseur de peau avec un mouchoir en papier. Ne le lavez pas à l'eau et ne le mettez pas en contact avec des objets métalliques.
3. Ne le placez pas dans un endroit humide tel que la salle de bain pour éviter les courts-circuits.
4. Il ne peut être utilisé que sur le visage et le cou, et il n'est pas recommandé aux personnes ayant la peau sensible de l'utiliser tous les jours, mais une fois par semaine.
5. Lorsque l'entretien est nécessaire, veuillez d'abord vérifier que l'appareil est éteint. Si l'appareil est allumé et qu'un tissu ou une serviette humide est utilisé pour l'entretien, cela peut provoquer une irritation.
6. Ne lavez pas le corps du produit, veuillez l'essuyer avec un tissu humide ou un chiffon doux trempé dans un peu d'eau savonneuse. N'essuyez pas le produit avec des solutions corrosives (alcool, huile de banane, essence, dissolvant acrylique, etc.).

EINFÜHRUNG




VERWENDUNG

1. Tragen Sie nach dem Waschen Ihres Gesichts Ihre bevorzugten Hautpflegeprodukte gleichmäßig auf Ihr Gesicht auf.
2. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut kurz, um Ihren bevorzugten Beleuchtungs- und Massagemodus einzustellen
4. Drücken Sie nach der Verwendung des Produkts 2 Sekunden lang die EIN/AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

ACHTUNG

1. Nicht geeignet für die Verwendung während plastischer Gesichtschirurgie, subkutaner Metallimplantate, Schwangerschaft und Menstruation.
2. Bitte wischen Sie den Hautverjünger mit einem Tuch ab. Nicht mit Wasser abwaschen oder mit Metallgegenständen in Berührung bringen.
3. Legen Sie ihn nicht an einen feuchten Ort wie das Badezimmer, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
4. Es kann nur im Gesicht und am Hals verwendet werden und wird für Menschen mit empfindlicher Haut nicht zur täglichen, sondern nur zur wöchentlichen Anwendung empfohlen.
5. Wenn eine Wartung erforderlich ist, vergewissern Sie sich bitte, dass der Strom ausgeschaltet ist. Wenn der Strom eingeschaltet ist und ein nasses Tuch oder Handtuch für die Wartung verwendet wird, kann dies zu Reizungen führen.
6. Waschen Sie das Gehäuse des Produkts nicht, sondern wischen Sie es mit einem feuchten Tuch oder einem weichen Tuch, das in etwas Seifenwasser getaucht wurde, ab. Wischen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Lösungen (Alkohol, Bananenöl, Benzin, Acryl-Entferner usw.) ab.

INTRODUZIONE




UTILIZZO

1. Dopo aver lavato il viso, applicare uniformemente i prodotti per la cura della pelle preferiti.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 2 secondi per accendere il dispositivo.
3. Premere di nuovo brevemente il pulsante ON/OFF per regolare la modalità di illuminazione e la modalità di massaggio preferite.
4. Dopo aver utilizzato il prodotto, premere il pulsante ON/OFF per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

AVVERTENZA

1. Non adatto per l'uso durante la chirurgia plastica facciale, impianti metallici sottocutanei, gravidanza e mestruazioni.
2. Pulire il ringiovanitore della pelle con un fazzoletto. Non lavarlo con acqua né metterlo a contatto con oggetti metallici.
3. Non collocarlo in un luogo umido come il bagno per evitare cortocircuiti.
4. Può essere utilizzato solo su viso e collo e non è raccomandato per le persone con pelle sensibile, da usare una volta alla settimana.
5. Quando è necessaria la manutenzione, verificare che l'alimentazione sia spenta. Se l'alimentazione è accesa e si utilizza un panno o un asciugamano bagnato per la manutenzione, si possono causare irritazioni.
6. Non lavare il corpo del prodotto, pulirlo con un panno umido o un panno morbido imbevuto di una piccola quantità di acqua saponata. Non pulire il prodotto con soluzioni corrosive (alcool, olio di banana, benzina, solvente acrilico, ecc.).

INTRODUCCIÓN




USO

1. Después de lavarse la cara, aplique uniformemente sus productos favoritos para el cuidado de la piel.
2. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 2 segundos para encender el dispositivo.
3. Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO/APAGADO de nuevo para ajustar su modo de iluminación preferido y el modo de masaje.
4. Después de usar el producto, presione el botón ON/OFF durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

ADVERTENCIA

1. No es adecuado para su uso durante la cirugía plástica facial, implantes metálicos subcutáneos, embarazo y menstruación.
2. Limpie el rejuvenecedor de la piel con un pañuelo de papel. No lo lave con agua ni lo ponga junto con objetos metálicos.
3. No lo coloque en un lugar húmedo como el baño para evitar un cortocircuito.
4. Solo se puede utilizar en la cara y el cuello, y no se recomienda que las personas con piel sensible lo utilicen todos los días, sino una vez a la semana.
5. Cuando se requiera mantenimiento, confirme primero si la alimentación está apagada. Si la alimentación está encendida y se utiliza un paño o toalla húmedos para el mantenimiento, puede causar irritación.
6. No lave la carcasa del producto, límpiela con un pañuelo de papel húmedo o un paño suave humedecido en un poco de agua jabonosa. No limpie el producto con soluciones corrosivas (alcohol, aceite de plátano, gasolina, disolvente acrílico, etc.).

INTRODUCTION




USAGE

1. After washing your face, apply your favorite skincare products evenly to your face.
2. Press the ON/OFF button for 2 seconds to turn on the device.
3. Short-press the ON/OFF button again to adjust your preferred lighting mode and massage mode
4. After using the product, press the ON/OFF button for 2 seconds to turn off the device.

WARNING

1. Not suitable for use during facial plastic surgery, subcutaneous metal implants, pregnancy, and menstruation.
2. Please wipe the skin rejuvenator with a tissue. Do not wash with water or put it together with metal objects.
3. Do not place it in a humid place such as the bathroom to avoid short circuits.
4. It can only be used on the face and neck, and it is not recommended for people with sensitive skin to use it every day but once a week.
5. When maintenance is required, please confirm whether the power is turned off first. If the power is turned on and a wet tissue or towel is used for maintenance, it may cause irritation.
6. Do not wash the body of the product; please wipe it with a wet tissue or a soft cloth dipped in a small amount of soapy water. Do not wipe the product with corrosive solutions (alcohol, banana oil, gasoline, acrylic remover, etc.).

WPROWADZENIE



UŻYTKOWANIE

1. Po umyciu twarzy nałóż na nią równomiernie ulubione produkty do pielęgnacji skóry.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Ponownie naciśnij krótko przycisk ON/OFF, aby ustawić preferowany tryb podświetlenia i masażu
4. Po zakończeniu korzystania z produktu naciśnij przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

OSTRZEŻENIE

1. Nie nadaje się do użytku podczas operacji plastycznych twarzy, podskórnych implantów metalowych, ciężcy i menstruacji.
2. Należy przetrzeć odmładzacz skóry chusteczką. Nie myć wodą ani nie umieszczać razem z metalowymi przedmiotami.
3. Nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka, aby uniknąć zwarcia.
4. Może być używany tylko na twarzy i szyi, a osobom o wrażliwej skórze nie zaleca się używania go codziennie, ale raz w tygodniu.
5. Gdy wymagana jest konserwacja, należy najpierw sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone. Jeśli zasilanie jest włączone, a do konserwacji używana jest mokra chusteczka lub ręcznik, może to spowodować podrażnienie.
6. Nie należy myć korpusu produktu, należy przetrzeć go wilgotną chusteczką lub miękką szmatką zamoczoną w niewielkiej ilości wody z mydłem. Nie należy przecierać produktu roztworami żrącymi (alkohol, olej bananowy, benzyna, zmywacz do akrylu itp.).

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Wellhealth
Product type: Red light neck device
Item number: OP_017013

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - March 2025
A. Pappijn - Product Manager



