




## INSTRUCTION MANUAL

# Shiatsu Neck Massager



## VOORZORGSMAATREGELEN


1. Lees de instructies zorgvuldig door en gebruik dit product niet langdurig achter elkaar om spierpijn door overmatige massage te voorkomen.
2. Gebruik het niet als u ligt of half ligt.
3. Niet gebruiken als je een operatie hebt ondergaan aan het hart of als je last hebt van huidbeschadiging, roodheid, ontsteking, verstopping en andere symptomen.
4. Mensen met hartaandoeningen of medische voorgeschiedenis, acute ziektepatiënten, huidziektepatiënten, kwaadaardige tumorpatiënten, bloedingsneiging en andere bloedziekten, osteoporose, weke delen ziekten, beroerte en andere lichamelijke afwijkingen mogen niet worden gebruikt.
5. Gebruik het niet als je lichamelijke en/ of geestelijke ongemakken hebt.
6. Zwangere vrouwen wordt afgeraden dit massageapparaat te gebruiken.
7. Buiten gebruik van kinderen houden.
8. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het niet gebruiken en kinderen van 8-12 jaar moeten het gebruiken onder begeleiding en toezicht van hun ouders of iemand die toezicht kan houden.
9. Kras of steek niet met scherpe voorwerpen in dit product.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
12. Het mag alleen worden gevoed met extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

**Let op**

1. Dit product is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor diagnose, behandeling en andere commerciële doeleinden.
2. Verwijder voor gebruik de sieraden op het gemasseerde deel of andere voorwerpen die de massage kunnen beïnvloeden.
3. Als er tijdens het gebruik pijn of ongemak optreedt in het massagegebied, stop dan met het gebruik.
4. Als het product abnormaal is, schakel het dan tijdens het gebruik onmiddellijk uit en onderbreek de stroomtoevoer.
5. Het massagegedeelte heeft een verwarmingsoppervlak, mensen die niet gevoelig zijn voor warmte moeten opletten bij het gebruik.

**Productbescherming**


1. Gebruik enkel de bijgevoegde oplaadkabel om het product op te laden met een standaard adapter en let op de veiligheid van elektriciteitsgebruik.
2. Houd dit product uit de buurt van water en vuur.

**PRODUCTBEDIENING**

Massager



Gebruikshandleiding



Charging cable

**Noodzakelijke kennis****Over gebruiksfrequentie**

1. Bij overmatig gebruik kan het lichamelijk ongemak en huidletsel veroorzaken.
2. Houd bij het eerste gebruik uw lichamelijke conditie en huidveranderingen in de gaten en houd de gebruikstijd zo kort mogelijk.

**Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik**

1. Neem bij het gebruik van dit product een persoonlijk comfortabele houding aan en ontspan je lichaam volledig.
2. Als je pijn of ongemak voelt op de huid, stop dan met het gebruik.

**Staat na gebruik**

Na een langdurige massage kan het massagegebied rood en warm aanvoelen terwijl het comfortabel aanvoelt, wat normaal is.

**Schoonmaken**

Gebruik een droge doek om het oppervlak schoon te vegen. Gebruik geen water.

**KENMERKEN**

Massage






Handenvrij



Verwarming

## PRODUCTBEDIENING



### Juiste manier om te gebruiken

#### voorbereiden voor gebruik

Controleer of het product en de accessoires compleet en vrij van schade zijn. Houd de aan/uit-knop 2 seconden lang ingedrukt en het product begint te werken.

#### • Modus

De standaardmodus I is de standaardmodus wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Druk kort op de modusknop om te schakelen tussen modus 1 en modus 2.

#### • Verwarming


De verwarming staat standaard op hoog als het apparaat wordt aangezet, druk kort op de verwarmingsknop om te schakelen. De volgorde is hoog verwarmen laag verwarmen uitschakelen

#### • Intensiteit

De standaardintensiteit is de lage intensiteit bij het opstarten. Druk kort op de intensiteitsknop om te schakelen tussen de lage intensiteit en de hoge intensiteit



#### • Automatisch uitschakelen

Automatische uitschakeling: Na 10 minuten cumulatief gebruik stopt het product met werken. Handmatig uitschakelen: houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt en het product stopt met werken.



## Opladen

1. Laad dit apparaat op met de bijgevoegde oplaadkabel.
2. Steek de stekker van de oplaadkabel in de oplader poort op het product.
3. Het indicatielampje wordt rood wanneer het batterijvermogen lager is dan 20%.
4. Haal na het opladen de stekker uit het stopcontact.
5. Dit apparaat bevat niet-vervangbare batterijen.



04

## Product Onderhoud

Als er een storing optreedt tijdens de werking, controleer dan het volgende. Als de storing niet kan worden verholpen of het product nog steeds niet naar tevredenheid werkt, moet u de stroomtoevoer afsluiten en het product door professionele technici laten repareren. Demonteer het product niet zelf!

## **Verwijdering en recycling**

Wanneer u besluit dit product weg te gooien, volg dan de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen.

### **Kennisgeving**

- Voordat u dit product weggooit, moet u de batterij verwijderen zoals vereist door de regelgeving;
- Als u de batterij verwijdert, moet het product zijn uitgeschakeld;
- Batterijen moeten op een veilige manier worden weggegooid in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
- Niet-professionals demonteren niet zelf!

### **Stappen om de batterij te verwijderen**

- Sluit de externe voeding af en verwijder de behuizing van het product;
- Verwijder de voeding van de batterij;
- Haal de batterij uit elkaar;
- Breng afgedankte batterijen naar een inzamelpunt voor recycling;
- Houd u aan de plaatselijke milieubeschermingswetten en verwijderingsrichtlijnen en zorg voor het milieu.

## **Productspecificaties**

Naam van het product: Shiatsu nek massageapparaat

Model: OP\_013095

Nominale spanning: 5V =

Nominaal vermogen: 25 W

Voeding: 7,4V = 2000mAh oplaadbare lithiumbatterij

Oplaadtijd: ≤3.5 uur

Werktijd: ≥ 60 minuten

Uitvoerende normen: GB4706.1-2005V GB4706.10-2008

## PRÉCAUTIONS

1. Veuillez lire attentivement les instructions et ne pas utiliser ce produit de manière continue pendant une longue période afin d'éviter les douleurs musculaires causées par un massage excessif.
2. Ne l'utilisez pas en position couchée ou semi-couchée.
3. N'utilisez pas ce produit lors d'une opération précise ou en conduisant.
4. N'utilisez pas ce produit si vous avez subi une intervention chirurgicale sur la partie massée ou si vous présentez des lésions cutanées, des rougeurs, une inflammation, une congestion et d'autres symptômes.
5. Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou d'antécédents médicaux, de maladies aiguës, de maladies de la peau, de tumeurs malignes, de tendances hémorragiques et d'autres maladies du sang, d'ostéoporose, de maladies des tissus mous, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres anomalies physiques ne doivent pas utiliser ce produit.
6. Ne l'utilisez pas si vous avez des mouvements lents, une gêne physique et mentale ou une déficience intellectuelle. Si vous devez l'utiliser, veuillez suivre les conseils du médecin.
7. L'utilisation du masseur est déconseillée aux femmes enceintes et aux femmes en période de menstruation. Si vous devez l'utiliser, veuillez suivre les conseils de votre médecin.
8. Lorsque vous rangez le produit, veillez à le placer dans un endroit où les enfants ne peuvent pas l'atteindre facilement.  
dans un endroit difficile d'accès pour les enfants.
9. Il est interdit aux enfants de moins de 8 ans d'utiliser le produit, et les enfants âgés de 8 à 12 ans doivent l'utiliser sous la direction et la garde de leurs parents ou d'une personne capable de les surveiller.
10. Ne pas gratter ou poignarder ce produit avec des objets tranchants.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait surveillées ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
12. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. Il ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.


## Attention

1. Ce produit n'est pas un appareil médical et ne convient pas au diagnostic, au traitement et à d'autres fins commerciales.
2. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez retirer les bijoux de la partie massée ou tout autre objet susceptible d'affecter le massage.
3. Pendant l'utilisation, si vous ressentez une douleur ou une gêne au niveau de la zone de massage, arrêtez de l'utiliser.
4. En cours d'utilisation, si le produit présente une anomalie, veuillez l'éteindre immédiatement, couper l'alimentation électrique et contacter le service d'assistance téléphonique, ne pas le démonter ni le réparer vous-même.
5. La zone de massage comporte une surface chauffante, les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent faire attention lorsqu'elles l'utilisent.
6. En cas d'utilisation dans d'autres environnements spécifiques, veuillez vous conformer aux règles de sécurité.

## Protection du produit

1. Veuillez utiliser le câble de charge configuré par notre société pour charger le produit avec un adaptateur standard, et faites attention à la sécurité de l'utilisation de l'électricité.
2. Conservez ce produit à l'abri de l'eau, de l'eau, de la fire et des environnements corrosifs.


## FONCTIONNEMENT DU PRODUIT



Massage



Manuel



Câble de chargement

## Connaissances nécessaires

### Fréquence d'utilisation

1. Utilisez le produit selon les besoins, en 10 minutes à la fois. Il est recommandé de se reposer avant d'utiliser l'appareil après une utilisation.
2. Une utilisation excessive peut entraîner une gêne physique et des lésions cutanées.
3. Par conséquent, lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous devez observer votre condition physique et les changements cutanés et réduire le temps d'utilisation autant que possible.

### Précautions à prendre avant l'utilisation

1. Lorsque vous utilisez ce produit, prenez une position confortable et détendez complètement votre corps.
2. Si vous ressentez une douleur ou une gêne sur la peau, arrêtez de l'utiliser et consultez immédiatement un médecin.

### État après utilisation

Après un massage prolongé, la zone de massage peut être rouge et chaude tout en étant confortable, ce qui est normal.

### Nettoyage

Si vous devez nettoyer l'apparence, vous pouvez utiliser un chiffon trempé dans de l'eau ou de l'alcool à 75 % pour essuyer la surface lisse, ne pas utiliser d'eau pour rincer.

## CARACTÉRISTIQUES



Massage





Mains libres



Chauffage



## FONCTIONNEMENT DU PRODUIT



### Mode d'emploi correct

#### préparer avant l'utilisation

Vérifiez que le produit et les accessoires sont complets et ne sont pas endommagés. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. le produit commence à fonctionner.

#### • Sélection du mode

Le mode par défaut 1 est le mode par défaut lorsque l'appareil est allumé. Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour basculer entre le mode 1 et le mode 2.

#### • Chauffage

Le chauffage par défaut est de qualité supérieure lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton de chauffage pour passer à la vitesse supérieure.

La séquence est la suivante : chauffage élevé, chauffage faible, arrêt.


#### • Intensité

L'intensité par défaut est faible au démarrage. Appuyez brièvement sur le bouton d'intensité pour passer de l'intensité faible à l'intensité élevée. intensité élevée



#### • Mise hors tension

Arrêt automatique : Après 10 minutes d'utilisation cumulative, le produit s'arrête de fonctionner. Arrêt manuel : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le produit s'arrêtera de fonctionner.

## Chargement



1. Ce produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est en charge
2. Insérez la fiche du câble de charge dans le port de charge du produit du produit.
3. Lorsque le produit fonctionne, il est connecté à la source d'alimentation pour la charge, et le produit démarre un programme d'autoprotection et s'arrête de fonctionner automatiquement.
4. Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20 %, le témoin lumineux le voyant lumineux s'allume en rouge fixe.
5. Il est normal que l'appareil et l'adaptateur électrique chauffent légèrement pendant la charge.
6. Il est normal que l'appareil et l'adaptateur électrique chauffent légèrement pendant la charge. Après la charge, veuillez débrancher l'appareil.
7. Cet appareil contient des piles non remplaçables.



## Entretien du produit

En cas de panne en cours de fonctionnement, vérifiez les points suivants. Si le défaut ne peut être rectifié ou si le produit ne fonctionne toujours pas de manière satisfaisante, coupez l'alimentation électrique et faites-le réparer par des techniciens professionnels. Ne démontez pas le produit vous-même !

## Mise au rebut et recyclage

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Lorsque vous décidez de vous débarrasser de ce produit, veuillez respecter les lois et directives locales en matière d'environnement.

### Avis

- Avant de mettre ce produit au rebut, la batterie doit être retirée conformément à la réglementation ;
- Lors du retrait de la batterie, le produit doit être mis hors tension ;
- Les batteries doivent être mises au rebut en toute sécurité, conformément aux lois et réglementations en vigueur.
- Les non professionnels ne doivent pas démonter eux-mêmes l'appareil !

### Marche à suivre pour retirer la batterie

- Coupez l'alimentation externe et retirez la coque du produit ;
  - Débrancher l'alimentation électrique de la batterie ;
- Débrancher l'alimentation de la batterie ; -Démonter la batterie ;
- Déposez les batteries usagées dans un point de recyclage fixé ;
  - Respectez les lois locales sur la protection de l'environnement et les directives de mise au rebut, et prenez soin de l'environnement.

## Spécifications du produit

Nom du produit Appareil de massage Shiatsu pour le cou

Modèle OP\_013095

Tension nominale 5V<sup>==</sup>

Puissance nominale 25 W

Alimentation 7,4V<sup>=</sup> 2000mAh batterie lithium rechargeable

Temps de charge  $\leq$  3.5 heures

Temps de fonctionnement  $\geq$  60 minutes

Normes exécutives GB4706.1-2005V GB4706.10-2008

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hinweg, um Muskelschmerzen durch übermäßige Massage zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Liegen oder im Halbschlaf.
3. Benutzen Sie dieses Produkt nicht bei präzisen Arbeiten oder beim Autofahren.
4. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie an der massierten Stelle operiert wurden oder wenn Sie Hautschäden, Rötungen, Entzündungen, Stauungen und andere Symptome haben.
5. Menschen mit einer Herzerkrankung oder medizinischen Vorgeschichte, Patienten mit akuten Erkrankungen, Patienten mit Hautkrankheiten, Patienten mit bösartigen Tumoren, Blutungsneigung und anderen Blutkrankheiten, Osteoporose, Weichteilerkrankungen, Schlaganfall und anderen körperlichen Anomalien sollten nicht verwendet werden.
6. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie langsame Bewegungen, körperliche und geistige Beschwerden oder eine geistige Behinderung haben. Wenn Sie es verwenden müssen, befolgen Sie bitte den Rat Ihres Arztes.
7. Schwangere Frauen und Menstruation sind nicht empfohlen, das Massagegerät zu verwenden. Wenn Sie es verwenden müssen, befolgen Sie bitte den Rat des Arztes.
8. Wenn Sie das Produkt aufbewahren, achten Sie bitte darauf, es an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufzubewahren.
9. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen, und Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht und Obhut ihrer Eltern oder einer anderen aufsichtsberechtigten Person benutzen.
10. Kratzen oder stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen in dieses Gerät.
11. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihren Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
12. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.


## Warnung

1. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und eignet sich nicht für Diagnose, Behandlung und andere kommerzielle Zwecke.
2. Bitte entfernen Sie vor der Anwendung den Schmuck an der massierten Stelle oder andere Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
3. Wenn Sie während des Gebrauchs Schmerzen oder Unbehagen im Massagebereich verspüren, hören Sie bitte auf, das Gerät zu benutzen.
4. Wenn das Gerät während des Gebrauchs eine Störung aufweist, schalten Sie es bitte sofort aus, unterbrechen Sie die Stromzufuhr und wenden Sie sich an die Kundendienst-Hotline, zerlegen oder reparieren Sie es nicht selbst.
5. Der Massagebereich verfügt über eine Heizfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Verwendung des Geräts Vorsicht walten lassen.
6. Wenn Sie das Gerät in anderen Umgebungen benutzen, beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften.

## Produktschutz

1. Bitte verwenden Sie das von uns gelieferte Ladekabel, um das Produkt mit einem Standardadapter aufzuladen, und achten Sie auf die Sicherheit der Stromnutzung.
2. Bitte halten Sie dieses Produkt von Wasser fern, fire und korrosiver Umgebung.

## BEDIENUNG DES PRODUKTS



Massagegerät Benutzerhandbuch Ladekabel

## Erforderliches Wissen

### Über die Häufigkeit der Verwendung

1. Verwenden Sie das Gerät je nach Bedarf innerhalb von 10 Minuten am Stück. Es wird empfohlen, nach einer Anwendung eine angemessene Ruhepause einzulegen.
2. Bei übermäßigem Gebrauch kann es zu körperlichen Beschwerden und Hautverletzungen kommen.
3. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, müssen Sie daher Ihre körperliche Verfassung und Hautveränderungen beobachten und die Anwendungszeit so weit wie möglich verkürzen.

### Vorsichtshinweise vor der Anwendung

1. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, nehmen Sie bitte eine bequeme Körperhaltung ein und entspannen Sie Ihren Körper vollständig.
2. Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen auf der Haut verspüren, beenden Sie bitte die Anwendung und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

### Zustand nach der Anwendung

Nach längerer Massage kann sich der Massagebereich gerötet und heiß anfühlen, was normal ist.



### Reinigung

Wenn Sie das Aussehen reinigen müssen, können Sie einen in Wasser oder 75%igen Alkohol getauchten Lappen verwenden, um die glatte Oberfläche abzuwischen, verwenden Sie kein Wasser zum Abspülen.

### MERKMALE



handfreie Heizung



## Richtige Anwendung

### Vorbereitung vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hinweg, um Muskelschmerzen durch übermäßige Massage zu vermeiden.

#### • Auswahl des Modus

Der Standardmodus I ist der Standardmodus beim Einschalten des Geräts. Drücken Sie kurz die Modustaste, um zwischen Modus 1 und Modus 2 zu wechseln.

#### • Heizung


Drücken Sie kurz die Intensitätstaste, um zwischen der niedrigen Intensität und der hohen Intensität zu wechseln. hoher Intensität.  
Die Sequenz ist hohe Heizung niedrige Heizung ausschalten.

#### • Intensität

Die standard intensität ist die niedrige Intensität beim einschalten, drücken Sie kurz die Intensität Taste, um zwischen der niedrigen intensität und der hoher intensität.



#### • Ausschalten

Automatische Abschaltung: Nach 10 Minuten kumulativer Nutzung schaltet sich das Gerät ab.  
Manuelle Abschaltung: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



## Aufladen

1. Dieses Produkt kann nicht verwendet werden, während es aufgeladen wird.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss des Geräts.
3. Wenn das Produkt in Betrieb ist, wird es zum Aufladen an die Stromversorgung angeschlossen, und das Produkt startet ein Selbstschutzprogramm und stellt den Betrieb automatisch ein.
4. Wenn die Batterieleistung weniger als 20 % beträgt, leuchtet die Anzeigelampe konstant rot.
5. Nach Abschluss des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe weiß. Es ist normal, dass sich das Gerät und der Netzadapter während des Ladevorgangs leicht erwärmen.
6. Nach dem Aufladen ziehen Sie bitte den Netzstecker.
7. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.



## Produktwartung

Sollte während des Betriebs eine Störung auftreten, überprüfen Sie bitte Folgendes. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann oder das Gerät immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und lassen Sie das Gerät von einem Fachmann reparieren. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander!

## Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie sich entscheiden, dieses Produkt zu entsorgen, beachten Sie bitte die örtlichen Umweltgesetze und -richtlinien.

### Hinweis

- Vor der Entsorgung dieses Produkts muss die Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entfernt werden;
- Wenn Sie die Batterie entfernen, muss das Gerät ausgeschaltet sein;
- Batterien müssen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften sicher entsorgt werden.
- Nichtfachleute dürfen das Gerät nicht selbst auseinandernehmen!

### Schritte zum Entfernen des Akkus

- Schalten Sie die externe Stromversorgung ab und entfernen Sie das Gehäuse des Produkts;
- Ziehen Sie den Netzstecker des Akkus;
- Demontieren Sie die Batterie;
- Bitte geben Sie Altbatterien bei einer ausgewiesenen Recyclingstelle ab;
- Bitte halten Sie sich an die örtlichen Umweltschutzgesetze und Entsorgungsrichtlinien und achten Sie auf die Umwelt.

## Produktspezifikationen

Produktname Shiatsu-Nackenmassagegerät

Modell OP\_013095

Nennspannung 5V<sup>==</sup>

Nennleistung 25 W

Stromversorgung 7.4V= 2000mAh wiederaufladbare Lithium-Batterie

Aufladezeit ≤3,5 Stunden

Betriebszeit ≥ 60 Minuten

Ausführende Normen GB4706.1-2005V GB4706.10-2008



## PRECAUZIONI

1. Leggere attentamente le istruzioni e non utilizzare il prodotto in modo continuativo per lungo tempo per evitare dolori muscolari causati da un massaggio eccessivo.
2. Non utilizzare il prodotto in posizione sdraiata o semisdraiata.
3. Non utilizzare il prodotto durante operazioni di precisione o durante la guida.
4. Non utilizzare se si è subito un intervento chirurgico sulla parte massaggiata o se si hanno danni alla pelle, arrossamenti, infiammazioni, congestione e altri sintomi.
5. Non utilizzare il prodotto in caso di malattie cardiache o anamnestiche, pazienti affetti da malattie acute, pazienti affetti da malattie della pelle, pazienti affetti da tumori maligni, tendenza al sanguinamento e altre malattie del sangue, osteoporosi, malattie dei tessuti molli, ictus e altre anomalie fisiche.
6. Non utilizzare il farmaco in caso di rallentamento dei movimenti, disagio fisico e mentale o disabilità intellettiva. Se è necessario utilizzarlo, seguire i consigli del medico.
7. L'uso del massaggiatore è sconsigliato alle donne in gravidanza e nel periodo mestruale. Se è necessario utilizzarlo, seguire il consiglio del medico.
8. Quando si ripone il prodotto, si prega di prestare attenzione a posizionarlo in un luogo in cui i bambini non siano facilmente raggiungibili.
9. L'uso del prodotto è vietato ai bambini di età inferiore agli 8 anni; i bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni devono utilizzarlo sotto la guida e la cura dei genitori o di una persona con capacità di controllo.
10. Non graffiare o pugnare il prodotto con oggetti appuntiti.
11. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
12. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
13. L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza, in base alla marcatura riportata sull'apparecchio.


### Attenzione

1. Questo prodotto non è un dispositivo medico e non è adatto per la diagnosi, il trattamento e altri scopi commerciali.
2. Prima dell'uso, rimuovere i gioielli sulla parte massaggiata o altri oggetti che possono influire sul massaggio.
3. Durante l'uso, se si avverte dolore o fastidio nell'area del massaggio, interrompere l'uso.
4. Durante l'uso, se il prodotto presenta anomalie, spegnerlo immediatamente, interrompere l'alimentazione e contattare il servizio clienti; non smontare o riparare il prodotto da soli.
5. L'area di massaggio ha una superficie riscaldante, le persone che non sono sensibili al calore devono prestare attenzione durante l'uso.
6. In caso di utilizzo in altri ambienti specifici, rispettare le norme di sicurezza.

### Protezione del prodotto

1. Per caricare il prodotto con un adattatore standard, utilizzare il cavo di ricarica fornito dalla nostra azienda e prestare attenzione alla sicurezza dell'uso dell'elettricità.
2. Tenere il prodotto lontano dall'acqua, fiore e da ambienti corrosivi.


## FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO



Massaggiatore



Manuale d'us



Cavo di ricarica

## Conoscenze necessarie

### Frequenza d'uso

1. Utilizzare secondo le necessità, entro 10 minuti alla volta. Si raccomanda di riposare adeguatamente prima dell'uso dopo un utilizzo.
2. Un uso eccessivo può provocare disagi fisici e lesioni cutanee.
3. Pertanto, quando si utilizza per la prima volta, è necessario osservare le proprie condizioni fisiche e i cambiamenti della pelle e ridurre il più possibile il tempo di utilizzo.

### Precauzioni prima dell'uso

1. Quando si utilizza questo prodotto, assumere una posizione comoda e rilassare completamente il corpo.
2. Se si avverte dolore o fastidio sulla pelle, interrompere l'uso e rivolgersi immediatamente a un medico.

### Stato dopo l'uso

Dopo un massaggio prolungato, l'area del massaggio può risultare arrossata e calda, pur essendo confortevole, il che è normale.

### Pulizia

Se è necessario pulire l'aspetto, è possibile utilizzare uno straccio imbevuto di acqua o di alcol al 75% per pulire la superficie liscia; non utilizzare acqua per risciacquare.

## CARATTERISTICHE






Massaggio



Mani libere



Riscaldamento delicato



### Modo corretto di utilizzo

#### prepararsi prima dell'uso

Controllare che il prodotto e gli accessori siano completi e privi di danni. Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi, e il prodotto inizia a funzionare.

#### • Selezione della modalità

La modalità predefinita 1 è la modalità predefinita all'accensione del dispositivo. Premere brevemente il pulsante della modalità per passare dalla modalità 1 alla modalità 2.

#### • Riscaldamento

Il riscaldamento predefinito è di alto livello quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di riscaldamento per passare alla marcia superiore. La sequenza è riscaldamento alto riscaldamento basso riscaldamento spegnimento.


#### • Intensità

L'intensità predefinita è quella bassa all'avvio, premere brevemente il pulsante dell'intensità per passare dall'intensità bassa a quella alta.



#### • Automatisches Ausschalten

Spegnimento automatico: Dopo 10 minuti di utilizzo cumulativo, il prodotto smette di funzionare. Spegnimento manuale: tenendo premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, il prodotto smetterà di funzionare.

## Ricarica



1. Questo prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica.
2. Inserire la spina del cavo di ricarica nella porta di ricarica del prodotto.
3. Quando il prodotto è in funzione, è collegato all'alimentazione per la ricarica; il prodotto avvia un programma di autoprotezione e smette di funzionare automaticamente.
4. Quando l'autonomia della batteria è inferiore al 20%, la indicatore luminoso si accende di una luce rossa fissa.
5. Al termine della ricarica, l'indicatore luminoso lampeggia in bianco. È normale che il dispositivo e l'adattatore di alimentazione si riscaldino leggermente durante la ricarica.
6. Dopo la ricarica, scollegare l'alimentazione.
7. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.



### **Manutenzione del prodotto**

Se si verifica un guasto durante il funzionamento, controllare quanto segue. Se non è possibile eliminare il guasto o se il prodotto non funziona ancora in modo soddisfacente, interrompere l'alimentazione e farlo riparare da tecnici professionisti. Non smontare il prodotto da soli!

### **Smaltimento e riciclaggio**

Questo prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici. Quando si decide di smaltire il prodotto, attenersi alle leggi e alle linee guida ambientali locali.

### **Avviso**

- Prima di smaltire questo prodotto, la batteria deve essere rimossa come richiesto dalle normative;
- Quando si rimuove la batteria, il prodotto deve essere spento;
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro in conformità alle leggi e alle normative vigenti.
- I non addetti ai lavori non devono smontare il prodotto da soli!

### **Procedura per la rimozione della batteria**

- Togliere l'alimentazione esterna e rimuovere il guscio del prodotto;
- Scollegare l'alimentazione dalla batteria;
- Smontare la batteria;
- Collocare le batterie esauste in un punto di riciclaggio fisso;
- Si prega di rispettare le leggi locali sulla protezione dell'ambiente e le linee guida per lo smaltimento e di avere cura dell'ambiente.

### **Specifiche del prodotto**

Nome del prodotto Massaggiatore Shiatsu per il collo

Modello OP\_013095

Tensione nominale 5V<sup>==</sup>

Potenza nominale 25 W

Alimentazione 7,4V<sup>=</sup> 2000mAh batteria al litio ricaricabile

Tempo di ricarica  $\leq 3,5$  ore

Tempo di lavoro  $\geq 60$  minuti

Norme esecutive GB4706.1-2005V GB4706.10-2008

## PRECAUCIONES

1. Lea atentamente las instrucciones y no utilice este producto de forma continuada durante mucho tiempo para evitar dolores musculares causados por un masaje excesivo.
2. No lo utilice cuando esté flat o medio tumbado.
3. No utilice este producto durante una operación precisa o durante la conducción.
4. No lo utilice si se ha sometido a cirugía en la parte masajeadora o tiene daños en la piel, enrojecimiento, inflamación, congestión y otros síntomas.
5. No debe utilizarse en personas con enfermedades cardíacas o antecedentes médicos, pacientes con enfermedades agudas, pacientes con enfermedades de la piel, pacientes con tumores malignos, tendencia a hemorragias y otras enfermedades de la sangre, osteoporosis, enfermedades de los tejidos blandos, apoplejía y otras anomalías físicas.
6. No lo utilice si tiene lentitud de movimientos, malestar físico y mental o discapacidad intelectual. Si necesita utilizarlo, por favor, siga los consejos del médico.
7. No se recomienda el uso del masajeador a mujeres embarazadas ni en periodo menstrual. Si necesita usarlo, por favor, siga el consejo del médico.
8. Cuando guarde el producto, preste atención a colocarlo en un lugar un lugar al alcance de los niños.
9. Se prohíbe su uso a los niños menores de 8 años, y los niños de 8 a 12 años deben utilizarlo bajo la guía y el cuidado de sus padres o de alguien con capacidad de supervisión.
10. No arañe ni apuñale este producto con objetos afilados.
11. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
12. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
13. El aparato sólo debe alimentarse a una tensión extra baja de seguridad que corresponda a la indicada en el aparato.


### Precaución

1. Este producto no es un dispositivo médico y no es adecuado para diagnóstico, tratamiento y otros fines comerciales.
2. Antes de usarlo, quítese las joyas de la parte masajeadora u otros objetos que puedan afectar al masaje.
3. Durante el uso, si siente dolor o molestias en la zona de masaje, deje de utilizarlo.
4. Durante el uso, si el producto presenta anomalías, apáguelo inmediatamente, corte la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, no lo desmonte ni lo repare usted mismo.
5. El área de masaje tiene una superficie de calentamiento, las personas que no son sensibles al calor y tienen que prestar atención cuando se utiliza.
6. Cuando lo utilice en otros entornos específicos, respete las normas de seguridad.

### Protección del producto

1. Por favor, utilice el cable de carga configurado por nuestra empresa para cargar el producto con un adaptador estándar, y preste atención a la seguridad del uso de la electricidad.
2. Mantenga este producto alejado del agua, fuego y ambientes corrosivos.

### FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



Masajeador



Manual



Cable de carga

### Conocimientos necesarios

#### Frecuencia de uso

1. Utilícelo según sea necesario, durante 10 minutos cada vez. Se recomienda tomar un descanso apropiado antes de usar después de un uso.
2. Si se utiliza en exceso, puede causar molestias físicas y lesiones en la piel.
3. Por lo tanto, cuando lo utilice por primera vez, debe observar su estado físico y los cambios de la piel y acortar el tiempo de uso en la medida de lo posible.

#### Precauciones antes del uso

1. Cuando utilice este producto, adopte una postura cómoda y relaje completamente el cuerpo.
2. Si siente dolor o molestias en la piel, por favor deje de usarlo y busque atención médica inmediatamente.

#### Estado después del uso

Después de un masaje prolongado, la zona de masaje puede enrojecerse y calentarse mientras se siente cómodo, lo cual es normal.

#### Limpieza

Si necesita limpiar el aspecto, puede utilizar un trapo humedecido en agua o alcohol al 75% para limpiar la superficie lisa, no utilice agua para enjuagar.

### CARACTERÍSTICAS



Masaje





Manos libres



Calentamiento suave

## FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



### Forma correcta de uso

#### prepararse antes de usar

Compruebe si el producto y los accesorios están completos y no presentan daños. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, y el producto comienza a funcionar.

#### • Selección de modo

El modo 1 es el modo por defecto cuando se enciende el aparato. Pulse brevemente el botón de modo para cambiar entre el modo 1 y el modo 2.

#### • Calefacción

La calefacción por defecto es de alto grado cuando el aparato está encendido, Pulse brevemente el botón de calefacción para cambiar de marcha. La secuencia es calentamiento alto calentamiento bajo apagado


#### • Intensidad

La intensidad predeterminada es la intensidad baja al encender el aparato, pulse brevemente el botón de intensidad para cambiar entre la intensidad baja y la alta intensidad

#### • Apagado



Apagado automático: Tras 10 minutos de uso acumulado, el producto deja de funcionar. Apagado manual: mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, el producto dejará de funcionar.





## Cargando

1. Este producto no puede utilizarse mientras se está cargando
2. Inserte el enchufe del cable de carga en el puerto de carga de carga del producto.
3. Cuando el producto está funcionando, se conecta a la fuente de alimentación para cargarse, y el producto inicia un programa de autoprotección y deja de funcionar automáticamente.
4. Cuando la carga de la batería sea inferior al 20%, el indicador indicador luminoso mostrará una luz roja fija.
5. Es normal que el dispositivo y el adaptador de corriente se calienten ligeramente durante la carga.
6. Después de la carga, por favor desenchufe la alimentación.
7. Este aparato contiene pilas no sustituibles.



## Mantenimiento del producto

Si se produce un fallo durante el funcionamiento, compruebe lo siguiente. Si el fallo no se puede rectificar o el producto sigue sin funcionar satisfactoriamente, corte el suministro eléctrico y llévelo a reparar por técnicos profesionales. No desmonte el producto usted mismo.

## Eliminación y reciclaje

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Cuando decida desechar este producto, siga las leyes y directrices medioambientales locales.

### Aviso

- Antes de deshacerse de este producto, debe extraer la batería tal y como exigen las normativas;
- Cuando retire la batería, apague el producto;
- Las baterías deben desecharse de forma segura de acuerdo con las leyes y normativas.
- Los no profesionales no deben desmontar el producto por sí mismos.

### Pasos para extraer la batería

- Desconecte la fuente de alimentación externa y retire la carcasa del producto;
- Desenchufe la fuente de alimentación de la batería;
- Desmonte la batería;
- Deposite las pilas usadas en un punto limpio de reciclaje;
- Respete las leyes locales de protección del medio ambiente y las directrices de eliminación de residuos, y cuide el medio ambiente.

## Especificaciones del producto

Nombre del producto Masajeador Shiatsu para el cuello

Modelo OP\_013095

Tensión nominal 5 V<sup>DC</sup>

Potencia nominal 25 W

Fuente de alimentación 7.4V= 2000mAh batería de litio recargable

Tiempo de carga  $\leq$  3.5 horas

Tiempo de trabajo  $\geq$  60 minutos

Estándares Ejecutivos GB4706.1-2005V GB4706.10-2008

## PRECAUTIONS

1. Please read the instructions carefully and do not use this product continuously for a long time to prevent muscle pain caused by excessive massage.
2. Do not use it when lying flat or half lying down.
3. Do not use this product during precise operation or driving.
4. Do not use if you have undergone surgery on the massaged part or have skin damage, redness, inflammation, congestion, and other symptoms.
5. People with heart disease or medical history, acute disease patients, skin disease patients, malignant tumor patients, bleeding tendency and other blood diseases, osteoporosis, soft tissue diseases, stroke, and other physical abnormalities should not be used.
6. Do not use it if you have slow movement, physical and mental discomfort, or intellectual disability. If you need to use it, please follow the doctor's advice.
7. Pregnant women and menstrual period are not recommended to use the massager. If you need to use it, please follow the doctor's advice.
8. When storing the product, please pay attention to placing it in a place where children are not easy to reach.
9. Children under the age of 8 are prohibited from using it, and children aged 8-12 must use it under the guidance and care of their parents or someone with supervisory ability.
10. . Do not scratch or stab this product with sharp objects.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. . It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.


**Caution**

1. This product is not a medical device and is not suitable for diagnosis, treatment, and other commercial purposes.
2. Before use, please remove the jewelry on the massaged part or other items that may affect the massage.
3. During use, if there is pain or discomfort in the massage area, please stop using it.
4. When using, if the product is abnormal, please shut down immediately, cut off the power supply and contact the customer service hotline, do not disassemble or repair by yourself.
5. The massage area has a heating surface, people who are not sensitive to heat and need to pay attention when using it.
6. When using in other specific environments, please comply with safety regulations.

**Product Protection**

1. Please use the charging cable configured by our company to charge the product with a standard adapter, and pay attention to the safety of electricity use.
2. Please keep this product away from water, fire and corrosive environment.

**PRODUCT OPERATION**



Massager



User Manual



Charging Cable

**Necessary Knowledge**

**About frequency of use**

1. Use as needed, within 10 minutes at a time. It is recommended to take a proper rest before use after one use.
2. If overused, it may cause physical discomfort and skin injury.
3. Therefore, when you use it for the first time, you need to observe your physical condition and skin changes and shorten the use time as much as possible.

**Cautions Before Use**

1. When using this product, please take a personally comfortable posture and completely relax your body.
2. If you feel pain or discomfort on the skin, please stop using it and seek medical attention immediately.

**State After Use**

After long-term massage, the massage area may feel red and hot while feeling comfortable, which is normal.

**Cleaning**

If you need to clean the appearance, you can use a rag dipped in water or 75% alcohol to wipe the smooth surface, do not use water to rinse.

**FEATURES**



Bionic Massage






Free Hands



Gentle Heating

PRODUCT OPERATION



**Correct Way to use**

**prepare before use**

Please check whether the product and accessories are complete and free of damage  
 Long press the power button for 2 seconds, and the product starts to work.

• **Mode Selection**

The default mode 1 is the default mode when the device is turned on. Short press the mode button to switch between mode 1 and mode 2

• **Heating**

The default heating is high-grade when the device is turned on, Short press the heating button to switch gears.  
 The sequence is high heating low heating turn off


• **Intensity**

The default intensity is the low intensity when starting up, short press the intensity button to switch between the low intensity and the high-intensity



• **Power Off**

Automatic shutdown: After 10 minutes of cumulative use, the product Stops working.  
 Manual shutdown: press and hold the power button for 2 seconds, the product will stop working.

## Charging



1. This product cannot be used while charging
2. Insert the plug of the charging cable into the charging port on the port on the
3. When the product is working, it is connected to the power supply for charging, and the product starts a self-protection program and stops working automatically.
4. When the battery power is lower than 20%, the indicator light will show a steady red light.
5. After charging is complete, the indicator light will flash white. It is normal for the device and the power adapter to heat up slightly during charging.
6. After charging, please unplug the power.
7. This appliance contains non-replaceable batteries.



## Product Maintenance

If there is a failure during operation, please check the following. If the fault cannot be rectified or the product still cannot operate satisfactorily, please cut off the power supply and have it repaired by professional technicians. Do not disassemble the product by yourself!

## Disposal and Recycling

This product should not be thrown away with household waste, When you decide to dispose of this product, please follow local environmental laws and guidelines.

### Notice

- Before disposing of this product, the battery must be removed as required by regulations;
- When removing the battery, the product must be powered off;
- Batteries should be disposed of safely in accordance with laws and regulations.
- Non-professionals do not disassemble by themselves!

### Steps to Remove the Battery

- Cut off the external power supply and remove the product shell;
- Unplug the power supply on the battery;
- Disassemble the battery;
- Please place waste batteries at a fixed recycling point;
- Please abide by the local environmental protection laws and disposal guidelines, and care for the environment.

## Product Specifications

Product Name	Shiatsu neck massager
Model	OP_013095
Rated Voltage	5V <sup>==</sup>
Rated Power	25 W
Power Supply	7.4V <sup>=</sup> 2000mAh rechargeable lithium battery
Charging Time	≤ 3.5 hours
Working Time	≥ 60 mins
Executive Standards	GB4706.1-2005V GB4706.10-2008

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy uważnie przeczytać instrukcje i nie używać tego produktu w sposób ciągły przez długi czas, aby zapobiec bólowi mięśni spowodowanemu nadmiernym masażem.
2. Nie używać w pozycji leżącej lub półleżącej.
3. Nie używaj produktu podczas wykonywania precyzyjnych czynności lub prowadzenia pojazdu.
4. Nie używaj, jeśli przeszedłeś operację masowanej części lub masz uszkodzenie skóry, zaczerwienienie, stan zapalny, przekrwienie i inne objawy.
5. Nie należy stosować u osób z chorobami serca lub chorobami w wywiadzie, pacjentów z ostrymi chorobami, pacjentów z chorobami skóry, pacjentów z nowotworami złośliwymi, skłonnością do krwawień i innymi chorobami krwi, osteoporozą, chorobami tkanek miękkich, udarem i innymi nieprawidłowościami fizycznymi.
6. Nie używaj go, jeśli masz powolne ruchy, dyskomfort fizyczny i psychiczny lub niepełnosprawność intelektualną. W razie potrzeby należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
7. Nie zaleca się używania masażu dla kobiet w ciąży i miesiąca. Aby go użyć, należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza.
8. Podczas zapisywania produktu należy zwrócić uwagę na umieszczenie go w  
gdzie dzieci nie są łatwo dostępne
9. Dzieci poniżej 8 roku życia są zabronione, a dzieci w wieku 8-12 lat muszą używać korzyści pod nadzorem i opieką rodziców lub osób podlegających regulacjom
10. Więc, co się stało Nie należy golić ani dźgnąć produktu ostrymi przedmiotami
11. To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób z upośledzeniem fizycznym, zmysłowym lub umysłowym, w tym dzieci, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub wskazówki dotyczące użycia sprzętu
12. powinniśmy nadzorować dzieci i upewnić się, że nie bawią się w urządzenia
13. Więc, co się stało Napęd można zasilać tylko przy bardzo niskim napięciu, odpowiadającym oznaczeniom urządzenia




**-Ostrzeżenie**

1. Ten produkt nie jest sprzętem medycznym i nie jest odpowiedni do diagnostyki, leczenia i innych celów biznesowych
2. Przed użyciem należy usunąć biżuterię lub inne rzeczy, które mogą wpłynąć na masaż
3. Jeśli podczas używania masażu występuje ból lub dyskomfort, przestań używać kłamry
4. W przypadku wystąpienia błędów w produkcie należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi klienta. Nie należy samodzielnie odinstalowywać ani napraw
5. Obszar masażu ma powierzchnię ogrzewania, która jest niewrażliwa na ciepło, a użytkownicy muszą zwracać na nią uwagę
6. Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przypadku używania ich w innych środowiskach specjalnych

**Ochrona produktu**

1. Użyj linii ładowania skonfigurowanej przez moją firmę, aby naładować produkt za pomocą standardowej karty i zwróć uwagę na bezpieczeństwo elektryczne
2. Proszę odsunąć produkt od wody  
Pożary i żrące środowisko

**Operacje produktów**

Masażer



Podręcznik



Kabel do ładowania

**niezbędną wiedzę****Informacje o częstotliwości używania**

1. Wykorzystanie na żądanie przez nie więcej niż 10 minut Zaleca się, aby po jednym użyciu odpowiednio odpocząć przed użyciem korytarza
2. Nadmierne użycie może spowodować dyskomfort i uszkodzenia skóry
3. W związku z tym przy pierwszym użyciu należy obserwować zmiany fizyczne i skóry, aby zminimalizować czas użytkowania

**Uwaga przed użyciem**

1. Podczas korzystania z tego produktu należy użyć osobistej, wygodnej pozycji, aby całkowicie zrelaksować się z ciała
2. Jeśli czujesz ból skóry lub dyskomfort, przestań go używać i natychmiast zajmij się opieką medyczną

**Użyj stanu tylnego**

Po długim masażu, gdy czujesz się komfortowo, masaż może poczuć gorączkę

**Czyść! Czyść**

Jeśli chcesz oczyścić wygląd, użyj szmaty zanurzonej w wodzie lub 75% alkoholu, aby wytrzeć gładką powierzchnię, zamiast płukać ją wodą

**Właściwości (elementy)**

Masaż






Wolne ręce



Delikatne ogrzewanie

## Operacje produktów



### Prawidłowe użycie metody

#### Użyj przygotowania wstępnego

Sprawdź, czy produkty i akcesoria są nienaruszone. Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, a następnie zaczęło się działać.

#### • Metoda wielokrotnego wyboru

Tryb domyślny I jest trybem domyślnym, gdy urządzenie jest włączone. Przycisk trybu krótkiego, przełączanie między trybami 1 i 2.

#### • Podgrzewać się

Domyślne ogrzewanie podczas uruchamiania urządzenia jest wysokiej jakości, krótkie naciśnięcie przycisku ogrzewania umożliwia przełączenie przekładni. Kolejność: wysokie ogrzewanie, niskie ogrzewanie, zamknięcie.


#### • Silność

Domyślną intensywnością jest niska intensywność podczas uruchamiania, przyciski krótkiego naciśnięcia mogą mieć niską intensywność i silny.



#### • Zamknij się

Automatyczne wyłączenie: po 10 minutach całkowitego użytkowania produkt przestaje działać. Wyłącz ręcznie: przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, a produkt przestanie działać.

## Ładować się



1. Ten produkt nie może być używany podczas ładowania.
2. Podłącz wtyczkę przewodu ładującego do portu ładowania w produkcie.
3. Podczas pracy produktów należy podłączyć zasilanie uruchomić samoobronę i automatycznie zatrzymać pracę.
4. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, wskaźnik będzie świecić stałym czerwonym światłem.
5. Po zakończeniu ładowania światła będą migać białe światła. Zwykle urządzenia i zasilacze są nieznacznie gorące podczas ładowania.
6. Po naładowaniu należy odłączyć zasilacz.
7. Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory



## Ochrona produktu

Jeśli podczas operacji wystąpią błędy, sprawdź poniżej. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub produkt nie będzie działał prawidłowo, odłącz zasilanie i przeprowadź naprawę przez specjalistów. Nie należy odinstalowywać własnych produktów.

## Usuwanie i odzyskiwanie

Ten produkt nie powinien być wyrzucany wraz ze śmieciami domowymi. Podczas pracy z nim należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska.

## Powiadomienie Wstrzymaj się

Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy wyjąć baterię zgodnie z przepisami.

Podczas wyjmowania baterii należy wyłączyć zasilanie produktu.

Akumulatory powinny być bezpiecznie usuwane zgodnie z przepisami i przepisami.

Nieprofesjonaliści nie mogą samodzielnie zdejmować swoich komputerów.

## Wyjmij akcję

Odciąć zewnętrzne zasilanie i wyjąć obudowę produktu.

-Odłączyć zasilanie akumulatora;

-Zdemontować akumulator;

-Zużyte baterie należy oddać w wyznaczonym punkcie recyklingu;

-Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i wytycznych dotyczących utylizacji oraz dbać o środowisko.

## Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Masażer szyi Shiatsu

Model: OP\_013095

Napięcie znamionowe: 5 V<sup>DC</sup>

Moc znamionowa: 25 W

Zasilanie: 7,4 V<sup>DC</sup> Akumulator litowy 2000 mAh do wielokrotnego ładowania

Czas ładowania: ≤ 3,5 godziny

Czas pracy: ≥ 60 minut

Normy wykonawcze: GB4706.1-2005V GB4706.10-2008

# DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium  
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth

Product type: Shiatsu neck massager

SKU number: OP\_013095

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1:2021EN

IEC 55014-2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - DEC 2023

A. Pappijn - Product Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Pappijn', is written over two horizontal lines.



**WellHealth**