





INSTRUCTION MANUAL

Water flosser



Productstructuur



Specificaties


Productnaam: Water Flosser

Model: F500

Spanning: DC5V, 1A

Batterij: 1500mAh lithiumbatterij

Waterreservoir capaciteit: 350 ml




1. Plaats het mondstuk in de opening aan de bovenkant van de tandflosser. Als u het mondstuk wilt vervangen, schakel dan eerst het apparaat uit en druk op de knop om het mondstuk eenvoudig te vervangen.


2. Vul de watertank

Open het deksel van de watertank, houd de tandenborstel horizontaal, giet water in de watertank en sluit het deksel vervolgens.

3. Druk licht op de modusknop om de gewenste modus te kiezen. Dit product heeft vier modi, met de volgende functies:



- Hoge modus: Het eerste indicatielampje brandt. De hogere waterdruk geeft een efficiënte reiniging en is geschikt voor dagelijks gebruik door de meeste gebruikers.
- Gemiddelde modus: Het tweede indicatielampje brandt. De waterdruk is gematigd.
- Zachte modus: Het derde indicatielampje brandt. Geschikt voor eerste gebruikers of mensen met gevoelig tandvlees.
- Pulsmodus: Het vierde indicatielampje brandt. Reinigt diep en stimuleert de bloedsomloop in het tandvlees.




4. Houd voor gebruik de tandflosser verticaal vast, plaats het mondstuk in de mondholte, richt het op de tanden of het tandvlees en houd uw mond lichtjes geopend, zodat het water soepel kan stromen.
5. Druk op de aan/uit-knop om het product te starten. Dit product heeft een automatische uitschakelfunctie van twee minuten. Druk op de modusknop om het gebruik voort te zetten.

Waarschuwing

1. Gebruik dit product niet in andere modi dan de modi die in deze handleiding worden beschreven.
2. Demonteer het product niet of vervang onderdelen niet zelf om schade of veiligheidsrisico's te voorkomen.
3. Gebruik geen water warmer dan 40°C in de watertank om verbranding van de mond te vermijden.
4. Als het product tijdens het opladen in water valt, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het product uit het water haalt.
5. Als de stekker of stroomkabel beschadigd is, vervang deze dan voordat u het product weer gebruikt.

Produktstruktur



Spezifikationen


Produktname: Munddusche

Modell: F500


Spannung: DC5V, 1A

Akku: 1500mAh Lithium-Akku


Wassertankkapazität: 350 ml



1. Setzen Sie die Düse in die Öffnung oben am Mundstück ein. Zum Austauschen der Düse schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie den Knopf zum einfachen Wechseln.
2. Befüllen des Wassertanks:
Öffnen Sie den Deckel, halten Sie die Zahnbürste waagerecht, füllen Sie Wasser ein und schließen Sie den Deckel.
3. Drücken Sie den Modusknopf leicht, um den gewünschten Modus zu wählen. Vier Modi stehen zur Verfügung:



- **Hochmodus:** Die erste LED leuchtet, hoher Wasserdruck für effiziente Reinigung, geeignet für die meisten Nutzer.
- **Mittelmodus:** Die zweite LED leuchtet, moderater Wasserdruck.
- **Sanftmodus:** Die dritte LED leuchtet, ideal für Einsteiger oder empfindliche Mundbereiche.
- **Pulsmodus:** Die vierte LED leuchtet, ermöglicht Tiefenreinigung und verbessert die Zahnfleischdurchblutung.




4. Vor der Anwendung die Bürste senkrecht halten, die Düse in den Mund einführen, auf Zähne oder Zahnfleisch ausrichten und den Mund leicht öffnen, damit das Wasser abfließt.
5. Drücken Sie den Einschaltknopf. Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus. Zum Fortsetzen den Modusknopf drücken.

Warnung

1. Verwenden Sie dieses Produkt nur in den in dieser Anleitung beschriebenen Modi.
2. Demontieren Sie das Produkt nicht und ersetzen Sie keine Teile selbst, um Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
3. Verwenden Sie kein Wasser mit mehr als 40°C im Wassertank, um Verbrennungen im Mund zu vermeiden.
4. Fällt das Produkt während des Ladens ins Wasser, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.
5. Ist der Stecker oder das Stromkabel beschädigt, ersetzen Sie ihn/es, bevor Sie das Produkt wiederverwenden.

Structure du produit



Spécifications


Nom du produit: Hydropulseur

Modèle: F500

Tension: 5V CC, 1A

Batterie: Batterie lithium 1500mAh


Capacité du réservoir d'eau: 350 ml



1. Insérez la buse dans le trou situé au sommet de l'hydropulseur. Si vous devez remplacer la buse, éteignez d'abord l'appareil et appuyez sur le bouton pour la remplacer facilement.
2. Remplissez le réservoir d'eau :
Ouvrez le couvercle du réservoir, maintenez la brosse à dents à l'horizontale, versez de l'eau dans le réservoir, puis refermez le couvercle.
3. Appuyez légèrement sur le bouton de mode pour choisir votre mode souhaité. Ce produit propose quatre modes différents :



- **Mode intense:** La première LED s'allume, indiquant une pression d'eau optimale pour un nettoyage efficace, adapté à la plupart des utilisateurs.
- **Mode moyen:** La deuxième LED s'allume, indiquant une pression d'eau modérée.
- **Mode doux:** La troisième LED s'allume, adapté aux débutants ou aux personnes sensibles.
- **Mode pulsé:** La quatrième LED s'allume, permettant un nettoyage profond et une stimulation de la circulation gingivale.




4. Avant utilisation, tenez la brosse verticalement, insérez la buse dans la bouche, alignez-la avec les dents ou les gencives, et entrouvrez légèrement la bouche pour permettre à l'eau de s'écouler.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer. Le produit s'éteint automatiquement après 2 minutes. Pour continuer, appuyez sur le bouton de mode.

Avertissement

1. N'utilisez ce produit que dans les modes décrits dans ce manuel.
2. Ne démontez pas le produit ni ne remplacez ses composants vous-même pour éviter tout dommage ou risque de sécurité.
3. N'utilisez pas d'eau plus chaude que 40°C dans le réservoir afin d'éviter de brûler la bouche.
4. Si le produit tombe dans l'eau pendant la charge, débranchez d'abord la prise électrique avant de le retirer de l'eau.
5. Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-les avant de réutiliser le produit.

Product Structure



Specifications


Product Name: Water Flosser

Model: F500


Voltage: DC5V, 1A

Battery: 1500mAh Lithium Battery

Water Tank Capacity: 350 ml



1. Insert the nozzle into the hole at the top of the dental irrigator.
To replace the nozzle, first turn off the device and press the button for easy replacement.
2. Add water to the water tank:
Open the tank lid, hold the toothbrush horizontally, pour water into the tank, and then close the lid.
3. Lightly press the mode button to select your desired mode.
This product offers four modes with specific functions:



- **High Mode:** The first mode indicator lights up, indicating strong water pressure for efficient cleaning. Suitable for most users.
- **Medium Mode:** The second mode indicator lights up, indicating moderate water pressure.
- **Soft Mode:** The third mode indicator lights up. Ideal for first-time users or those with oral sensitivity.
- **Pulse Mode:** The fourth mode indicator lights up, providing deep cleaning and promoting gum circulation.




4. Before use, hold the toothbrush vertically, insert the nozzle into your mouth, align it with teeth or gums, and slightly open your mouth to allow smooth water flow.
5. Press the power button to start. The device automatically shuts off after two minutes. To resume, press the mode button.

Warning

1. Only use this product in the modes described in this manual.
2. Do not disassemble the product or replace parts yourself to avoid damage or safety risks.
3. Do not use water hotter than 40°C in the tank to prevent mouth burns.
4. If the product falls into water while charging, unplug the power cord first before removing it from the water.
5. If the plug or power cable is damaged, replace it before reusing the product.

Estructura del producto



Especificaciones


Nombre del producto: Irrigador bucal

Modelo: F500


Voltaje: DC5V, 1A

Batería: Batería de litio 1500 mAh


Capacidad del depósito de agua: 350 ml



1. Inserta la boquilla en el orificio superior del irrigador dental. Si necesitas reemplazar la boquilla, primero apaga el dispositivo y presiona el botón para cambiarla fácilmente.
2. Agrega agua al depósito de agua:
Abre la tapa del depósito, sostén el cepillo de dientes horizontalmente, vierte agua en el depósito y luego cierra la tapa.
3. Presiona suavemente el botón de modo para seleccionar el deseado. Este producto ofrece cuatro modos diferentes, cuyas funciones específicas son las siguientes:



- **Modo Alto:** El indicador del primer modo está encendido. Esto indica que la presión del agua logra una limpieza eficiente. Este modo es adecuado para la mayoría de las personas.
- **Modo Medio:** El indicador del segundo modo está encendido. Esto indica que la presión del agua es moderada.
- **Modo Suave:** El indicador del tercer modo está encendido. Este modo es adecuado para usuarios principiantes de irrigadores o personas con encías sensibles.
- **Modo Pulsante:** El indicador del cuarto modo está encendido. Esto indica que el producto puede limpiar profundamente la boca y promover la circulación de las encías.




4. Antes de usar, sostén el cepillo de dientes verticalmente, inserta la boquilla en la cavidad bucal, alinea con los dientes o encías y abre ligeramente la boca para que el agua fluya suavemente.
5. Presione el botón de encendido para iniciar. El dispositivo se apaga automáticamente después de dos minutos. Para reanudar, presione el botón de modo.

Advertencia

- 1.No utilice este producto en modos distintos a los descritos en este manual.
- 2.No desmonte el producto ni reemplace componentes por su cuenta para evitar daños o riesgos de seguridad.
- 3.No use agua a más de 40°C en el depósito para evitar quemaduras en la boca.
- 4.Si el producto cae al agua mientras se carga, desenchufe primero el cable de alimentación antes de sacarlo del agua.
- 5.Si el enchufe o el cable están dañados, reemplácelos antes de volver a usar el producto.

Struttura del prodotto



Specifiche


Nome del prodotto: Idropulsore

Modello: F500


Tensione: DC5V, 1A

Batteria: Batteria al litio 1500 mAh


Capacità del serbatoio d'acqua: 350 ml



1. Inserire l'ugello nel foro superiore dell'idropulsore. Per sostituirlo, spegnere il dispositivo e premere il pulsante per rimuoverlo facilmente.
2. Riempire il serbatoio:
Aprire il coperchio, tenere lo spazzolino orizzontalmente, versare acqua e richiudere.
3. Premere leggermente il pulsante MODE per scegliere tra 4 modalità:



- **Alta:** La prima spia si accende, pressione ottimale per pulizia intensiva (adatta alla maggioranza).
- **Media:** La seconda spia si accende, pressione moderata.
- **Delicata:** La terza spia si accende, ideale per principianti o bocca sensibile.
- **Pulsante:** La quarta spia si accende, pulizia profonda e stimolazione della circolazione gengivale.




4. Prima dell'uso, impugnare lo spazzolino verticalmente, inserire l'ugello in bocca, allineare ai denti/gengive e aprire leggermente la bocca per il flusso d'acqua.
5. Premere il pulsante di accensione. Il dispositivo si spegne dopo 2 minuti. Per riattivarlo, premere il pulsante MODE.

Avvertimento

1. Utilizzare il prodotto solo nelle modalità descritte in questo manuale.
2. Non smontare il prodotto né sostituire i componenti da soli per evitare danni o rischi per la sicurezza.
3. Non utilizzare acqua più calda di 40°C nel serbatoio per evitare ustioni alla bocca.
4. Se il prodotto cade in acqua durante la ricarica, staccare prima la spina dalla presa elettrica prima di rimuoverlo dall'acqua.
5. Se la spina o il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo prima di riutilizzare il prodotto.

Struktura produktu



Specyfikacje


Nazwa produktu: Irrigator stomatologiczny

Model: F500


Napięcie: DC5V, 1A

Bateria: Bateria litowa 1500mAh


Pojemność zbiornika na wodę: 350 ml



1. Włóż dyszę do otworu na górze irygatora dentystycznego.
Aby wymienić dyszę, najpierw wyłącz urządzenie i naciśnij przycisk, aby łatwo ją wymienić.
2. Nalej wody do zbiornika:
Otwórz pokrywę zbiornika, trzymaj szczoteczkę poziomowo, wlej wodę do zbiornika i zamknij pokrywę.
3. Lekko naciśnij przycisk trybu, aby wybrać żądany.
Urządzenie oferuje cztery tryby:



- **Tryb Wysoki:** Zapala si pierwszy wskanik. Silne cinienie wody zapewnia skuteczne czyszczenie. Odpowiedni dla wikszości uytkowników.
- **Tryb redni:** Zapala si drugi wskanik. Umiarkowane cinienie wody.
- **Tryb Delikatny:** Zapala si trzeci wskanik. Polecany dla pocztkujcych lub osb z wraliwoci jamy ustnej
- **Tryb Pulsacyjny:** Zapala si czwarty wskanik. Gbokie czyszczenie i stymulacja krenia w dzisach.



4. Przed użyciem trzymaj szczoteczkę pionowo, włóż dyszę do jamy ustnej, skieruj na zęby lub dziąsła i lekko otwórz usta, aby woda swobodnie wypływała.

5. Naciśnij przycisk włączania. Urządzenie automatycznie wyłączy się po dwóch minutach. Aby kontynuować, naciśnij przycisk trybu.

Ostrzeżenie

1. Używaj produktu tylko w trybach opisanych w tej instrukcji.
2. Nie demontuj produktu ani nie wymieniaj części samodzielnie, aby uniknąć uszkodzeń lub zagrożeń bezpieczeństwa.
3. Nie używaj wody cieplejszej niż 40°C w zbiorniku, aby uniknąć poparzenia jamy ustnej.
4. Jeśli produkt wpadnie do wody podczas ładowania, najpierw odłącz wtyczkę od gniazdka, zanim wyjmiesz go z wody.
5. Jeśli wtyczka lub kabel zasilający jest uszkodzony, wymień go przed ponownym użyciem produktu.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem,
Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Water flosser
Item number: OP_017445

Complies with the following harmonization rules:

ENIEC 55014-1:2021
ENIEC 55014-2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - March 2025
A. Pappijn - Product Manager



