




WellHealth

OWNER'S MANUAL

SMART BODY SCALE



Specificaties

- Automatisch uitschakelen
- Aantal gebruikers: 10
- Eenheid: kg/lb (standaard: kg)s
- Capaciteit: 180kg / Graduatie: 50g
- Batterij-indicator / Overbelastingsindicator
- 18 Meetgegevens: Gewicht/BMI/Lichaamsvetpercentage/Spiermassa(kg)/Vetmassa/Lichaamsvetindex/Obesitasniveau/Ideaal gewicht/Alvleescontrole/Viscrale vetindex/Gewicht zonder vet/lichaamswater/Botmassa/Proteïnesnelheid/BMR/Metabolische leeftijd/lichaamstype/Score.



Het apparaat gebruiken

- Open het batterijdeksel aan de achterkant van de weegschaal en plaats 2 AAA-batterijen. Sluit het batterijklepje.
- Download en installeer de OKOK Healthcare app door de QR-code te scannen of ernaar te zoeken in AppGallery of andere app stores.
- Verbind en koppel de weegschaal met de OKOK Healthcare app.
- Geef uw persoonlijke informatie.
- Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond en begin met meten.
- Voer uw gewichtsgegevens in de app in om uw gewicht te controleren en bij te houden.
- Volg gewichtstrends met wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijke rapporten die veranderingen in gewicht tonen aan de hand van curven.
- Beheer de weegschaal door koppelen, binden en ontkoppelen.
- Verbindingen beheren door uw account- en gebruikersinformatie te beheren.
- Accountbeheer omvat registratie, aanmelden, wachtwoord wijzigen en wachtwoordherstel.
- Met gebruikersbeheer kunt u uw persoonlijke informatie beheren, zoals bijnaam, verjaardag, lengte, geslacht, evenals de accounts en informatie van familieleden die onder dezelfde account zijn geregistreerd.

Waarschuwingen

Wees voorzichtig wanneer u de weegschaal in de buurt van natte vloeren gebruikt om uitglijden te voorkomen.

Zorg ervoor dat het glasoppervlak van de weegschaal droog is voor u ze gebruikt.

Ga in het midden van de weegschaal staan om stabiliteit te garanderen en omkantelen te voorkomen.

Gebruik geen scherpe voorwerpen die krassen of schade aan het glazen platform kunnen veroorzaken.

De weegschaal is niet waterdicht, dus bewaar ze in een droge omgeving en vermijd onderdompeling in water.

Gebruik een zachte doek met een neutrale reinigingsvloeistof om het oppervlak schoon te maken.

Verwijder de batterijen wanneer ze bijna leeg zijn om lekken te voorkomen die de weegschaal kunnen aantasten.

Spécifications:

- Arrêt automatique
- Nombre d'utilisateurs: 10
- Unité: kg/lb (par défaut: kg)
- Capacité: 180kg / Graduation: 50g
- Indicateur de batterie faible / Indicateur de surcharge
- 18 mesures: Poids/IMC/Taux de graisse corporelle/Masse musculaire (kg)/Masse grasse/Indice de graisse corporelle/Niveau d'obésité/Poids idéal/Contrôle du poids/Indice de graisse viscérale/Poids sans graisse/Eau corporelle/Masse osseuse/Taux de protéines/Métabolisme de base/Âge métabolique/Type de corps/Score.



Utilisation de l'appareil:

- Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la balance et insérez 2 piles AAA. Refermez le couvercle de la batterie.
- Téléchargez et installez l'application OKOK Healthcare en scannant le code QR ou en la recherchant dans AppGallery ou d'autres magasins d'applications.
- Connectez et associez la balance à l'application OKOK Healthcare.
- Fournissez vos informations personnelles.
- Placez la balance sur une surface plane et commencez la mesure.
- Saisissez vos données de poids dans l'application pour surveiller et suivre votre poids.
- Suivez les tendances de poids avec des rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels qui montrent les changements de poids à l'aide de courbes.
- Gérez la balance en l'associant, en la liant et en la déliant.
- Gérez les connexions en gérant votre compte et vos informations utilisateur.
- La gestion du compte comprend l'inscription, la connexion, le changement de mot de passe et la récupération du mot de passe.
- La gestion des utilisateurs vous permet de gérer vos informations personnelles telles que le surnom, la date de naissance, la taille, le sexe, ainsi que les comptes et les informations des membres de la famille enregistrés sous le même compte.

Avertissements

- Veuillez faire attention lorsque vous utilisez la balance près de sols mouillés pour éviter de glisser.
- Assurez-vous que la surface en verre de la balance est sèche avant de l'utiliser.
- Tenez-vous au milieu de la balance pour assurer la stabilité et éviter tout renversement.
- Évitez d'utiliser des objets pointus qui pourraient rayer ou endommager la plateforme en verre.
- La balance n'est pas étanche, donc gardez-la dans un environnement sec et évitez de la plonger dans l'eau.
- Utilisez un chiffon doux avec des liquides de nettoyage neutres pour nettoyer la surface.
- Enlevez les piles lorsqu'elles sont presque épuisées pour éviter les fuites qui pourraient corroder la balance.

Spezifikationen

- Automatische Abschaltung
- Anzahl der Benutzer: 10
- Einheit: kg/lb (Standard: kg)
- Kapazität: 180kg / Einteilung: 50g
- Niedrige Batterieanzeige / Überlastungsanzeige
- 18 Maßnahmen Daten:
Gewicht/BMI/Körperfettanteil/Muskelmasse(kg)/Fettmasse/Körperfettindex/Adi
positaslevel/Idealgewicht/Gewichtskontrolle/Viszeralfettindex/ Gewicht ohne
Fett /Körperwasser/Knochenmasse/Proteingehalt/BMR/Metabolisches
Alter/Körpertyp/Punktzahl.



Verwendung des Geräts

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Waage und legen Sie 2 AAA-Batterien ein. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
- Laden Sie die OKOK Healthcare-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie den QR-Code scannen oder danach in AppGallery oder anderen App-Stores suchen.
- Verbinden und koppeln Sie die Waage mit der OKOK Healthcare-App.
- Geben Sie Ihre persönlichen Informationen ein.
- Stellen Sie die Waage auf eine ebene Oberfläche und beginnen Sie mit der Messung.
- Geben Sie Ihre Gewichtsdaten in der App ein, um Ihr Gewicht zu überwachen und zu verfolgen.
- Verfolgen Sie Gewichtstrends mit wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Berichten, die Veränderungen im Gewicht mit Kurven anzeigen.
- Verwalten Sie die Waage durch Koppeln, Binden und Entbinden.
- Verwalten Sie Verbindungen, indem Sie Ihr Konto und Ihre Benutzerinformationen verwalten.
- Die Kontoverwaltung umfasst Registrierung, Anmeldung, Passwortänderung und Passwortwiederherstellung.
- Die Benutzerverwaltung ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen Informationen wie Spitzname, Geburtstag, Größe, Geschlecht sowie die Konten und Informationen der Familienmitglieder zu verwalten, die unter demselben Konto registriert sind.

WARNHINWEIS

- Bitte sei vorsichtig, wenn du die Waage in der Nähe von nassen Böden benutzt, um ein Ausrutschen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Glasoberfläche der Waage trocken ist, bevor du sie benutzt.
- Stelle dich in die Mitte der Waage, um Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern.
- Vermeide scharfe Gegenstände, die die Glasplattform zerkratzen oder beschädigen könnten.
- Die Waage ist nicht wasserdicht, also halte sie in einer trockenen Umgebung und tauche sie nicht ins Wasser.
- Verwende ein weiches Tuch mit neutralen Reinigungsmitteln, um die Oberfläche zu reinigen.
- Entferne die Batterien, wenn sie fast leer sind, um Lecks zu verhindern, die die Waage korrodieren könnten.

Specifiche tecniche

- Spegnimento automatico
- Numero di utenti: 10
- Unità: kg/lb (predefinita: kg)
- Capacità: 180 kg / Graduazione: 50g
- Indicatore di batteria scarica / Indicatore di sovraccarico
- 18 Dati di misurazione: Peso/BMI/Tasso di grasso corporeo/Massa muscolare (kg)/Massa grassa/Indice di grasso corporeo/Livello di obesità/Peso ideale/Controllo del peso/Indice di grasso viscerale/Peso senza grasso/Acqua corporea/Massa ossea/Tasso di proteine/BMR/Età metabolica/Tipo di corpo/Score.



ANDROID APP ON
Google play



Available on the iPhone
App Store



OKOK Healthcare

Utilizzo del dispositivo

- Aprire il coperchio delle batterie sul retro della bilancia e inserire 2 batterie AAA. Chiudere il coperchio del vano batterie.
- Scaricare e installare l'applicazione OKOK Healthcare scansionando il codice QR o cercandola in AppGallery o in altri app store.
- Collegare e associare la bilancia all'app OKOK Healthcare.
- Fornire i propri dati personali.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e iniziare la misurazione.
- Inserire i dati del peso nell'app per monitorare e tenere traccia del peso.
- Tracciare le tendenze del peso con rapporti settimanali, mensili e trimestrali che mostrano le variazioni di peso mediante curve.
- Gestite la bilancia associandola, associandola e scollegandola.
- Gestire le connessioni gestendo l'account e le informazioni dell'utente.
- La gestione dell'account comprende la registrazione, l'accesso, la modifica e il recupero della password.
- La gestione dell'utente consente di gestire le informazioni personali quali nickname, compleanno, altezza, sesso, nonché gli account e le informazioni dei membri della famiglia registrati con lo stesso account.

Avvertenze

- Prestare attenzione quando si utilizza la bilancia in prossimità di pavimenti bagnati per evitare di scivolare.
- Assicurarsi che la superficie di vetro della bilancia sia asciutta prima di utilizzarla.
- Posizionarsi al centro della bilancia per garantire la stabilità ed evitare il ribaltamento.
- Evitare di utilizzare oggetti appuntiti che potrebbero graffiare o danneggiare la piattaforma di vetro.
- La bilancia non è impermeabile, quindi è bene tenerla in un ambiente asciutto ed evitare di immergerla in acqua.
- Per pulire la superficie, utilizzare un panno morbido con liquidi detergenti neutri.
- Rimuovere le batterie quando si stanno scaricando per evitare perdite che potrebbero corrodere la bilancia.

Especificaciones:

- Apagado automático.
- Número de usuarios: 10.
- Unidad: kg/libras (Predeterminado: kg).
- Capacidad: 180 kg / Graduación: 50 g.
- Indicador de batería baja / Indicador de sobrecarga.
- 18 datos de medición: Peso/IMC/Índice de grasa corporal/Masa muscular(kg)/Masa grasa/Índice de grasa corporal/Nivel de obesidad/Peso ideal/Control de peso/Índice de grasa visceral/
- Peso sin grasa/Agua corporal/Masa ósea/Índice de proteínas/Metabolismo basal/Edad metabólica/Tipo de cuerpo/Puntuación.
-



Uso del dispositivo:

- Abra la tapa de las pilas en la parte posterior de la báscula e inserte 2 pilas AAA. Cierre la tapa de las pilas.
- Descargue e instale la aplicación OKOK Healthcare escaneando el código QR o buscándola en AppGallery u otras tiendas de aplicaciones.
- Conecte y empareje la báscula con la aplicación OKOK Healthcare.
- Proporcione su información personal.
- Coloque la báscula sobre una superficie plana y comience a medir.
- Ingrese sus datos de peso en la aplicación para monitorear y rastrear su peso.
- Siga las tendencias de peso con informes semanales, mensuales y trimestrales que muestran los cambios de peso utilizando curvas.
- Administre la báscula emparejando, vinculando y desvinculando.
- Administre las conexiones administrando su cuenta e información de usuario.
- La gestión de la cuenta incluye registro, inicio de sesión, cambio de contraseña y recuperación de contraseña.
- La gestión de usuarios le permite administrar su información personal, como apodo, fecha de nacimiento, altura, género, así como las cuentas e información de los miembros de la familia registrados bajo la misma cuenta.

Advertencias

- Utilice precaución al usar la báscula cerca de pisos mojados para evitar resbalones.
- Asegúrese de que la superficie de vidrio de la báscula esté seca antes de usarla.
- Póngase en el centro de la báscula para garantizar estabilidad y evitar que se vuelque.
- Evite usar objetos afilados que puedan rayar o dañar la plataforma de vidrio.
- La báscula no es resistente al agua, por lo que manténgala en un ambiente seco y evite sumergirla en agua.
- Use un paño suave con líquidos de limpieza neutros para limpiar la superficie.
- Quite las pilas cuando estén agotadas para evitar fugas que puedan corroer la báscula.

Specifications

- Auto switch off
- Number of users: 10
- Unit: kg/lb (Default: kg)
- Capacity: 180kg / Graduation: 50g
- Low battery indicator / Overload indicator
- 18 Measure data: Weight/BMI/Body fat rate/Muscle Mass(kg)/Fat Mass/Body fat Index/Obesity Level/Ideal weight/Weight Control/Visceral Fat Index/Weight without fat/Body water/Bone mass/Protein rate/BMR/Metabolic age/Body Type/Score



Using the device

- Open the battery cover at the back of the scale and insert 2 AAA batteries. Close the battery cover.
- Download and install the OKOK Healthcare app by scanning the QR code or searching for it in AppGallery or other app stores.
- Connect and pair the scale with the OKOK Healthcare app.
- Provide your personal information.
- Place the scale on a flat surface and start measuring.
- Enter your weight data in the app to monitor and track your weight.
- Track weight trends with weekly, monthly, and quarterly reports that show changes in weight using curves.
- Manage the scale by pairing, binding, and unbinding.
- Manage connections by managing your account and user information.
- Account management includes registration, login, password change, and password recovery.
- User management allows you to manage your personal information such as nickname, birthday, height, gender, as well as the accounts and information of family members registered under the same account.

Warnings

- Please use caution when using the scale near wet floors to avoid slipping.
- Make sure the glass surface of the scale is dry before using it.
- Stand in the middle of the scale to ensure stability and prevent tipping over.
- Avoid using sharp objects that could scratch or damage the glass platform.
- The scale is not waterproof, so keep it in a dry environment and avoid submerging it in water.
- Use a soft cloth with neutral cleaning liquids to clean the surface.
- Remove the batteries when they are running low to prevent leaks that may corrode the scale.

Specyfikacja

- Automatyczne wyłączenie
- Liczba użytkowników: 10
- Jednostka: kg/lb (domyślnie: kg)
- Pojemność: 180kg / Stopniowanie: 50g
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii / Wskaźnik przeciążenia
- 18 Dane pomiarowe: Waga/BMI/Stopień otłuszczenia ciała/Masa mięśniowa(kg)/Masa tłuszczowa/Wskaźnik tkanki tłuszczowej/poziomotyłości/waga idealna/kontrola wagi/wskaźnik tłuszczu trzewnego/Waga bez tłuszczu/Woda w organizmie/Masa kostna/Szybkość spalania białka/BMR/Wiek metaboliczny/Typ ciała/Score.



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store



OKOK Healthcare

Korzystanie z urządzenia

- Otwórz pokrywę baterii z tyłu wagi i włóż 2 baterie AAA. Zamknij pokrywę baterii.
- Pobierz i zainstaluj aplikację OKOK Healthcare, skanując kod QR lub wyszukując ją w AppGallery lub innych sklepach z aplikacjami.
- Połącz i sparuj wagę z aplikacją OKOK Healthcare.
- Podaj swoje dane osobowe.
- Umieść wagę na płaskiej powierzchni i rozpocznij pomiar.
- Wprowadź dane dotyczące wagi w aplikacji, aby monitorować i śledzić swoją wagę.
- Śledź trendy wagi za pomocą tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych raportów, które pokazują zmiany wagi za pomocą krzywych.
- Zarządzaj wagą poprzez parowanie, wiązanie i rozpinanie.
- Zarządzanie połączeniami poprzez zarządzanie kontem i informacjami o użytkowniku.
- Zarządzanie kontem obejmuje rejestrację, logowanie, zmianę hasła i odzyskiwanie hasła.
- Zarządzanie użytkownikami umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi, takimi jak pseudonim, data urodzin, wzrost, płeć, a także kontami i informacjami członków rodziny zarejestrowanych na tym samym koncie.

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z wagi w pobliżu mokrych podłóg, aby uniknąć poślizgnięcia.

Przed użyciem upewnij się, że szklana powierzchnia wagi jest sucha.

Stań na środku wagi, aby zapewnić jej stabilność i zapobiec przewróceniu.

Unikaj używania ostrych przedmiotów, które mogłyby zarysować lub uszkodzić szklaną platformę.

Waga nie jest wodoodporna, dlatego należy przechowywać ją w suchym miejscu i unikać zanurzania jej w wodzie.

Do czyszczenia powierzchni należy używać miękkiej szmatki z neutralnymi płynami czyszczącymi.

Wyjmij baterie, gdy są na wyczerpaniu, aby zapobiec wyciekom, które mogą spowodować korozję wagi.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Smart Body Scale
SKU number: OP_011743

Complies with the following harmonization rules:

EN 55014-1:2017+A1:2020
EN 55014 2:2015
EN IEC 6100032:2019
EN 61000-3 3:2013+A1:2019

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - SEP 2023
A. Pappijn - Product Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Pappijn', is written over two horizontal lines.



WellHealth