




INSTRUCTION MANUAL

Electric toothbrush




Productbeschrijving



* Functiebeschrijving

1. Dit product heeft een eenknops startstelsysteem, inclusief aan/uit en het schakelen tussen standen.
2. 2-minuten intelligente timer: na 2 minuten gebruik in elke modus schakelt het product automatisch uit. Om door te gaan, kunt u het normaal opnieuw starten.
3. 30-seconden zoneveranderingsherinnering: elke 30 seconden wordt er 0,3 seconden gepauzeerd per modus. Druk middenin op "stop" of "herstart" om de timer opnieuw te starten.
4. In elke modus kan het apparaat worden uitgezet door één keer op de knop te drukken na een gebruikstijd van meer dan 5 seconden.
5. Bij het wisselen van modus: druk binnen 5 seconden op de knop om te schakelen. Na 5 seconden drukt u op de knop om uit te schakelen.
6. De batterij hoeft niet vervangen te worden.
7. IPX7-waterdicht (bestand tegen onderdompeling).



Commutatiediagram

Modusinformatie:


Dit product beschikt over een intelligente geheugenfunctie die automatisch de laatst gebruikte modus activeert.

Elke modus werkt gedurende 2 minuten

1. Reinigingsmodus - Hoge frequentie oscillerende borstelharen verwijderen effectief tandplaque en elimineren verborgen bacteriën (2 minuten)
2. Gevoelige-modus - Zachte oscillaties voor preciezere verzorging van gevoelige tanden en tandvlees (2 minuten)
3. Massagemodus - Ultra-zachte trillingen stimuleren en masseren tandweefsel (2 minuten)
4. Wittermodus - Gecombineerde reinigings- en polijstwerking voor tandbleking en glazuurbescherming (2 minuten)
5. Polijstmodus - Ultra-hoge frequentie oscillaties voor professionele tandglazuurpolijsting (2 minuten)

* Voorbereiding voor gebruik

1. Lijn het voorste deel van de borstelkop uit met het voorste deel van de borstelhandgreep.
2. Bevestig de borstelkop op de metalen as (er blijft een kleine opening tussen beide onderdelen om te voorkomen dat de kop tijdens het werken tegen de hoofdunit botst, zodat de motor krachtiger kan werken).




Handleiding voor Elektrische Tandborstel

1. Stap één

- Maak de borstelharen vochtig en breng tandpasta aan

2. Stap twee

- Druk op de aan/uit-knop om de tandenborstel te activeren.
- Aan/Uit-modusschakelaar: In speciale gevallen kunt u langer dan 5 seconden indrukken om uit te schakelen.
- Oefen tijdens het poetsen lichte druk uit voor optimale reiniging.
- Beweeg de borstel langzaam in een hoek van 45° tussen borstelharen en tandvlees.
- Tijdens het poetsen kunt u via de knop vrijelijk tussen poetmodi schakelen.
- De aanbevolen poetstijd is 2 minuten.



Borstelkop reinigen

Na het tandenpoetsen reinigt u de borstelkop met water (zorg ervoor dat het laadgedeelte aan de onderkant tijdens het schoonmaken bedekt blijft).



Opladen


1. Wanneer de hoofdaccu onder 3.3V komt, knippert het oplaadlampje om aan te geven dat er wordt opgeladen.
2. Bij een lage batterij geeft een rood licht een waarschuwing; bij volledige lading verschijnt een groen licht.
3. Volledig opladen duurt 3-4 uur.
4. Als het product lang niet is opgeladen, kan de indicatielamp tijdens het opladen niet direct branden. Dit is normaal en vereist meestal een voorafgaande oplaadperiode van 30 minuten voordat de lamp correct functioneert.



Herinnering


1. Deel de borstelkop niet met anderen.
2. Wikkel de stroomkabel tijdens opslag niet rond de adapter.
3. Plaats geen metalen voorwerpen zoals munten of paperclips op de adapter.
4. Trek de stroomkabel uit het stopcontact en berg deze veilig opbij langdurig niet-gebruik om brand te voorkomen.
5. Laat kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.
6. Zorg ervoor dat de laadpoort tijdens het opladen droog blijft

Produktbeschreibung



Funktionsbeschreibung

1. Dieses Produkt verfügt über ein Ein-Knopf-Start-System, einschließlich Ein/Aus-Schalter und Gangwechsel.
2. 2-Minuten-Intelligenter Timer: Nach 2 Minuten Nutzung in einem Modus schaltet sich das Produkt automatisch ab. Normal neu starten, um weiter zu nutzen.
3. 30-Sekunden-Zonenwechsel-Erinnerung: Jeder Modus pausiert 0,3 s alle 30 Sekunden. Drücken Sie Stopp oder Neustart, um den Timer neu zu starten.
4. In jedem Modus: Einmaliger Knopfdruck nach über 5 Sekunden Betriebszeit zum Ausschalten.
5. Zum Moduswechsel innerhalb von 5 Sekunden den Knopf drücken; nach 5 Sekunden drücken zum Ausschalten.
6. Batteriewechsel nicht erforderlich.
7. IPX7 wasserdicht



kommutatives Diagramm


Modusübersicht:

Dieses Produkt verfügt über eine intelligente Gedächtnisfunktion, die beim nächsten Einschalten automatisch den vorherigen Nutzungsmodus aktiviert. Jeder Modus arbeitet 2 Minuten lang.

1. Reinigungsmodus - Hochgeschwindigkeitsoszillierende Borsten entfernen Zahnstein leicht und zerstören verborgene Bakterien auf der Zahnoberfläche und überall (2 Minuten).
2. Empfindlichkeitsmodus - Sanfte Frequenz zur gezielten Behandlung empfindlicher Zähne und Zahnfleisch (2 Minuten).
3. Massagemodus - Sehr sanfte Frequenz zur Stimulation und Massage von Zähnen und Zahnfleisch (2 Minuten).
4. Weißmodus - Kontinuierlicher Wechsel zwischen Reinigungs- und Poliermodus hilft beim Aufhellen und Pflegen der Zahnoberfläche, sodass Zähne porzellanweiß werden (2 Minuten).
5. Poliermodus - Ultraschnelle Oszillation mit hoher Leistung zum Polieren und Glänzen der Zähne (2 Minuten)

Vorbereitung zur Verwendung

1. Richten Sie den vorderen Teil des Bürstenkopfes mit dem vorderen Teil des Bürstengriffs aus.
2. Befestigen Sie den Bürstenkopf auf der Metallachse (ein kleiner Spalt zwischen beiden Teilen verhindert, dass der Kopf während des Betriebs gegen die Haupteinheit stößt, sodass der Motor leistungstärker arbeiten kann).




Manuel de la brosse à dents électrique

1. Schritt eins

- Befeuchten Sie die Borsten und tragen Sie Zahnpasta auf

2. Schritt zwei

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Zahnbürste zu aktivieren.
- Ein/Aus-Modus-Schalter: Drücken Sie in Sonderfällen länger als 5 Sekunden zum Ausschalten.
- Üben Sie während des Putzens leichten Druck für optimale Reinigung aus.
- Bewegen Sie die Bürste langsam im 45°-Winkel zwischen Borsten und Zahnfleisch.
- Während des Putzens können Sie über die Taste frei zwischen Putzmodi wechseln.
- Die empfohlene Putzzeit beträgt 2 Minuten.



Bürstenkopf reinigen

Reinigen Sie den Bürstenkopf nach dem Zähneputzen mit Wasser (stellen Sie sicher, dass der Ladebereich am Boden während der Reinigung abgedeckt bleibt).



Aufladen


1. Wenn die Hauptbatterie unter 3,3 V fällt, blinkt die Ladewarnleuchte, um den Ladevorgang anzuzeigen.
2. Bei niedrigem Akkustand leuchtet ein rotes Licht zur Warnung; bei voller Ladung erscheint ein grünes Licht.
3. Das vollständige Aufladen dauert 3-4 Stunden.
4. Wenn das Produkt längere Zeit nicht aufgeladen wurde, kann die Anzeigeleuchte während des Ladevorgangs nicht sofort leuchten. Dies ist normal und erfordert in der Regel eine vorherige 30-minütige Ladezeit, bis die Anzeige korrekt funktioniert.



Hinweis

1. Teilen Sie den Bürstenkopf nicht mit anderen Personen.
2. Wickeln Sie das Netzkabel während der Lagerung nicht um den Adapter.
3. Legen Sie keine Metallgegenstände (Münzen, Büroklammern) auf den Adapter.
4. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lagern Sie es sicher bei längerer Nichtbenutzung, um Brände zu vermeiden.
5. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden.
6. Halten Sie den Ladeanschluss während des Aufladens trocken.

Description du produit



* Functiebeschrijving

- 1.Ce produit possède un système de démarrage à un bouton, incluant marche/arrêt et changement de vitesse.
- 2.Minuterie intelligente de 2 minutes : après 2 minutes d'utilisation dans n'importe quel mode, le produit s'éteint automatiquement. Redémarrez normalement pour continuer.
- 3.Rappel de changement de zone de 30 secondes : pause de 0,3 s toutes les 30 secondes pour chaque mode. Appuyez sur arrêt ou redémarrage pour relancer la minuterie.
- 4.Dans tout mode : appuyez une fois sur le bouton après 5 secondes de fonctionnement pour éteindre.
- 5.Pour changer de mode, appuyez sur le bouton dans les 5 secondes ; après 5 secondes, appuyez pour éteindre.
- 6.Aucun remplacement de batterie nécessaire.
- 7.Étanchéité IPX7.





Diagramme commutatif

Présentation des modes:

- Ce produit dispose d'une fonction de mémoire intelligente qui active automatiquement le mode d'utilisation précédent lors de la prochaine activation. Chaque mode fonctionne pendant 2 minutes.
- 1.Mode nettoyage - Les brins de brosse à dents oscillants à haute vitesse éliminent facilement le tartre et détruisent les bactéries cachées sur la surface dentaire et partout ailleurs (2 minutes).
- 2.Mode sensible - Fréquence douce ciblant les dents et les gencives sensibles (2 minutes).
- 3.Mode massage - Fréquence très douce pour stimuler et masser les dents et les gencives (2 minutes).
- 4.Mode blancheur - Alternance continue entre les modes de nettoyage et de polissage pour blanchir et entretenir la surface des dents, les rendant aussi blanches que de la porcelaine (2 minutes).
- 5.Mode polissage - Oscillation ultra-haute fréquence pour polir et faire briller les dents (2 minutes)

Préparation à l'utilisation

- 1.Alignez la partie avant de la tête de brosse avec la partie avant de la poignée.
- 2.Fixez la tête de brosse sur l'axe métallique (un petit espace est maintenu entre les deux composants pour éviter que la tête ne heurte l'unité principale pendant le fonctionnement, permettant au moteur de fonctionner plus puissamment).




Manuel de la brosse à dents électrique

1.Étape un

- Humidifiez les poils de la brosse et appliquez du dentifrice1

2.Étape deux

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer la brosse à dents.
- Interrupteur marche/arrêt : Dans des cas particuliers, maintenez enfoncé plus de 5 secondes pour éteindre.
- Appliquez une légère pression pendant le brossage pour un nettoyage optimal.
- Déplacez la brosse lentement à un angle de 45° entre les poils et les gencives.
- Pendant le brossage, vous pouvez basculer librement entre les modes via le bouton.
- La durée de brossage recommandée est de 2 minutes.



Nettoyer la tête de brosse

Après le brossage, nettoyez la tête de brosse à l' eau (veillez à ce que la partie de charge au bas reste couverte pendant le nettoyage).



Recharger


1. Lorsque la batterie principale descend en dessous de 3,3 V, le témoin de charge clignote pour indiquer la charge en cours.
2. Un voyant rouge signale une batterie faible ; une lumière verte apparaît lorsque la charge est complète.
3. La charge complète prend 3 à 4 heures.
4. Si le produit n'a pas été chargé longtemps, le témoin peut ne pas s'allumer immédiatement pendant la charge. Ceci est normal et nécessite généralement une période de charge préalable de 30 minutes pour un fonctionnement correct du voyant.



Rappel


1. Ne partagez pas la tête de brosse avec d'autres personnes.
2. Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'adaptateur pendant le stockage.
3. Évitez de placer des objets métalliques (pièces, trombones) sur l'adaptateur.
4. Débranchez le câble d'alimentation et rangez-le en sécurité en cas de non-utilisation prolongée pour éviter les incendies.
5. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit comme un jouet.
6. Assurez-vous que le port de charge reste sec pendant la charge.

Product Description



Function Description

1. This product features a one-button start system, including on/off and gear switching.
2. 2-minute intelligent timer: after 2 minutes of use in any mode, the product automatically turns off. Restart normally to continue.
3. 30-second zone change reminder: each mode pauses 0.3s every 30 seconds. Press stop or restart to reset the timer.
4. In any mode: press the button once after 5 seconds of operation to shut down.
5. Press the button within 5 seconds to switch modes; press after 5 seconds to turn off.
6. No battery replacement required.
7. IPX7 waterproof rating.




Commutative Diagram

Mode Introduction:

- This product features an intelligent memory function that automatically activates the previous usage mode upon next startup.
- Each mode operates for 2 minutes.
 1. Clean mode - High-speed oscillating bristles easily remove tartar and destroy hidden bacteria on the tooth surface and everywhere (2 minutes).
 2. Sensitive mode - Gentle frequency targeting sensitive teeth and gums (2 minutes).
 3. Massage mode - Very gentle frequency for stimulating and massaging teeth and gums (2 minutes).
 4. White mode - Continuous switching between cleaning and polishing modes helps whiten and maintain the tooth surface, making teeth as white as porcelain (2 minutes).
 5. Polish mode - Ultra-high-frequency power oscillation to polish and brighten teeth (2 minutes).

Preparation for use

1. Align the front part of the brush head with the front part of the brush handle.
2. Attach the brush head to the metal shaft (a small gap remains between both components to prevent the head from colliding with the main unit during operation, enabling the motor to work more powerfully)




Electric Toothbrush Manual

1. Step one

- Moisten the bristles and apply toothpaste¹

2. Step two

- Press the on/off button to activate the toothbrush.
- On/Off mode switch: In special cases, hold for longer than 5 seconds to turn off. · Apply light pressure during brushing for optimal cleaning.
- Move the brush slowly at a 45° angle between bristles and gums.
- During brushing, you can freely switch between modes via the button.
- The recommended brushing time is 2 minutes.



Clean the brush head

After brushing, clean the brush head with water (ensure the charging part at the bottom remains covered during cleaning).



Charging


1. When the main battery drops below 3.3V, the charging indicator flashes to indicate charging is in progress.
2. A red light warns of low battery; a green light appears when fully charged.
3. Full charging takes 3-4 hours.
4. If the product has not been charged for a long time, the indicator light may not illuminate immediately during charging. This is normal and usually requires an initial 30-minute charging period before the light functions properly.



Important Reminders

1. Do not share the brush head with others.
2. Do not wrap the power cord around the adapter during storage.
3. Avoid placing metal objects (coins, paper clips) on the adapter.
4. Unplug the power cord and store it safely during prolonged non-use to prevent fire hazards.
5. Do not allow children to use this product as a toy.
6. Keep the charging port dry while charging.

Descripción del producto



Descripción de funciones

1. Este producto tiene un sistema de inicio de un botón, incluyendo encendido/apagado y cambio de marcha.
2. Temporizador inteligente de 2 minutos: tras 2 minutos de uso en cualquier modo, el producto se apaga automáticamente. Reinicie normalmente para continuar.
3. Recordatorio de cambio de zona de 30 segundos: pausa de 0,3 s cada 30 segundos por modo. Pulse detener o reiniciar para reactivar el temporizador.
4. En cualquier modo: pulse el botón una vez tras más de 5 segundos de funcionamiento para apagar.
5. Pulse el botón en 5 segundos para cambiar modo; después de 5 segundos, pulse para apagar.
6. No es necesario reemplazar la batería.
7. Resistencia al agua IPX7





Diagrama conmutativo

Descripción de modos:

- El producto cuenta con una función de memoria inteligente que activará automáticamente el modo de uso anterior en el próximo encendido.
 - Cada modo funciona durante 2 minutos
1. Modo limpieza - Cerdas oscilantes de alta velocidad eliminan fácilmente el sarro y destruyen bacterias ocultas en la superficie dental y todas las áreas (2 minutos).
 2. Modo sensible - Frecuencia suave dirigida a dientes y encías sensibles (2 minutos).
 3. Modo masaje - Frecuencia muy suave para estimular y masajear dientes y encías (2 minutos).
 4. Modo blanqueamiento - Alternancia continua entre limpieza y pulido ayuda a blanquear y mantener la superficie dental, dejando los dientes blancos como porcelana (2 minutos).
 5. Modo pulido - Oscilación de potencia de ultra alta frecuencia para pulir y brillar los dientes (2 minutos).

Preparación para el uso

1. Alinee la parte frontal del cabezal del cepillo con la parte frontal del mango. 15
2. Fije el cabezal del cepillo en el eje metálico (se mantiene un pequeño espacio entre ambos componentes para evitar que el cabezal golpee la unidad principal durante el funcionamiento, permitiendo que el motor trabaje con más potencia).





Manual del cepillo de dientes eléctrico

1. Paso uno


- Humedezca las cerdas y aplique pasta de dientes¹

2. Paso dos

- Presione el botón de encendido/apagado para activar el cepillo.
- Interruptor de modo encendido/apagado: En casos especiales, mantenga presionado más de 5 segundos para apagar.
- Aplique presión ligera durante el cepillado para una limpieza óptima.
- Mueva el cepillo lentamente en un ángulo de 45° entre cerdas y encías.
- Durante el cepillado, puede cambiar libremente entre modos mediante el botón.
- El tiempo de cepillado recomendado es de 2 minutos.



Interruptor de modo
Encendido/Apagado



Limpiar el cabezal del cepillo

Tras el cepillado, limpie el cabezal con agua (asegúrese de que la parte de carga en la base permanezca cubierta durante la limpieza).



Cargar


1. Cuando la batería principal esté por debajo de 3,3 V, el indicador de carga parpadeará para señalar que se está cargando.
2. Una luz roja advierte de batería baja; una luz verde aparece cuando está completamente cargada.
3. La carga completa tarda 3-4 horas.
4. Si el producto no se ha cargado durante mucho tiempo, el indicador puede no encenderse de inmediato durante la carga. Esto es normal y generalmente requiere un período previo de carga de 30 minutos para que la luz funcione correctamente.



Advertencias

1. No comparta el cabezal del cepillo con otras personas.
2. No enrolle el cable de alimentación alrededor del adaptador durante el almacenamiento.
3. No coloque objetos metálicos (monedas, clips) sobre el adaptador.
4. Desconecte el cable de alimentación y guárdelo de forma segura si no se usa durante mucho tiempo para evitar incendios.
5. No permita que los niños usen este producto como juguete.
6. Asegúrese de que el puerto de carga permanezca seco durante la carga.

Descrizione del prodotto



Descrizione della funzione

1. Questo prodotto ha un sistema di avvio a un pulsante, inclusione accensione/spegnimento e cambio marcia.
2. Timer intelligente di 2 minuti: dopo 2 minuti di utilizzo in qualsiasi modalità, il prodotto si spegne automaticamente. Riavviare normalmente per continuare.
3. Promemoria cambio zona di 30 secondi: pausa di 0,3 s ogni 30 secondi per ogni modalità. Premere stop o riavvio per riattivare il timer.
4. In qualsiasi modalità: premere una volta il pulsante dopo più di 5 secondi di funzionamento per spegnere.
5. Premere il pulsante entro 5 secondi per cambiare modalità; dopo 5 secondi, premere per spegnere.
6. Non è necessario sostituire la batteria.
7. Impermeabilità IPX7





Diagramma commutativo

Panoramica delle modalità:

- Questo prodotto dispone di una funzione di memoria intelligente che attiva automaticamente la modalità di utilizzo precedente al successivo avvio.
- Ogni modalità funziona per 2 minuti.
 - 1.Modalità pulizia - Setole oscillanti ad alta velocità rimuovono facilmente il tartaro e distruggono i batteri nascosti sulla superficie dentale e ovunque (2 minuti).
 - 2.Modalità sensibile - Frequenza delicata mirata a denti e gengive sensibili (2 minuti).
 - 3.Modalità massaggio - Frequenza molto delicata per stimolare e massaggiare denti e gengive (2 minuti).
 - 4.Modalità sbiancante - Alternanza continua tra pulizia e lucidatura aiuta a sbiancare e mantenere la superficie dentale, rendendo i denti bianchi come la porcellana (2 minuti).
 - 5.Modalità lucidatura - Oscillazione ad altissima frequenza per lucidare e far brillare i denti (2 minuti).

Preparazione per l'uso

- 1.Allineare la parte anteriore della testina spazzola con la parte anteriore dell'impugnatura.
- 2.Fissare la testina spazzola sull'asse metallico (rimane un piccolo spazio tra i due componenti per evitare che la testina urti l'unità principale durante il funzionamento, consentendo al motore di lavorare con maggiore potenza).




Manuale dello spazzolino elettrico

1. Passo uno

- Inumidire le setole e applicare il dentifricio1

2. Passo due

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per attivare lo spazzolino.
- Interruttore modalità acceso/spento: In casi speciali, premere più di 5 secondi per spegnere.
- Durante la pulizia, esercitare una leggera pressione per una pulizia ottimale.
- Muovere lo spazzolino lentamente a un angolo di 45° tra setole e gengive.
- Durante la pulizia, è possibile passare liberamente tra le modalità tramite il pulsante.
- Il tempo di spazzolamento consigliato è di 2 minuti.



Pulire la testina dello spazzolino

Dopo aver lavato i denti, pulire la testina con acqua (assicurarsi che la parte di ricarica sul fondo rimanga coperta durante la pulizia).



Ricaricare


1. Quando la batteria principale scende sotto 3,3 V, la spia di carica lampeggia per indicare la ricarica in corso.
2. Una luce rossa avvisa in caso di batteria scarica; una luce verde appare a carica completata.
3. Il caricamento completo richiede 3-4 ore.
4. Se il prodotto non viene caricato per lungo tempo, la spia potrebbe non accendersi immediatamente durante la ricarica. Ciò è normale e richiede solitamente un periodo preliminare di 30 minuti di carica per il corretto funzionamento della spia.



Avvertenze

1. Non condividere la testina dello spazzolino con altre persone.
2. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'adattatore durante lo stoccaggio.
3. Non posizionare oggetti metallici (monete, graffette) sull'adattatore.
4. Scollegare il cavo di alimentazione e riporlo in modo sicuro in caso di inutilizzo prolungato per prevenire incendi.
5. Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto come giocattolo.
6. Mantenere asciutto il porto di ricarica durante la carica.

Opis produktu



Opis funkcji

1. Ten produkt posiada system uruchamiania jednym przyciskiem, włącz/wyłącz oraz zmianę biegów.
2. Inteligentny 2-minutowy timer: po 2 minutach użycia w dowolnym trybie produkt wyłącza się automatycznie. Uruchom ponownie, aby kontynuować.
3. Przypomnienie o zmianie strefy co 30 sekund: każdy tryb wstrzymuje się na 0,3 s co 30 sekund. Naciśnij stop lub restart, aby ponownie uruchomić timer.
4. W dowolnym trybie: naciśnij przycisk raz po 5 sekundach pracy, aby wyłączyć.
5. Naciśnij przycisk w ciągu 5 sekund, aby zmienić tryb; po 5 sekundach naciśnij, aby wyłączyć.
6. Nie wymaga wymiany baterii.
7. Wodoszczelność IPX7.





Diagram przemienenny

Opis trybów:

- Produkt posiada inteligentną funkcję pamięci, która automatycznie aktywuje poprzedni tryb użytkowania przy następnym uruchomieniu.
 - Każdy tryb działa przez 2 minuty.
1. Tryb czyszczenia - Wysokoszybkościowe oscylujące włosie łatwo usuwa kamień nazębny i niszczy ukryte bakterie na powierzchni zębów i wszędzie indziej (2 minuty).
 2. Tryb wrażliwy - Delikatna częstotliwość skierowana na wrażliwe zęby i dziąsła (2 minuty).
 3. Tryb masażu - Bardzo delikatna częstotliwość stymulująca i masująca zęby oraz dziąsła (2 minuty).
 4. Tryb wybielania - Ciągłe przełączanie między trybem czyszczenia a polerowania pomaga wybielić i utrzymać powierzchnię zębów, nadając im porcelanową biel (2 minuty).
 5. Tryb polerowania - Ultrawysoka częstotliwość oscylacji mocy do polerowania i rozjaśniania zębów (2 minuty)

Przygotowanie do użytku

1. Wyrównaj przednią część głowicy szczotki z przednią częścią uchwytu.
2. Zamocuj głowicę szczotki na metalowym wale (pozostaje mała szczelina między obiema częściami, aby zapobiec uderzaniu głowicy o główną jednostkę podczas pracy, co pozwala silnikowi działać wydajniej)




Instrukcja obsługi elektrycznej szczoteczki do zębów

1. Krok pierwszy

- Zwilż włosie i nałóż pastę do zębów¹

2. Krok drugi

- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby aktywować szczoteczkę.
- Przełącznik trybu włącz/wyłącz: W specjalnych przypadkach przytrzymaj dłużej niż 5 sekund, aby wyłączyć.
- Podczas szczotkowania stosuj lekki nacisk dla optymalnego czyszczenia.
- Poruszaj szczoteczką powoli pod kątem 45° między włosiem a dziąsłami.
- Podczas szczotkowania możesz swobodnie przełączać tryby za pomocą przycisku.
- Zalecany czas szczotkowania to 2 minuty.



Czyszczenie głowicy szczoteczki

Po szczotkowaniu oczyść głowicę szczoteczki wodą (upewnij się, że część ładująca na dole pozostaje zakryta podczas czyszczenia).



Ładowanie

1. Gdy główna bateria spadnie poniżej 3,3 V, migająca kontrolka sygnalizuje proces ładowania.
2. Czerwone światło ostrzega o niskim stanie baterii; zielone światło wskazuje pełne naładowanie.
3. Pełne ładowanie trwa 3-4 godziny.
4. Jeśli produkt nie był ładowany przez długi czas, kontrolka może nie świecić się natychmiast podczas ładowania. Jest to normalne i wymaga zwykle 30-minutowego wstępnego ładowania, aby kontrolka działała prawidłowo.



Ważne przypomnienia

1. Nie udostępniaj głowicy szczoteczki innym osobom.
2. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół adaptera podczas przechowywania.
3. Nie kładź metalowych przedmiotów (monet, spinaczy) na adapterze.
4. Odłącz przewód zasilający i przechowuj go bezpiecznie podczas długotrwałego nieużywania, aby zapobiec pożarowi.
5. Nie pozwól dzieciom używać tego produktu jako zabawki.
6. Upewnij się, że port ładowania pozostaje suchy podczas ładowania.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem,
Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Electric toothbrush
Item number: OP_017444

Complies with the following harmonization rules:

ENIEC 55014-1:2021
ENIEC 55014-2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - March 2025
A. Pappijn - Product Manager



