

NEXXT Waterflosser

CO080925



GEBRUIKSAANWIJZING

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Disclaimer: Vanwege verschillen in het uiterlijk van het product, raadpleeg het daadwerkelijke product als er een afwijking is tussen de pixelweergave in deze handleiding en het daadwerkelijke product.

TOEPASSINGSGEBIED

- De krachtige, gepulseerde waterstroom verwijdt effectief bacteriën, tandvlekken, tandsteen en voedselresten uit alle delen van de mondholte.
- De ultrafijne waterstroom reinigt de gingivale sulcus en diep tussen de tanden zonder barrières en verbetert de gezondheid van het tandvlees.
- Het verwijdt effectief de meeste hardnekkige tandplak op het tandoppervlak en het effect is veel beter dan traditioneel flosdraad.
- Reinigt de mondholte snel: Of u nu thuis bent of uit eten gaat, dit is de meest effectieve manier om snel een schone mondholte te krijgen.
- Het heeft een relatief goed effect op de perifere reiniging van orthodontische tanden, implantaten en facings.
- Helpt bij het ontwikkelen van gezonde dagelijkse interdentale reinigingsgewoonten en houdt tanden te allen tijde fris en schoon.

VOORZORGSMATREGELEN



GEVAAR

- Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik om letsel of schade door onjuist gebruik te voorkomen.
- Demonteer dit product niet privé om schade aan het product of een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik geen water warmer dan 40 graden Celsius om de watertank te vullen voor het spoelen van tanden om brandwonden te voorkomen.
- Als het product tijdens het opladen per ongeluk in het water valt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u het product verwijdt en wacht tot de watervlekken volledig zijn opgedroogd voordat u het oplaadt.
- Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, vervang dan de stroomadapter vóór gebruik.
- Plaats het product niet op een plaats met hoge temperaturen; gooi het product niet in het vuur, aangezien de batterij kan exploderen.

WAARSCHUWING

- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan mondreiniging.
- Druk met het mondstuk niet te hard op het tandvlees of de tanden om beschadiging van het tandvlees te voorkomen.
- Dompel het product niet onder in water om defecten te voorkomen.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperaturen en vochtigheid.


OPMERKING

- Gebruik dit product niet zonder het mondstuk.
- Sommige functionele mondspoelingen kunnen tot op zekere hoogte bijtend zijn.
- Controleer de ingrediënten van het mondspoelmiddel vóór gebruik en gebruik het niet lukraak.
- Als er kinderen, ouderen of mensen bij betrokken zijn die niet weten hoe ze dit product moeten gebruiken, zorg er dan voor dat iemand toezicht houdt en de gebruiker instrueert.
- Houd het buiten het bereik van kinderen en baby's en gebruik het niet als speelgoed.
- Patiënten met parodontitis, patiënten die in de afgelopen 2 maanden een kaakoperatie hebben ondergaan of die last hebben gehad van mondproblemen, dienen eerst een arts te raadplegen en te controleren of het product geschikt is voor gebruik.
- Gebruik geen sterke apparatuur om beschadigd tandvlees of bloedende tanden continu te spoelen om ontstekingen te voorkomen.
- Pas de spoelintensiteit van de pulserende waterstroom realtime aan op basis van uw eigen mondsituatie.
- Dompel het apparaat niet in water; dit kan leiden tot defecten of volledige schade aan het product. ▪ Als u dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat de watertank droog en vrij van water is voordat u het opbergt om de groei van bacteriën te voorkomen.

PRODUCTPARAMETER

Productgewicht	: 225g
Watertankinhoud	: 220ml
Laadspanning	: 5V ---
Laadstroom	: 1A
Nominale spanning	: 3.7V ---
Nominaal vermogen	: 3.5W

PRODUCTSTRUCTUUR




1. De standaardspreekop is geschikt voor dagelijkse reiniging.
2. De tongschraapsproeikop is speciaal bedoeld voor het reinigen van tongbeslag.
3. De parodontale pocketsproeikop is speciaal bedoeld voor het reinigen van parodontale pockets.
4. Orthodontische sproeikoppen zijn geschikt voor het reinigen van beugels.


BEDIENING

- Kort indrukken om in te schakelen. De standaardmodus is sterk en het bijbehorende indicatielampje licht op.
- Lang indrukken gedurende 2 seconden om van modus te wisselen. De modus schakelt over naar de zachte versnelling en het indicatielampje schakelt ook naar het bijbehorende indicatielampje.
- Schakel over naar de pulsversnelling en het indicatielampje schakelt ook naar het bijbehorende indicatielampje en wisselt om de beurt.
- Kort indrukken om uit te schakelen. (Het instrument schakelt automatisch uit na 3 minuten gebruik.)
- Wanneer de batterij van het instrument wordt opgeladen, knipperen de 3 indicatielampjes één keer en wanneer de batterij vol is, branden de 3 indicatielampjes.

GEBRUIKSTAPPEN



Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.




Plaats het bijbehorende mondstuk op de handgreep om stevigheid te garanderen en waterlekage tijdens gebruik te voorkomen.



Draai en verwijder de watertank van de romp.



Voeg naar eigen verbruik schoon water of mondspoeling toe aan de watertank.



Plaats het mondstuk in uw mond en richt het op de te spoelen positie.



Open na gebruik de achterklep om resterend vocht te verwijderen.

DE JUISTE MANIER OM JE TANDEN TE REINIGEN


- Kies de versnelling die bij je past. Het is aan te raden om te beginnen met de proefstand in de laagste versnelling en geleidelijk de versnelling te vinden die het beste bij je past.
- Steek bij het tandenpoetsen het mondstuk in de mond, richt op de opening tussen de tanden of het tandvlees en open de mond een beetje zodat het water er soepel uit kan stromen tijdens het spoelen.
- Nadat je de juiste versnelling hebt gekozen, lijn je het tandvlees uit en spoel je het in dezelfde richting vanaf de binnenste kant (bijvoorbeeld 1 of 4), totdat het tandvlees van de laatste tand is gespoeld. Draai vervolgens het mondstuk om, lijn het tandvlees uit en ga in dezelfde richting van binnenuit verder.
- Spoel in de richting (bijvoorbeeld 2 of 3) totdat het tandvlees van de laatste tand is gespoeld.
- De spoelvolgorde voor de andere rij tanden is hetzelfde als hierboven.



✓ Demonstreer correct



✗ Foute demonstratie



WARM BERICHT VOOR PRODUCTGEBRUIK

- Suggestie van tandartsen: Gebruik bij het eerste gebruik de zachte stand gedurende een week. Schakel daarna over naar de normale stand.

LET OP:

- De waterstroomrichting is loodrecht op de tanden of het tandvlees.
- Beweeg langzaam langs de tanden en reinig ze in de juiste volgorde.
- De spuitmond is loodrecht op het tandvlees gericht.
- Reinig tanden, trays, kronen en kunstgebitten grondig.
- Spuit bij het eerste gebruik niet langdurig water rechtstreeks op de parodontale pocket om tandvleesirritatie te voorkomen.

TIPS VOOR HET DOORSPOELEN VAN TANDEN

Plaats het mondstuk in de mond voordat u de schakelaar omdraait, zodat het water niet overal spat. Tijdens het gebruik worden de tandwielen geleidelijk van zwak naar sterk opgevoerd om het tandvlees de tijd te geven zich aan te passen en een geschikte tandwiel te vinden die het kan verdragen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Veelvoorkomend probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Werkt niet of start niet op.	Nieuw gekocht of langer dan drie maanden niet gebruikt.	Laat het apparaat minimaal 4 uur opladen voor gebruik.
De waterdruk is erg laag tijdens het werk.	Er zit iets verstopt in de sproeier of de sproeier is vervormd.	Vervang de sproeier.
Het apparaat kan na het opladen slechts korte tijd worden gebruikt. De laadindicator licht niet op of springt willekeurig tijdens het opladen.	De batterij is bijna leeg.	Neem contact op met de klantenservice.
	Onvoldoende oplaadtijd.	Laad het apparaat langer dan 4 uur op vóór gebruik.
Niet met water sproeien. Werkt niet en start niet op.	De stroom is niet aangesloten.	Sluit de stroom correct aan.
	Adapter (opladekop) past niet.	Vervang de adapter of sluit hem rechtstreeks aan op de USB-aansluiting.
	Het productcircuit is defect.	Neem contact op met de klantenservice.
Tijdens de werkzaamheden is de waterdruk erg laag.	Nieuw gekocht of een tijdje niet gebruikt.	Trek de spuitmond eruit om het spuitmondgat op de behuizing schoon te spoelen.
		Zuig hard tegen het mondstuk.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Mocht u het product moeten reinigen, veeg het dan af met water of een vochtige doek en gebruik vervolgens een droge doek of ander droog keukenpapier om het water van het oppervlak te vegen.
- Het is ten strengste verboden om de behuizing van het product in water te laten weken.
- Reinig dit product niet met water warmer dan 50 graden Celsius.
- Buk, rek of draai de sproeikopslang niet.
- Het wordt aanbevolen om de sproeikop elke 3 maanden te vervangen.
- Als u dit product langere tijd niet gebruikt, moet u het water in de watertank legen en deze op een koele en droge plaats bewaren.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycelen van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT Water Flosser

CO080925



USER'S MANUAL

NEXXT

08

NL

EN

DE

FR

ES

Disclaimer: Due to variations in product appearance, if there is a discrepancy between the pixel appearance in this manual and the actual product, please refer to the actual product.

PRODUCT UTILITY

- The strong pulsed water flow can effectively clean bacteria, tooth stains, tartar, and food residues from all parts of the oral cavity.
- The ultra-fine water stream can clean the gingival sulcus and deep between the teeth without barriers, and improve the health of the gums.
- It can effectively remove most of the stubborn plaque on the tooth surface, and the effect is much better than traditional dental floss.
- Quickly clean the oral cavity: Whether at home or eating out, it is the most effective way to quickly restore a clean oral cavity.
- It has a relatively good effect on the peripheral cleaning of orthodontic teeth, dental implants, and dental veneers.
- Help develop healthy daily interdental cleaning habits and keep teeth fresh and clean at all times.

PRECAUTIONS



DANGER

- Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage caused by improper operation.
- Do not disassemble this product privately to avoid product damage or electric shock.
- Do not use water above 40 degrees Celsius to fill the water tank to flush teeth to avoid burns.
- If the product falls into the water accidentally during charging, please unplug the power plug before removing the product, and wait until the water stains are completely dry before charging.
- If the power cord or plug is damaged, please replace the power adapter before use.
- Avoid placing the product in a high-temperature place; do not throw the product into a fire, as the battery may explode.

 WARNING

- Do not use the product for any purposes other than oral cleaning.
- Do not use the nozzle to press the gums or teeth too hard to avoid damaging the gums.
- Do not immerse the product in water to avoid product failure.
- Do not use the product in a high-temperature and humid environment.
- Do not continue to use the power cord if it is damaged.


 NOTE

- Do not use this product without the nozzle installed.
- Some functional mouthwashes may be corrosive to a certain extent.
- Please confirm the ingredients of the mouthwash before use, and do not use it indiscriminately.
- If children, the elderly, or those who do not know how to use this product are involved, please make sure that someone supervises and instructs the user.
- Please keep it out of the reach of children and babies, and do not use it as a toy.
- Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the past 2 months, or who have suffered from oral problems, please consult a doctor first and confirm that it is correct before use.
- Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or bleeding teeth to prevent inflammation.
- Please adjust the flushing intensity of the pulse water flow in real time according to your own oral situation.
- Do not soak the whole machine in water; it may cause product failure or complete damage.
- If you do not use this product for a long time, please make sure that the water tank is dry and free of water before storing it to prevent the growth of bacteria.

PRODUCT PARAMETER

Product Weight	: 225g
Water Tank Volume	: 220ml
Charging Voltage	: 5V ---
Charging Current	: 1A
Rated Voltage	: 3.7V ---
Rated Power	: 3.5W

PRODUCT STRUCTURE




1. The standard nozzle is suitable for daily cleaning.
2. The tongue scraping nozzle is dedicated to cleaning tongue coating.
3. The periodontal pocket nozzle is special for periodontal pocket cleaning.
4. Orthodontic nozzles are suitable for cleaning braces.


OPERATION

- Short-press to turn on. The default mode is strong, and the corresponding indicator lights up.
- Long-press for 2 seconds to switch mode. The mode switches to soft gear, and the indicator light also switches to the corresponding indicator light.
- Switch the mode to the pulse gear, and the indicator light also switches to the corresponding indicator light, and cycles in turn.
- Short-press to shut down. (The instrument will automatically shut down after 3 minutes of operation.)
- When the battery of the instrument is charging, the 3 indicator lights will flash once, and when the battery is full, the 3 indicator lights will be on.


STEPS FOR USAGE




Please fully charge the device before using it for the first time.




Insert the corresponding nozzle on the handle to ensure firmness and avoid water leakage during use.



Rotate and remove the water tank from the fuselage.



Add clean water or mouthwash to the water tank according to your own consumption.



Put the nozzle in the mouth and aim at the position to be rinsed.



After use, open the back cover to remove residual moisture.

THE RIGHT WAY TO CLEAN YOUR TEETH


- Choose the gear that suits you. It is recommended to start the trial from the lowest gear and gradually find the gear that suits you best.
- When cleaning the teeth, extend the nozzle into the mouth, aim at the gap between the teeth or the gums, and open the mouth slightly so that the water can flow out smoothly when flushing the teeth.
- After choosing the gear that suits you, align the gums and rinse them in the same direction from the innermost side (such as 1 or 4), until the gums of the last tooth are rinsed, and then turn the nozzle over, align the gums, and continue in the same direction from the inside.
- Rinse in the direction (such as 2 or 3) until it reaches the gum of the last tooth.
- The flushing sequence for the other row of teeth is the same as above.



✓ Demonstrate correctly



✗ Wrong demonstration



WARM REMINDER FOR PRODUCT USE

- Dental experts' suggestion: Use the gentle mode for one week at first use. Then turn to normal mode afterwards.

ATTENTION:

- The direction of water flow is perpendicular to the teeth or gums.
- Move slowly along the teeth and clean them in order.
- The nozzle is aligned perpendicular to the gums.
- Thoroughly clean teeth, trays, crowns, and dentures.
- For the first use, do not spray water directly along the periodontal pocket for a long time, so as not to cause gum discomfort.

TEETH-FLUSHING TIPS

Put the nozzle in the mouth before turning on the switch so that the water will not splash everywhere. In use, the gears are gradually increased from weak to strong to give the gums a stage of adaptation and find a suitable gear that they can bear.

TROUBLE SHOOTING

Common Problem	Possible Causes	Solution
Cannot work or cannot boot.	New purchase or not used for more than three months.	Please charge for more than 4 hours before use.
The water pressure is very low during work.	There is something blocked in the nozzle, or the nozzle is deformed.	Replace the nozzle.
It can only be operated for a short time after charging. The charging indicator does not light up or jump randomly when charging.	The battery has reached the end of its useful life.	Please contact the customer service.
	Insufficient charging time.	Please charge for more than 4 hours before use.
Do not spray water. Cannot work or cannot boot.	The power is not connected.	Please connect on the power correctly.
	Adapter (charging head) does not match.	Replace the adapter or plug directly into the USB socket.
	The product circuit is faulty.	Please contact customer service.
The water pressure is very low during work.	Newly purchased or left unused for a period of time.	Pull out the nozzle to rinse the nozzle hole on the main body.
		Suck hard against the nozzle.

DAILY MAINTENANCE

- If you need to clean the product, please wipe it with water or a damp cloth, and then use a dry cloth or other dry paper towels to wipe off the water left on the surface.
- It is strictly forbidden to soak the product body in water.
- Do not clean this product with hot water exceeding 50 degrees Celsius.
- Do not bend, stretch, or twist the nozzle hose.
- It is recommended to replace the nozzle every 3 months.
- If you do not use this product for a long time, you need to empty the water in the water tank and place it in a cool and dry place.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living.

NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT Munddusche

CO080925



NL

EN

DE

FR

ES

BEDIENUNGSANLEITUNG

NEXXT

Haftungsausschluss: Aufgrund von Abweichungen in der Produktdarstellung beziehen sich die Angaben bei Abweichungen zwischen der Pixeldarstellung in dieser Anleitung und dem tatsächlichen Produkt bitte auf das tatsächliche Produkt.

NUTZEN DES PRODUKTS

- Der starke, pulsierende Wasserstrahl entfernt effektiv Bakterien, Zahnverfärbungen, Zahnstein und Speisereste aus der gesamten Mundhöhle.
- Der ultrafeine Wasserstrahl reinigt die Zahnfleischfurche und die tiefen Zahnzwischenräume ohne Barrieren und verbessert die Zahnfleischgesundheit.
- Er entfernt effektiv und deutlich besser hartnäckigen Zahnbelag auf der Zahnoberfläche als herkömmliche Zahnseide.
- Schnelle Reinigung der Mundhöhle: Ob zu Hause oder beim Essen – dies ist die effektivste Methode für eine schnelle Reinigung der Mundhöhle.
- Er eignet sich besonders gut für die periphere Reinigung von kieferorthopädischen Zähnen, Zahnimplantaten und Veneers.
- Fördern Sie die Entwicklung gesunder täglicher Zahnzwischenraumreinigungsgewohnheiten und sorgen Sie für stets frische und saubere Zähne.

VORSICHTSMASSNAHMEN



GEFAHR

- Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht privat, um Produktschäden oder Stromschläge zu vermeiden.
- Befüllen Sie den Wassertank zum Spülen der Zähne nicht mit Wasser über 40 Grad Celsius, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Sollte das Produkt während des Ladevorgangs versehentlich ins Wasser fallen, ziehen Sie bitte den Netzstecker, bevor Sie das Produkt herausnehmen, und warten Sie, bis die Wasserflecken vollständig getrocknet sind, bevor Sie es aufladen.
- Sollten Netzkabel oder Stecker beschädigt sein, ersetzen Sie bitte vor Gebrauch das Netzteil.
- Lagern Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen. Werfen Sie es nicht ins Feuer, da der Akku explodieren könnte.

WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zur Mundreinigung.
- Drücken Sie mit der Düse nicht zu fest auf Zahnfleisch oder Zähne, um Zahnfleischschäden zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Produktschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht weiter, wenn es beschädigt ist.


HINWEIS

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne montierte Düse.
- Einige Mundspülungen können bis zu einem gewissen Grad ätzend sein.
- Bitte überprüfen Sie die Inhaltsstoffe der Mundspülung vor der Anwendung und verwenden Sie sie nicht wahllos.
- Wenn Kinder, ältere Menschen oder Personen, die nicht mit der Anwendung des Produkts vertraut sind, das Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jemand die Anwendung beaufsichtigt und einweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf und verwenden Sie es nicht als Spielzeug.
- Patienten mit Parodontitis oder Patienten, die sich in den letzten zwei Monaten einer oralen Operation unterzogen haben oder unter oralen Problemen leiden, sollten vor der Anwendung zunächst einen Arzt konsultieren und die korrekte Anwendung bestätigen lassen.
- Verwenden Sie keine starken Geräte, um beschädigtes Zahnfleisch oder blutende Zähne kontinuierlich zu reinigen, um Entzündungen vorzubeugen.
- Passen Sie die Spülintensität des pulsierenden Wasserflusses entsprechend Ihrer individuellen Mundsituation an.
- Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser ein; dies kann zu Produktfehlern oder Totalschäden führen.
- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Wassertank trocken und frei von Wasser ist, bevor Sie ihn lagern, um Bakterienwachstum zu vermeiden.

PRODUKTPARAMETER

Produktgewicht	: 225g
Wassertankvolumen	: 220ml
Ladespannung	: 5V ---
Ladestrom	: 1A
Nennspannung	: 3.7V ---
Nennleistung	: 3.5W

PRODUKTAUFBAU




1. Die Standarddüse eignet sich für die tägliche Reinigung.
2. Die Zungenschaberdüse dient der Reinigung von Zungenbelag.
3. Die Zahnfleischtaschendusé ist speziell für die Reinigung von Zahnfleischtaschen.
4. Kieferorthopädische Düsen eignen sich zur Reinigung von Zahnspangen.


BEDIENUNG

- Kurz drücken zum Einschalten. Der Standardmodus ist „stark“, und die entsprechende Anzeige leuchtet.
- 2 Sekunden lang drücken zum Wechseln des Modus. Der Modus wechselt in den sanften Modus, und die Anzeigeleuchte wechselt zur entsprechenden Anzeige.
- Wechseln Sie in den Impulsmodus, und die Anzeigeleuchte wechselt zur entsprechenden Anzeige und wechselt abwechselnd.
- Kurz drücken zum Ausschalten. (Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten Betrieb automatisch ab.)
- Während des Ladevorgangs blinken die drei Anzeigen einmal auf. Bei vollem Akku leuchten sie auf.

BEDIENUNG



Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.




Setzen Sie die entsprechende Düse am Griff ein, um einen festen Sitz zu gewährleisten und Wasseraustritt während des Gebrauchs zu vermeiden.



Drehen Sie den Wassertank und nehmen Sie ihn vom Gehäuse ab.



Füllen Sie je nach Bedarf sauberes Wasser oder Mundspülung in den Wassertank.



Führen Sie die Düse in den Mund ein und zielen Sie auf die zu spülende Stelle.



Öffnen Sie nach Gebrauch die hintere Abdeckung, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.

DIE RICHTIGE ZÄHNEREINIGUNG


- Wählen Sie die für Sie passende Stufe. Wir empfehlen, zunächst mit der niedrigsten Stufe zu beginnen und sich schrittweise an die für Sie optimale Stufe heranzutasten.
- Führen Sie die Düse beim Zähneputzen in den Mund, zielen Sie auf die Zahnzwischenräume oder das Zahnfleisch und öffnen Sie den Mund leicht, damit das Wasser beim Spülen gleichmäßig herausfließen kann.
- Nachdem Sie die passende Stufe gewählt haben, richten Sie das Zahnfleisch aus und spülen Sie in der gleichen Richtung von innen (z. B. 1 oder 4), bis das Zahnfleisch des letzten Zahns gespült ist. Drehen Sie die Düse dann um, richten Sie das Zahnfleisch aus und fahren Sie in der gleichen Richtung von innen fort.
- Spülen Sie in der gleichen Richtung (z. B. 2 oder 3), bis das Zahnfleisch des letzten Zahns erreicht ist.
- Die Spülreihenfolge für die andere Zahnreihe ist die gleiche wie oben.



✓ Korrekte Anwendung



✗ Falsche Anwendung



WICHTIGER HINWEIS ZUR PRODUKTANWENDUNG

- Empfehlung von Zahnärzten: Verwenden Sie bei der ersten Anwendung eine Woche lang den sanften Modus. Anschließend in den Normalmodus wechseln.

ACHTUNG:

- Der Wasserstrahl verläuft senkrecht zu den Zähnen bzw. dem Zahnfleisch.
- Bewegen Sie die Düse langsam an den Zähnen entlang und reinigen Sie sie der Reihe nach.
- Die Düse ist senkrecht zum Zahnfleisch ausgerichtet.
- Reinigen Sie Zähne, Schienen, Kronen und Zahnprothesen gründlich.
- Sprühen Sie beim ersten Gebrauch nicht zu lange direkt auf die Zahnfleischtasche, um Zahnfleischbeschwerden zu vermeiden.

TIPPS ZUM ZAHNSPRÜHEN

Nehmen Sie die Düse vor dem Einschalten in den Mund, damit das Wasser nicht überall hinspritzt. Während des Gebrauchs werden die Stufen schrittweise von schwach zu stark erhöht, um dem Zahnfleisch eine Anpassungsphase zu ermöglichen und eine für es geeignete Stufe zu finden.

FEHLERBEHEBUNG

Häufiges Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Funktioniert nicht oder lässt sich nicht starten.	Neu gekauft oder länger als drei Monate nicht benutzt.	Bitte laden Sie das Gerät vor Gebrauch länger als 4 Stunden auf.
Der Wasserdruck ist während des Betriebs sehr niedrig.	Die Düse ist verstopft oder verformt.	Tauschen Sie die Düse aus.
Nach dem Laden ist die Funktion nur kurzzeitig möglich. Die Ladeanzeige leuchtet nicht oder springt während des Ladevorgangs unregelmäßig.	Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.	Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.
	Ladezeit zu kurz.	Bitte laden Sie das Gerät vor Gebrauch länger als 4 Stunden auf.
Spritzen Sie kein Wasser. Funktioniert nicht oder kann nicht hochfahren.	Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Bitte schließen Sie das Gerät korrekt an.
	Der Adapter (Ladekopf) passt nicht.	Ersetzen Sie den Adapter oder stecken Sie ihn direkt in die USB-Buchse.
	Der Produktschaltkreis ist defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Wasserdruck ist während des Betriebs sehr niedrig.	Neu gekauft oder längere Zeit nicht benutzt.	Ziehen Sie die Düse heraus, um die Düsenöffnung am Hauptgehäuse zu spülen.
		Saugen Sie kräftig an der Düse.

TÄGLICHE WARTUNG

- Wenn Sie das Produkt reinigen müssen, wischen Sie es bitte mit Wasser oder einem feuchten Tuch ab und wischen Sie anschließend das verbleibende Wasser mit einem trockenen Tuch oder anderen trockenen Papiertüchern ab.
- Das Einweichen des Produktgehäuses in Wasser ist strengstens untersagt.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser über 50 Grad Celsius.
- Den Düsenschlauch nicht knicken, dehnen oder verdrehen.
- Es wird empfohlen, die Düse alle 3 Monate auszutauschen.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, entleeren Sie den Wassertank und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT Hydropulseur

CO080925



MANUEL D'UTILISATION

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Avvertissement : En raison des variations d'apparence du produit, en cas de différence entre les pixels de ce manuel et le produit réel, veuillez vous référer au produit réel.

UTILISATION DU PRODUIT

- Le puissant jet d'eau pulsé élimine efficacement les bactéries, les taches dentaires, le tartre et les résidus alimentaires de toute la cavité buccale.
- Le jet d'eau ultra-fin nettoie le sillon gingival et les espaces interdentaires sans créer de barrière, améliorant ainsi la santé des gencives.
- Il élimine efficacement la majeure partie de la plaque dentaire tenace, et son efficacité est bien supérieure à celle du fil dentaire traditionnel.
- Nettoyage rapide de la cavité buccale : Que ce soit à la maison ou au restaurant, c'est le moyen le plus efficace de retrouver rapidement une bouche propre.
- Il offre un excellent nettoyage périphérique des dents orthodontiques, des implants dentaires et des facettes dentaires. ▪ Favorisez de saines habitudes de nettoyage interdentaire quotidien et gardez vos dents fraîches et propres en permanence.

PRÉCAUTIONS



DANGER

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin d'éviter toute blessure ou tout dommage causé par une mauvaise utilisation.
- Ne démontez pas ce produit vous-même afin d'éviter tout dommage ou choc électrique.
- N'utilisez pas d'eau à plus de 40 °C pour remplir le réservoir et rincer vos dents afin d'éviter les brûlures.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant la charge, débranchez le cordon d'alimentation avant de le retirer et attendez que les taches d'eau soient complètement sèches avant de le charger.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, remplacez l'adaptateur secteur avant utilisation.
- Évitez de placer le produit dans un endroit à haute température ; ne le jetez pas au feu, car la batterie pourrait exploser.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que le nettoyage buccal.
- N'utilisez pas l'embout pour appuyer trop fort sur les gencives ou les dents afin d'éviter de les abîmer.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter toute défaillance.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et à température élevée.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé.


REMARQUE

- N'utilisez pas ce produit sans l'embout installé.
- Certains bains de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.
- Veuillez vérifier la composition du bain de bouche avant utilisation et ne l'utilisez pas sans discernement.
- Si des enfants, des personnes âgées ou des personnes ne sachant pas comment utiliser ce produit sont impliqués, assurez-vous qu'une personne supervise et instruit l'utilisateur.
- Veuillez le tenir hors de portée des enfants et des bébés et ne pas l'utiliser comme un jouet.
- Les patients souffrant de parodontite, ayant subi une intervention chirurgicale au cours des deux derniers mois ou souffrant de problèmes bucco-dentaires doivent consulter un médecin avant utilisation.
- Afin de prévenir l'inflammation, n'utilisez pas d'appareils puissants pour nettoyer continuellement des gencives abîmées ou des dents qui saignent.
- Veuillez ajuster l'intensité du jet d'eau pulsé en temps réel en fonction de votre état bucco-dentaire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau : cela pourrait entraîner une défaillance ou un endommagement complet.
- En cas de non-utilisation prolongée, assurez-vous que le réservoir d'eau est sec et exempt d'eau avant de le ranger afin d'éviter la prolifération bactérienne.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Poids du produit	: 225g
Volume du réservoir d'eau	: 220ml
Tension de charge	: 5V ---
Courant de charge	: 1A
Tension nominale	: 3.7V ---
Puissance nominale	: 3.5W

STRUCTURE DU PRODUIT




1. La buse standard convient au nettoyage quotidien.
2. La buse grattoir lingual est destinée au nettoyage du revêtement lingual.
3. La buse pour poche parodontale est spécialement conçue pour le nettoyage des poches parodontales.
4. Les buses orthodontiques conviennent au nettoyage des appareils orthodontiques.


FONCTIONNEMENT

- Appuyez brièvement pour allumer. Le mode par défaut est fort et le voyant correspondant s'allume.
- Appuyez longuement pendant 2 secondes pour changer de mode. Le mode passe en mode doux et le voyant correspondant s'allume.
- Passez en mode pulsé et le voyant correspondant s'allume et s'allume en alternance.
- Appuyez brièvement pour éteindre. (L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes de fonctionnement.)
- Lorsque la batterie est en charge, les trois voyants clignotent une fois. Lorsque la batterie est pleine, les trois voyants s'allument.


UTILISATION



Veillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation.




Insérez l'embout correspondant sur la poignée pour assurer la stabilité et éviter les fuites d'eau pendant l'utilisation.




Tournez et retirez le réservoir d'eau du fuselage.



Ajoutez de l'eau propre ou un bain de bouche dans le réservoir selon votre consommation.



Placez l'embout dans la bouche et visez la zone à rincer.



Après utilisation, ouvrez le couvercle arrière pour éliminer l'humidité résiduelle.

LA BONNE FAÇON DE BROSSER VOS DENTS


- Choisissez la vitesse qui vous convient. Il est recommandé de commencer l'essai par la vitesse la plus basse et de trouver progressivement la vitesse qui vous convient le mieux.
- Pour vous brosser les dents, introduisez l'embout dans la bouche, visez l'espace entre les dents ou les gencives, et ouvrez légèrement la bouche pour que l'eau s'écoule facilement.
- Après avoir choisi la vitesse qui vous convient, alignez les gencives et rincez-les dans le même sens, de l'intérieur (par exemple, 1 ou 4), jusqu'à ce que les gencives de la dernière dent soient rincées. Retournez ensuite l'embout, alignez les gencives et continuez dans le même sens, de l'intérieur.
- Rincez dans le sens (par exemple, 2 ou 3) jusqu'à atteindre la gencive de la dernière dent.
- La séquence de rinçage pour l'autre rangée de dents est identique à celle décrite ci-dessus.



✓ Démonstration correcte



✗ Démonstration incorrecte



RAPPEL D'UTILISATION DU PRODUIT

- Conseil des experts dentaires : utilisez le mode doux pendant une semaine lors de la première utilisation. Revenez ensuite au mode normal.

ATTENTION :

- Le jet d'eau est perpendiculaire aux dents ou aux gencives.
- Déplacez-vous lentement le long des dents et nettoyez-les dans l'ordre.
- L'embout est perpendiculaire aux gencives.
- Nettoyez soigneusement les dents, les gouttières, les couronnes et les prothèses dentaires.
- Lors de la première utilisation, évitez de vaporiser l'eau directement le long de la poche parodontale pendant une durée prolongée afin de ne pas inconforter les gencives.

CONSEILS POUR LE RINÇAGE DENTAIRE

Placez l'embout buccal dans votre bouche avant d'allumer l'appareil afin d'éviter les éclaboussures. Lors de l'utilisation, la vitesse augmente progressivement, de faible à forte, pour permettre aux gencives de s'adapter et de trouver la vitesse adaptée.

DÉPANNAGE

Problème courant	Causes possibles	Solution
Ne fonctionne pas ou ne démarre pas.	Nouvel achat ou non utilisé depuis plus de trois mois.	Veillez charger l'appareil pendant plus de 4 heures avant utilisation.
La pression de l'eau est très faible pendant le fonctionnement.	Un élément est bloqué dans l'embout buccal ou l'embout est déformé.	Remplacez l'embout buccal.
L'appareil ne peut fonctionner que pendant une courte période après la charge. Le voyant de charge ne s'allume pas ou clignote de manière aléatoire pendant la charge.	La batterie est en fin de vie.	Veillez contacter le service client.
	Temps de charge insuffisant.	Veillez charger l'appareil pendant plus de 4 heures avant utilisation.
Ne pas vaporiser d'eau. Impossible de fonctionner ou de démarrer.	L'alimentation n'est pas branchée.	Veillez brancher correctement l'alimentation.
	L'adaptateur (tête de charge) ne correspond pas.	Remplacez l'adaptateur ou branchez-le directement sur la prise USB.
	Le circuit de l'appareil est défectueux.	Veillez contacter le service client.
La pression de l'eau est très faible pendant le fonctionnement.	L'appareil est neuf ou n'a pas été utilisé pendant un certain temps.	Retirez la buse pour rincer l'orifice de la buse sur le corps principal.
		Aspirez fortement contre la buse.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec de l'eau ou un chiffon humide, puis utilisez un chiffon sec ou un essuie-tout sec pour essuyer l'eau restante.
- Il est strictement interdit de tremper l'appareil dans l'eau.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau chaude à plus de 50 °C.
- Ne pliez pas, n'étirez pas et ne tordez pas le tuyau de la buse.
- Il est recommandé de remplacer la buse tous les 3 mois.
- En cas de non-utilisation prolongée, videz le réservoir d'eau et placez-le dans un endroit frais et sec.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:

Concept Online BV

De Kreek 28

NL -3871 MM Hoevelaken

info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Irrigador bucal

CO080925



MANUAL DEL USUARIO

NEXXT

NL

EN

DE

FR

ES

Aviso legal: Debido a las variaciones en la apariencia del producto, si existe alguna discrepancia entre la apariencia de los píxeles en este manual y la del producto real, consulte el producto real.

UTILIDAD DEL PRODUCTO

- El potente flujo de agua pulsada puede limpiar eficazmente bacterias, manchas dentales, sarro y residuos de alimentos de toda la cavidad bucal.
- El chorro de agua ultrafino puede limpiar el surco gingival y la zona interdental profunda sin dejar marcas, mejorando la salud de las encías.
- Puede eliminar eficazmente la mayor parte de la placa persistente en la superficie dental, con un efecto mucho mejor que el del hilo dental tradicional.
- Limpieza bucal rápida: Ya sea en casa o comiendo fuera, es la manera más eficaz de restaurar rápidamente una cavidad bucal limpia.
- Tiene un efecto relativamente bueno en la limpieza periférica de dientes de ortodoncia, implantes dentales y carillas dentales. ▪ Ayude a desarrollar hábitos saludables de limpieza interdental diaria y a mantener los dientes frescos y limpios en todo momento.

PRECAUCIONES



PELIGRO

- Lea este manual detenidamente antes de usar para evitar lesiones o daños causados por un uso inadecuado.
- No desmonte este producto de forma privada para evitar daños o descargas eléctricas.
- No utilice agua a más de 40 °C para llenar el depósito de agua para el enjuague dental, ya que podría quemarse.
- Si el producto cae al agua accidentalmente durante la carga, desenchufe el cable de alimentación antes de retirarlo y espere a que las manchas de agua se sequen por completo antes de cargarlo.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, sustituya el adaptador de corriente antes de usarlo.
- Evite colocar el producto en un lugar con altas temperaturas; no lo arroje al fuego, ya que la batería podría explotar.

ADVERTENCIA

- No utilice el producto para ningún otro fin que no sea la limpieza bucal.
- No utilice la boquilla para presionar las encías o los dientes con demasiada fuerza para evitar dañarlas.
- No sumerja el producto en agua para evitar fallos.
- No utilice el producto en entornos húmedos y con altas temperaturas.
- No siga utilizando el cable de alimentación si está dañado.


NOTA

- No utilice este producto sin la boquilla instalada.
- Algunos enjuagues bucales funcionales pueden ser corrosivos hasta cierto punto.
- Confirme los ingredientes del enjuague bucal antes de usarlo y no lo use indiscriminadamente.
- Si se trata de niños, personas mayores o personas que no saben cómo usar este producto, asegúrese de que alguien supervise e instruya al usuario.
- Manténgalo fuera del alcance de niños y bebés, y no lo utilice como juguete.
- Pacientes con enfermedad periodontal, que se hayan sometido a cirugía oral en los últimos 2 meses o que hayan sufrido problemas bucales, consulten primero con un médico y confirmen que es correcto antes de usarlo.
- No utilice equipos fuertes para lavarse continuamente encías dañadas o dientes sangrantes para evitar la inflamación.
- Ajuste la intensidad del flujo de agua pulsada en tiempo real según su situación bucal.
- No sumerja el aparato en agua; podría causar fallas o daños totales.
- Si no utiliza este producto durante un período prolongado, asegúrese de que el depósito de agua esté seco y sin agua antes de guardarlo para evitar la proliferación de bacterias.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Peso del producto	: 225g
Volumen del tanque de agua	: 220ml
Voltaje de carga	: 5V ---
Corriente de carga	: 1A
Voltaje nominal	: 3.7V ---
Potencia nominal	: 3.5W

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO




1. La boquilla estándar es adecuada para la limpieza diaria.
2. La boquilla para raspar la lengua está diseñada para limpiar el recubrimiento lingual.
3. La boquilla para bolsas periodontales es especial para la limpieza de bolsas periodontales.
4. Las boquillas para ortodoncia son adecuadas para la limpieza de aparatos dentales.


FUNCIONAMIENTO

- Pulse brevemente para encender. El modo predeterminado es fuerte y el indicador correspondiente se ilumina.
- Pulse prolongadamente durante 2 segundos para cambiar de modo. El modo cambia a suave y el indicador también cambia a la luz correspondiente.
- Seleccione el modo pulso y el indicador también cambia a la luz correspondiente, alternando entre ciclos.
- Pulse brevemente para apagar. (El instrumento se apagará automáticamente después de 3 minutos de funcionamiento).
- Cuando la batería del instrumento se esté cargando, los 3 indicadores parpadearán una vez y, cuando la batería esté llena, se encenderán.

PASOS DE USO



Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.




Inserte la boquilla correspondiente en el mango para asegurar su firmeza y evitar fugas de agua durante el uso.




Gire y retire el depósito de agua del fuselaje.



Añada agua limpia o enjuague bucal al depósito de agua según su consumo.



Coloque la boquilla en la boca y apunte hacia la zona que se va a enjuagar.



Después de usar, abra la tapa trasera para eliminar la humedad residual.

LA FORMA CORRECTA DE LIMPIARSE LOS DIENTES


- Elija la marcha que mejor se adapte a sus necesidades. Se recomienda empezar a probar desde la marcha más baja y encontrar gradualmente la que mejor se adapte a sus necesidades.
- Al cepillarse los dientes, introduzca la boquilla en la boca, apunte al espacio entre los dientes o las encías y abra ligeramente la boca para que el agua fluya suavemente al enjuagar.
- Después de elegir la marcha que mejor se adapte a sus necesidades, alinee las encías y enjuáguelas en la misma dirección desde el lado más interno (como 1 o 4), hasta enjuagar la encía del último diente. Luego, gire la boquilla, alinee las encías y continúe en la misma dirección desde el interior.
- Enjuague en la misma dirección (como 2 o 3) hasta llegar a la encía del último diente.
- La secuencia de enjuague para la otra fila de dientes es la misma que la anterior.



✓ Demostración correcta



✗ Demostración incorrecta



RECORDATORIO PARA EL USO DEL PRODUCTO

- Sugerencia de los expertos dentales: Use el modo suave durante una semana la primera vez. Después, cambie al modo normal.

ATENCIÓN:

- La dirección del flujo de agua es perpendicular a los dientes o encías.
- Mueva lentamente a lo largo de los dientes y límpielos en orden.
- La boquilla está alineada perpendicularmente a las encías.
- Limpie a fondo los dientes, las férulas, las coronas y las dentaduras postizas.
- Durante el primer uso, no rocíe agua directamente sobre la bolsa periodontal durante mucho tiempo para evitar molestias en las encías.

CONSEJOS PARA EL LIMPIEZA DENTAL

Coloque la boquilla en la boca antes de encender el interruptor para evitar que el agua salpique por todas partes. Durante el uso, las velocidades se incrementan gradualmente de débil a fuerte para que las encías se adapten y encuentren la velocidad adecuada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas comunes	Posibles causas	Solución
No funciona o no arranca.	Compra nueva o no se ha usado durante más de tres meses.	Cargue el dispositivo durante más de 4 horas antes de usarlo.
La presión del agua es muy baja durante el uso.	Hay algo bloqueado en la boquilla o esta está deformada.	Reemplace la boquilla.
Solo puede funcionar brevemente después de la carga. El indicador de carga no se ilumina o parpadea aleatoriamente durante la carga.	La batería ha llegado al final de su vida útil.	Contacte con el servicio de atención al cliente.
	Tiempo de carga insuficiente.	Cargue el dispositivo durante más de 4 horas antes de usarlo.
No rocíe agua. No funciona o no arranca.	No hay alimentación.	Conéctelo correctamente.
	El adaptador (cabezal de carga) no es compatible.	Reemplace el adaptador o conéctelo directamente a la toma USB.
	El circuito del producto está defectuoso.	Contacte con el servicio de atención al cliente.
La presión del agua es muy baja durante el funcionamiento.	Recién comprado o sin usar durante un tiempo.	Extraiga la boquilla para enjuagar el orificio de la boquilla en el cuerpo principal.
		Succione con fuerza contra la boquilla.

MANTENIMIENTO DIARIO

- Si necesita limpiar el producto, límpielo con agua o un paño húmedo y luego utilice un paño seco o toallas de papel secas para eliminar el agua que quede en la superficie.
- Está estrictamente prohibido sumergir el producto en agua.
- No limpie este producto con agua caliente a más de 50 grados Celsius.
- No doble, estire ni retuerza la manguera de la boquilla.
- Se recomienda cambiar la boquilla cada 3 meses.
- Si no utiliza este producto durante un período prolongado, vacíe el agua del depósito y colóquelo en un lugar fresco y seco.

Eliminación correcta de este producto



Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para dentro y fuera de casa. Opte por un confort sostenible con nuestros inspiradores artículos y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva facilidad.

Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT. Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente todo este manual para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos hacemos responsables de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, encuentra problemas de instalación o tiene dudas sobre la seguridad, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@conceptonlinebv.nl.

Importador:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl