

# (EN) USER MANUAL: SMART BODY SCALE (RB-PC-SCDBFBT02)



**WARNING!** Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

## TABLE OF CONTENT:

- 1) Package contents
- 2) Safety instructions
- 3) Installing and using the product
- 4) Cleaning and maintenance
- 5) Specifications
- 6) Storage & transportation

## 1) PACKAGE CONTENTS

- Smart Body Scale
- User manual

## 2) SAFETY INSTRUCTIONS

Always take the following precautions before using the "Smart Body Scale", hereinafter referred to as the 'device'.

### EXPLANATION OF USED ICONS

	<b>Remark!</b> Follow the instructions in the user manual!
	<b>Warning!</b> Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!
	<b>Warning!</b> Risk of electric shock Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!
	<b>Warning!</b> Risk of suffocation Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!
	<b>Warning!</b> Handle with care, fragile goods. Warning for possible moderate or minor injuries! Warning, handle with care to avoid breakage.
	<b>CE marking</b> Indicates that the product sold in Europe has been assessed to meet high safety, health, and environmental protection requirements.
	<b>Instructions for protecting the environment</b> (WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive)

### GENERAL INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this device to other people, please also pass on this manual.
- Only use this device in accordance with the instructions in this user manual.
- This device can be used by children aged 8 and over and people with restricted physical, sensory or mental capacity or a lack of experience and expertise, provided they are under supervision or have been given instructions about safely using the device and are aware of the potential hazards. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance must not be done by children unless they are over the age of 8 and under supervision.
- Keep the device out of the reach of children below the age of 8 years.
- This device is intended for domestic or similar use, not for professional use.
- This device is intended for domestic or similar use, not for professional use.

### USE

- Only use the device for its intended use.
- Improper use of the device could damage the product.
- WARNING! The glass platform may be slippery when wet. Make sure the glass plate and your feet are dry before use.**
- WARNING! People fitted with a pacemaker or other electronic implants should not use the device under any circumstances.**
- The body fat measurements for people with diabetes or any other medical/physical condition or illness, or people who do a lot of sports may be inaccurate.
- Do not use the device during pregnancy.
- Do not jump or stomp on the device or stand on the edge of the device.
- Do not use the device in the vicinity of flammable materials.
- This device is not a toy and should be kept under strict supervision to prevent children from using the device as a toy.
- Do not allow children to clean or maintain this device unsupervised.
- Never allow children to use domestic appliances as toys or without supervision. Children are unable to judge the hazards associated with incorrectly using electric appliances.
- Children in the vicinity of the device must always be supervised by an adult.
- Prior to use, check the device for visible external damage. Never operate the device if it is damaged.
- Place the device on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over or slip.
- It is advisable to place a suitable non-slip base between the device and the floor or table, to prevent damage to your floor or table.
- Make sure that only one person uses the device at a time.
- The maximum user weight is 180 kg.
- When in use and when stored, do not place anything else on top of the device.
- Avoid locations subject to vibrations, cold or humidity.
- Do not expose the device to direct sunlight, heat sources, excessive humidity or corrosive environments.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Improper use of the device could damage the product.
- Please handle the device carefully. Impacts or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not use the device if it has been dropped or does not operate normally.
- Never immerse the device in water or any other liquid, to avoid the risk of electric shock. Do not touch the device if it has fallen into water, and do not use it again.
- WARNING! Damaging the casing and/or piercing the device can lead to explosion or fire!**
- Do not attempt to disassemble or repair the device or modify it in any manner.
- The device must be serviced if it has been damaged in any way, i.e. it has been exposed to rain or moisture; it has been dropped or does not operate properly.
- The device is made from tempered (safety) glass, handle with care to avoid breakage. When the glass plate is broken, stop using the device.
- Clean the device thoroughly after use (see "cleaning and maintenance").
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
- Do not use foreign objects to clean the device.
- This device is intended for domestic purposes only, not for professional use.
- The warranty will expire immediately if damage has been caused by non-compliance with this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.

## BATTERIES, ELECTRICITY & HEAT

- Make sure the battery compartment is closed securely.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Only use AAA alkaline batteries.
- Correctly insert the batteries into the battery compartment, respecting the polarity.
- To prevent battery leakage, remove the batteries from the device if it is not used for a long period of time.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. Wear protective gloves when handling leaking batteries and dispose of the gloves after use. If the battery leaks, do not allow any battery fluid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Rechargeable AAA batteries can be used in this device. Rechargeable batteries must be removed from the device before being charged.
- Only charge rechargeable batteries with the charger that comes with these batteries and follow the instructions in the manufacturer's manual.
- Rechargeable batteries should only be recharged under adult supervision.
- Non-rechargeable AAA batteries should not be recharged.
- Avoid mixing the batteries, i.e. new, used or different types.
- Do not short circuit the contacts inside the battery compartment or any batteries.

**⚠ WARNING!** Never damage rechargeable batteries. Damaging the casing of the device and/or piercing rechargeable batteries might lead to explosion or fire!

- Do not crush, puncture or dismantle the device; this might damage the battery.

**⚠ WARNING!** Do not throw the device/batteries into a fire, as they may explode!


- Do not use, expose or store the device in the immediate vicinity of heat sources such as naked flames.
- Do not dispose of the device in your household waste, as it contains batteries. Batteries can be disposed of by taking them to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

## 3) INSTALLING AND USING THE DEVICE

Open the packaging carefully before taking out the device. Make sure the device is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations

### PARTS & FEATURES OF THE DEVICE

- A. Smart scale (device)
- B. LCD screen
- C. Electrodes
- D. Battery cover
- E. Unit selector



### FIRST USE

- Remove the device and accessories from the box. Remove any stickers,

protective film or plastic from the device.

- Before using the device for the first time, clean the base with a damp cloth.
- Thoroughly dry the device.
- Never use aggressive or abrasive cleaning materials, a scouring sponge or steel wool; these could damage the device.

### INSTALLING THE BATTERY

- Remove the battery cover (D) from the device by pushing it down.
- Insert the (2x) AAA batteries into the battery compartment, respecting the polarity.
- Close the battery cover (D) by positioning it back on the device and gently pushing it in place. You will hear a 'click', indicating that the battery cover is well secured.

### CHANGING THE WEIGHT UNIT

The weight unit on the device can be set to kilograms (kg), pounds (lb) and stone (st lb). Select the desired weight unit (kg, lb, st lb) by pressing the unit selector (E). The selected weight unit will be visible on the LCD screen (B).

### POWERING THE DEVICE

To power on the device, lightly step on the device (A) with one foot until the LCD screen (B) lights up. Take off your foot and wait for 10 seconds, until the LCD screen reads 0.0 kg. The device is now ready for use.

The device automatically powers off after  $\pm 20$  seconds of not being in use.

### USING THE DEVICE

**⚠ WARNING!** The device's glass plate may be slippery when wet. Make sure the glass plate and feet are dry before use.

- **Note!** To ensure accurate operation, it is advised to take measurements at the same time of day under the same circumstances.
- Place the device (A) on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over or slip.
- Power on the device by lightly stepping on the device until the LCD screen (B) lights up. Wait for 10 seconds, until the LCD screen reads 0.0 kg.
- Step on the device with bare feet and ensure you are standing still with your weight equally divided and both feet distributed on the electrodes (C).
- Keep your body still and erect until the device stabilises your weight.
- The numbers on the LCD screen (B) will flash three times, indicating correct measuring.

### CONTROLLING YOUR DEVICE BY MEANS OF THE SMART APP

To control your device by means of your smartphone or tablet, download the "Fitdays" app which is available for Android and IOS. You can download the app from the app store of your device (Play Store or Apple Store). You can also scan the QR code below, which will guide you to the Fitdays app of your app store.



### INSTALLING THE FITDAYS APP

- Download and install the "Fitdays" app on your smartphone or tablet.
- Open the "Fitdays" app.
- It is required to create a user account, so you can store your personal user settings.

### CONNECTING THE DEVICE WITH THE FITDAYS APP

- Make sure the BT function is enabled in your smartphone or tablet and that it is connected with the internet.
- Keep the device and your BT enabled appliance within 1 metre (3 ft) of each other.

- Launch the "Fitdays" app, press "+" and select "my device".
- Select "My scale" and go to "Measure".
- Power ON the device and it will automatically connect with the Fitdays app.
- Once the device has been successfully connected, fill in your personal parameters and you can operate the device using the Fitdays app.

**Note!** Body fat – body water percentage – muscle mass measurements are for reference.

**Note!** Consult a doctor when you undertake a diet or exercise program.

**Note!** The device will only transfer the data to the app whenever the app is active.

## USING THE APP

This device allows you to operate the following functions via the app:

- Measure your weight, body fat, body water percentage, muscle mass, bone mass & BMI
- Measure your heart rate
- Set reference data
- Generate and view your data in charts
- Set targets
- Share progress
- Add users (such as family members)
- Add another device
- Settings

## TROUBLESHOOTING

*"The LCD screen does not light up."*

- Make sure the device is turned ON.
- Change the batteries.

*"The LCD screen says: Lo."*

- Change the batteries.

*"The LCD screen says: Err."*

- The device is overloaded. Step off the device and wait for the LCD screen to read 0.0 kg.

*"My BT enabled appliance is not able to pair with the device."*

- Make sure the device is turned ON before beginning the BT pairing process.
- Keep the device and your BT enabled appliance within 1 metre (3 ft) of each other during the BT pairing process.
- Make sure the BT function on your BT enabled appliance is activated.

*"The data of the device is not paired with the app."*

- Make sure you have the app opened during weighing and measuring.
- Make sure the device is turned ON before beginning the BT pairing process.
- Keep the device and your BT enabled appliance within 1 metre (3 ft) of each other during the BT pairing process.
- Make sure the BT function on your BT enabled appliance is activated.

## 4) CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the device regularly.
- Make sure the device is powered OFF.
- Never immerse the device in water or any other liquid.
- Clean device with a damp cloth. In case of stain marks, glass cleaner can be used on the glass plate.
- Do not use very hot or cold water on the glass plate.
- Never use aggressive or abrasive cleaning materials, a scouring sponge or steel wool; these damage the device and will scratch and damage the surface of the device.
- Thoroughly dry the device.
- Store the device in a dry place.

## 5) SPECIFICATIONS

- Power input: 3 Vdc (2x AAA battery)
- Weight device: 1.1 kg (ex. batteries)
- Dimensions: 26 x 26 x 2.2 cm (H x W x D)
- Max. capacity: 180 kg

## 6) STORAGE & TRANSPORTATION

- When storing the device, it should first be cleaned in accordance with this user manual. The device should be stored in its original packaging.
- Always store the device in a dry and well-ventilated room and beyond the reach of children.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

### INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

(WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive, applicable in EU member states)



Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its service life, this product cannot be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in the packaging by the crossed-out wheeled dust bin symbol. Used raw materials are suitable for recycling.

You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.

By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our environment.

Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment (which may contain hazardous substances) is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage to the environment and human health, wildlife and to preserve natural resources.

### Batteries:

Do not dispose batteries in your household waste. Dispose of batteries by taking them to your local recycling station. Contact your local competent government offices for details.



**Following information is only valid for EU member states.**

If the battery contains more than the values of lead (Pb), mercury (Hg), Cd (Cd) and/or cadmium (Cd) as defined in the Battery Directive (2006/66/EC), then the chemical symbols for Pb, Hg and/or Cd will appear below the crossed-out wheeled dust bin symbol.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,  
Mascot Online BV  
Veluwezoom 32  
1327 AH Almere  
The Netherlands

### Declare under our sole responsibility that the product:

- Product Brand: Rebblo
- Product Model No: RB-PC-SCDBFBT02
- Product Description: Smart Body Scale
- Product Rating: Input: 3 V (2x AAA battery)
- Operating frequency: 2402 - 2480 MHz
- Maximum radio-frequency power transmitted: -3.40 dBm / 0.46 mW

### Following the provisions of the Directives:

- Radio Equipment Directive (RED): 2014/53/EU
- Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive: 2011/65/EU and amendment directives (EU) 2015/863

### And standards to which conformity is declared:

RED:

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 50663:2017
- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 62368-1:2020+AT1:2020
- EN 62479:2010

Place: Almere

Date of issue: 01-07-2022

Signature:



Authorized Signature name: B van Dijk  
Title: Managing Director

# (NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: SLIMME WEEGSCHAAL (RB-PC-SCDBFT02)

## INHOUDSOPGAVE:

- 1) Inhoud verpakking
- 2) Veiligheidsinstructies
- 3) Installatie en gebruik van het product
- 4) Reiniging en onderhoud
- 5) Specificaties
- 6) Opslag en transport

## 1) INHOUD VERPAKKING

- Slimme weegschaal
- Gebruikershandleiding

## 2) VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Tref altijd de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de 'slimme weegschaal' gebruikt (hierna 'apparaat' te noemen).

### UITLEG VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

	<b>Opmerking!</b> Volg de instructies in deze gebruikershandleiding!
	<b>Waarschuwing!</b> Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	<b>Waarschuwing! Risico op elektrische schok</b> Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	<b>Waarschuwing! Kans op verstikking</b> Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	<b>Waarschuwing! Voorzichtig behandelen, breekbaar.</b> Waarschuwing: kans op licht tot matig letsel! Waarschuwing: voorzichtig behandelen om breken te voorkomen.
	<b>CE-markering</b> Geeft aan dat het product dat in Europa wordt verkocht, voldoet aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.
	<b>Milieuvoorschriften (AEEA, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)</b>

### ALGEMENE INFORMATIE

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef deze handleiding daar dan bij.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of personen met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden of




vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING!** Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

### GEBRUIK

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het verkeerd wordt gebruikt.
- **WAARSCHUWING! Het glazen platform kan glad zijn als het nat is.**  
 **Zorg ervoor dat de glasplaat en uw voeten droog zijn voordat u het apparaat gebruikt.**
- **WAARSCHUWING! Personen met een pacemaker of andere elektronische implantaten mogen het apparaat onder geen beding gebruiken.**  

- De metingen van het vetpercentage kunnen onnauwkeurig zijn bij mensen met diabetes of een andere medische/lichamelijke aandoening of ziekte en bij mensen die veel sporten.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent.
- Spring of stamp niet op het apparaat en ga niet op de rand van het apparaat staan.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen altijd in de gaten om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Zorg ervoor dat kinderen nooit gaan spelen met huishoudelijke apparatuur; houd altijd toezicht. Kinderen zijn niet in staat de gevaren te beoordelen die gepaard gaan met onjuist gebruik van elektrische apparaten.
- Kinderen in de buurt van het apparaat moeten altijd door een volwassene in de gaten worden gehouden.
- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plek waar het niet kan vallen of verschuiven.
- Het is aan te raden een geschikte slipvaste ondergrond tussen het apparaat en de vloer of tafel te plaatsen om te voorkomen dat uw vloer of tafel beschadigd raakt.
- Zorg ervoor dat het apparaat slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt.
- Het maximale gebruikersgewicht is 180 kg.
- Plaats tijdens gebruik en opslag niets boven op het apparaat.
- Vermijd locaties die blootstaan aan trillingen, vrieskou of vochtigheid.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, warmtebronnen, overmatige vochtigheid en corrosieve omgevingen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan enige mechanische belasting.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het verkeerd wordt gebruikt.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Het apparaat kan beschadigd raken door een stoot of val, zelfs van een geringe hoogte.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of niet normaal functioneert.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Zo voorkomt u de kans op een elektrische schok. Raak het apparaat niet aan en gebruik het niet meer als het in water is gevallen.
- **WAARSCHUWING! Beschadiging van de behuizing en/of het apparaat zelf kan leiden tot een explosie of brand!**  

- Probeer het apparaat niet te demontieren, te repareren of anderszins aan te passen.
- Het apparaat moet worden gerepareerd als er sprake is van enige vorm van schade. Dit moet bijvoorbeeld gebeuren wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat is gevallen of wanneer het apparaat niet goed functioneert.
- Het apparaat is gemaakt van gehard (veiligheids-)glas. Behandel het voorzichtig om breken te voorkomen. Als de glasplaat kapot is,



Het apparaat is gemaakt van gehard (veiligheids-)glas. Behandel het voorzichtig om breken te voorkomen. Als de glasplaat kapot is,

gebruik het apparaat dan niet meer.

- Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie 'Reiniging en onderhoud').
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen vreemde voorwerpen om het apparaat schoon te maken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.
- De garantie komt direct te vervallen in geval van schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

### BATTERIJEN, ELEKTRICITEIT EN WARMTE

- Zorg ervoor dat de batterijvakje goed is afgesloten.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
- Gebruik uitsluitend AAA-alkalinebatterijen.
- Plaats de batterijen op de juiste wijze in het batterijvakje. Let daarbij op de aangegeven polariteit.
- Om lekkage van de batterijen te voorkomen, raden wij aan de batterijen uit het apparaat te verwijderen als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Onder extreme omstandigheden kunnen batterijcellen gaan lekken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van lekkende batterijen en gooi de handschoenen na gebruik weg. Wanneer een batterij lekt, moet u voorkomen dat batterijvloeistof op de huid of in de ogen terecht komt. Wanneer batterijvloeistof in contact is gekomen met de huid of ogen, moet het betreffende gebied worden afgespoeld met grote hoeveelheden water en moet u een arts raadplegen.
- In dit apparaat kunnen oplaadbare AAA-batterijen worden gebruikt. Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd om te worden opgeladen.
- Laad oplaadbare batterijen uitsluitend op met de oplader die bij deze batterijen is meegeleverd en volg de instructies in de handleiding van de fabrikant.
- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen in het bijzijn van een volwassene.
- Niet-oplaadbare AAA-batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Zorg ervoor dat u nooit nieuwe, gebruikte of verschillende typen batterijen met elkaar combineert.
- Zorg ervoor dat er nooit kortsluiting optreedt tussen de contactpunten in het batterijvakje of tussen batterijen.

**WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat de oplaadbare batterijen niet beschadigd raken. Beschadiging van de behuizing van het apparaat en/of beschadiging van de oplaadbare batterijen kan leiden tot een explosie of brand!

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.

**WAARSCHUWING!** Gooi het apparaat of de batterijen nooit in een vuur omdat ze kunnen ontploffen!


- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen of hittebronnen zoals open vuur en stel het hier niet aan bloot.
- Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil, omdat het batterijen bevat. Breng batterijen naar uw lokale inzamelpunt voor chemisch afval. Neem contact op met uw gemeente voor nadere informatie.

## 3) INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat eruit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.

### ONDERDELEN EN FUNCTIES VAN HET APPARAAT

- A. Slimme weegschaal (apparaat)
- B. Lcd-scherm
- C. Elektroden
- D. Batterijdeksel
- E. Selectieknopje voor de eenheid



### EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de voet reinigen met een vochtige doek.
- Droog het apparaat goed af.
- Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, een schuurpons of staalwol. Deze kunnen het apparaat beschadigen.

### DE BATTERIJ PLAATSEN

- Verwijder het batterijdeksel (D) van het apparaat door het omlaag te duwen.
- Plaats de 2 AAA-batterijen op de juiste wijze in het batterijvakje. Let daarbij op de aangegeven polariteit.
- Sluit het batterijdeksel (D) door het op het apparaat te plaatsen en het voorzichtig vast te duwen. U hoort een 'klik'. Dit betekent dat het batterijdeksel goed vast zit.

### DE EENHEID VOOR GEWICHT WIJZIGEN

De eenheid voor gewicht kan worden ingesteld op kilogram (kg), pond (lb) en stone (st lb). Selecteer de gewenste eenheid voor gewicht (kg, lb, st lb) door op het selectieknopje voor de eenheid (E) te drukken. De geselecteerde eenheid voor gewicht wordt weergegeven op het lcd-scherm (B).

### HET APPARAAT INSCHAKELEN

Om het apparaat in te schakelen, tikt u voorzichtig met één voet op het apparaat (A) totdat het lcd-scherm (B) aan gaat. Haal uw voet van de weegschaal en wacht 10 seconden tot er 0,0 kg staat op het lcd-scherm. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Het apparaat gaat automatisch uit als het ca. 20 seconden niet is gebruikt.

### GEBRUIK VAN HET APPARAAT

**WAARSCHUWING!** De glasplaat van het apparaat kan glad zijn als deze nat is. Zorg ervoor dat de glasplaat en uw voeten droog zijn voordat u het apparaat gebruikt.

- **Let op!** Voor een nauwkeurig resultaat raden we aan u steeds op hetzelfde moment van de dag en onder dezelfde omstandigheden te wegen.
- Plaats het apparaat (A) op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plek waar het niet kan vallen of verschuiven.
- Schakel het apparaat in door voorzichtig met één voet op het apparaat te tikken totdat het lcd-scherm (B) aan gaat. Wacht 10 seconden tot er 0,0 kg staat op het lcd-scherm.
- Ga met blote voeten op het apparaat staan en zorg dat u stil staat en het gewicht gelijk verdeeld is over beide voeten op de elektroden (C).

- Sta rechtop en houd uw lichaam stil totdat het apparaat uw gewicht heeft gemeten.
- De getallen op het lcd-scherm (B) knippen drie keer om aan te geven dat de meting goed gelukt is.

## UW APPARAAT BEDIENEN MET BEHULP VAN DE SLIMME APP

Als u uw apparaat wilt bedienen met behulp van uw smartphone of tablet, download dan de Fitdays-app die beschikbaar is voor Android en iOS. U kunt de app downloaden vanaf de app-store van uw apparaat (Play Store of Apple Store). U kunt ook de onderstaande QR-code scannen, waarna u naar de Fitdays-app van uw app-store wordt geleid.



## DE FITDAYS-APP INSTALLEREN

- Download en installeer de Fitdays-app op uw smartphone of tablet.
- Open de Fitdays-app.
- U moet een gebruikersaccount aanmaken, zodat u uw persoonlijke gebruikersinstellingen kunt opslaan.

## HET APPARAAT VERBINDEN MET DE FITDAYS-APP

- Zorg ervoor dat de BT-functie is ingeschakeld op uw smartphone of tablet en dat uw smartphone of tablet verbinding heeft met internet.
- Houd het apparaat en uw BT-apparaat maximaal 1 meter van elkaar.
- Open de Fitdays-app, tik op '+' en selecteer 'My device' (Mijn apparaat).
- Selecteer 'My scale' (Mijn weegschaal) en ga naar 'Measure' (Meten).
- Zodra u het apparaat AAN zet, wordt het automatisch verbonden met de Fitdays-app.
- Nadat het apparaat is verbonden, vult u uw persoonlijke parameters in en kunt u het apparaat bedienen met de Fitdays-app.

**Let op!** De metingen van het vetpercentage, het vochtpercentage en de spiermassa zijn ter referentie.

**Let op!** Raadpleeg een arts wanneer u een dieet of trainingsprogramma gaat volgen.

**Let op!** Het apparaat verstuurt alleen gegevens naar de app wanneer de app actief is.

## DE APP GEBRUIKEN

U kunt de volgende functies van het apparaat bedienen via de app:

- Uw gewicht, vetpercentage, vochtpercentage, spiermassa, botmassa en BMI meten
- Uw hartslag meten
- Referentiegegevens instellen
- Grafieken genereren en bekijken
- Doelen instellen
- Voortgang delen
- Gebruikers toevoegen (bijvoorbeeld gezinsleden)
- Een ander apparaat toevoegen
- Instellingen

## OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

*"Het lcd-scherm gaat niet aan."*

- Zorg dat het apparaat AAN staat.
- Vervang de batterijen.

*"Op het lcd-scherm staat: Lo."*

- Vervang de batterijen.

*"Op het lcd-scherm staat: Err."*

- Het apparaat is overbelast. Stap van het apparaat af en wacht tot er 0,0 kg op het lcd-scherm staat.

*"Mijn BT-apparaat kan niet worden gekoppeld met het apparaat."*

- Controleer of het apparaat AAN staat voordat u begint met het BT-koppelingsproces.
- Houd het apparaat en uw BT-apparaat tijdens het koppelingsproces maximaal 1 meter van elkaar.
- Controleer of de BT-functie op uw BT-apparaat is geactiveerd.

*"De gegevens van het apparaat worden niet gekoppeld met de app."*

- Zorg dat de app geopend is tijdens het wegen en meten.
- Controleer of het apparaat AAN staat voordat u begint met het BT-koppelingsproces.
- Houd het apparaat en uw BT-apparaat tijdens het koppelingsproces maximaal 1 meter van elkaar.
- Controleer of de BT-functie op uw BT-apparaat is geactiveerd.

## 4) REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat regelmatig.
- Zorg dat het apparaat UIT staat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Om vlekken op de glasplaat te verwijderen kunt u glasreiner gebruiken.
- Gebruik op de glasplaat geen extreem heet of koud water.
- Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspoons of staalwol. Dit kan het apparaat beschadigen en het oppervlak van het apparaat krassen en beschadigen.
- Droog het apparaat goed af.
- Berg het apparaat op een droge plaats op.

## 5) SPECIFICATIES

- Voeding: 3 V DC (2 AAA-batterijen)
- Gewicht apparaat: 1,1 kg (excl. batterijen)
- Afmetingen: 26 x 26 x 2,2 cm (H x B x D)
- Max. capaciteit: 180 kg

## 6) OPSLAG EN TRANSPORT

- Voordat u het apparaat opbergt, moet u het eerst reinigen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Bewaar het apparaat in de oorspronkelijke verpakking.
- Berg het apparaat altijd op in een droge, goed geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.

Alle in deze handleiding vermelde informatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij,  
Mascot Online BV  
Veluwezoom 32  
1327 AH Almere  
Nederland

### Verklaren op basis van onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

- Merk van het product: Rebblo
- Modelnummer van het product: RB-PC-SCDBFBT02
- Beschrijving van het product: Slimme weegschaal
- Productclassificatie: Invoer: 3 V (2 AAA-batterijen)
- Werkfrequentie: 2402 - 2480 MHz
- Maximaal verzonden radiofrequentievermogen: -3,40 dBm/0,46 mW

### Voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen:

- Richtlijn radioapparatuur (RED): 2014/53/EU
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS): 2011/65/EU met amendementen (EU) 2015/863

### En normen waaraan conformiteit wordt verklaard:

- RED:
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
  - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
  - EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
  - EN 50663:2017
  - EN 55014-1:2021
  - EN 55014-2:2021
  - EN 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 62479:2010

Plaats: Almere  
Datum publicatie: 01-07-2022  
Handtekening:



Naam bevoegde ondertekenaar: B. van Dijk  
Functie: Algemeen directeur

### MILIEUVOORSCHRIFTEN

(AEEA, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die in EU-lidstaten van kracht is)



Dit product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Aan het einde van de levensduur mag dit product niet afgevoerd worden met het normale huisafval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt in de handleiding en op de verpakking weergegeven door de afvalcontainer met een kruis erdoor. De gebruikte grondstoffen kunnen worden gerecycled.

Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

Door gebruikte apparatuur of grondstoffen te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu.

Correcte verwijdering zorgt ervoor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (die gevaarlijke stoffen kan bevatten) op de juiste manier wordt gerecycled en hergebruikt. Dit helpt mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid van de mens en wilde dieren te voorkomen, en de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden.

### Batterijen:

Gooi batterijen nooit weg bij het huishoudelijk afval. Breng lege batterijen naar het lokale inzamelpunt voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor nadere informatie.



**De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten.**

Als de batterij de in de richtlijn inzake batterijen en accu's (Pb, Hg, Cd (2006/66/EG) vermelde waarden van lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) overschrijdt, worden de chemische symbolen voor Pb, Hg en/of Cd weergegeven onder de afvalcontainer met een kruis erdoor.



# (FR) MODE D'EMPLOI : BALANCE INTELLIGENTE (RB-PC-SCDBFBT02)

## SOMMAIRE :

- 1) Contenu du paquet
- 2) Consignes de sécurité
- 3) Installation et utilisation du produit
- 4) Nettoyage et entretien
- 5) Spécifications
- 6) Entreposage et transport

## 1) CONTENU DU PAQUET

- Balance intelligente
- Mode d'emploi

## 2) CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez toujours respecter les précautions suivantes avant d'utiliser la « Balance intelligente », ci-après dénommée l'« appareil ».

### EXPLICATION DES ICÔNES UTILISÉES

	<b>Remarque !</b> Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation !
	<b>Avertissement !</b> Avertissement pour risque de mort et/ou blessures graves et irréversibles !
	<b>Avertissement !</b> Risque d'électrocution Risque potentiel menaçant la vie et/ou blessures graves et irréversibles !
	<b>Avertissement !</b> Risque d'étouffement Avertissement pour risque de mort et/ou blessures graves et irréversibles !
	<b>Avertissement !</b> Manipuler avec précaution, produits fragiles. Attention, risque de blessures modérées ou mineures ! Attention, manipuler avec précaution pour éviter la casse.
	<b>Marquage CE</b> Indique que le produit vendu en Europe a été évalué afin de répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
	<b>Consignes pour la protection de l'environnement</b> (DEEE, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez cet appareil à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil uniquement en respectant les consignes de ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, par ceux qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils soient conscients des risques possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un

usage professionnel.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.



**AVERTISSEMENT !** Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec. **Risque de suffocation !**

### UTILISATION

- Utilisez uniquement l'appareil aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Une utilisation inappropriée de l'appareil pourrait l'endommager.
- **AVERTISSEMENT !** Lorsqu'elle est mouillée, la plaque en verre peut être glissante. Assurez-vous que la plaque en verre et vos pieds sont secs avant l'utilisation.
- **AVERTISSEMENT !** Il est déconseillé aux personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques d'utiliser l'appareil en toutes circonstances.
- Le pourcentage de graisse corporelle des personnes souffrant de diabète ou de tout(e) autre problème médical/physique ou maladie, ou des personnes très actives sur le plan sportif, peut être incorrect.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant la grossesse.
- Ne pas sauter sur ou piétiner l'appareil ou se tenir sur le bord de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être surveillé pour éviter que les enfants jouent avec celui-ci.
- Ne permettez pas à des enfants sans surveillance de nettoyer ou d'entretenir cet appareil.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils ménagers en guise de jouet sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas reconnaître les risques liés à une utilisation incorrecte d'appareils électriques.
- Les enfants se trouvant à proximité de l'appareil doivent toujours être surveillés par un adulte.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil ne présente pas de dommages externes visibles. Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est endommagé.
- Posez l'appareil sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser ou glisser.
- Il est recommandé de placer un support antidérapant approprié entre l'appareil et le sol ou la table, afin d'empêcher le sol ou la table de s'abîmer.
- Veillez à ce qu'une seule personne à la fois utilise l'appareil.
- Le poids maximal de l'utilisateur est de 180 kg.
- En cours d'utilisation et pendant l'entreposage, ne placez rien d'autre sur l'appareil.
- Évitez les endroits soumis à des vibrations, au froid ou à l'humidité.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, une humidité excessive ou un milieu corrosif.
- N'exposez pas l'appareil à des contraintes mécaniques.
- Une utilisation inappropriée de l'appareil pourrait l'endommager.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Tout choc ou chute, même de faible hauteur, peut endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il ne fonctionne pas normalement.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, pour éviter le risque d'électrocution. Ne touchez pas l'appareil et ne le réutilisez pas s'il est tombé à l'eau.
- **AVERTISSEMENT !** L'endommagement du boîtier et/ou son percement peut provoquer une explosion ou un incendie !
  - N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit.
  - L'appareil doit être réparé s'il est endommagé de quelque manière que ce soit, p. ex. s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il est tombé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- L'appareil est en verre (de sécurité) trempé, manipulez-le avec précaution pour éviter la casse. Si la plaque en verre est brisée, cessez d'utiliser l'appareil.
  - Après l'utilisation, nettoyez méticuleusement l'appareil (voir « Nettoyage et entretien »).
  - N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas d'objets étrangers pour nettoyer l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement et pas à un usage professionnel.
- La garantie sera immédiatement annulée si les dommages sont causés par le non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.

### BATTERIES, ÉLECTRICITÉ & CHALEUR

- Assurez-vous que le compartiment à pile est bien fermé.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement des piles alcalines AAA.
- Insérer correctement les piles dans le compartiment à piles, tout en respectant la polarité.
- Pour éviter toute fuite de la pile, retirez les piles de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Des fuites des éléments de piles peuvent survenir en cas de conditions extrêmes. Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des piles qui coulent et jetez les gants après l'utilisation. En cas de fuite d'une pile, évitez le contact du liquide de la pile avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.
- Des piles AAA rechargeables peuvent être placées dans l'appareil. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Rechargez les piles rechargeables uniquement avec un chargeur approprié et suivez les instructions du manuel du fabricant.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas recharger des piles AAA non rechargeables.
- Éviter de mélanger des piles, à savoir neuves, usagées ou de types différents.
- Ne court-circuitez pas les contacts à l'intérieur du compartiment à pile ni les piles.

- ⚠ AVERTISSEMENT !** N'endommagez jamais les piles rechargeables. L'endommagement du boîtier de l'appareil et/ou le transpercement des piles rechargeables peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'écrasez pas, ne percez pas ou ne démontez pas l'appareil ; cela pourrait endommager la batterie.


- ⚠ AVERTISSEMENT !** Ne jetez pas l'appareil/les piles au feu, car il/elles pourrai(en)t exploser !
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues.
  - Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères, car il contient des piles. Pour jeter les piles, les amener à la station de recyclage locale. Contactez les autorités locales pour plus de détails.

### 3) INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL

Ouvrez l'emballage avec précaution avant d'en sortir l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit. Conservez l'emballage ou le recycler conformément aux réglementations locales

#### PIÈCES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| A. | Balance intelligente (appareil)  |
| B. | Écran LCD                        |
| C. | Électrodes                       |
| D. | Couvercle du compartiment à pile |
| E. | Sélecteur d'unité                |



#### PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez tout autocollant, film de protection ou plastique de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez le socle à l'aide d'un chiffon humide.
- Séchez soigneusement l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, d'éponge à récurer ou de la paille de fer ; cela peut endommager l'appareil.

#### INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Retirez le couvercle (D) du compartiment à piles de l'appareil en appuyant dessus.
- Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles, tout en respectant la polarité.
- Réfermez le couvercle du compartiment à piles de la batterie (D) en le repositionnant sur l'appareil et en appuyant légèrement dessus. Vous entendrez un « clic », qui indique que le couvercle de la batterie est bien inséré.

#### REEMPLACER L'UNITÉ DE POIDS

L'unité de poids sur l'appareil peut se programmer en kilogrammes (kg), livres (lb) et stones (st lb). Sélectionnez l'unité de poids souhaitée (kg, lb, st lb) en appuyant sur le sélecteur d'unités (E). L'unité de poids sélectionnée apparaît sur l'écran LCD (B).

#### ALLUMER L'APPAREIL

Pour allumer l'appareil, posez légèrement un pied sur l'appareil (A) jusqu'à ce que l'écran LCD (B) s'allume. Retirez le pied et attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 0,0 kg. L'appareil est à présent prêt à l'emploi. L'appareil s'éteint automatiquement après environ 20 secondes de non-utilisation.

#### UTILISATION DE L'APPAREIL

**⚠ AVERTISSEMENT !** Lorsqu'elle est mouillée, la plaque en verre de l'appareil peut être glissante. Assurez-vous que la plaque en verre et vos pieds sont secs avant l'utilisation.

- **Remarque !** Pour un fonctionnement correct, il est recommandé de monter chaque fois sur la balance à la même heure et dans les mêmes conditions.
- Posez l'appareil (A) sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser ou glisser.
- Pour allumer l'appareil, posez légèrement les deux pieds sur l'appareil jusqu'à ce que l'écran LCD (B) s'allume. Attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD affiche 0,0 kg.
- Montez sur l'appareil pieds nus et restez immobile en répartissant uniformément votre poids sur l'appareil et les deux pieds sur les électrodes (C).
- Restez immobile et bien droit jusqu'à ce que l'appareil stabilise votre poids.
- Les chiffres apparaissant sur l'écran LCD (B) clignotent alors trois fois, indiquant le poids/pourcentage correct.

## COMMANDER VOTRE APPAREIL GRÂCE À SMART APP

Pour contrôler votre appareil grâce à votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application « Fitdays », disponible pour Android et IOS. Vous pouvez télécharger l'application depuis l'App Store de votre smartphone (Play Store or Apple Store). Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous, qui vous guidera vers « Fitdays » dans votre App Store.



## INSTALLATION DE L'APPLICATION FITDAYS

- Téléchargez et installez l'application « Fitdays » sur votre smartphone ou tablette.
- Ouvrez l'application « Fitdays ».
- Il est indispensable de créer un compte utilisateur afin de pouvoir stocker vos paramètres utilisateur personnels.

## CONNEXION DE L'APPAREIL À L'APPLICATION « FITDAYS »

- Assurez-vous que la fonction BT soit activée sur votre smartphone ou tablette et connectée à l'internet.
- Tenez l'appareil et votre périphérique BT à moins de 1 mètre l'un de l'autre.
- Lancez l'application « Fitdays », appuyez sur « + » et sélectionnez « mon appareil ».
- Sélectionnez « Ma balance » et allez sur « Déterminer ».
- Allumez l'appareil et il se connectera automatiquement à l'application « Fitdays ».
- Une fois l'appareil connecté avec succès, renseignez vos paramètres personnels et vous pouvez commander l'appareil à partir de l'application Fitdays.

**Remarque !** Le pourcentage de graisse corporelle, le taux hydrique et la masse musculaire servent de référence.

**Remarque !** Consultez un médecin lorsque vous commencez un régime ou un programme d'exercices physiques.

**Remarque !** L'appareil transmettra uniquement les données à l'application si l'application est active.

## UTILISATION DE L'APPLICATION

Cet appareil vous permet d'utiliser les fonctions suivantes via l'application :

- Déterminez votre poids, graisse corporelle, taux hydrique, masse musculaire, masse osseuse et IMC.
- Déterminez votre fréquence cardiaque
- Programmez des données de référence
- Générez et visionnez vos données sur des graphiques
- Fixez des objectifs
- Partagez vos progrès
- Ajoutez des utilisateurs (comme des membres de votre famille)
- Ajoutez un autre appareil
- Réglages

## SOLUTION DE PROBLÈMES

« L'écran LCD ne s'allume pas. »

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Remplacez les piles.

« L'écran LCD indique : Lo. »

- Remplacez les piles.

« L'écran LCD indique : Err. »

- L'appareil est surchargé. Descendez de l'appareil et attendez que l'écran LCD affiche 0,0 kg.

« Mon périphérique BT n'arrive pas à se coupler à l'appareil. »

- Vérifiez que l'appareil est bien allumé avant de commencer le processus de couplage BT.
- Tenez l'appareil et votre périphérique BT à moins de 1 mètre l'un de l'autre pendant l'appareillage BT.
- Vérifiez que la fonction BT est bien activée sur votre périphérique BT.

« Les données de l'appareil ne sont pas couplées à l'application. »

- Assurez-vous que l'application est ouverte pendant le pesage et la fixation des pourcentages.
- Vérifiez que l'appareil est bien allumé avant de commencer le processus de couplage BT.
- Tenez l'appareil et votre périphérique BT à moins de 1 mètre l'un de l'autre pendant l'appareillage BT.
- Vérifiez que la fonction BT est bien activée sur votre périphérique BT.

## 4) NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Nettoyez régulièrement l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. En cas de taches, un nettoyant pour vitres peut être utilisé sur la plaque en verre.
- Ne pas verser d'eau bouillante ou froide sur la plaque en verre.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, d'éponge à récurer ou de la paille de fer ; ceux-ci endommagent l'appareil et sa surface.
- Séchez soigneusement l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec.

## 5) SPÉCIFICATIONS

- Puissance d'entrée : 3 Vdc (2 piles AAA)
- Poids de l'appareil : 1,1 kg (piles non comprises)
- Dimensions : 26 x 26 x 2,2 cm (H x l x P)
- Capacité max. : 180 kg

## 6) ENTREPOSAGE ET TRANSPORT

- Avant d'entreposer l'appareil, celui-ci doit d'abord être nettoyé comme indiqué dans ce mode d'emploi. L'appareil doit être entreposé dans son emballage d'origine.
- Entrezposez toujours l'appareil dans un endroit sec et bien aéré et hors de portée des enfants.
- Protégez l'appareil contre les vibrations et les chocs pendant le transport.

L'ensemble des contenus et spécifications mentionnés dans ce mode d'emploi sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous,  
Mascot Online BV  
Veluwezoom 32  
1327 AH Almere  
Pays-Bas

### Déclarons en toute responsabilité que le produit :

- Marque du produit : Rebblo
- N° de modèle du produit : RB-PC-SCDBFBT02
- Description du produit : Balance intelligente
- Puissance du produit : Entrée : 3 V (2 piles AAA)
- Fréquence d'opération : 2402 – 2480 MHz
- Puissance maximale de radio fréquence transmise : -3,40 dBm / 0,46 mW

### Conforme aux dispositions des directives :

- Directive RED (Radio Equipment Directive) : 2014/53/UE
- Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) : 2011/65/UE et modification (UE) 2015/863

### Ainsi qu'aux normes par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

- ROUGE :
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
  - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
  - EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
  - EN 50663:2017
  - EN 55014-1:2021
  - EN 55014-2:2021
  - EN 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 62479:2010

Lieu : Almere  
Date d'émission : 01-07-2022  
Signature :



Nom de signataire autorisé(e) : B van Dijk  
Titre : Directeur général

### CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(DEEE, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, applicable dans les pays membres de l'UE)



Notre produit a été fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité et de composants qui peuvent être recyclés et réutilisés. À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, mais il doit être remis à un point de collecte spécial pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué dans le mode d'emploi et sur l'emballage par un conteneur de déchets barré d'une croix. Les matières premières utilisées peuvent être recyclées.

Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.

En recyclant les appareils usagés ou les matières premières, vous jouez un rôle important dans la protection de l'environnement.

Le tri garantit que les déchets d'équipements électriques et électroniques (qui peuvent contenir des substances dangereuses) sont recyclés et réutilisés de manière appropriée. Le recyclage permet d'éviter les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine, à la faune et à la flore sauvages et aux ressources naturelles.

#### Batterie :

Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères. Pour jeter les batteries, remettez-les à la station de recyclage locale. Contactez les autorités locales compétentes pour plus de détails.



Les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux pays membres de l'UE.

Pb, Hg, Cd Si la batterie contient une quantité de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieure aux valeurs définies dans la directive sur les batteries (2006/66/CE), les symboles chimiques du Pb, du Hg et/ou du Cd doivent apparaître sous le symbole du conteneur barré.

# (DE) BEDIENUNGSANLEITUNG: SMART-KÖRPERWAAGE (RB-PC-SCDBFT02)

## INHALTSVERZEICHNIS:

- 1) Verpackungsinhalt
- 2) Sicherheitshinweise
- 3) Installation und Verwendung des Produkts
- 4) Pflege und Reinigung
- 5) Technische Daten
- 6) Lagerung und Transport

## 1) VERPACKUNGSIHALT

- Smart-Körperwaage
- Bedienungsanleitung

## 2) SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Treffen Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die „Smart-Körperwaage“, im Folgenden als das „Gerät“ bezeichnet, verwenden.

### ERKLÄRUNG VERWENDETER SYMBOLE

	<b>Anmerkung!</b> Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung!
	<b>Warnhinweis!</b> Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!
	<b>Warnhinweis!</b> Stromschlaggefahr Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!
	<b>Warnhinweis!</b> Erstickungsgefahr Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!
	<b>Warnhinweis!</b> Vorsicht! Zerbrechlich! Warnung vor möglichen mittelschweren oder kleinen Verletzungen! Achtung, Vorsicht ist geboten, damit nichts zerbricht.
	<b>CE-Kennzeichnung</b> Weist darauf hin, dass das in Europa verkaufte Produkt bewertet worden ist, damit es die hohen Anforderungen bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.
	<b>Anweisungen zum Schutz der Umwelt</b> (EEAG, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN





- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur entsprechend der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen sowie mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie zuvor entsprechend von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der Verwendung des Geräts unterwiesen wurden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ausgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Das Gerät ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.

- Das Gerät ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.



**WARNHINWEIS!** Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**

### VERWENDUNG

- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt.
- Eine missbräuchliche Verwendung kann das Produkt beschädigen.
-  **WARNHINWEIS!** Die Glasplatte kann im feuchten Zustand rutschig sein. Achten Sie darauf, dass die Glasplatte und Ihre Füße vor dem Gebrauch trocken sind.
-  **WARNHINWEIS!** Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen elektronischen Implantaten sollten das Gerät unter keinen Umständen nutzen.
- Die Körperperfmessungen für Menschen mit Diabetes oder anderen medizinischen/körperlichen Leiden oder Krankheiten oder für Menschen, die viel Sport treiben, können ungenau sein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft.
- Springen oder stampfen Sie nicht auf das Gerät und stehen Sie nicht auf dem Rand des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte unter strenger Aufsicht gehalten werden, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät als Spielzeug benutzen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder pflegen.
- Kinder dürfen niemals Haushaltsgeräte als Spielzeug oder ohne Aufsicht verwenden. Kinder können Gefahren, die von einer falschen Benutzung elektrischer Geräte ausgehen, nicht einschätzen.
- Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche, an einem Ort, wo es nicht umfallen oder wegrutschen kann.
- Es ist empfehlenswert, eine rutschfeste Unterlage zwischen das Gerät und den Fußboden oder den Tisch zu legen, um Schäden an Ihrem Fußboden oder Tisch zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass jeweils nur eine Person das Gerät verwendet.
- Das maximale Nutzergewicht beträgt 180 kg.
- Wenn es benutzt oder gelagert wird, legen Sie nichts oben auf das Gerät.
- Vermeiden Sie Orte mit Vibrationen, Kälte oder Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht, Wärmequellen, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Eine missbräuchliche Verwendung kann das Produkt beschädigen.
- Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Aufpralle oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde oder nicht normal funktioniert.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, um ein Stromschlagrisiko zu verhindern. Das Gerät nicht berühren, wenn es in Wasser gefallen ist und nicht mehr verwendet.
-  **WARNHINWEIS!** Die Beschädigung des Gehäuses und/oder das Einstecken in das Gerät können zu Explosion oder Brand führen!
- Das Gerät sollte nicht demontiert, repariert oder auf irgendeine Art und Weise verändert werden.
- Das Gerät muss bei allen Schäden fachgerecht repariert werden, z. B. wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es fallen gelassen wurde oder wenn es nicht richtig funktioniert.
-  Das Gerät besteht aus gehärtetem (Sicherheits-)Glas, das vorsichtig zu behandeln ist, damit es nicht zerbricht. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Glasplatte zerbrochen ist.
- Machen Sie das Gerät nach dem Gebrauch gründlich sauber (siehe „Pflege und Reinigung“).
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scheuernden Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Fremdkörpern.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushalt bestimmt, nicht für den professionellen Gebrauch.
- Die Garantie erlischt sofort, wenn Schäden durch die Missachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.

## BATTERIEN, STROM UND WÄRME

- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach fest geschlossen ist.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie nur AAA-Alkalibatterien.
- Setzen Sie die Batterien richtig in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die Polarität.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es länger nicht benutzen, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Auslaufen aus Batteriezellen kann unter extremen Bedingungen vorkommen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie auslaufende Batterien handhaben und entsorgen Sie die Handschuhe nach der Verwendung. Wenn die Batterie ausläuft, nicht zulassen, dass Batterieflüssigkeit in Kontakt mit Haut oder Augen kommt. Wenn Sie mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und holen ärztlichen Rat ein.
- Dieses Gerät kann mit wiederaufladbaren AAA-Batterien betrieben werden. Die wiederaufladbaren Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Laden Sie wiederaufladbare Batterien nur mit dem Ladegerät der betreffenden Batterien auf und beachten Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Nicht wiederaufladbare AAA-Batterien sollten nicht aufgeladen werden.
- Verwenden Sie ein Vermischen von Batterien, d. h. neue, benutzte oder verschiedene Typen.
- Die Kontakte innerhalb des Batteriefachs oder andere Batterien sollten nicht kurzgeschlossen werden.

**⚠️ WARNHINWEIS!** Beschädigen Sie wiederaufladbare Batterien nicht. Eine Beschädigung des Gehäuses und/oder ein Durchstechen der wiederaufladbaren Batterie kann Explosionen oder Feuer verursachen.

• Das Gerät darf nicht zerdrückt, durchstochen oder auseinander genommen werden, da hierdurch die Batterie beschädigt werden kann.

**⚠️ WARNHINWEIS!** Werfen Sie das Gerät/die Batterien nichts ins Feuer, weil sie explodieren kann/können!


- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (wie offenen Flammen) oder setzen Sie es diesen nicht aus.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll, weil es Batterien enthält. Batterien können an Ihren lokalen Recycling-Stationen entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den Einzelheiten.

## 3) INSTALLATION UND VERWENDUNG DES GERÄTS

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, bevor Sie das Gerät herausnehmen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

## TEILE UND MERKMALE DES GERÄTS

- A. Smart-Waage (Gerät)
- B. LCD-Display
- C. Elektroden
- D. Batteriefachdeckel
- E. Einheitsauswahl



## ERSTE VERWENDUNG

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus dem Karton. Entfernen Sie alle Aufkleber, Schutzfolien oder Kunststoff vom Gerät.
- Vor dem ersten Gebrauch des Geräts muss der Sockel mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Trocknen Sie das Gerät gründlich ab.
- Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, einen Scheuerschwamm oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen können.

## INSTALLATION DER BATTERIE

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (D) vom Gerät, indem Sie ihn nach unten drücken.
- Setzen Sie die (2) AAA-Batterien in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die Polarität.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel (D) indem Sie ihn wieder auf das Gerät setzen und sanft andrücken. Sie werden ein „Klicken“ hören, das darauf hinweist, dass der Batteriefachdeckel gut befestigt ist.

## ÄNDERN DER GEWICHTSEINHEIT

Die Gewichtseinheit auf dem Gerät kann auf Kilogramm (kg), Pfund (lb) und Stone (st lb) eingestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit (kg, lb, st lb), indem Sie die Einheitsauswahl (E) drücken. Die ausgewählte Gewichtseinheit ist auf dem LCD-Display (B) zu sehen.

## DAS GERÄT EINSCHALTEN

Treten Sie zum Einschalten des Geräts leicht mit einem Fuß auf das Gerät (A), bis das LCD-Display (B) aufleuchtet. Nehmen Sie Ihren Fuß von der Waage und warten Sie 10 Sekunden, bis auf dem LCD-Display 0,0 kg steht. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach  $\pm 20$  Sekunden der Nichtbenutzung aus.

## BENUTZUNG DES GERÄTS

**⚠️ WARNHINWEIS!** Die Glasplatte des Geräts kann im feuchten Zustand rutschig sein. Achten Sie darauf, dass die Glasplatte und Ihre Füße vor der Benutzung trocken sind.

- **Hinweis!** Um einen genauen Betrieb zu gewährleisten, wird empfohlen, die Messungen jeden Tag zur selben Zeit unter denselben Umständen durchzuführen.
- Stellen Sie das Gerät (A) auf eine flache, stabile Oberfläche, an einem Ort, wo es nicht umfallen oder wegrutschen kann.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie sich vorsichtig auf das Gerät stellen, bis das LCD-Display (B) aufleuchtet. Warten Sie 10 Sekunden, bis auf dem LCD-Display 0,0 kg steht.

- Stellen Sie sich barfuß auf das Gerät und achten Sie darauf, dass Sie still stehen, wobei Ihr Gewicht gleichmäßig verteilt ist und beide Füße auf den Elektroden **(C)** platziert sind.
- Halten Sie Ihren Körper still und aufrecht, bis das Gerät Ihr Gewicht konstant anzeigt.
- Die Zahlen auf dem LCD-Display **(B)** werden dreimal blinken und damit die richtige Messung anzeigen.

## BEDIENUNG IHRES GERÄTS DURCH EINE SMART-APP

Zur Bedienung Ihres Geräts durch Ihr Smartphone oder Tablet laden Sie die App „Fitdays“ herunter, die für Android und iOS erhältlich ist. Sie können die App aus dem App-Store Ihres Geräts (Play Store oder Apple Store) herunterladen. Sie können auch den nachfolgenden QR-Code scannen, der Sie zur App „Fitdays“ im App-Store weiterleiten wird.



## INSTALLIEREN DER APP „FITDAYS“

- Laden Sie die App „Fitdays“ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Öffnen Sie die App „Fitdays“.
- Es ist erforderlich, ein Benutzerkonto anzulegen, damit Sie Ihre persönlichen Benutzereinstellungen speichern können.

## VERBINDUNG DES GERÄTS MIT DER APP „FITDAYS“

- Achten Sie darauf, dass die BT-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist und dass es mit dem Internet verbunden ist.
- Halten Sie das Gerät 1 Meter (3 Fuß) vom BT-fähigen Gerät entfernt.
- Starten Sie die App „Fitdays“, drücken Sie „+“ und wählen Sie „mein Gerät“.
- Wählen Sie „Meine Waage“ und gehen Sie zu „Messen“.
- Schalten Sie das Gerät ein und es wird sich automatisch mit der App „Fitdays“ verbinden.
- Sobald das Gerät erfolgreich verbunden wurde, geben Sie Ihre persönlichen Kennzahlen ein und Sie können das Gerät benutzen und die App „Fitdays“ verwenden.

**Hinweis!** Messwerte für Körperfett, Körperwasseranteil und Muskelmasse sind Bezugswerte.

**Hinweis!** Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie eine Diät oder ein Trainingsprogramm durchführen.

**Hinweis!** Das Gerät wird die Daten nur an die App übermitteln, wenn die App aktiv ist.

## VERWENDUNG DER APP

Dieses Gerät ermöglicht Ihnen, die folgenden Funktionen durch die App zu nutzen:

- Ihr Gewicht, Ihren Fett-, Körperwasseranteil, Ihre Muskelmasse, Knochenmasse und Ihren BMI messen
- Ihre Herzfrequenz messen
- Bezugsdaten einstellen
- Ihre Daten in Diagrammen erzeugen und ansehen
- Ziele festlegen
- Fortschritte mit anderen teilen
- Benutzer hinzufügen (wie Familienmitglieder)
- Ein weiteres Gerät hinzufügen
- Einstellungen

## FEHLERBEHEBUNG

*„Das LCD-Display leuchtet nicht auf.“*

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Wechseln Sie die Batterien aus.

*„Auf dem LCD-Display steht: Lo.“*

- Wechseln Sie die Batterien aus.

*„Auf dem LCD-Display steht: Err.“*

- Das Gerät ist überlastet. Steigen Sie vom Gerät herunter und warten Sie darauf, dass auf dem LCD-Display 0,0 kg steht.

*„Mein BT-fähiges Gerät kann nicht mit dem Gerät koppeln.“*

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie mit dem BT-Pairing-Vorgang beginnen.
- Halten Sie das Gerät während des BT-Pairing-Vorgangs 1 Meter (3 Fuß) vom BT-fähigen Gerät entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass die BT-Funktion auf Ihrem BT-fähigen Gerät aktiviert ist.

*„Die Daten des Geräts sind nicht mit der App verbunden.“*

- Achten Sie darauf, dass die App beim Wiegen und Messen geöffnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie mit dem BT-Pairing-Vorgang beginnen.
- Halten Sie das Gerät während des BT-Pairing-Vorgangs 1 Meter (3 Fuß) vom BT-fähigen Gerät entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass die BT-Funktion auf Ihrem BT-fähigen Gerät aktiviert ist.

## 4) PFLEGE UND REINIGUNG

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Bei Flecken kann Glasreiniger auf der Glasplatte verwendet werden.
- Verwenden Sie kein sehr heißes oder kaltes Wasser auf der Glasplatte.
- Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwamm oder Stahlwolle; dies beschädigt das Gerät und führt zu Kratzern und Schäden auf der Oberfläche des Geräts.
- Trocknen Sie das Gerät gründlich ab.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

## 5) TECHNISCHE DATEN

- Eingangsleistung: 3 V DC (2 x AAA-Batterien)
- Gerätegewicht: 1,1 kg (ohne Batterien)
- Maße: 26 x 26 x 2,2 cm (H x B x L)
- Max. Kapazität: 180 kg

## 6) LAGERUNG UND TRANSPORT

- Wenn Sie das Gerät aufbewahren, sollte es zuerst, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, gereinigt werden. Das Gerät sollte in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät immer in einem trockenen und gut belüfteten Raum und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schützen Sie das Gerät während des Transports gegen Vibrationen und Stöße.



Die Änderung aller Inhalte und der technischen Daten in dieser Anleitung ist ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,  
Mascot Online BV  
Veluwezoom 32  
1327 AH Almere  
Niederlande

### ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT

(EEAG, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, gilt in den EU-Mitgliedstaaten)



Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Dies wird in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung durch die durchgestrichene Mülltonne angezeigt. Die verwendeten Rohstoffe sind recyclingfähig.

Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.

Durch die Wiederverwertung der Altgeräte oder Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (die gefährliche Stoffe enthalten können) in angemessener Weise recycelt und wiederverwendet werden. Es trägt dazu bei, potenzielle Schäden für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Tierwelt zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

#### Batterien:

Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Die Batterien können in Ihrem örtlichen Recyclingzentrum entsorgt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort.



**Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten.**

Pb, Hg, Cd Wenn die Batterie mehr als die in der europäischen Batterierichtlinie (2006/66/EG) festgelegten Werte für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthält, erscheinen die chemischen Symbole für Pb, Hg und/oder Cd unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

#### erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

- Produktmarke: Rebblo
- Produktmodell Nr.: RB-PC-SCDBFBT02
- Produktbeschreibung: Smart-Körperwaage
- Produktbewertung: Eingang: 3 V (2 x AAA-Batterie)
- Betriebsfrequenz: 2402– 2480 MHz
- Maximale Funkfrequenz der übermittelten Leistung: -3,40 dBm / 0,46 mW

#### Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

- Richtlinie über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (RED): 2014/53/EU
- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS): 2011/65/EU und Änderung der Richtlinie (EU) 2015/863

#### Und Normen, für die Konformität erklärt wird:

RED:

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 50663:2017
- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62479:2010

Ort: Almere  
Ausstellungsdatum: 01.07.2022  
Unterschrift:

Berechtigter Name der Signatur: B van Dijk  
Anrede: Geschäftsführer

Mascot Online B.V.  
Veluwezoom 32  
1327 AH Almere  
The Netherlands  
www.mascot-online.nl