

virtufit

Eye Massager
VF11011



📷 @virtufit_fitness

▶️ VirtuFit

🌐 www.virtufit.com

USER MANUAL

virtufit

VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl

SAFETY INSTRUCTIONS

! WARNING!

Please consult your doctor before starting exercise. This is particularly important for persons with health problems. Read all instructions before using the device. VirtuFit takes no responsibility for any injuries or property damage suffered as a result of using this equipment. To reduce the risk of electric shock, fire or personal injury, this equipment should be used under the following instructions.

- For adult use only.
- This product will block the view. Please do not use it when walking or driving.
- This product has heating function, which must be paid attention to when used by insensitive people.
- Do not use the massage site with skin injury, redness, inflammation, congestion and other discomforts.
- Do not use it for patients with glaucoma, cataract, retinal detachment, eye diseases, high intraocular pressure and physical discomfort.
- After use, the eyes are blurred at first. Close your eyes for 1-3 minutes, and the eyes will gradually become clear.
- Please use the matching USB cable to charge the product.
- Please stop using if you feel unwell during use.

- Do not use it in humid environment such as bathroom.
- Please keep this product away from water, fire and corrosive environment.
- Pregnant women and menstrual women are not allowed to use massagers.
- Before using, please take off the contact lenses, hairpins, hair accessories, etc. to avoid discomfort during massage.
- This product is designed as a health product and is not suitable for diagnosis, treatment and other commercial purposes.
- Please turn off the power switch and take out the battery before discarding the product.
- Please use the product according to the instructions. VirtuFit will not be responsible for any loss or injury caused by improper use.

! WARNING!

Do not use the device without your doctor's approval in the following cases: pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, pacemaker wear, recent surgery, epilepsy or migraines, hernias, recent joint replacements or IUDs, metal pins or plates or other concerns about your physical health. Vulnerable persons and children should be accompanied by an adult when using the device. Research is ongoing on the effects of vibration exercises for specific medical conditions. Vibration exercises in a treatment plan is advisable in some cases. This should be done on the advice of and under the supervision of a doctor, specialist or physiotherapist.


GUARANTEE

The warranty period for this item is 2 years from the day of purchase. The guarantee is only valid when this article is used for activities and normal recreational use and does not cover articles used for rental purposes.

Warranty claims are excluded if the cause of the defect is due to:

- If an item or part is deemed defective by VirtuFit, the warranty covers the repair or replacement of only the defective item or part. VirtuFit is not responsible for any costs, losses or damages incurred as a result of loss or use of this product.
- This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect, normal wear and tear, damage caused by excessive exposure to heat or water, damage caused by improper handling and storage, damage caused by transportation, defective device caused by dropping and damage caused by anything other than defects in materials and workmanship.
- Damage exceeding the cost of the product.
- This warranty is invalid if any unauthorised repair, alteration or modification has taken place to any part of the device.
- The warranty for repaired or replacement parts is valid from the date of original purchase.
- In case of improper use, neglect and/or poor maintenance.
- Failure to maintain the item in accordance with factory instructions.

INSTRUCTIONS



1. ON/OFF switch

- Press and hold to turn on and off.
- Short press: Switch Mode.
- Double-click: Turn on and off the music.

2. Battery

- Fast flashing: Power insufficient.
- While charging: Flashing.
- Fully charged: Light stays on.

3. Music

4. Heating

5. Vibration

6. Charging (USB-C Port)

NOTE! Please remove the product protection film before use.

USE

BLUETOOTH

After starting up, the music indicator lights up with a white light. At this time, the Bluetooth of the massager is waiting for connection. The Bluetooth of the mobile phone can be used to search Eye Massager for connection. When the music indicator lights up with a blue light, the Bluetooth connection is successful. When connected to Bluetooth, you can choose your favorite music and adjust the volume.

CHARGING

In the charging mode, whether it is in the startup or shutdown mode, the machine will automatically start the protection program and stop running automatically.

NOTE! Always unplug the charger when the massage head is fully charged.

CLEANING

Before cleaning, turn off the power supply and unplug the power adapter from the socket. Please use a dry soft cloth to clean the surface of the product.

⚠ WARNING! When cleaning, be sure to cut off the power supply. Do not use corrosive detergents such as benzene or diluent to clean products, otherwise it will cause fading, surface aging, structural damage, etc. Use neutral clean sterilized cotton to wipe, and do not use water to clean.

STORAGE

It should not be placed close to the ground, wall or roof. The room should be well ventilated to avoid strong sunlight and corrosive gas erosion.

POWER CHECK

Check the power supply. If the power supply voltage exceeds the specified range, it is not allowed to start up.

TROUBLESHOOTING

Device won't turn on: The battery is low. Please charge it as soon as possible.

No music playing: The music function is off. Double-click the switch button to turn it on.

Flashing charge light: The battery is low. Please charge it as soon as possible.

Continuous "beep" sound: The battery is low. Please charge it as soon as possible.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⚠ LET OP!

Raadpleeg uw arts voordat u begint met sporten. Dit is vooral belangrijk voor personen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik van het apparaat. VirtuFit neemt geen verantwoordelijkheid voor enig letsel of materiële schade opgelopen als gevolg van het gebruik van dit apparaat. Om het risico van elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel te verminderen, moet dit apparaat volgens de volgende instructies worden gebruikt.

- Alleen voor volwassenen.
- Dit product blokkeert het zicht. Gebruik het niet tijdens het lopen of autorijden.
- Dit product heeft een verwarmingsfunctie, waarop gelet moet worden bij gebruik door ongevoelige mensen.
- Gebruik de massageplaats niet bij huidletsel, roodheid, ontsteking, verstopping en andere ongemakken.
- Niet gebruiken bij patiënten met glaucoom, staar, netvliesloslating, oogziekten, hoge intraoculaire druk en lichamelijk ongemak.
- Na gebruik zijn de ogen eerst wazig. Sluit je ogen 1-3 minuten, en de ogen worden geleidelijk helder.
- Gebruik de bijbehorende USB-kabel om het product op te laden.
- Stop het gebruik als je je onwel voelt tijdens het gebruik.

- Gebruik het niet in een vochtige omgeving zoals een badkamer.
- Houd dit product uit de buurt van water, vuur en corrosieve omgevingen.
- Zwangere vrouwen en vrouwen die ongesteld zijn mogen geen massagetoestellen gebruiken.
- Neem voor gebruik contactlenzen, haarspelden, haaraccessoires, enz. uit om ongemak tijdens de massage te voorkomen.
- Dit product is ontworpen als een gezondheidsproduct en is niet geschikt voor diagnose, behandeling en andere commerciële doeleinden.
- Schakel de stroomschakelaar uit en verwijder de batterij voordat u het product weggooit.
- Gebruik het product volgens de instructies. VirtuFit is niet verantwoordelijk voor enig verlies of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik het apparaat niet zonder toestemming van uw arts in de volgende gevallen: zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesbeschadiging, het dragen van een pacemaker, recente operaties, epilepsie of migraine, hernia's, recente gewrichtsvervangingen of spiraaltjes, metalen pinnen of platen of andere zorgen over uw lichamelijke gezondheid. Kwetsbare personen en kinderen moeten worden begeleid door een volwassene wanneer ze het apparaat gebruiken. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de effecten van vibratie-oefeningen voor specifieke medische aandoeningen. Tril oefeningen in een behandelplan is in sommige gevallen aan te raden. Dit moet gebeuren op advies van en onder toezicht van een arts, specialist of fysiotherapeut.


GARANTIE

De garantieperiode voor dit artikel is 2 jaar vanaf de dag van aankoop. De garantie is alleen geldig wanneer dit artikel wordt gebruikt voor activiteiten en normaal recreatief gebruik en geldt niet voor artikelen die worden gebruikt voor verhuurdoeleinden.

Garantieclaims zijn uitgesloten als de oorzaak van het defect te wijten is aan:

- Als een item of onderdeel door VirtuFit defect wordt geacht, dekt de garantie de reparatie of vervanging van alleen het defecte artikel of onderdeel. VirtuFit is niet verantwoordelijk voor kosten, verliezen of schade als gevolg van verlies of gebruik van dit product.
- Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, normale slijtage en scheur, schade veroorzaakt door overmatige blootstelling aan hitte of water, schade veroorzaakt door onjuiste behandeling en opslag, schade veroorzaakt door transport, defect apparaat veroorzaakt door laten vallen en schade veroorzaakt door iets anders dan defecten in materialen en vakmanschap.
- Schade die de kosten van het product overschrijdt.
- Deze garantie is ongeldig als onbevoegde reparaties, wijzigingen of modificaties hebben plaatsgevonden aan enig deel van het apparaat heeft plaatsgevonden.
- De garantie voor gerepareerde of vervangende onderdelen is geldig vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Bij onjuist gebruik, verwaarlozing en/of slecht onderhoud.
- Het niet onderhouden van het artikel volgens de fabrieksinstructies.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. AAN/UIT schakelaar

- Ingedrukt houden om aan en uit te zetten.
- Kort indrukken: Modus wijzigen.
- Dubbelklikken: Zet de muziek aan en uit.

2. Batterij

- Knippert snel: onvoldoende vermogen.
- Tijdens opladen: Knippert.
- Volledig opgeladen: Lampje blijft branden.

3. Muziek

4. Verwarming

5. Trilling

6. Opladen (USB-C-poort)

OPMERKING! Verwijder voor gebruik de beschermfolie van het product.

GEBRUIK

BLUETOOTH

Na het opstarten licht de muziekindicator op met een wit licht. Op dat moment wacht de Bluetooth van het massageapparaat op verbinding. De Bluetooth van de mobiele telefoon kan worden gebruikt om verbinding te zoeken met Eye Massager. Wanneer de muziekindicator oplicht met een blauw licht, is de Bluetooth-verbinding geslaagd. Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw favoriete muziek kiezen en het volume aanpassen.

OPLADEN

In de oplaadmodus start de machine automatisch het beveiligingsprogramma en stopt automatisch met draaien, ongeacht of de machine in de opstart- of afsluitmodus staat.

LET OP! Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de massagekop volledig is opgeladen.

SCHOONMAKEN

Schakel de voeding uit en haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Gebruik een droge zachte doek om het oppervlak van het product schoon te maken.

⚠ WAARSCHUWING! Sluit tijdens het reinigen de stroomtoevoer af. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen zoals benzeen of verdunningsmiddel om producten schoon te maken, anders zal dit leiden tot vervaging, veroudering van het oppervlak, structurele schade, enz. Gebruik neutraal schoon gesteriliseerd katoen om af te vegen en gebruik geen water om schoon te maken.

OPBERGEN

Het mag niet dicht bij de grond, de muur of het dak worden geplaatst. De ruimte moet goed geventileerd worden om sterk zonlicht en erosie door corroderend gas te voorkomen.

VOEDING CONTROLEREN

Controleer de voeding. Als de voedingsspanning het opgegeven bereik overschrijdt, mag het apparaat niet opstarten.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat gaat niet aan: De batterij is bijna leeg. Laad de batterij zo snel mogelijk op.

Er wordt geen muziek afgespeeld: De muziekfunctie is uitgeschakeld. Dubbelklik op de schakelknop om deze in te schakelen.

Knipperend oplaadlampje: De batterij is bijna leeg. Laad de batterij zo snel mogelijk op.

Continu "piep"-geluid: De batterij is bijna leeg. Laad de batterij zo snel mogelijk op.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG!

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen. Dies ist besonders wichtig für Personen mit gesundheitlichen Problemen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. VirtuFit übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieses Geräts entstehen. Um das Risiko eines elektrischen Schlages, eines Brandes oder von Verletzungen zu verringern, sollte dieses Gerät unter Beachtung der folgenden Anweisungen benutzt werden.

- Nur für Erwachsene geeignet.
- Dieses Produkt versperrt die Sicht. Bitte verwenden Sie es nicht beim Gehen oder Fahren.
- Dieses Produkt hat eine Heizfunktion, die bei der Verwendung durch unempfindliche Personen zu beachten ist. unempfindlichen Personen.
- Verwenden Sie die Massagestelle nicht bei Hautverletzungen, Rötungen, Entzündungen, Verstopfungen und anderen Unwohlseinsymptomen.
- Nicht anwenden bei Patienten mit Glaukom, Katarakt, Netzhautablösung, Augenkrankheiten, hohem Augeninnendruck und körperlichen Unwohlsein.
- Nach der Anwendung sind die Augen zunächst verschwommen. Schließen Sie die Augen für 1-3 Minuten, und die Augen werden allmählich klar.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Produkts das passende USB-Kabel.
- Bitte brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen.
- Verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.

- Bitte halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer und korrosiver Umgebung fern.
- Schwangere Frauen und Frauen während der Menstruation dürfen keine Massagegeräte benutzen.
- Bitte nehmen Sie vor der Anwendung Kontaktlinsen, Haarnadeln, Haarschmuck usw. ab, um um Unannehmlichkeiten während der Massage zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist als Gesundheitsprodukt konzipiert und eignet sich nicht zur Diagnose, Behandlung und andere kommerzielle Zwecke.
- Bitte schalten Sie den Netzschalter aus und nehmen Sie die Batterie heraus, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen. VirtuFit übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

⚠️ WARNUNG!

Verwenden Sie das Gerät in folgenden Fällen nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes: Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Tragen von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Leistenbrüche, kürzliche Gelenkersatzoperationen oder Intrauterinpressare, Metallstifte oder -platten oder andere Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gefährdete Personen und Kinder sollten bei der Verwendung des Geräts von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Wirkung von Vibrationsübungen bei bestimmten Erkrankungen wird noch erforscht. In einigen Fällen ist es ratsam, Vibrationsübungen in einen Behandlungsplan aufzunehmen. Dies sollte auf Anraten und unter Aufsicht eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten geschehen.

BÜRGSCHAFT


Die **Garantiezeit** für diesen Artikel beträgt **2 Jahre ab dem Tag des Kaufs**.

Die **Garantie gilt nur, wenn dieser Artikel für Aktivitäten und den normalen Freizeitgebrauch verwendet wird und erstreckt sich nicht auf Artikel, die zu Verleihzwecken verwendet werden.**

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Ursache des Mangels darauf zurückzuführen ist:

- Wenn ein Artikel oder Teil von VirtuFit als defekt angesehen wird, deckt die Garantie die Reparatur oder den nur die Reparatur oder den Ersatz des defekten Artikels oder Teils. VirtuFit ist nicht verantwortlich für irgendwelche Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust oder die Verwendung dieses Produkts entstehen.
- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, normalen Verschleiß und Verschleiß, Schäden durch übermäßige Hitze- oder Wassereinwirkung, Schäden durch unsachgemäße Handhabung und Lagerung, Transportschäden, defekte Geräte Transportschäden, defekte Geräte durch Fallenlassen und Schäden, die nicht auf Material- und Verarbeitungsfehler und Verarbeitungsfehler.
- Schäden, die den Wert des Produkts übersteigen.
- Diese Garantie ist ungültig, wenn nicht autorisierte Reparaturen, Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Geräts vorgenommen wurden.
- Die Garantie für reparierte oder ausgetauschte Teile gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch, Vernachlässigung und/oder schlechter Wartung.
- Wenn der Gegenstand nicht gemäß den Werksvorschriften gewartet wurde.

ANWEISUNGEN



1. EIN/AUS-Schalter

- Zum Ein- und Ausschalten drücken und halten.
- Kurz drücken: Modus wechseln.
- Doppelklick: Musik ein- und ausschalten.

2. Batterie

- Schnelles Blinken: Die Stromversorgung ist unzureichend.
- Während des Ladens: Blinkt.
- Vollständig geladen: Licht bleibt an.

3. Musik

4. Heizung

5. Vibration

6. Aufladen (USB-C-Anschluss)

HINWEIS! Bitte entfernen Sie die Produktschutzfolie vor dem Gebrauch.

VERWENDEN

BLUETOOTH

Nach dem Einschalten leuchtet die Musikanzeige mit einem weißen Licht auf. Zu diesem Zeitpunkt wartet das Bluetooth des Massagegeräts auf eine Verbindung. Das Bluetooth des Mobiltelefons kann verwendet werden, um das Eye Massager nach einer Verbindung zu suchen. Wenn die Musikanzeige blau leuchtet, ist die Bluetooth-Verbindung erfolgreich. Wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, können Sie Ihre Lieblingsmusik auswählen und die Lautstärke einstellen.

LADEN

Im Lademodus wird das Gerät, unabhängig davon, ob es sich im Einschalt- oder Ausschaltmodus befindet, automatisch das Schutzprogramm starten und den Betrieb automatisch beenden.

HINWEIS! Ziehen Sie immer den Stecker des Ladegeräts, wenn der Massagekopf vollständig aufgeladen ist.

REINIGUNG

Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Bitte verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.

⚠ ACHTUNG! Schalten Sie beim Reinigen unbedingt die Stromzufuhr ab. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner zur Reinigung der Produkte, da dies sonst zu Verblässen, Oberflächenalterung, strukturellen Schäden usw. führen kann. Verwenden Sie neutrale, saubere, sterilisierte Baumwolle zum Abwischen und kein Wasser zum Reinigen.

LAGERUNG

Es sollte nicht in der Nähe des Bodens, der Wand oder des Daches aufgestellt werden. Der Raum sollte gut belüftet sein, um starke Sonneneinstrahlung und korrosive Gaserosion zu vermeiden.

POWER CHECK

Prüfen Sie die Spannungsversorgung. Wenn die Versorgungsspannung den angegebenen Bereich überschreitet, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

FEHLERSUCHE

Das Gerät lässt sich nicht einschalten: Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie ihn so bald wie möglich auf.

The Keine Musikwiedergabe: Die Musikfunktion ist ausgeschaltet. Doppelklicken Sie auf die Umschalttaste, um sie einzuschalten.

Blinkende Ladekontrollleuchte: Die Batterie ist schwach. Bitte laden Sie ihn so bald wie möglich auf.

Kontinuierlicher „Piepton“: Die Batterie ist schwach. Bitte laden Sie ihn so bald wie möglich auf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION!

Consultez votre médecin avant de commencer à faire de l'exercice. Ceci est particulièrement important pour les personnes ayant des problèmes de santé. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. VirtuFit décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels résultant de l'utilisation de cet appareil. Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure, cet appareil doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

- Réservé aux adultes.
- Ce produit bloque la vue. Ne l'utilisez pas lorsque vous marchez ou conduisez.
- Ce produit est doté d'une fonction de chauffage, à laquelle les personnes insensibles doivent prêter attention lorsqu'elles l'utilisent.
- Ne pas utiliser le site de massage en cas de lésion cutanée, de rougeur, d'inflammation, de congestion et d'autres symptômes gênants.
- Ne pas utiliser pour les patients souffrant de glaucome, de cataracte, de décollement de la rétine, de maladies oculaires, de pression intraoculaire élevée et d'inconfort physique.
- Après utilisation, les yeux sont d'abord flous. Fermez les yeux pendant 1 à 3 minutes. deviendront progressivement clairs.
- Veuillez utiliser le câble USB correspondant pour recharger le produit.
- Veuillez arrêter l'utilisation si vous vous sentez mal pendant l'utilisation.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement humide comme une salle de bain.

- Conservez ce produit à l'abri de l'eau, du feu et d'un environnement corrosif.
- Les femmes enceintes et les femmes en période de menstruation ne sont pas autorisées à utiliser des masseurs.
- Avant l'utilisation, veuillez retirer les lentilles de contact, les épingles à cheveux, les accessoires de coiffure, etc. afin d'éviter toute gêne pendant le massage.
- Ce produit est conçu comme un produit de santé et ne convient pas au diagnostic, au traitement ou à d'autres fins commerciales, traitement et à d'autres fins commerciales. Please turn off the power switch and take out the battery before discarding the product.
- Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions. VirtuFit ne sera pas responsable pour toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

⚠ ATTENTION!

N'utilisez pas l'appareil sans l'accord de votre médecin dans les cas suivants : grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou lésions rétinienne, port d'un stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraines, hernies, remplacement récent d'articulations ou de stérilets, broches ou plaques métalliques ou autres préoccupations concernant votre santé physique. Les personnes vulnérables et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil. Des recherches sont en cours sur les effets des exercices de vibration pour des conditions médicales spécifiques. Dans certains cas, il est conseillé d'intégrer les exercices de vibration dans un plan de traitement. Ils doivent être effectués sur les conseils et sous la supervision d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute.


GUARANTEE

La période de garantie pour cet article est de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est valable que lorsque cet article est utilisé pour des activités et un usage récréatif normal et ne couvre pas les articles utilisés à des fins de location.

Les droits à la garantie sont exclus si la cause du défaut est due à:

- Si un article ou une pièce est jugé(e) défectueux(se) par VirtuFit, la garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'article ou de la pièce défectueux(se). remplacement de l'article ou de la pièce défectueuse. VirtuFit n'est pas responsable des coûts, pertes ou dommages encourus à la suite de la perte ou de l'utilisation de ce produit, pertes ou dommages encourus suite à la perte ou à l'utilisation de ce produit.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, une usure normale, les dommages causés par une exposition excessive à la chaleur ou à l'eau, les dommages causés par une manipulation et un stockage inappropriés, les dommages causés par le transport, les appareils défectueux causés par une chute et les dommages causés par toute autre chose que des défauts de matériaux. défectueux causé par une chute et les dommages causés par toute autre chose que des défauts de et de fabrication.
- Les dommages dépassant le coût du produit.
- Cette garantie n'est pas valable si une réparation, une altération ou une modification non autorisée a été apportée à une partie quelconque de l'appareil. sur une partie quelconque de l'appareil.
- La garantie pour les pièces réparées ou de remplacement est valable à partir de la date d'achat d'origine.
- En cas d'utilisation inappropriée, de négligence et/ou de mauvais entretien.
- Absence d'entretien de l'article conformément aux instructions de l'usine.

INSTRUCTIONS



1. Interrupteur marche/arrêt

- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.
- Appui court: Mode de commutation.
- Double-clic: activer et désactiver la musique.

2. Batterie

- Clignotement rapide: Puissance insuffisante.
- En cours de charge: Clignotant.
- Chargement complet: Le voyant reste allumé.

3. Musique

4. Chauffage

5. Vibration

6. Chargement (port USB-C)

REMARQUE! Veuillez retirer le film de protection du produit avant de l'utiliser.

UTILISER

BLUETOOTH

Après le démarrage, l'indicateur de musique s'allume en blanc. A ce moment-là, le Bluetooth du masseur attend une connexion. Le Bluetooth du téléphone portable peut être utilisé pour rechercher une connexion avec le masseur des yeux. Lorsque l'indicateur de musique s'allume en bleu, la connexion Bluetooth est réussie. Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez choisir votre musique préférée et régler le volume.

CHARGE

En mode de charge, que ce soit en mode de démarrage ou d'arrêt, la machine démarre automatiquement le programme de protection et s'arrête automatiquement.

REMARQUE! Débranchez toujours le chargeur lorsque la tête de massage est complètement chargée.

NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez l'adaptateur électrique de la prise. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface du produit.

⚠ ATTENTION! Lors du nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique. N'utilisez pas de détergents corrosifs tels que le benzène ou le diluant pour nettoyer les produits, sous peine de provoquer une décoloration, un vieillissement de la surface, des dommages structurels, etc. Utilisez du coton neutre, propre et stérilisé pour essuyer, et n'utilisez pas d'eau pour nettoyer.

STOCKAGE

Il ne doit pas être placé près du sol, d'un mur ou d'un toit. La pièce doit être bien ventilée afin d'éviter un fort ensoleillement et l'érosion par les gaz corrosifs.

VÉRIFICATION DE L'ALIMENTATION

Vérifier l'alimentation électrique. Si la tension d'alimentation dépasse la plage spécifiée, le démarrage n'est pas autorisé.

LE DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas: La batterie est faible. Veuillez la recharger dès que possible.

Aucune musique n'est diffusée: La fonction musicale est désactivée. Double-cliquez sur le bouton de commutation pour l'activer.

Voyant de charge clignotant: La batterie est faible. Veuillez la recharger dès que possible.

Bip continu: La batterie est faible. Veuillez la recharger dès que possible.