

(EN) USER MANUAL: REBBLO - MASSAGE GUN (RB-PC-MSG01-B)

TABLE OF CONTENTS:

- 1) Package contents
- 2) Safety instructions
- 3) Using the device
- 4) Features and specifications

1) PACKAGE CONTENT

- Massage gun
- Massage heads (4 pcs)
- Charging cable
- User manual

2) SAFETY INSTRUCTIONS



Always take the following precautions into consideration before using the "Massage gun" hereinafter referred to as the 'device'.

EXPLANATION OF USED ICONS

	REMARK! Follow the instructions in the user manual!
	WARNING! Warning for potential danger to life and/or serious irreversible injury!
	WARNING! Risk of electric shock Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!

	WARNING! Risk of suffocation Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!
	WARNING! Risk of electric shock This device is NOT intended to be used in humid indoor locations. Warning for potential risk of death and/or serious irreversible injury!
	CE MARKING Indicates that the product sold in Europe has been assessed to meet high safety, health, and environmental protection requirements.
	INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT (WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive)

IMPORTANT GENERAL INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this device to other people, please also pass on this manual.
- Only use this device in accordance with the instructions in this user manual.
- This device can be used by children under the age of 8 and people with restricted physical, sensory or mental capacity or a lack of experience and expertise, provided they are under supervision or have been given instructions about the safe use of the device and are aware of the potential hazards. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance must not be done by children unless they are over the age of 8 and under supervision.

- This device is intended for domestic or similar use, not for professional use.



WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

GENERAL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS

- Only use the device for its intended purpose.
- This device is exclusively indented to massage humans.
- Improper use of the device could damage the product.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Keep children and pets under strict supervision to prevent them from using the device as a toy.
- Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.
- Never allow children to use domestic appliances as toys or without supervision. Children are unable to judge the hazards associated with incorrectly using electric appliances.



WARNING! Prevent foreign objects, body parts (such as fingers, hair, etc) or garments from interfering with or getting stuck within the device.

- Prior to use, check the device for visible external damage. Never operate the device if it is damaged.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Please handle the device carefully. Jolts, impacts or falls, even from a low height, can damage the device.

- Do not use or store the device in an environment subject to strong static electricity or magnetic fields.
- Do not use the device in the vicinity of flammable materials.
- Do not use the device in the immediate vicinity of heat sources such as naked flames (hobs, for example).
- Do not expose the device to direct sunlight, heat sources, excessive humidity or corrosive environments.



WARNING! This device is **NOT** intended to be used in humid indoor locations.

- The warranty will expire immediately if the device is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
- Do not use foreign objects to clean the device.
- Do not use the device if there are visible signs of damage.
- Do not use the device if it has been dropped or does not operate normally.
- Do not attempt to disassemble or repair the device or modify it in any manner.
- The device does not contain any parts which can be serviced by the user.
- Only allow repairs to be carried out by a qualified service centre. Qualified service centre: after-sales department of the manufacturer or store, which is recognized and authorized to carry out such repairs, so that potential hazards can be prevented. If

problems are encountered with the device, please return it to this department.

BATTERIES, ELECTRICITY & HEAT

- The device's rechargeable battery should be charged for ± 5 hours before using the device for the first time.
- Make sure your hands are dry before touching the device or charging cable.
- When plugging in the charging cable, make sure people cannot accidentally pull it out or trip over it.
- Never leave the device to charge unattended.
- Regularly check the charging cable for damage.
- Do not charge the device if the charging cable shows signs of damage.
- Make sure the charging cable cannot be trodden on or pinched.
- Do not allow the charging cable to hang over sharp edges and keep it away from hot objects and naked flames.
- Remove the charging cable from the device and the power adapter from the electrical outlet during lightning and storms.
- Make sure that the device and charging cable do not come into contact with heat sources, such as hotplates or naked flames.
- Once charging has been completed, always disconnect the charging cable from the device.
- Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.
- To reduce or prevent the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the device, never insert metal objects in any opening of the USB type-C charging port or

any other openings or ports.

- The rechargeable batteries are built into the device and cannot be replaced.



WARNING! Do not open the casing as this may result in electric shock!



WARNING! To avoid the risk of electric shocks, never immerse the device in water or any other liquid. And do not use it again if this happens.

- Do not crush, puncture or dismantle the device; this might damage the battery.



WARNING! Damaging the casing and/or piercing the device, can lead to explosion or fire!



WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, protect the device from dripping or splashing water and keep away from objects filled with liquids, such as vases. Such objects should not be placed on or near the device.

- Do not use the device in temperatures that fall below -10°C or exceed 40°C .
- Battery cells can leak under extreme conditions. Wear protective gloves when handling leaked batteries and dispose of the gloves after use. If the battery leaks, do not allow any battery fluid to come into contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.



WARNING! Do not throw the device into a fire, as it may explode!

- Do not dispose of the device in your household waste. Take it to your local recycling station. Contact your local government offices for details.



WARNING! Never cover the power adapter, charging cable or device with cloths, curtains or any other material in

order to prevent overheating and potential fire hazards.



IMPORTANT INFORMATION, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

- Make sure only one person uses the device at a time.
- Do not use the device for more than 10 minutes continuously.
- Do not use this device if you are affected by one or more of the following conditions and illnesses: circulation disorders, varicose veins, inflammation of the veins or thrombosis, open wounds, skin sensitivity (such as diabetes, eczema, psoriasis), skin irritation or rashes, bruises, broken skin, reduced pain sensitivity, or if you are taking painkiller or tranquillizer tablets.
- Do not use the device if you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medication.
- If you experience any pain, discomfort or swelling using the device, or find the massage unpleasant, stop the treatment and consult your doctor.



WARNING! Consult your doctor in all cases before using the device under the following circumstances: a heart disease, pacemaker, cancer, intra-articular fixation, artificial joints and/or (electronic) implants, aneurism, blood thinners.

- Never massage the heart area with the device if you have a pacemaker or any other electrical medical device.
- Do not use the device on any particularly sensitive part of the body, such as the head,

face, larynx, spine or any hard or bony area of the body.

- Do not use the device if you suffer from a herniated disc or from abnormal changes to the vertebrae.
- Only use the provided accessories with the device.
- Only use on a dry clean surface of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per region.
- Bruising can occur regardless of speed levels or pressure applied. Check treated areas frequently and immediately stop at first sign of pain or discomfort.
- Do not use the device during pregnancy.
- Do not use the device when you are in bed or sleeping.
- Do not use the device in a driving vehicle.
- Under no circumstances use the device in combination with (essential/massage) oils, lubricants or other similar substances.
- Not for internal use, for external use only.


3) USING THE DEVICE

Open the packaging carefully before taking out the device. Make sure the device is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.

Before use, it is advised to clean the device thoroughly with a damp cloth and dry it thoroughly with a dry cloth.

PARTS & FEATURES OF THE DEVICE

- A. Massage heads (4 pcs)
 - A1. Round massage head
 - A2. Flat massage head
 - A3. Bullet massage head
 - A4. Fork massage head
- B. Massage head holder
- C. LED indicator
- D. Power button
- E. Charging port
- F. Handle
- G. Charging cable



- indicator lights (C) will light up and the device will automatically stop charging.
- Unplug the charging cable from the device, which is now ready for use.
- To check the battery level, press the power button (D) once when the device is powered off and the LED indicator (C) will light up.
- The charging LED indicator (C) has 6 lights. Each light represents 1/6 of the battery.
- If the battery level is low, only the first light of the charging LED indicator (C) will light up, indicating the battery needs to be recharged.

INSTALLING THE MASSAGE HEAD

To use the device, it must be fitted with a massage head. Different muscle groups require different care. Select the desired massage head.

- Massage heads (A1) & (A2) are suitable for large muscle groups and body parts.
- Massage head (A3) is suitable for precise pain points.
- Massage head (A4) is suitable for specific muscle groups such as next to the neck, spine, waist and Achilles tendon.

Push the selected massage head (A1), (A2), (A3) or (A4) on the massage head holder (B). To change or remove the massage head, make sure the device is powered OFF and gently pull the massage head off the massage head holder (B).

CHARGING THE DEVICE

- Make sure the device is turned off.
- Carefully plug the connector of the charging cable (G) into the charging port (E).
- Plug the USB connector of the charging cable (G) into the USB port of your USB charger.
- The LED indicator (C) flashes when the device is charging.
- Once charging is complete, all the LED

Note! Never use the device without a massage head attached.

USING THE DEVICE

Before use make sure you follow and respect the instructions as described in "Important information, follow these instructions". Power on the device by pressing the power button (D) for ± 3 seconds. Once the device is

on, press the power button **(D)** to cycle through the 6 different speed levels, from low to high. Hold the device firmly by the handle **(F)** and place the massage head **(A)** on the part of your body you want to massage. Move the device around accordingly. **Use the device a maximum of 60 seconds per region and observe a total operation time of 10 minutes.** Power off the device by pressing the power button **(D)** for ± 3 seconds.

Note! Do not use the device whilst charging.

CLEANING THE DEVICE

Proper and regular cleaning will ensure safe operation and extend the lifespan of the device.

- Make sure the device is powered off and the charging cable is unplugged.
- Use a damp cloth to remove dirt from the device and dry with a dry cloth.
- Do not clean the device with strong chemicals - or alkali-based, abrasive or disinfecting agents - because they could damage the surface of the product.
- Do not immerse the device into water or any other liquids.
- Store in a dry place.

4) FEATURES AND SPECIFICATIONS:

- Input: 5.0 Vdc, 1.0 A (max.)
- Battery: 1.800 mAh, Li-ion, 7.4 Vdc (13.32 Wh)
- Power: 24 W
- RPM: 1.800 – 3.000 RPM
- Weight: 485 g
- Dimensions: 14 x 5.5 x 14 cm (H x W x D) without massage head

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

(WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive, applicable in EU member states)



Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its service life, this product cannot be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in the packaging by the crossed-out wheeled dust bin symbol. Used raw materials are suitable for recycling. You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point. By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our environment.

Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment (which may contain hazardous substances) is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage to the environment and human health, wildlife and to preserve natural resources.

Batteries:

Do not dispose batteries in your household waste. Dispose of batteries by taking them to your local recycling station. Contact your local competent government offices for details.



Following information is only valid for EU member states.

Pb, Hg, Cd If the battery contains higher values of lead (Pb), mercury (Hg) and/or cadmium (Cd) than defined in the Battery Directive (2006/66/EC), the chemical symbols Pb, Hg and/or Cd are shown below the crossed-out wheeled dust bin symbol.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands

Declare under our sole responsibility that the product:

- Product Brand: Rebblo
- Product Model No: RB-PC-MSG01-B
- Product Description: Massage gun
- Product Rating: Input: 5.0 V, 1.0 A max.
- Battery: 1.800 mAh Li-Ion (13.32 Wh)

Following the provisions of the Directives:

- Electromagnetic Compatibility (EMC): 2014/30/EU
- Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive: 2011/65/EU and amendment directives (EU) 2015/863

And standards to which Conformity is declared:

EMC:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Place: Almere
Date of issue: 01-08-2022
Mascot Online B.V.

Authorized Signature name: B. van Dijk
Title: Managing Director



(NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: REBBLO – MASSAGEGUN (RB-PC-MSG01-B)

INHOUDSOPGAVE:

- 1) Inhoud verpakking
- 2) Veiligheidsinstructies
- 3) Gebruik van het apparaat
- 4) Functies en specificaties

1) INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Massagegun
- Massagekoppen (4x)
- Oplaadkabel
- Gebruikershandleiding

2) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Tref altijd de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de 'Massagegun' gebruikt (hierna 'apparaat' te noemen).

UITLEG VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

	OPMERKING! Volg de instructies in deze gebruikershandleiding!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!

	WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	WAARSCHUWING! Kans op verstikking Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok Dit apparaat is NIET bedoeld voor gebruik in vochtige ruimtes binnenshuis. Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	CE-MARKERING Geeft aan dat het product dat in Europa wordt verkocht, voldoet aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.
	MILIEUVOORSCHRIFTEN (AEEA, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

BELANGRIJKE ALGEMENE INFORMATIE

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef deze handleiding daar dan bij.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door

kinderen jonger dan 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij in de gaten worden gehouden en instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de gevaren ervan. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan van een volwassene.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN -INSTRUCTIES

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om mensen te masseren.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het verkeerd wordt gebruikt.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Houd kinderen en huisdieren goed in de gaten en voorkom dat ze het apparaat gebruiken als speelgoed.
- Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Zorg ervoor dat kinderen nooit gaan spelen met huishoudelijke apparatuur; houd

altijd toezicht. Kinderen zijn niet in staat de gevaren te beoordelen die gepaard gaan met onjuist gebruik van elektrische apparaten.



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen, lichaamsdelen (zoals vingers en haar) of kledingstukken in het apparaat terechtkomen of de werking van het apparaat verstoren.

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan enige mechanische belasting.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Het apparaat kan beschadigd raken door een schok, stoot of val, zelfs van een geringe hoogte.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit of magnetische velden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals open vuur (gasfornuis) of kookplaten.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, warmtebronnen, overmatige vochtigheid en corrosieve omgevingen.



WAARSCHUWING! Dit apparaat is **NIE**t bedoeld voor gebruik in vochtige ruimtes binnenshuis.

- De garantie vervalt onmiddellijk als het apparaat wordt beschadigd als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant

accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen vreemde voorwerpen om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of niet normaal functioneert.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of anderszins aan te passen.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd servicecentrum. Erkend servicecentrum: serviceafdeling van de fabrikant of winkel die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties uit te voeren, zodat mogelijke gevaren worden vermeden. Als u problemen met het apparaat ondervindt, breng het dan naar dit servicecentrum.



BATTERIJEN, ELEKTRICITEIT EN WARMTE

- De oplaadbare batterij van het apparaat moet ongeveer 5 uur worden opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat of de oplaadkabel aanraakt.
- Wanneer u de stekker van de oplaadkabel in

de voedingsbron steekt, zorg er dan voor dat anderen de kabel niet per ongeluk kunnen lostrekken of erover kunnen struikelen.

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het wordt opgeladen.
- Controleer de oplaadkabel regelmatig op beschadigingen.
- Laad het apparaat niet op als de oplaadkabel tekenen van beschadiging vertoont.
- Zorg ervoor dat niemand op de oplaadkabel kan staan of dat deze anderszins beklemd kan komen zitten.
- Laat de oplaadkabel niet over scherpe randen hangen en houd de kabel uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur.
- Haal de oplaadkabel uit het apparaat en de adapter uit het stopcontact als het onweert.
- Zorg ervoor dat het apparaat en de oplaadkabel niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
- Haal zodra het opladen is voltooid altijd de oplaadkabel uit het apparaat.
- Probeer het apparaat niet op te laden wanneer de batterij beschadigd is.
- Steek nooit metalen voorwerpen in een opening van de USB type-C oplaadpoort of in andere openingen of poorten om het risico van persoonlijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan het apparaat te verminderen of voorkomen.
- De oplaadbare batterijen zijn in het apparaat ingebouwd en kunnen niet worden vervangen.



WAARSCHUWING! Open de behuizing niet. Als u dit wel doet, loopt u kans op een elektrische schok!



WAARSCHUWING! Om het risico van een elektrische schok te voorkomen,

moet u het apparaat **nooit** onderdompelen in water of een andere vloeistof. Als dit wel is gebeurd, gebruik het dan niet meer.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.



WAARSCHUWING! Beschadiging van de behuizing en/of het apparaat zelf kan leiden tot een explosie of brand!



WAARSCHUWING! Om de kans op brand of elektrische schokken te verminderen moet u het apparaat beschermen tegen druppelend of opspattend water en uit de buurt houden van met water gevulde voorwerpen, zoals vazen. Dergelijke voorwerpen mogen niet op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen lager dan -10°C of hoger dan 40°C.
- Onder extreme omstandigheden kunnen batterijcellen gaan lekken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van lekkende batterijen en gooi de handschoenen na gebruik weg. Wanneer een batterij lekt, moet u voorkomen dat batterijvloeistof op uw huid of in uw ogen terecht komt. Wanneer batterijvloeistof in contact is gekomen met de huid of ogen, moet het betreffende gebied worden afgespoeld met grote hoeveelheden water en moet u een arts raadplegen.



WAARSCHUWING! Gooi het apparaat nooit in een vuur omdat het kan ontploffen!

- Gooi het apparaat niet weg met het huisafval. Breng het apparaat naar een plaatselijk recycling-adres. Neem contact op met uw gemeente voor nadere informatie.



WAARSCHUWING! Bedek de adapter, de oplaadkabel of het apparaat nooit met doeken, gordijnen of enig ander materiaal om oververhitting en mogelijk zelfs brand te voorkomen.



BELANGRIJKE INFORMATIE, VOLG DEZE INSTRUCTIES OP

- Zorg ervoor dat het apparaat slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten aan een stuk.
- Gebruik dit apparaat niet als u last hebt van een of meer van de volgende aandoeningen of ziekten: bloedcirculatiestoornissen, spataderen, aderontsteking of trombose, open wonden, een gevoelige huid (zoals diabetes, eczeem, psoriasis), huidirritatie of huiduitslag, blauwe plekken, een beschadigde huid of een verminderde pijngevoeligheid. Gebruik het apparaat ook niet als u pijnstillers of kalmeringsmiddelen slikt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- Als u pijn of ongemak voelt of er een zwelling ontstaat tijdens het gebruik van het apparaat, of als de massage onprettig aanvoelt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts.



WAARSCHUWING! Raadpleeg in de volgende omstandigheden te allen tijde uw arts voordat u het apparaat gebruikt: een hartziekte, pacemaker, kanker, intra-articulaire fixatie, kunstgewrichten en/of (elektronische) implantaten,

aneurysma, bloedverdunners.

- Masseer nooit de hartstreek met het apparaat als u een pacemaker of een ander elektrisch medisch hulpmiddel hebt.
- Gebruik het apparaat niet op gevoelige delen van het lichaam, zoals het hoofd, het gezicht, het strottenhoofd, de wervelkolom en andere harde of botachtige delen van het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet als u een hernia of een afwijking van de wervelkolom hebt.
- Gebruik uitsluitend de accessoires die bij het apparaat zijn meegeleverd.
- Gebruik het apparaat alleen op droge en schone lichaamsdelen en beweeg het apparaat met lichte druk over de huid, gedurende ongeveer 60 seconden per gebied.
- Bij elke snelheidsstand en ongeacht hoeveel druk u uitoefent, kunnen er blauwe plekken ontstaan. Controleer behandelde gebieden regelmatig en stop direct bij het eerste teken van pijn of ongemak.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent.
- Gebruik het apparaat niet als u in bed ligt of slaapt.
- Gebruik het apparaat niet in een rijdend voertuig.
- Gebruik het apparaat in geen geval in combinatie met (etherische/massage-) olie, glijmiddel of vergelijkbare producten.
- Niet voor inwendig gebruik, uitsluitend voor uitwendig gebruik.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT


Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat eruit. Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem

dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.

Het is aan te raden om de buitenkant van het apparaat vóór gebruik schoon te maken met een vochtige doek en daarna goed af te drogen met een droge doek.

ONDERDELEN EN FUNCTIES VAN HET APPARAAT

- A. Massagekoppen (4x)
 - A1. Ronde massagekop
 - A2. Platte massagekop
 - A3. Kogelvormige massagekop
 - A4. Vorkvormige massagekop
- B. Massagekophouder
- C. Led-indicatielampje
- D. Aan-/uitknop
- E. Laadpoort
- F. Handgreep
- G. Opladkabel



HET APPARAAT OPLADEN

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
- Steek de stekker van de oplaadkabel (G) voorzichtig in de oplaadpoort (E).
- Steek de USB-stekker van de oplaadkabel (G) in de USB-poort van uw USB-oplader.
- Het LED-indicatielampje (C) knippert wanneer het apparaat aan het opladen is.
- Als het opladen voltooid is, brandt het indicatielampje (C) continu en stopt het apparaat automatisch met opladen.
- Trek de oplaadkabel uit het apparaat, dat nu klaar is voor gebruik.
- Om het batterijniveau te controleren, drukt u één keer op de aan-/uitknop (D) wanneer het apparaat uit staat. Het led-indicatielampje (C) gaat dan aan.
- Het led-indicatielampje voor opladen (C) heeft zes lampjes. Elk lampje staat voor 1/6 van de batterij.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat alleen het eerste lampje van het led-indicatielampje voor opladen (C) branden. Dit betekent dat de batterij moet worden opgeladen.

DE MESSAGEKOP AANBRENGEN

Om het apparaat te gebruiken, moet u er een messagekop op plaatsen. Elke spiergroep vraagt om een andere aanpak. Kies een messagekop.

- Messagekoppen (A1) en (A2) zijn geschikt voor grote spiergroepen en lichaamsdelen.
- Messagekop (A3) is geschikt voor kleine pijnlijke plekken.
- Messagekop (A4) is geschikt voor specifieke spiergroepen, zoals de nek, de wervelkolom, de taille en de achillespees.

Duw de gekozen messagekop (A1), (A2), (A3) of (A4) op de messagekophouder (B).

Als u de messagekop wilt verwisselen of verwijderen, zet u het apparaat eerst UIT. Vervolgens trekt u de messagekop voorzichtig van de messagekophouder (B).

Let op! Gebruik het apparaat nooit zonder messagekop.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Houd u aan de instructies zoals beschreven onder "Belangrijke informatie, volg deze instructies op".

Zet het apparaat aan door de aan-/uitknop (D) ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Als het apparaat aan staat, drukt u op de aan-/uitknop (D) om een van de zes snelheidsstanden (oplopend in snelheid) te kiezen. Houd het apparaat goed vast aan de handgreep (F) en plaats de messagekop (A) op het deel van uw lichaam dat u wilt masseren. Beweeg het apparaat over het gebied. **Gebruik het apparaat maximaal 60 seconden per gebied en maximaal 10 minuten per keer.** Zet het apparaat uit door de aan-/uitknop (D) ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

Let op! Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

HET APPARAAT REINIGEN

Wanneer u het apparaat regelmatig goed reinigt, zorgt u ervoor dat het veilig kan worden gebruikt en verlengt u ook de levensduur van het apparaat.

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en dat de oplaadkabel niet in het apparaat steekt.
- Gebruik een vochtige doek om vuil van het

apparaat te verwijderen. Droog het apparaat daarna af met de droge doek.

- Reinig het apparaat niet met sterke chemicaliën, of alkalische, schurende of desinfecterende middelen, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Op een droge plaats bewaren.

4) FUNCTIES EN SPECIFICATIES:

- Invoer: 5,0 V DC, 1,0 A (max.)
- Batterij: 1.800 mAh, Li-Ion, 7,4 V DC (13,32 Wh)
- Voeding: 24 W
- Rpm: 1.800-3.000 rpm
- Gewicht: 485 g
- Afmetingen: 14 x 5,5 x 14 cm (H x B x D) zonder massagekop

Alle in deze handleiding vermelde informatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MILIEUVOORSCHRIFTEN

(AEEA, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die in EU-lidstaten van kracht is)



Dit product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Aan het einde van de levensduur mag dit product niet afgevoerd worden met het normale huisafval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd

bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt in de handleiding en op de verpakking weergegeven door de afvalcontainer met een kruis erdoor. De gebruikte grondstoffen kunnen worden gerecycled. Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is. Door gebruikte apparatuur of grondstoffen te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu. Correcte verwijdering zorgt ervoor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (die gevaarlijke stoffen kan bevatten) op de juiste manier wordt gerecycled en hergebruikt. Dit helpt mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid van de mens en wilde dieren te voorkomen, en de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden.

Batterijen:

Gooi batterijen nooit weg bij het huishoudelijk afval. Breng lege batterijen naar het lokale inzamelpunt voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor nadere informatie.



Pb, Hg, Cd

De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten.

Als de batterij de in de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG) vermelde waarden van lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) overschrijdt, worden de chemische symbolen voor Pb, Hg en/of Cd weergegeven onder de afvalcontainer met een kruis erdoor.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij,
Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
Nederland

Verklaren op basis van onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

- Merk van het product: Rebblo
- Modelnummer van het product: RB-PC-MSG01-B
- Beschrijving van het product: Massagegun
- Productclassificatie: Invoer: 5,0 V, 1,0 A max.
- Batterij: 1.800 mAh li-ion (13,32 Wh)

Voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen:

- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): 2014/30/EU
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS): 2011/65/EU met amendementen (EU) 2015/863

En normen waaraan conformiteit wordt verklaard:

EMC:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Plaats: Almere

Datum publicatie: 01-08-2022

Mascot Online B.V.

Naam bevoegde ondertekenaar: B. van Dijk

Functie: Algemeen directeur



(FR) MODE D'EMPLOI : REBBLO - PISTOLET DE MASSAGE (RB-PC-MSG01-B)

SOMMAIRE :

- 1) Contenu du paquet
- 2) Consignes de sécurité
- 3) Utilisation de l'appareil
- 4) Caractéristiques et spécifications

1) CONTENU DU PAQUET

- Pistolet de massage
- 4 têtes de massage
- Câble de recharge
- Mode d'emploi

2) CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Veuillez toujours respecter les précautions suivantes avant d'utiliser le « Pistolet de massage », ci-après dénommé l'« appareil ».

EXPLICATION DES ICÔNES UTILISÉES

	REMARQUE ! Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation !
	AVERTISSEMENT ! Risque menaçant la vie et/ou blessures graves et irréversibles !
	AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution Avertissement pour risque de mort et/ou blessures graves et irréversibles !

	AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement Avertissement pour risque de mort et/ou blessures graves et irréversibles !
	AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé dans des endroits humides en intérieur. Avertissement pour risque de mort et/ou blessures graves et irréversibles !
	MARQUAGE CE Indique que le produit vendu en Europe a été évalué afin de répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
	CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (DEEE, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques)

INFORMATIONS IMPORTANTES D'ORDRE GÉNÉRAL :

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez cet appareil à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil uniquement en respectant les consignes de ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les consignes nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils soient conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.



AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec. **Risque de suffocation !**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement l'appareil aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- L'appareil est exclusivement destiné au massage des humains.
- Une utilisation inappropriée de l'appareil pourrait l'endommager.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Surveillez de près les enfants et les animaux domestiques pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils ménagers en guise de jouet sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas reconnaître les risques liés à une utilisation

incorrecte d'appareils électriques.



AVERTISSEMENT ! Évitez que des objets étrangers, des parties du corps (comme des doigts, des cheveux, etc.) ou des vêtements n'entrent en contact avec ou restent coincés dans l'appareil.

- Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil ne présente pas de dommages externes visibles. Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est endommagé.
- N'exposez pas l'appareil à des contraintes mécaniques.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Tout choc, impact ou chute, même de faible hauteur, peut endommager l'appareil.
- N'utilisez ou ne stockez pas l'appareil dans un endroit soumis à une forte électricité statique ou des champs magnétiques.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues (une cuisinière par exemple).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, une humidité excessive ou un milieu corrosif.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est **PAS** destiné à être utilisé dans des endroits humides en intérieur.

- La garantie sera immédiatement annulée si l'appareil est endommagé en conséquence du non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour

nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas d'objets étrangers pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommage.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il ne fonctionne pas normalement.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit.
- L'appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur.
- Faites uniquement réparer l'appareil par un centre de réparation qualifié. Centre de réparation qualifié : service après-vente du fabricant ou magasin, reconnu et habilité à effectuer des réparations, afin de prévenir d'éventuels dangers. Si l'appareil présente des problèmes, veuillez le retourner à ce centre de réparation.



BATTERIE, ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR

- La batterie rechargeable de l'appareil doit être chargée pendant ± 5 heures avant la première utilisation de l'appareil.
- Veillez à bien avoir les mains sèches avant de toucher l'appareil ou le câble de recharge.
- Lorsque le câble de recharge est branché à l'appareil, faites attention à ce que personne ne puisse tirer accidentellement ou trébucher sur ce câble.
- Ne laissez jamais l'appareil en cours de charge sans surveillance.
- Assurez-vous régulièrement que le câble de recharge n'est pas endommagé.
- Ne chargez pas l'appareil si le câble de recharge est endommagé.
- Veillez à ce que le câble de recharge ne

puisse pas être piétiné ou coincé.

- Ne laissez pas pendre le câble de recharge sur des arêtes tranchantes, et tenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues.
- Retirez le câble de recharge de l'appareil et l'adaptateur secteur de la prise de courant électrique lors d'orages.
- Veillez à ce que l'appareil et le câble de recharge n'entrent pas en contact avec des sources de chaleur telles qu'une plaque de cuisson brûlante ou des flammes nues.
- Une fois le chargement complet, retirez toujours le câble de recharge de l'appareil.
- N'essayez pas de charger l'appareil lorsque la batterie est endommagée.
- Pour réduire ou prévenir le risque de blessure corporelle, choc électrique, incendie ou dommage à l'appareil, n'insérez jamais d'objets en métal dans les ouvertures du port de recharge USB type C ou dans tout(e) autre ouverture ou port.
- Les batteries rechargeables sont intégrées à l'appareil et ne peuvent pas être remplacées.



AVERTISSEMENT ! N'ouvrez pas le boîtier, vous risquez de vous électrocuter !



AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou n'importe quel autre liquide. N'utilisez plus l'appareil si c'est le cas.

- N'écrasez pas, ne percez pas ou ne démontez pas l'appareil ; cela pourrait endommager la batterie.



AVERTISSEMENT ! L'endommagement du boîtier et/ou son percement peut provoquer une explosion ou un incendie !



AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, protégez l'appareil de gouttes ou d'éclaboussures d'eau, et tenez-le à l'écart d'objets remplis de liquides, comme des vases. De tels objets ne doivent pas être placés sur l'appareil ou à proximité.

- N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 40 °C.
- Dans certaines conditions extrêmes, les batteries pourraient couler. Portez des gants de protection lorsque vous manipulez des batteries qui coulent et jetez les gants après l'utilisation. Si la batterie coule, évitez le contact du liquide de la batterie avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.



AVERTISSEMENT ! Ne jetez pas l'appareil dans un feu, car il pourrait exploser !

- Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères. Déposez-le à votre point local de recyclage. Contactez les autorités locales pour plus de détails.



AVERTISSEMENT ! Ne recouvrez jamais l'adaptateur secteur, le câble de recharge ou l'appareil de tissus, rideaux ou autres matières, pour éviter la surchauffe et les éventuels risques d'incendie.



INFORMATIONS IMPORTANTES, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS.

- Veillez à ce qu'une seule personne à la fois utilise l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 10 minutes d'affilée.
- Ne pas utiliser cet appareil si vous souffrez d'un(e) ou plusieurs des troubles

ou maladies suivant(e)s : troubles de la circulation, varices, inflammation des veines ou thrombose, plaies ouvertes, problèmes de peau (diabète, eczéma, psoriasis), irritation ou éruption cutanée, ecchymoses, peau éraflée, seuil de perception de la douleur faible, ou si vous prenez des analgésiques ou des tranquillisants.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Si vous ressentez une douleur, un inconfort ou une enflure quelconque en utilisant l'appareil ou si le massage vous procure une sensation désagréable, cessez le traitement et consultez votre médecin.



AVERTISSEMENT ! Consultez votre médecin dans tous les cas avant d'utiliser l'appareil dans les circonstances suivantes : une maladie cardiaque, un stimulateur cardiaque, un cancer, un dispositif de fixation pour un tube intravasculaire, des articulations artificielles et/ou des implants (électroniques), un anévrisme, des anticoagulants.

- Ne massez jamais la zone du cœur avec l'appareil si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical électrique.
- N'utilisez pas l'appareil sur une partie du corps particulièrement sensible comme la tête, le visage, le larynx, la colonne vertébrale ou toute autre zone rigide ou osseuse du corps.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une hernie discale ou de changements anormaux des vertèbres.
- Utilisez les accessoires fournis avec l'appareil.

- Utilisez uniquement sur une zone sèche propre du corps en pressant légèrement et en déplaçant l'appareil sur le corps pendant environ 60 secondes par zone.
- Des contusions peuvent apparaître indépendamment des niveaux de vitesse ou de pression appliqués. Contrôlez fréquemment les zones traitées et cessez immédiatement d'utiliser l'appareil dès que vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant la grossesse.
- Ne pas utiliser l'appareil au lit ou pendant le sommeil.
- Ne pas utiliser l'appareil au volant.
- N'utilisez jamais l'appareil avec des huiles (essentielles/de massage), des lubrifiants ou d'autres substances similaires.
- Usage externe uniquement.


3) UTILISATION DE L'APPAREIL

Ouvrez l'emballage avec précaution avant d'en sortir l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit. Conservez l'emballage ou recyclez-le conformément aux réglementations locales.

Avant toute utilisation, il est conseillé de nettoyer soigneusement l'appareil avec un chiffon humide et de bien l'essuyer avec un chiffon sec.

PIÈCES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL

- A. 4 têtes de massage
 - A1. Tête de massage circulaire
 - A2. Tête de massage plate
 - A3. Tête de massage bille
 - A4. Tête de massage fourche
- B. Support de tête de massage
- C. Voyant LED
- D. Bouton marche/arrêt
- E. Port de recharge
- F. Poignée
- G. Câble de recharge



CHARGER L'APPAREIL

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Insérez avec précaution le connecteur du câble de recharge (G) dans le port de recharge (E).
- Branchez le connecteur USB du câble de recharge (G) dans le port USB de votre chargeur USB.
- L'indicateur LED (C) clignote lorsque l'appareil est en cours de chargement.

- Une fois le chargement terminé, tous les voyants LED **(C)** s'allumeront et le chargement s'interrompt automatiquement.
- Débranchez le câble de recharge de l'appareil, qui est maintenant prêt à être utilisé.
- Pour contrôler le niveau de charge de la pile, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation **(D)** lorsque l'appareil est éteint, et le témoin LED **(C)** s'allumera.
- Le témoin LED de charge **(C)** comporte 6 voyants. Chaque voyant représente 1/6e de la batterie.
- Si le niveau de charge de la batterie est faible, seul le premier voyant du témoin LED de charge **(C)** clignotera, indiquant que la batterie doit être rechargée.

FIXER LA TÊTE DE MASSAGE

Pour utiliser l'appareil, il doit être doté d'une tête de massage. Chaque groupe musculaire demande un traitement différent. Sélectionnez la tête de massage souhaitée.

- Les têtes de massage **(A1)** & **(A2)** conviennent aux grands groupes musculaires et parties du corps.
- La tête de massage **(A3)** convient à des zones douloureuses précises.
- La tête de massage **(A4)** convient à des groupes musculaires spécifiques comme ceux situés à côté du cou, de la colonne vertébrale, de la taille et du tendon d'Achille.

Appuyez sur la tête de massage sélectionnée **(A1), (A2), (A3)** ou **(A4)** pour l'insérer dans le support de tête de massage **(B)**.

Pour remplacer ou enlever la tête de massage, assurez-vous que l'appareil est éteint et tirez doucement sur la tête de massage pour la retirer

du support de tête de massage **(B)**.

Remarque ! Ne jamais utiliser l'appareil sans y avoir fixé une tête de massage.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant toute utilisation, suivez et respectez les instructions décrites dans « Informations importantes, suivez ces instructions ».

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation **(D)** pendant ± 3 secondes.

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation **(D)** pour parcourir les 6 niveaux de vitesse différents, du plus faible au plus élevé. Tenez fermement l'appareil par la poignée **(F)** et placez la tête de massage **(A)** à l'endroit de votre corps que vous voulez masser. Déplacez l'appareil selon les instructions. **Utilisez l'appareil pendant une durée maximale de 60 secondes par zone et laissez-le fonctionner pendant 10 minutes au total.** Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation **(D)** pendant ± 3 secondes.

Remarque ! Ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il se charge.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Un nettoyage adéquat et régulier assurera un fonctionnement sûr et prolongera la durée de vie de l'appareil.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché.
- Utilisez un chiffon humide pour enlever la saleté de l'appareil et séchez-le avec un chiffon sec.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques puissants, des agents alcalins, abrasifs ou désinfectants, ceux-ci pourraient

endommager la surface du produit.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Stockez-le dans un endroit sec.

4) CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS :

- Entrée : 5,0 Vdc, 1,0 A (max).
- Pile : 1.800 mAh Li-Ion, 7,4 Vdc (13.32 Wh)
- Puissance : 24 W
- RPM : 1.800 – 3.000 RPM
- Poids : 485 g
- Dimensions : 14 x 5,5 x 14 cm (H x l x P), tête de massage non comprise

L'ensemble des contenus et spécifications mentionnés dans ce mode d'emploi sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

CONSIGNES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Directive DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques, applicable dans les États membres de l'UE)



■ Votre produit a été fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité et de composants qui peuvent être recyclés et réutilisés. À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères, mais il doit être remis à un point de collecte spécial pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué dans le mode d'emploi et sur l'emballage par un conteneur de déchets barré d'une croix. Les matières premières utilisées peuvent être recyclées.

Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.

En recyclant les appareils usagés ou les matières premières, vous jouez un rôle important dans la protection de l'environnement.

Le tri garantit que les déchets d'équipements électriques et électroniques (qui peuvent contenir des substances dangereuses) sont recyclés et réutilisés de manière appropriée. Le recyclage permet d'éviter les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine, à la faune et à la flore sauvages et aux ressources naturelles.

Batterie :

Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères. Pour jeter les batteries, remettez-les à la station de recyclage locale. Contactez les autorités locales compétentes pour plus de détails.



Pb, Hg, Cd

Les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux pays membres de l'UE.

Si la batterie contient un taux de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieur aux valeurs définies dans la directive sur les batteries (2006/66/CE), les symboles chimiques du Pb, du Hg et/ou du Cd apparaissent sous le symbole du conteneur barré.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Nous,
Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
Pays-Bas

Déclarons en toute responsabilité que le produit :

- Marque du produit : Rebblo
- N° de modèle du produit : RB-PC-MSG01-B
- Description du produit : Pistolet de massage
- Puissance du produit : Entrée : 5.0 V, 1.0 A max.
- Pile : 1.800 mAh Li-Ion (13,32 Wh)

Conforme aux dispositions des directives :

- Compatibilité électromagnétique (CEM) : 2014/30/UE
- Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) : 2011/65/UE et modification (UE) 2015/863

Ainsi qu'aux normes par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

CEM :

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Lieu : Almere

Date d'émission : 01-08-2022

Mascot Online B.V.

Nom de signature autorisée : B. van Dijk,

Titre : Directeur général



(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG: REBBLO - MASSAGEPISTOLE (RB-PC-MSG01-B)

INHALT:

- 1) Verpackungsinhalt
- 2) Sicherheitshinweise
- 3) Benutzung des Geräts
- 4) Funktionen und technische Angaben

1) VERPACKUNGSGEHALT

- Massagepistole
- Massageköpfe (4 Stück)
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung

2) SICHERHEITSANWEISUNGEN



Treffen Sie immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, bevor Sie die „Massagepistole“ benutzen, nachfolgend das „Gerät“ genannt.

ERKLÄRUNG VERWENDETER SYMBOLE

	ANMERKUNG! Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung!
	WARNHINWEIS! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren nicht heilbaren Verletzungen!

	WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!
	WARNHINWEIS! Erstickungsgefahr Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!
	WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr Dieses Gerät sollte NICHT in feuchten Innenräumen verwendet werden. Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder Gefahr von ernsthaften nicht heilbaren Verletzungen!
	CE-KENNZEICHNUNG Weist darauf hin, dass das in Europa verkaufte Produkt bewertet worden ist, damit es die hohen Anforderungen bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.
	ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT (EEAG, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)

WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur entsprechend der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes informiert werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren und dann nur unter Aufsicht ausgeführt werden.
- Das Gerät ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.



WARNHINWEIS! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN UND -ANWEISUNGEN

- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Massage von Menschen geeignet.
- Eine missbräuchliche Verwendung kann das Produkt beschädigen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere unter strenger Aufsicht um zu vermeiden, dass sie das Gerät als Spielzeug benutzen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder pflegen.

- Kinder dürfen niemals Haushaltsgeräte als Spielzeug oder ohne Aufsicht verwenden. Kinder können Gefahren, die von einer falschen Benutzung elektrischer Geräte ausgehen, nicht einschätzen.



WARNHINWEIS! Vermeiden Sie, dass Fremdkörper, Körperteile (wie Finger, Haare usw.) oder Kleidungsstücke das Gerät stören oder darin stecken bleiben.

- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Stöße, Aufpralle oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie offenen Feuerquellen (z. B. Kochfeldern).
- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht, Wärmequellen, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen aus.



WARNHINWEIS! Dieses Gerät sollte **NICHT** in feuchten Innenräumen verwendet werden.

- Die Garantie wird sofort erlöschen, wenn das Gerät als Folge der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden,

die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Fremdkörpern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorliegen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde oder nicht normal funktioniert.
- Das Gerät sollte nicht demontiert, repariert oder auf irgendeine Art und Weise verändert werden.
- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Kundendienst durchgeführt werden. Qualifizierter Kundendienst: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Geschäfts, der/das zur Durchführung solcher Reparaturen anerkannt und befugt ist, damit potenzielle Gefahren vermieden werden können. Wenn Probleme mit dem Gerät auftreten, geben Sie es bitte an diese Abteilung zurück.



AKKUS, STROM UND WÄRME

- Der Akku des Geräts sollte vor der ersten Benutzung dieses Geräts ± 5 Stunden lang aufgeladen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät oder das Ladekabel berühren.
- Achten Sie beim Einstecken des Ladekabels

darauf, dass es nicht versehentlich herausgezogen werden kann oder Personen darüber stolpern können.

- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es geladen wird.
- Überprüfen Sie das Ladekabel regelmäßig auf Schäden.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Ladekabel sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Ladekabel treten oder es einklemmen kann.
- Das Ladekabel darf nicht über scharfen Kanten hängen. Halten Sie es von heißen Objekten und offenem Feuer fern.
- Entfernen Sie bei Gewitter das Ladekabel vom Gerät und das Netzteil aus der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ladekabel nicht mit Wärmequellen wie Kochplatten oder offenen Flammen in Kontakt kommen.
- Ziehen Sie am Ende des Ladevorgangs immer das Ladekabel aus dem Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu laden, wenn der Akku beschädigt ist.
- Um die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät zu verringern oder zu vermeiden, führen Sie niemals Metallgegenstände in eine Öffnung des Ladeanschlusses des Typs USB-C oder in andere Öffnungen oder Anschlüsse ein.
- Die wiederaufladbaren Batterien sind dauerhaft im Gerät eingebaut und können nicht ausgetauscht werden.



WARNHINWEIS! Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem Stromschlag führen kann!



WARNHINWEIS! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, **um das Stromschlagrisiko zu verhindern.** Und verwenden Sie es nicht mehr, wenn dies vorkommt.

- Das Gerät darf nicht zerdrückt, durchstochen oder auseinander genommen werden, da hierdurch die Batterie beschädigt werden kann.



WARNHINWEIS! Die Beschädigung des Gehäuses und/oder das Einstechen in das Gerät können zu Explosion oder Brand führen!



WARNHINWEIS! Um das Risiko bezüglich Brand oder Stromschlag zu reduzieren, muss das Gerät vor Wassertropfen und Wasserspritzern geschützt werden. Halten Sie es von Objekten, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie Vasen, fern. Solche Gegenstände sollten nicht auf das Gerät oder in dessen Nähe gestellt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen, die unter -10 °C oder über 40 °C liegen.
- Batteriezellen können unter extremen Bedingungen auslaufen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie ausgelaufene Batterien handhaben und entsorgen Sie die Handschuhe nach der Verwendung. Wenn die Batterie ausläuft, lassen Sie nicht zu, dass Batterieflüssigkeit in Kontakt mit Ihrer Haut oder Ihren Augen kommt. Wenn Sie mit Batterieflüssigkeit in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und holen ärztlichen Rat ein.



WARNHINWEIS! Das Gerät nicht ins Feuer werfen, es könnte explodieren!

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum vor Ort. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den Einzelheiten.



WARNHINWEIS! Decken Sie das Netzteil, das Ladekabel oder das Gerät niemals mit Tüchern, Vorhängen oder anderem Material ab, um Überhitzung und mögliche Brandgefahr zu vermeiden.



WICHTIGE INFORMATION, FOLGEN SIE DIESEN ANWEISUNGEN

- Achten Sie darauf, dass jeweils nur eine Person das Gerät verwendet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie von einer oder mehrerer der folgenden Leiden oder Krankheiten betroffen sind: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, entzündete Adern oder Thrombose, offene Wunden, Hautempfindlichkeit (wie Diabetes, Ekzem, Schuppenflechte), Hautreizungen oder Ausschläge, Prellungen, verletzte Haut, verminderte Schmerzempfindlichkeit oder wenn Sie Schmerz- oder Beruhigungsmittel eingenommen haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts Schmerzen, Unbehagen oder Schwellungen erleben oder die Massage als unangenehm empfinden, beenden Sie die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt.



WARNHINWEIS! Konsultieren Sie Ihren Arzt auf jeden Fall vor der Benutzung

des Geräts unter den folgenden Umständen: Herzkrankung, Herzschrittmacher, Krebs, intraartikuläre Fixierung, künstliche Gelenke und/oder (elektronische) Implantate, Aneurysma, Blutverdünner.

- Massieren Sie die Herzgegend nie mit dem Gerät, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem besonders empfindlichen Teil des Körpers, wie dem Kopf, Gesicht, Kehlkopf, Wirbelsäule oder jede harte knöchige Stelle des Körpers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einem Bandscheibenvorfall oder an abnormalen Veränderungen der Wirbelsäule leiden.
- Benutzen Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Zubehör.
- Benutzen Sie es nur auf einer trockenen sauberen Fläche auf dem Körper, indem Sie es leicht drücken und ungefähr 60 Sekunden lang pro Bereich über den Körper bewegen.
- Unabhängig von den Geschwindigkeitsstufen und dem ausgeübten Druck kann es zu Blutergüssen kommen. Überprüfen Sie oft die behandelten Bereiche und beenden Sie beim ersten Anzeichen von Schmerz oder Unbehagen sofort die Anwendung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie im Bett liegen oder schlafen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie ein Fahrzeug führen.
- Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall

zusammen mit (ätherischen/Massage-)Ölen, Gleitmitteln oder ähnlichen Substanzen.

- Nicht für die innere Anwendung, sondern ausschließlich zur äußeren Anwendung bestimmt.


3) BENUTZUNG DES GERÄTS

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, bevor Sie das Gerät herausnehmen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Vor der Verwendung ist es nötig, das Gerät gründlich mit einem feuchten Tuch zu reinigen und gründlich mit einem weichen Tuch zu trocknen.

TEILE UND MERKMALE DES GERÄTS

- A. Massageköpfe (4 Stück)
 - A1. Runder Massagekopf
 - A2. Flacher Massagekopf
 - A3. Kugel-Massagekopf
 - A4. Gabel-Massagekopf
- B. Massagekopfhalterung
- C. LED-Anzeigelampen
- D. Betriebsschalter
- E. Ladeanschluss
- F. Handgriff
- G. Ladekabel



DAS GERÄT LADEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie vorsichtig den Stecker des Ladekabels (G) in den Ladeanschluss (E).
- Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels (G) in den USB-Anschluss Ihres USB-Ladegeräts.
- Die LED-Anzeigelampe (C) blinkt, wenn das Gerät geladen wird.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle LED-Anzeigelampen (C) und der Ladevorgang wird automatisch gestoppt.
- Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät, das jetzt einsatzbereit ist.
- Zur Überprüfung des Akkustands drücken Sie den Betriebsschalter (D) einmal, wenn das Gerät ausgeschaltet ist und die LED-Anzeigelampen (C) leuchten auf.
- Die LED-Ladeanzeige (C) hat 6 Lampen. Jede Lampe repräsentiert 1/6 des Akkus.

- Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt nur die erste Lampe der LED-Ladeanzeige (C), die darauf hinweist, dass der Akku geladen werden muss.

AUFSETZEN DES MASSAGEKOPFES

Zur Verwendung des Geräts muss ein Massagekopf aufgesetzt werden.

Verschiedene Muskelgruppen erfordern eine unterschiedliche Behandlung. Wählen Sie den gewünschten Massagekopf aus.

- Massageköpfe (A1) und (A2) sind für große Muskelgruppen und Körperteile geeignet.
- Massagekopf (A3) ist für bestimmte Schmerzpunkte geeignet.
- Massagekopf (A4) ist für bestimmte Muskelgruppen wie neben dem Hals, Wirbelsäule, Hüfte und Achillessehne geeignet.

Drücken Sie den gewünschten Massagekopf (A1), (A2), (A3) oder (A4) auf die Massagekopfhalterung (B).

Zum Wechseln oder Entfernen des Massagekopfes achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Massagekopf sanft von der Massagekopfhalterung (B) ab.

Hinweis! Verwenden Sie das Gerät nie ohne einen aufgesetzten Massagekopf.

BENUTZUNG DES GERÄTS

Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass Sie die Anweisungen, wie in „wichtige Informationen“, folgen Sie diesen Anweisungen“ beschrieben befolgen und beachten. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Betriebsschalter (D) $\pm$ 3 Sekunden lang drücken. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, drücken

Sie den Betriebsschalter **(D)**, um zwischen den 6 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von langsam zu schnell zu wechseln. Halten Sie das Gerät gut am Handgriff **(F)** fest und platzieren Sie den Massagekopf **(A)** auf dem Teil Ihres Körpers, den Sie massieren möchten. Bewegen Sie das Gerät entsprechend.

Verwenden Sie das Gerät höchstens 60 Sekunden pro Bereich und halten Sie eine Gesamtbetriebszeit von 10 Minuten ein. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Betriebsschalter **(D)** ± 3 Sekunden lang drücken.

Hinweis! Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladens.

REINIGUNG DES GERÄTS

Richtige und regelmäßige Reinigung gewährleistet einen sicheren Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Ladekabel vom Gerät getrennt wurde.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Schmutz vom Gerät zu entfernen und trocknen Sie es danach mit einem trockenem Tuch ab.
- Das Gerät nicht mit starken Chemikalien reinigen - oder mit auf Alkali basierenden Mitteln, Scheuer- oder Desinfektionsmitteln - da sie die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- Trocken lagern.

4) FUNKTIONEN UND TECHNISCHE ANGABEN:

- Eingang: 5 V Gleichstrom, 1,0 A (max.)
- Batterie: 1.800 mAh, Lithium-Ionen, 7,4 V Gleichstrom (13,32 Wh)
- Strom: 24 W
- RPM: 1.800 – 3.000 RPM
- Gewicht: 485 g
- Maße: 14 x 5,5 x 14 cm (H x B x T) ohne Massagekopf

Die Änderung aller Inhalte und der technischen Daten in dieser Anleitung ist ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT
(EEAG, Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, In EU-Mitgliedsstaaten anzuwenden)



Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Dies wird in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung durch die durchgestrichene Mülltonne angezeigt. Die verwendeten Rohstoffe sind recyclingfähig. Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen. Durch die Wiederverwertung der Altgeräte oder Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (die gefährliche Stoffe enthalten können) in angemessener Weise recycelt und wiederverwendet werden. Es trägt dazu bei, potenzielle Schäden für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Tierwelt zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

Batterien:

Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Die Batterien können in Ihrem örtlichen Recyclingzentrum entsorgt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort.



Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten.

Pb, Hg, Cd Wenn die Batterie höhere als die in der europäischen Batterierichtlinie (2006/66/EG) festgelegten Werte für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) enthält, stehen die chemischen Symbole für Pb, Hg und/oder Cd unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
Niederlande

erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

- Produktmarke: Rebblo
- Produktmodell Nr.: RB-PC-MSG01-B
- Produktbeschreibung: Massagepistole
- Produktbewertung: Eingang: 5,0 V, 1,0 A max.
- Batterie: 1.800 mAh Lithium-Ionen (13,32 Wh)

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 2014/30/EU
- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS): 2011/65/EU und Änderung der Richtlinie (EU) 2015/863

Und Normen, für die Konformität erklärt wird:

EMV:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

Ort: Almere
Ausstellungsdatum: 01.08.2022
Mascot Online B.V.

Berechtigt Name der Signatur: B. van Dijk
Anrede: Geschäftsführer



Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl