



ITEM: WH-WMC



OWNER'S MANUAL

Wellhealth waist massager comfort





Opmerking: Gebruik bij voorkeur een oplader met een nominale spanning van 5 V/2 A.




BELANGRIJK

1. Gebruik het product niet in direct contact met de huid om schaafwonden te voorkomen.
2. Als u zich niet prettig voelt bij het gebruik van dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Als er ernstige medische klachten ontstaan neem dan direct contact op met een arts.
3. Dit is een persoonlijk gezondheidsproduct. Het is niet geschikt voor medische diagnose, behandeling of ander medisch gebruik.
4. Als de oplader niet juist verbonden is zou het apparaat kunnen stoppen.
5. Ondeugdelijk gebruik van het product kan schade aan het lichaam en andere ongelukken kunnen veroorzaken.

Attentie

1. U moet een oplader met een nominale spanning van 5 V gebruiken.
2. Trek niet te hard aan de met het product verbonden de oplaadkabel en oplader.
3. Gebruik het apparaat niet in een badkamer of andere vochtige ruimtes.
4. Gebruik het product niet op vaste voorwerpen om schade aan het product, overmatig lawaai tijdens het gebruik en een vermindering van duurzaamheid van het product te voorkomen.
5. Het product heeft een aan de oppervlakte gemonteerd verwarmingselement. Personen die gevoelig zijn voor warmte moeten opletten tijdens het gebruik.
6. Als u iets abnormaals aan het product vindt, probeer het dan niet zelf te repareren maar neem contact op met de klantenservice van de leverancier.




Remarque : veuillez utiliser un chargeur avec une tension nominale de 5 V pour la charge. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de 5V/2A.

Marche/Arrêt
 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour activer les fonctions de massage par pétrissage et par vibrations en même temps. L'appareil s'arrêtera automatiquement après 15 minutes.

Massage par pétrissage
 Sélecteur avec deux modes disponibles
 Le mode 1 (par défaut) correspond à un massage puissant/fort, le mode 2 correspond à un massage plus doux

Massage aux compresses chaudes
 Appuyez pour activer la fonction de massage par compresses chaudes
 Appuyez à nouveau pour éteindre cette fonction




MISE EN GARDE

1. Afin d'éviter les abrasions cutanées, n'utilisez pas le produit en contact direct avec la peau.
2. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce produit, cessez de l'utiliser immédiatement. Si l'inconfort est vraiment important, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.
3. Il s'agit d'un appareil de santé à usage domestique qui ne convient pas au diagnostic, au traitement et à d'autres usages médicaux.
4. Un mauvais contact du chargeur peut entraîner l'arrêt du produit.
5. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des dommages corporels et provoquer des accidents.

Attention

1. Vous devez utiliser un chargeur avec une tension nominale de 5V.
2. Ne tirez pas trop fort sur le câble de charge et le chargeur quand ils sont toujours connectés au produit.
3. Ne l'utilisez pas dans une salle de bain ou dans des endroits humides.
4. Veuillez ne pas utiliser le produit sur des objets solides pour éviter de l'endommager et optimiser sa durée de vie.
5. Le produit possède une surface chauffante. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation.
6. Si le produit présente un problème ou une anomalie, ne le démontez pas vous-même, mais plutôt contactez le service client.



Hinweis: Verwenden Sie zum Aufladen ein Ladegerät mit einer Nennspannung von 5V. Es wird empfohlen, ein 5V/2A Ladegerät zu verwenden.

Ein/Aus
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, werden die Kneten- und die Vibrationsfunktionen gleichzeitig ausgeschaltet. Der Betrieb wird automatisch nach 15 Minuten beendet.

Kneten-Funktion
Zwei Modi
Modus 1 (Standard) ist stark, Modus 2 ist sanft

Wärmefunktion
Drücken Sie die Taste, um die Wärmefunktion zu aktivieren
Drücken Sie die Taste erneut, um die Wärmefunktion zu deaktivieren




Vibrationsmassage
Zwei Modi
Modus 1 (Standard) ist intermittierend, Modus 2 kontinuierlich

VORSICHT


1. Um Hautabschürfungen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht direkt auf der Haut.
2. Falls Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen, beenden Sie umgehend den Gebrauch. Falls es Ihnen sehr schlecht geht, suchen Sie bitte zeitnah einen Arzt auf.
3. Es handelt sich um ein Gesundheitsprodukt für den privaten Gebrauch; es ist nicht geeignet für Diagnosen, Behandlungen und andere medizinische Anwendungen.
4. Bei schlechtem Kontakt des Ladegeräts funktioniert das Gerät möglicherweise nicht.
5. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Verletzungen und Unfälle verursacht werden.

Achtung

1. Sie müssen ein Ladegerät mit einer Nennspannung von 5V verwenden.
2. Ziehen Sie nicht zu stark am Ladekabel oder am Ladegerät, während dieses mit dem Gerät verbunden ist.
3. Nicht in Badezimmern oder an feuchten Orten verwenden.
4. Um Produktschäden, übermäßige Geräusche während des Gebrauchs und eine Beeinträchtigung der Nutzungsdauer des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht auf harten Oberflächen.
5. Das Produkt verfügt über eine beheizte Oberfläche. Menschen, die hitzeunempfindlich sind, müssen bei der Nutzung besonders vorsichtig sein.
6. Falls Anomalien auftreten, demontieren Sie das Gerät nicht eigenständig, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.



Nota: per la ricarica utilizza un caricabatteria con una tensione nominale di 5V; si consiglia l'uso di un caricabatteria da 5V - 2A.




ATTENZIONE


1. Per evitare abrasioni, non utilizzare il prodotto a diretto contatto con la pelle.
2. Se provi disagio durante l'uso di questo prodotto, interrompi immediatamente la sessione. Se il disagio dovesse acuirsi, consulta al più presto un medico.
3. È un prodotto domestico per la salute, quindi non adatto per la diagnosi, il trattamento ed altri usi medici professionali.
4. Un improprio contatto del caricabatteria può causare l'interruzione del funzionamento del prodotto.
5. L'uso improprio del prodotto può causare danni e lesioni all'utente.

Attenzione

1. È necessario utilizzare un caricabatteria con una tensione nominale di 5V.
2. Non stratonare il cavo di ricarica e il caricabatteria collegato al prodotto.
3. Non usare questo prodotto in luoghi umidi, come il bagno di casa.
4. Non utilizzare il prodotto su oggetti solidi, per evitare danni al prodotto stesso, rumori eccessivi durante il funzionamento, e prevenire una diminuzione della durata del prodotto.
5. Il prodotto ha una superficie riscaldante. I soggetti iposensibili al calore devono prestare particolare attenzione durante il suo utilizzo.
6. Se riscontri anomalie nel prodotto, non smontarlo da solo e rivolgiti al servizio clienti.



Nota: use un cargador con un voltaje nominal de 5 V para cargar. Se recomienda usar un cargador de 5 V/2 A.




PRECAUCIÓN

1. Para evitar la abrasión de la piel, no use el producto en contacto directo con ella.
2. Si siente molestias usando este producto, deje de usarlo inmediatamente. Si las molestias son serias, busque atención médica a tiempo.
3. Es un producto de salud doméstico, que no es adecuado para diagnóstico, tratamiento y otros usos médicos.
4. Un mal contacto del cargador puede hacer que el producto deje de funcionar.
5. El uso inadecuado del producto puede dañar su cuerpo y causar accidentes.

Atención

1. Debe usar un cargador con un voltaje nominal de 5 V.
2. No tire con demasiada fuerza del cable de carga y del cargador conectados al producto.
3. No lo use en un baño o lugares húmedos.
4. Para evitar daños al producto, ruido excesivo durante el funcionamiento y una disminución de la durabilidad del mismo, no use el producto sobre objetos sólidos.
5. El producto tiene una superficie de calentamiento. Las personas insensibles al calor deben prestar atención durante el uso.
6. Si encuentra alguna anomalía en el producto, no lo desmonte usted mismo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.




Note: Please use a charger with a rated voltage of 5V for charging. It is recommended to use a 5V/2A charger.

On/Off
Pressing the On/Off button will turn on the kneading and vibration massage functions at the same time. It automatically stops working after 15 minutes.

Hot compress massage
Press to turn on the hot compress. Press again to turn off the hot compress.

Kneading massage
Switch two modes. Mode 1 (default) is strong, mode 2 is gentle.



DC 5V charging port


Vibration massage
Switch two modes. Mode 1 (default) is rhythm, mode 2 is continuous.

CAUTION


1. In order to prevent skin abrasion, do not use the product in direct contact with the skin.
2. If you feel uncomfortable using this product, please stop using it immediately. If you feel seriously uncomfortable, please seek medical advice in time.
3. It is a home health product, which is not suitable for diagnosis, treatment and other medical uses.
4. Poor contact of the charger may cause the product to stop working.
5. Improper use of the product may damage your body and cause accidents.

Attention

1. You must use a charger with a rated voltage of 5V.
2. Do not pull the charging cable and charger connected to the product too hard.
3. Do not use it in a bathroom or damp places.
4. To avoid product damage, excessive noise during working and prevent a decline in durability of the product, please do not use the product on solid objects.
5. The product has a heating surface. People who are insensitive to heat must pay attention during using.
6. If you find any abnormal about the product, please do not disassemble it by yourself, and contact the customer service.



Uwaga: Do ładowania należy używać ładowarki o napięciu znamionowym 5 V. Zaleca się korzystanie z ładowarki 5 V/2 A.



OSTRZEŻENIE

1. Aby zapobiec otarciom skóry, nie należy stosować produktu bezpośrednio na skórę.
2. W przypadku braku komfortu podczas używania tego produktu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego. W przypadku zdecydowanego dyskomfortu należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
3. Jest to produkt do użytku domowego, który nie służy do stawiania diagnozy, leczenia ani innych zastosowań medycznych.
4. Brak styku przewodu ładowarki może spowodować, że produkt przestanie działać.
5. Niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do uszkodzeń ciała i wypadków.

Uwaga

1. Do ładowania należy używać ładowarki o napięciu znamionowym 5 V.
2. Nie ciągnąć mocno za kabel ładowarki ani ładowarkę, gdy są podłączone do produktu.
3. Nie stosować w łazience lub w miejscach o podwyższonej wilgotności.
4. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nadmiernego hałasu podczas pracy i zapobiec spadkowi trwałości produktu, nie korzystać z produktu na twardych przedmiotach.
5. Produkt zawiera powierzchnię grzewczą. Osoby wrażliwe na ciepło muszą zwracać szczególną uwagę podczas użytkowania produktu.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących działania produktu, nie demontuj go samodzielnie i skontaktuj się z serwisem.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Wellhealth

Product type: Wellhealth waist massager comfort

Item number: WH-WMC

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - MAY 2023

A. Pappijn - Product Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Pappijn', is written over a horizontal line.