



WellHealth

INSTRUCTION MANUAL

PREMIUM ORAL CLEANER




1. Productbeschrijving

Dit apparaat is een echte ultrasone tandenreiniger die een ultrasone transducer met hoge frequentie gebruikt om hoogfrequente trillingen te genereren. Nadat je het hebt aangezet, voel je geen enkele trilling als je het in je hand houdt. Alleen wanneer het harde voorwerpen (zoals tanden) raakt. Dan voel je de trilling (hij werkt niet als hij je tandvlees raakt). De bediening is eenvoudig, handig, snel en efficiënt en kan effectief tandsteen, tabaksvlekken, pestvlekken en theevlekken verwijderen.

2. Aandacht

1. Nadat het apparaat is ingeschakeld, is er geen geluid behalve dat het indicatielampje gaat branden. Wanneer de reinigingskop de tanden raakt, maakt het een piepend geluid, wat de normale werking is.
2. Wanneer de reinigingskop de rand van het tandvlees raakt, is het normaal dat het tandvlees gaat bloeden, zelfs bij gezond tandvlees. Maar als het bloeden aanhoudt, kan dit het gevolg zijn van defecten aan het tandvlees, zoals parodontitis. Stop met het gebruik en raadpleeg uw tandarts.
3. Laat de reinigingskop niet te lang op het tandoppervlak zitten. Gebruik de reinigingskop om onder een hoek van 45° af te schrapen om hardnekkige tandsteen en tandvlekken te verwijderen.

3. Inhoud



1 Reinigingskop	2 LED-licht
3 Aan/uit-knop	4 Modusindicator
5 Aan/uit-indicator	6 USB Oplaadpoort
7 Puntige reinigingskop	8 Vlakke reinigingskop
9 Deksel	10 Mondspiegel
11 Moersleutel	12 Oplaadkabel

4. Specificatie

Oplaadspanning	5V
Laadstroom	≤1A
Oplaadtijd	2-3 uur
Frequentie	32KHZ-40KHZ
Verbruik	≤2.8W
Batterijcapaciteit	1500 mAh
Gewicht	140g

5. Opladen voor gebruik

Laad het apparaat volledig op voor gebruik (volledig opgeladen in 2-3 uur).

5.1. Het voedingslampje is rood tijdens het opladen.

5.2. Het voedingslampje is groen nadat het volledig is opgeladen.

5.3. Tijdens het opladen kan het apparaat niet werken.

5.4. Volledig opladen in 2-3 uur. Het wordt aanbevolen om een 5V/1A adapter te gebruiken.

6. Bedieningshandleiding

6.1. Schakel het apparaat in:

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het indicatielampje is groen, het groene lampje in modus 1 brandt om naar de ultrasone zachte modus te gaan. Druk tijdens het gebruik nogmaals op de aan/uit-knop om modus 2 (normale modus) te activeren, en het groene lampje in modus 2 brandt altijd. Na analogie zijn er in totaal 5 standen: (1) Zacht; (2) Comfort; (3) Standaard; (4) Sterk; (5) Super Sterk.

6.2. LED-lampje inschakelen:

Zet het LED-lampje aan: Na het starten van de Als je nogmaals op de lichtschakelaar drukt, gaat het LED-lampje uit.

6.3. Uitschakelen:

Houd na gebruik de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt, het indicatielampje gaat uit en de stroom wordt uitgeschakeld. Het apparaat heeft een oververhittingsbeveiliging en wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld. Als je het apparaat wilt blijven gebruiken, hoef je het alleen maar opnieuw op te starten.

6.4. Als tijdens het gebruik de voedingsindicator rood brandt, betekent dit dat er te weinig stroom is. Als het rode lampje knippert, betekent dit dat de batterij leeg is. Alsoneeds worden opgeladen.

7. Inleiding

7.1. Puntige reinigingskop: wordt gebruikt om tandsteen en tandrookvlekken op gingiva te verwijderen.




7.2. Vlakke reinigingskop: wordt gebruikt voor het verwijderen van grote stenen en rookvlekken op de hals en linguale zijde van de supragingivale tanden.



⚠ Deel de reinigingskop niet met veel mensen om kruisbesmetting te voorkomen.

8. Hoe te gebruiken

De reinigingskop raakt de tanden voorzichtig verticaal en beweegt naar boven en onder, links en rechts. Pas de gebruikstijd van elk onderdeel aan de conditie van de tanden aan.




9. Installeren


De oriëntatie van de reinigingskop kan verschillen, maar zolang hij er stevig op zit, kan hij in elke richting worden gebruikt.



Steek de sleutel in in positie A

positie A bevestigen





Draai het uiteinde met een sleutel tegen de klok in om het werkstuk te scheiden en de demontage te voltooien.

Vermijd te strak aandraaien, want dat kan de interface beschadigen.

10. Hoe schoonmaken

10.1. Voordat de reinigingskop wordt gebruikt, kan deze worden gedesinfecteerd door middel van stomen, alcohol drenking, hoge temperatuur en hoge druk, enz.

10.2. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt. Bewaar het op een droge plaats.

10.3. Gebruik geen verdunningsmiddel, benzeen of oplosmiddelen zoals kerosine of schrobpoeder.

The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time


1. Description du produit

Cet appareil est un véritable nettoyeur de dents à ultrasons qui utilise un transducteur ultrasonique à haute fréquence pour générer des vibrations à haute fréquence. Après l'avoir mis en marche, vous ne sentirez aucune vibration lorsque vous le tiendrez dans votre main. Ce n'est que lorsqu'il touche des objets durs (comme les dents) que vous sentirez les vibrations. Vous sentirez la vibration (elle ne fonctionnera pas si elle touche vos gencives). Le fonctionnement est simple, pratique, rapide et efficace et permet d'éliminer efficacement le tartre dentaire, les taches de tabac, la peste et les taches de thé.

2. L'attention

1. Après la mise en marche de l'appareil, il n'y a pas de son, mais le témoin lumineux s'allume. Lorsque la tête de nettoyage touche les dents, elle émet un bip sonore, ce qui correspond à un fonctionnement normal.
2. Lorsque la tête de nettoyage touche le bord des gencives, il est normal qu'un saignement gingival se produise, même si les gencives sont saines. Mais si le saignement continue, il peut être dû à des défauts des gencives, tels que la maladie parodontale. Veuillez cesser de l'utiliser et consulter votre dentiste.
3. Ne laissez pas la tête de nettoyage sur la surface des dents pendant longtemps. Utilisez la tête de nettoyage pour gratter à 45° afin d'éliminer le tartre et les taches dentaires tenaces.

3. Liste de colisage



① Tête de nettoyage	② LED Light
③ Bouton d'alimentation	④ Indicateur de mode
⑤ Indicateur de puissance	⑥ Port de charge USB
⑦ Tête de nettoyage pointue	⑧ Tête de nettoyage plate
⑨ Couverture de la jaquette	⑩ Oral Mirror
⑪ Wrench	⑫ Câble de recharge

4. Spécification

Tension de charge	5V
Courant de charge	≤1A
Temps de charge	2-3 heures
Fréquence	32KHZ-40KHZ
Consommation	≤2.8W
Capacité de la batterie	1500mAh
Poids	140g

5. Charge avant utilisation

Veillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser (charge complète en 2 à 3 heures).

5.1. Le voyant d'alimentation est rouge pendant la charge.

5.2. Le voyant d'alimentation est vert après une charge complète.

5.3. Pendant la charge, l'appareil ne fonctionne pas.

5.4. Chargement complet en 2 à 3 heures. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5V/1A.

6. Guide d'utilisation

6.1. Mettre l'appareil sous tension :

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux est vert, le voyant vert du mode 1 est allumé pour passer en mode ultrasonique doux. En cours d'utilisation, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer en mode 2 (mode normal), et le voyant vert du mode 2 est toujours allumé. Par analogie, il y a 5 modes au total :

(1)Doux ;(2)Confort ;(3)Standard ;(4)Fort ;(5)Super Fort.

6.2. Allumer la lumière LED :

Allumer la lumière LED : Après avoir démarré le Si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur, la lumière LED s'éteint.

6.3. Mise hors tension :

Après utilisation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes, le voyant lumineux s'éteint et l'appareil s'éteint. L'appareil est doté d'une fonction de protection contre la surchauffe et s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation.

6.4. En cours d'utilisation, si le voyant d'alimentation est rouge, cela signifie que la puissance est trop faible. Vous devez charger l'appareil pour continuer à l'utiliser. Si le voyant rouge clignote, cela signifie que la batterie est épuisée. La batterie doit également être rechargée.

7. Introduction

7.1. Tête de nettoyage pointue : utilisée pour éliminer le tartre et les taches de fumée dentaire sur la gencive.




7.2. Tête de nettoyage plate : utilisée pour éliminer les gros calculs et les taches de fumée sur le collet et la face linguale des dents supra-gingivales.



⚠ Pour éviter les infections croisées, ne partagez pas la tête de nettoyage avec plusieurs personnes.


8. Comment utiliser

La tête de nettoyage touche délicatement les dents à la verticale et se déplace vers le haut et le bas, ainsi que vers la gauche et la droite. Veuillez ajuster la durée d'utilisation de chaque partie en fonction de l'état des dents.




9. Comment installer

L'orientation de la tête de nettoyage peut être différente, mais tant qu'elle est solidement fixée, elle peut être utilisée dans n'importe quelle direction.



Insérer la clé en position A
confirmer la position A



Tourner l'extrémité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé pour séparer l'embout de travail et terminer le démontage.

Évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager l'interface.

10. Comment nettoyer

10.1. Avant d'être utilisée, la tête de nettoyage peut être désinfectée à la vapeur, par trempage dans l'alcool, à haute température et à haute pression, etc.

10.2. En cas de non-utilisation prolongée. Conservez-la dans un endroit sec.

10.3. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou de solvants, tels que le kérosène ou la poudre à récurer.

The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time


1. Produkt Beschreibung

Dieses Gerät ist ein echter Ultraschall-Zahnreiniger, der mit einem Hochfrequenz-Ultraschallwandler hochfrequente Vibrationen erzeugt. Nach dem Einschalten werden Sie keine Vibrationen spüren, wenn Sie das Gerät in der Hand halten. Nur wenn er harte Gegenstände (wie Zähne) berührt. Sie werden die Vibration spüren (sie funktioniert nicht, wenn sie Ihr Zahnfleisch berührt). Die Bedienung ist einfach, bequem, schnell und effizient und kann Zahnstein, Tabakflecken, Pest und Teeflecken effektiv entfernen.

2. Achtung

1. Nach dem Einschalten des Geräts ist kein Ton zu hören, nur die Kontrollleuchte leuchtet auf. Wenn der Reinigungskopf die Zähne berührt, ertönt ein Piepton, was dem normalen Betrieb entspricht.
2. Wenn der Reinigungskopf den Rand des Zahnfleischs berührt, ist es normal, dass auch bei gesundem Zahnfleisch Zahnfleischbluten auftreten kann. Wenn das Bluten jedoch anhält, kann dies auf Zahnfleischdefekte, wie z. B. Parodontose, zurückzuführen sein. Bitte hören Sie auf, das Gerät zu benutzen, und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
3. Lassen Sie den Reinigungskopf nicht zu lange auf der Zahnoberfläche liegen. Schaben Sie mit dem Reinigungskopf in einem Winkel von 45° , um hartnäckigen Zahnstein und Zahnverfärbungen zu entfernen.

3. Packliste



① Reinigungskopf	② LED-Licht
③ Einschalttaste	④ Modus-Anzeige
⑤ Stromanzeige	⑥ USB-Ladeanschluss
⑦ Spitz zulaufender Reinigungskopf	⑧ Flacher Reinigungskopf
⑨ Schutzumschlag	⑩ Oralspiegel
⑪ Schlüssel	⑫ Ladekabel

4. Spezifikation

Ladespannung	5V
Ladestrom	≤1A
Aufladezeit	2-3 Stunden
Frequenz	32KHZ-40KHZ
Verbrauch	≤2.8W
Batteriekapazität	1500mAh
Gewicht	140g

5. Vor Gebrauch aufladen

Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf (vollständig aufgeladen in 2-3 Stunden).

5.1. Die Betriebsanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot.

5.2. Die Betriebsanzeige leuchtet grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

5.3. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht funktionieren.

5.4. Vollständige Aufladung in 2-3 Stunden. Es wird empfohlen, einen 5V/1A-Adapter zu verwenden.

6. Anleitung zum Betrieb

6.1. Schalten Sie das Gerät ein:

Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet grün, das grüne Licht in Modus 1 leuchtet auf, um in den Ultraschall-Softmodus zu gelangen.

Drücken Sie während des Gebrauchs erneut die Power-Taste, um in den Modus 2

(Normalmodus) zu gelangen, und das grüne Licht in Modus 2 ist immer an. Analog dazu gibt es insgesamt 5 Modi:

(1)Soft;(2)Comfort;(3)Standard;(4)Strong;(5)Super Strong

6.2. LED-Licht einschalten:

Schalten Sie das LED-Licht ein: Nach dem Einschalten des

Drücken Sie den LED-Kontrollknopf und das LED-Licht leuchtet auf. Wenn Sie den

Lichtschalter erneut drücken, schaltet sich das LED-Licht aus.

6.3. Ausschalten:

Nach dem Gebrauch, drücken und halten Sie die Power-Taste für 2-3 Sekunden, die

Kontrollleuchte erlischt und schaltet sich aus.

Das Gerät hat die Überhitzungsschutzfunktion aktiviert, und es wird automatisch ausgeschaltet, nachdem 10 Minuten work.If Sie es weiter verwenden möchten, starten Sie es einfach neu.

6.4. Wenn die Betriebsanzeige während des Gebrauchs rot leuchtet, bedeutet dies, dass die Leistung zu gering ist. Sie müssen das Gerät aufladen, um es weiter benutzen zu können. Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet das, dass der Akku leer ist. Er muss dann wieder aufgeladen werden.

7. Einführung

7.1. Spitz zulaufender Reinigungskopf: zur Entfernung von Zahnstein und Rauchflecken auf der Gingiva.




7.2. Flacher Reinigungskopf: zur Entfernung von großen Steinen und Rauchflecken am Hals und an der lingualen Seite der supragingivalen Zähne.



⚠ Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, sollten Sie den Reinigungskopf nicht mit mehreren Personen teilen.

8. Wie zu verwenden

Der Reinigungskopf berührt die Zähne sanft vertikal und bewegt sich nach oben und unten sowie nach links und rechts. Bitte passen Sie die Einsatzzeit der einzelnen Teile an den Zustand der Zähne an.




9. Wie installieren

Die Ausrichtung des Reinigungskopfes kann unterschiedlich sein, aber solange er fest auf ihm montiert ist, kann er in jeder Richtung verwendet werden.



Schlüssel in Position A einführen

Position A bestätigen



Drehen Sie das Ende mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Arbeitsspitze zu trennen und die Demontage abzuschließen.

Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen, da dies die Schnittstelle beschädigen kann.

10. Wie man reinigt

10.1. Bevor der Reinigungskopf verwendet wird, kann er durch Dämpfen, Einweichen in Alkohol, hohe Temperatur und hohen Druck usw. desinfiziert werden.

10.2. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

10.3. Bitte verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol oder Lösungsmittel wie Kerosin oder Scheuerpulver.

	
The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time


1. Descrizione del prodotto

Questo dispositivo è un vero e proprio pulitore ad ultrasuoni che utilizza un trasduttore ad ultrasuoni ad alta frequenza per generare vibrazioni ad alta frequenza. Dopo averlo acceso, non si avverte alcuna vibrazione quando lo si tiene in mano. Solo quando tocca oggetti duri (come i denti). Si sentirà la vibrazione (non funziona quando tocca le gengive). Il funzionamento è semplice, comodo, veloce ed efficiente e può rimuovere efficacemente il tartaro dentale, le macchie di tabacco, la peste e le macchie di tè.

2. Attenzione

1. Dopo l'accensione del dispositivo, non si sente alcun suono, tranne l'accensione della spia. Quando la testina di pulizia tocca i denti, emette un segnale acustico: si tratta di un funzionamento normale.
2. Quando la testina di pulizia tocca il confine delle gengive, è normale che si verifichi un sanguinamento gengivale anche in caso di gengive sane. Ma se il sanguinamento continua, può essere dovuto a difetti gengivali, come la malattia parodontale. Si prega di interrompere l'uso e di consultare il proprio dentista.
3. Non lasciare la testina di pulizia sulla superficie dei denti per molto tempo. Utilizzare la testina di pulizia per raschiare a 45° per rimuovere il tartaro e le macchie dentali più ostinate.

3. Elenco degli imballaggi



1 Testa di pulizia	2 Luce a LED
3 Tasto di accensione	4 Indicatore di modalità
5 Indicatore di alimentazione	6 Porta di ricarica USB
7 Testina di pulizia appuntita	8 Testa di pulizia piatta
9 Copertina	10 Specchio orale
11 Chiave	12 Cavo di ricarica

4. Specifiche

Tensione di carica	5V
Corrente di carica	$\leq 1A$
Tempo di ricarica	2-3 ore
Frequenza	32KHZ-40KHZ
Consumo	$\leq 2.8W$
Capacità della batteria	1500mAh
Peso	140g

5. Caricare prima dell'uso

Si prega di caricare completamente il dispositivo prima dell'uso (carica completa in 2-3 ore).

5.1. La spia di alimentazione è rossa durante la carica.

5.2. La spia di alimentazione è verde dopo la ricarica completa.

5.3. Durante la ricarica, il dispositivo non può funzionare.

5.4. Ricarica completa in 2-3 ore. Si consiglia di utilizzare un adattatore da 5V/1A.

6. Guida operativa

6.1. Accensione del dispositivo:

Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. La spia luminosa è verde, la luce verde della modalità 1 è accesa. Per entrare nella modalità soft a ultrasuoni. Durante l'uso, premere nuovamente il pulsante di accensione per accedere alla modalità 2 (modalità normale); la luce verde della modalità 2 è sempre accesa. Per analogia, ci sono 5 modalità in totale: (1) Soft; (2) Comfort; (3) Standard; (4) Strong; (5) Super Strong.

6.2. Accensione della luce LED:

Accendere la luce LED: Dopo aver avviato il Se si preme nuovamente l'interruttore, la luce LED si spegne.

6.3. Spegnimento:

Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi, l'indicatore luminoso si spegne. Il dispositivo ha attivato la funzione di protezione dal surriscaldamento e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di lavoro. Se si desidera continuare a utilizzarlo, è sufficiente riavviarlo.

6.4. Durante l'uso, se l'indicatore di alimentazione è rosso, significa che l'alimentazione è troppo bassa. Se la spia rossa lampeggia, significa che la batteria è esaurita. È quindi necessario ricaricarla.

7. Introduzione

7.1. Testina di pulizia a punta: utilizzata per rimuovere il tartaro e le macchie di fumo dentale sulla gengiva.




7.2. Testa di pulizia piatta: utilizzata per rimuovere pietre di grandi dimensioni e macchie di fumo sul collo e sul lato linguale dei denti sopragengivali.



 Per evitare infezioni incrociate, non condividere la testina di pulizia con molte persone.

8. Come utilizzare

La testina di pulizia tocca delicatamente i denti in verticale e si muove in alto e in basso, a destra e a sinistra. Regolare il tempo di utilizzo di ciascuna parte in base alle condizioni dei denti.




9. Come installare

L'orientamento della testina di pulizia può essere diverso, ma finché è saldamente montata su di essa, può essere utilizzata in qualsiasi direzione.



Inserire la chiave in posizione A
Confermare la posizione A



Ruotare il gancio in senso antiorario con una chiave per separare la punta di lavoro e completare lo smontaggio.

Evitare un serraggio eccessivo, che potrebbe danneggiare l'interfaccia.

10. Come pulire

10.1. Prima di essere utilizzata, la testina di pulizia può essere disinfettata mediante vapore, immersione in alcool, alta temperatura e alta pressione, ecc.

10.2. Quando non viene utilizzato per lungo tempo. Conservarlo in un luogo asciutto.

10.3. Non utilizzare diluenti, benzene o solventi, come cherosene o polvere abrasiva.

The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time


1. Descripción del producto

Este dispositivo es un auténtico limpiador dental ultrasónico que utiliza un transductor ultrasónico de alta frecuencia para generar vibraciones de alta frecuencia. Después de encenderlo, no sentirá ninguna vibración al sostenerlo en la mano. Sólo cuando toque objetos duros (como los dientes). Sentirá la vibración (no funcionará cuando toque sus encías). El funcionamiento es sencillo, cómodo, rápido y eficaz y puede eliminar eficazmente el sarro dental, las manchas de tabaco, la peste y las manchas de té.

2. Atención

1. Después de encender el aparato, no se oirá ningún sonido, salvo que se encenderá la luz indicadora. Cuando el cabezal de limpieza toque los dientes, emitirá un pitido, que es el funcionamiento normal.
2. Cuando el cabezal de limpieza toca el límite de las encías, es normal que se produzca sangrado gingival incluso en el caso de encías sanas. Pero si el sangrado continúa, puede deberse a defectos en las encías, como la enfermedad periodontal. Por favor, deje de utilizarlo y consulte a su dentista.
3. No deje el cabezal de limpieza sobre la superficie de los dientes durante mucho tiempo. Por favor, utilice el cabezal de limpieza para raspar a 45° para eliminar el sarro persistente y las manchas dentales.

3. Lista de embalaje



1 Cabezal de limpieza	2 Luz LED
3 Botón de encendido	4 Indicador de modo
5 Indicador de encendido	6 Puerto de carga USB
7 Cabezal de limpieza puntiagudo	8 Cabezal de limpieza plano
9 Cubierta	10 Espejo bucal
11 Llave inglesa	12 Cable de carga

4. Especificación

Tensión de carga	5V
Corriente de carga	≤1A
Tiempo de carga	2-3 horas
Frecuencia	32KHZ-40KHZ
Consumo	≤2.8W
Capacidad de la batería	1500mAh
Peso	140g

5. Cargar antes de usar

Por favor, cargue completamente el dispositivo antes de usarlo (carga completa en 2-3 horas).

5.1. El indicador luminoso de encendido se ilumina en rojo durante la carga.

5.2. El indicador luminoso de encendido se ilumina en verde tras la carga completa.

5.3. Durante la carga, el dispositivo no puede funcionar.

5.4. Carga completa en 2-3 horas. Se recomienda utilizar un adaptador de 5V/1A.

6. Guía de funcionamiento

6.1. Encienda el dispositivo:

Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo. La luz indicadora es verde, la luz verde del modo 1 está encendida. para entrar en el modo ultrasónico suave. En uso, pulse de nuevo el botón de encendido para entrar en el modo 2 (modo normal), y la luz verde del modo 2 está siempre encendida. Por analogía, hay 5 modos en total:

(1)Suave;(2)Confort;(3)Estándar;(4)Fuerte;(5)Super Fuerte

6.2. Encienda la luz LED:

Encienda la luz LED: Después de encender el dispositivo, pulse el botón de control LED y la luz LED se encenderá. Si pulsa de nuevo el interruptor de la luz, la luz LED se apagará. 6.3.

Apagado:

Después de su uso, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos, la luz indicadora se apaga y se apaga. El dispositivo tiene la función de protección contra sobrecalentamiento activada, y se apagará automáticamente después de 10 minutos de trabajo.

6.4. Durante el uso, si el indicador de encendido está en rojo, significa que la carga es demasiado baja. Si la luz roja parpadea, significa que la batería se está agotando. También es necesario recargarla.

7. Introducción

7.1. Cabezal de limpieza puntiagudo: se utiliza para eliminar el sarro y las manchas de humo dental en la encía.




7.2. Cabezal de limpieza plano: se utiliza para eliminar cálculos grandes y manchas de humo en el cuello y la cara lingual de los dientes supragingivales.



 Para evitar infecciones cruzadas, no comparta el cabezal de limpieza con muchas personas.

8. Cómo utilizar

El cabezal de limpieza toca suavemente los dientes en vertical y se desplaza hacia arriba y hacia abajo, así como hacia la izquierda y la derecha. Ajuste el tiempo de uso de cada pieza en función del estado de los dientes.



9. Cómo instalar


La orientación del cabezal de limpieza puede ser diferente, pero mientras esté firmemente montado en él, puede utilizarse en cualquier dirección.



Inserte la llave en la posición A

Confirme la posición A

6



Gire el cabezal en sentido contrario a las agujas del reloj con una llave para separar la punta de trabajo y completar el desmontaje.

Evite apretar demasiado, ya que podría dañar la interfaz.

10. Cómo limpiar

10.1. Antes de utilizar el cabezal de limpieza, puede desinfectarse mediante vapor, remojo en alcohol, alta temperatura y alta presión, etc.

10.2. Cuando no se utilice durante mucho tiempo. Por favor, guárdelo en un lugar seco.

10.3. No utilice diluyente, benceno ni disolventes, como queroseno o detergente en polvo.

The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time


1. Product Description

This device is a real ultrasonic tooth cleaner that uses a high-frequency ultrasonic transducer to generate high-frequency vibration. After turning it on, you won't feel any vibration when holding it in your hand. Only when it touches hard objects (such as teeth). You will feel the vibration (it won't work when it touches your gums). The operation is simple, convenient, fast, and efficient and can effectively remove dental calculus, tobacco stains, plaque, and tea stains.

2. Attention

1. After the device is turned on, there is no sound except the indicator light will light up. When the cleaning head touches the teeth, it will make a beeping sound, which is normal operation.
2. When the cleaning head touches the boundary of the gums, it is normal that gum bleeding may occur even in the case of healthy gums. But if bleeding continues, it may be due to gum defects, such as periodontal disease. Please stop using it and consult your dentist.
3. Do not leave the cleaning head on the surface of the teeth for a long time. Please use the cleaning head to scrape off at 45° to remove stubborn calculus and tooth stains.

3. Packing List



① Cleaning Head	② LED Light
③ Power Button	④ Mode indicator
⑤ Power Indicator	⑥ USB Charging Port
⑦ Pointed Cleaning Head	⑧ Flat Cleaning Head
⑨ Dust cover	⑩ Oral Mirror
⑪ Wrench	⑫ Charging cable

4. Specification

Charging Voltage	5V
Charging Current	≤1A
Charging Time	2-3 Hours
Frequency	32KHZ-40KHZ
Consumption	≤2.8W
Battery Capacity	1500mAh
Weight	140g

5. Charge Before USE

Please fully charge the device before use (fully charged in 2-3 hours)

5.1. The power indicator light is red when charging.

5.2. The power indicator light is green after being fully charged.

5.3. During the charging, the device cannot work.

5.4. Fully charge in 2-3 hours. It is recommended to use a 5V/1A adapter.

6. Operation Guide

6.1. Power on the Device:

Press the power button to turn on the device. The indicator light is green, the green light in mode 1 is on. to enter the ultrasonic soft mode. In use, press the Power Button again to enter mode 2 (normal mode), and the green light in mode 2 is always on. By analogy, there are 5 modes in total:

(1)Soft;(2)Comfort;(3)Standard;(4)Strong;(5)Super Strong

6.2. Turn On LED Light:

Turn on the LED Light: After starting the device, press the LED Control Button and the LED light will light up. If you press the light switch again, the LED light will turn off.

6.3. Power off:

After use, press and hold the power button for 2-3 seconds, the indicator light goes out and power off. The device has the overheat protection function enabled, and it will automatically power off after 10 minutes of work. If you want to continue using it, just start it.

6.4. During use, if the power indicator is red, it means that the power is too low. You need to charge the device to continue using it. If the red light flashes, that means the battery is run out. Also needs to be recharged.

7. Introduction

7.1. Pointed Cleaning Head: used to remove calculus and tooth smoke stains on gingiva.




7.2. Flat cleaning Head: used to remove large stones and smoke stains on the neck and lingual side of the supragingival teeth.



⚠ To prevent cross-infection, do not share the cleaning head with many people.

8. How to Use

The cleaning head gently touches the teeth vertically and moves to the top and bottom as well as left and right. Please adjust the use time of each part according to the condition of the teeth.




9. How to Install


The orientation of the cleaning head may be different, but as long as it is firmly mounted on it, it can be used in any direction.



Insert the wrench
in position A

confirm position A





Rotate the hend counter Clockwise with a wrench to separate the working tip and complete the disassembly

Avoid over-tightening, which can damage the interface.

10. How to Clean

10.1. Before the cleaning head is used, it can be disinfected by steaming, alcohol soaking, high temperature and high pressure, etc.

10.2. When not in use for a long time. Please keep it in a dry place.

10.3. Please do not use diluent, benzene, or solvents, such as kerosene or scrubbing powder.

The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time

1. Opis produktu

Urządzenie to jest prawdziwą ultradźwiękową myjką do zębów, która wykorzystuje przetwornik ultradźwiękowy do generowania wibracji o wysokiej częstotliwości. Po włączeniu, nie poczujesz żadnych wibracji trzymając urządzenie w dłoni. Tylko wtedy, gdy dotyka twardych przedmiotów (takich jak zęby). Poczujesz wibracje (nie będzie działać, gdy dotknie dziąseł). Operacja jest prosta, wygodna, szybka i wydajna i może skutecznie usuwać kamień nazębny, plamy tytoniowe, plagi i plamy z herbaty.


2. Uwaga

1. Po włączeniu urządzenia nie jest emitowany żaden dźwięk poza zapaleniem się kontrolki. Gdy głowica czyszcząca dotknie zębów, wyda sygnał dźwiękowy, co jest normalnym działaniem.

2. Gdy głowka czyszcząca dotyka granicy dziąseł, krwawienie dziąseł może wystąpić nawet w przypadku zdrowych dziąseł. Jeśli jednak krwawienie utrzymuje się, może to być spowodowane wadami dziąseł, takimi jak choroby przyzębia. Należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z dentystą.

3. Nie należy pozostawiać głowicy czyszczącej na powierzchni zębów przez dłuższy czas. Użyj głowicy czyszczącej do zeskrobania pod kątem 45°, aby usunąć uporczywy kamień i przebarwienia zębów.

3. Lista pakowania



1 Głowica czyszcząca	2 Światło LED
3 Przycisk zasilania	4 Wskaźnik trybu
5 Wskaźnik zasilania	6 Port ładowania USB
7 Spiczasta głowica czyszcząca	8 Płaska głowica czyszcząca
9 Obwoluta	10 Lusterko ustne
11 Klucz	12 Kabel do ładowania

4. Specyfikacja

Napięcie ładowania	5V
Prąd ładowania	≤1A
Czas ładowania	2-3 godziny
Częstotliwość	32KHZ-40KHZ
Zużycie	≤2.8W
Pojemność akumulatora	1500 mAh
Waga	140g

5. Ładowanie przed użyciem

Przed użyciem należy w pełni naładować urządzenie (pełne naładowanie w ciągu 2-3 godzin).

5.1. Podczas ładowania wskaźnik zasilania świeci na czerwono.

5.2. Po pełnym naładowaniu wskaźnik zasilania świeci na zielono.

5.3. Podczas ładowania urządzenie nie może działać.

5.4. Pełne naładowanie w ciągu 2-3 godzin. Zaleca się stosowanie zasilacza 5V/1A.

6. Instrukcja obsługi

6.1. Włączanie urządzenia:

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik świeci się na zielono, a zielone światło w trybie 1 jest włączone, aby przejść do ultradźwiękowego trybu łagodnego. Podczas użytkowania należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby przejść do trybu 2 (tryb normalny), a zielone światło w trybie 2 jest zawsze włączone. Analogicznie, w sumie dostępnych jest 5 trybów: (1) Soft; (2) Comfort; (3) Standard; (4) Strong; (5) Super Strong.

6.2. Włącz diodę LED:

Włącz światło LED: Po uruchomieniu Naciśnij przycisk sterowania LED, a dioda LED zaświeci się. Jeśli ponownie naciśniesz przełącznik światła, dioda LED zgaśnie.

6.3. Wyłączenie zasilania:

Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, wskaźnik zgaśnie i urządzenie wyłączy się. Urządzenie ma włączoną funkcję ochrony przed przegrzaniem i automatycznie wyłączy się po 10 minutach pracy. Jeśli chcesz nadal z niego korzystać, po prostu uruchom je ponownie.

6.4. Jeśli podczas użytkowania wskaźnik zasilania świeci się na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Jeśli czerwona lampka miga, oznacza to, że bateria jest wyczerpana. Należy ją naładować.

7. Wprowadzenie

7.1. Spiczasta głowica czyszcząca: używana do usuwania kamienia nazębnego i przebarwień na dziąsłach.




7.2. Płaska głowica czyszcząca: używana do usuwania dużych kamieni i plam dymu na szyjce i językowej stronie zębów naddziąstkowych.



⚠ Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym, nie należy udostępniać głowicy czyszczącej wielu osobom.

8. Jak używać

Głowica czyszcząca delikatnie dotyka zębów w pionie i porusza się w górę i w dół, a także w lewo i w prawo. Czas użytkowania każdej części należy dostosować do stanu zębów.




9. Jak zainstalować


Orientacja głowicy czyszczącej może być inna, ale dopóki jest ona stabilnie zamontowana, można jej używać w dowolnym kierunku.



Włóż klucz
w pozycji A

potwierdź pozycję A





Obrócić głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza, aby oddzielić końcówkę roboczą i zakończyć demontaż.

Unikaj nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić interfejs.

10. Jak czyścić

10.1. Przed użyciem głowicy czyszczącej można ją zdezynfekować za pomocą pary, nasączenia alkoholem, wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia itp.

10.2. Gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

10.3. Nie należy używać rozcieńczalnika, benzenu ani rozpuszczalników, takich jak nafta lub proszek do szorowania.

The device can be flushed with water	can't be soaked in water for a long time

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem,
Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Wellhealth
Product type: Premium oral cleaner
Item number: OP_017023

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
FCC Part 15 Subpart B
IEC 62321-1: 2013, IEC 62321-2: 2013,
IEC 62321-3-1: 2013,
IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
IEC 62321-6: 2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2: 2017,
IEC 62321-8: 2017.

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - March 2025
A. Pappijn - Product Manager



