




WellHealth

INSTRUCTION MANUAL

PREMIUM TOOTH POLISHER



1. Productbeschrijving



2. Extra



Kop voor
polijstbeker



Puntige
borstelkop




Platte borstelkop



Paraplu
polijstbekerhoofd



Siliconen-wrijfkop



Oplaadkabel



Sleutel

3. Hoe te gebruiken



Stap 1

Draai de reinigingskop met de hand rechtsom vast.
OPMERKING: Kies de juiste reinigingskop.

(1) Siliconen wrijfkop: direct op het tandoppervlak aanbrengen om hardnekkige vlekken, tandplak en bacteriën te verwijderen.

(2) Platte borstelkop: rechtstreeks op het tandoppervlak aanbrengen om schuurresten te verwijderen.


(3) Kop voor polijstcup: Voor het polijsten van tandoppervlakken met tandpasta/polijstpasta (niet inbegrepen).

(4) Paraplu Polijstkop: Voor interdentaal, achter tandpolijsten met tandpasta/polijstpasta (niet inbegrepen).

Stap 2

Druk kort op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Tijdens het proces kun je op de modusknop drukken om de snelheid aan te passen aan je behoeften.

Stap 3



Siliconen wrijfkop: mim de punt van de siliconen wrijfkop op hardnekkige vlekken

OPMERKING: (1) Blijf bewegen; til het om de 2-3 seconden op; het polijsteffect is beter; de siliconen kop zal je tanden niet beschadigen, maar het zal lange tijd warm worden.

(2) Tijdens het proces kan er wat poeder uit drijven, wat een normaal verschijnsel is.

Stap 4



De kop vervangen

Gebruik een moersleutel om het metalen deel van de kop van de machine vast te houden en draai het dan met de hand linksom los.

Stap 5

Breng het rechtstreeks aan op het oppervlak van de tanden om de resten na het tandenknarsen te verwijderen; net als bij het tandenpoetsen kun je een kleine hoeveelheid tandpasta gebruiken.

Stap 6

Kop van polijstbeker

Knijp de tandpasta of polijstpasta in het kopje, zet de machine aan, lijn het kopje uit met het tandoppervlak, start op de lage versnelling.

(1) Als je tandpasta een dikte heeft, gebruik dan de pasta van grof naar fijn, gebruik alle grove, gebruik dan het volgende model en herhaal de poetsstappen voor het beste effect.

(2) Als je in de tandpasta knijpt, vul hem dan net; anders spat hij eruit.

(3) Blijf bewegen; til het elke 1-2 seconden op; het polijsteffect is beter; de siliconen kop beschadigt je tanden niet, maar wordt te lang warm.

(4) Ga door met het bijvullen van de tandpasta in het bekertje; het wordt aanbevolen om elke 5 seconden bij te vullen om het witmakende effect te garanderen.

(5) Tijdens het proces zal er veel speekselmengsel worden geproduceerd; ruim dit op tijd op om spatten te voorkomen.

(6) Poets elke tand om de beurt en het effect is beter. De aanbevolen tijd voor elke tand is 10 seconden.

Stap 7

Paraplu Polijstkop

Op dezelfde manier als de kop van de polijstcup, is de poetspositie tussen de tanden en achter de tanden en is de parapluvorm geschikter.

Stap 8

Druk kort op de schakelknop om uit te schakelen

OPMERKING: Het apparaat schakelt na 3 minuten continu gebruik uit. Start het opnieuw op voor verdere werking.

Stap 9

Spoel je mond met water en spuug uit

OPMERKING: We raden af om binnen 7 dagen na de reiniging te roken of donker voedsel zoals koffie en thee te eten.


Stap 10

Veeg en reinig het handvat van het apparaat met schone, natte doeken. Doe vervolgens het deksel erop en houd het buiten het bereik van kinderen.

4. Veiligheid

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (jonger dan 15 jaar).
2. De temperatuur van het product kan lichtjes stijgen wanneer het werkt of wordt opgeladen.
3. Laat het apparaat niet vallen en steek geen voorwerpen in openingen of slangen.
4. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of als het niet goed werkt.
5. Alleen gebruiken op het tandoppervlak om te voorkomen dat je het tandvlees raakt en onnodige bloedingen veroorzaakt.
6. Gebruik geen druk. Dit product is ontworpen om zowel apparaten als tanden te reinigen/polijsten; wees voorzichtig en polijst niet te veel. Een lichte aanraking is alles wat nodig is.
7. Het is normaal dat er een hard geluid wordt geproduceerd tijdens het gebruik van dit product.
8. Gebruik het apparaat nooit tijdens het opladen.
9. We raden aan om te beginnen met de zachte modus als je hem voor het eerst gebruikt.

1. Description du produit



2. Accessoire



Tête de gobelet de
polissage



Tête de
brosse pointue




Tête de
brosse plate



Tête de brosse à
polir parapluie



Tête de frottement
en silicone



Câble de charge



Clé à molette

3. Comment l'utiliser



Étape 1

Serrer la tête de nettoyage à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE : Choisissez la tête de nettoyage des dents appropriée.

(1) Tête de frottement en silicone : Appliquer directement sur la surface des dents pour éliminer les taches tenaces, la plaque et les bactéries.

(2) Brosse à tête plate : Appliquer directement sur la surface de la dent pour éliminer les résidus de ponçage.

(3) Tête de coupe de polissage : Pour le polissage de la surface des dents avec du dentifrice/pâte à polir (non inclus).

(4) Tête de polissage parapluie : Pour le polissage interdentaire, derrière les dents, avec du dentifrice/pâte à polir (non inclus).

Étape 2

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche. Pendant le processus, vous pouvez appuyer sur le bouton de mode pour régler la vitesse en fonction de vos besoins.

Étape 3



Tête de frottement en silicone : imitez l'extrémité de la tête de frottement en silicone sur les taches tenaces.

NOTE : (1) Continuez à bouger ; soulevez-le toutes les 2-3 secondes ; l'effet de polissage est meilleur ; la tête en silicone n'abîmera pas vos dents, mais elle chauffera pendant longtemps.

(2) Une partie de la poudre peut s'échapper au cours du processus, ce qui est un phénomène normal.

Étape 4



Remplacement de la tête

Utilisez une clé pour tenir la partie métallique de la tête de la machine, puis dévissez-la à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 5

Appliquer directement sur la surface des dents pour éliminer les résidus de meulage ; comme pour le brossage des dents, vous pouvez utiliser une petite quantité de dentifrice en même temps.

Étape 6

Tête de gobelet de polissage

Pressez le dentifrice ou la pâte à polir dans le gobelet, mettez la machine en marche, alignez le gobelet sur la surface de la dent et démarrez en petite vitesse.

(1) Si votre dentifrice a une certaine épaisseur, utilisez la pâte de grossière à fine, utilisez toutes les grosses pâtes, puis utilisez le modèle suivant et répétez les étapes de polissage pour obtenir le meilleur effet.

(2) Lorsque vous pressez le dentifrice, ne le remplissez que jusqu'au bout, sinon il éclaboussera.

- (3) Continuez à bouger ; soulevez-le toutes les 1 à 2 secondes ; l'effet de polissage est meilleur ; la tête en silicone n'abîmera pas vos dents, mais elle chauffera trop longtemps.
- (4) Continuez à verser du dentifrice dans le gobelet ; il est recommandé d'en remettre toutes les 5 secondes pour garantir l'effet de blanchiment.
- (5) Une grande quantité de salive sera produite au cours du processus ; veuillez la nettoyer à temps pour éviter les éclaboussures.
- (6) Polir chaque dent à tour de rôle, et l'effet est meilleur. Le temps recommandé pour chaque dent est de 10 secondes.

Étape 7

Tête de gobelet de polissage pour parapluie

Comme pour la tête de coupe de polissage, la position de nettoyage est entre les dents et derrière les dents, et la forme de parapluie est plus appropriée.

Étape 8

Appuyez brièvement sur le bouton de l'interrupteur pour l'éteindre

REMARQUE : L'appareil s'éteint après 3 minutes de fonctionnement continu. Il suffit de le redémarrer pour continuer à l'utiliser.

Étape 9

Rincez-vous la bouche avec de l'eau et recrachez.

REMARQUE : Il est déconseillé de fumer ou de manger des aliments foncés comme le café ou le thé dans les 7 jours suivant le nettoyage.


Étape 10

Essuyez et nettoyez la poignée de l'appareil avec des chiffons propres et humides. Remettez ensuite le couvercle en place et gardez-le hors de portée des enfants.

4. La sécurité

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (moins de 15 ans).
2. La température de l'appareil peut augmenter légèrement lorsqu'il fonctionne ou se recharge.
3. Ne laissez pas tomber l'appareil et n'introduisez pas d'objets dans les ouvertures ou les tuyaux.
4. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
5. N'est utilisé que sur la surface de la dent pour éviter de toucher les gencives et de provoquer des saignements inutiles.
6. Ne pas utiliser de pression. Ce produit est conçu pour nettoyer/polir les appareils ainsi que les dents ; soyez prudent et ne polissez pas trop. Une touche légère suffit.
7. Il est normal qu'un son fort soit produit pendant l'utilisation de ce produit.
8. N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il est en charge.
9. Nous recommandons de commencer par le mode doux lors de la première utilisation.

1. Produkt Beschreibung



2. Zubehör



Poliertopf-Kopf



Bürstenkopf spitz




Flattop-
Bürstenkopf



Regenschirm-
Poliertopf-Kopf



Reibekopf aus
Silikon



Ladekabel



Schraubenschlüssel

3. Wie zu verwenden



Schritt 1

Ziehen Sie den Reinigungskopf von Hand im Uhrzeigersinn fest.

HINWEIS: Wählen Sie den richtigen Zahnreinigungskopf.

(1) Silikon-Rubbelkopf: Direkt auf die Zahnoberfläche auftragen, um hartnäckige Flecken, Plaque und Bakterien zu entfernen.

(2) Flachkopf-Bürstenkopf: Direkt auf die Zahnoberfläche auftragen, um Schleifrückstände zu entfernen.


(3) Polierbecher-Kopf: Zum Polieren der Zahnoberfläche mit Zahnpasta/Polierpaste (nicht enthalten).

(4) Regenschirm-Polierbecher-Kopf: Für die interdentale, hintere Zahnpolitur mit Zahnpasta/Polierpaste (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schritt 2

Drücken Sie kurz die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten. Während des Prozesses können Sie die Modus-Taste drücken, um die Geschwindigkeit nach Ihren Bedürfnissen einzustellen.

Schritt 3



Silikon-Rubbelkopf: mit der Spitze des Silikon-Rubbelkopfes auf hartnäckige Flecken einwirken

HINWEIS: (1) Bleiben Sie in Bewegung; heben Sie ihn alle 2-3 Sekunden an; der Poliereffekt ist besser; der Silikonkopf wird Ihre Zähne nicht beschädigen, aber er erhitzt sich für eine lange Zeit.

(2) Ein Teil des Pulvers kann während des Prozesses ausschimmen, was ein normales Phänomen ist.

Schritt 4



Auswechseln des Kopfes

Halten Sie den Metallteil des Maschinenkopfes mit einem Schraubenschlüssel fest und schrauben Sie ihn dann von Hand gegen den Uhrzeigersinn ab.

Schritt 5

Direkt auf die Zahnoberfläche auftragen, um die Rückstände nach dem Zähneputzen zu entfernen; wie beim Zähneputzen können Sie auch eine kleine Menge Zahnpasta dazu verwenden.

Schritt 6

Poliertopf Kopf

Drücken Sie die Zahnpasta oder Polierpaste in den Becher, schalten Sie die Maschine ein, richten Sie den Becher an der Zahnoberfläche aus und starten Sie im niedrigen Gang.

(1) Wenn Ihre Zahnpasta eine bestimmte Stärke hat, verwenden Sie bitte die Paste von grob bis fein, verbrauchen Sie die grobe Paste, verwenden Sie dann das nächste Modell und wiederholen Sie die Polierschritte für den besten Effekt.

- (2) Wenn Sie die Zahnpasta zusammendrücken, füllen Sie sie nur auf, sonst spritzt sie heraus.
- (3) Bleiben Sie in Bewegung; heben Sie ihn alle 1-2 Sekunden an; der Poliereffekt ist besser; der Silikonkopf wird Ihre Zähne nicht beschädigen, aber er wird sich zu lange erhitzen.
- (4) Füllen Sie weiterhin Zahnpasta in den Becher; es wird empfohlen, sie alle 5 Sekunden nachzufüllen, um die Aufhellungswirkung zu gewährleisten.
- (5) Während des Prozesses wird viel Speichelgemisch produziert; bitte wischen Sie es rechtzeitig auf, um Spritzer zu vermeiden.
- (6) Polieren Sie jeden Zahn der Reihe nach, und die Wirkung ist besser. Die empfohlene Zeit für jeden Zahn ist 10s.

Schritt 7

Regenschirm Poliertopf Kopf

Wie der Polierbecherkopf ist die Reinigungsposition zwischen den Zähnen und hinter den Zähnen, und die Schirmform ist besser geeignet.

Schritt 8

Drücken Sie kurz auf den Schalter, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten Dauerbetrieb ab. Starten Sie es einfach neu, um es weiter zu nutzen.

Schritt 9

Den Mund mit Wasser ausspülen und ausspucken

HINWEIS: Wir empfehlen, innerhalb von 7 Tagen nach der Reinigung nicht zu rauchen oder dunkle Lebensmittel wie Kaffee und Tee zu essen.


Schritt 10

Wischen Sie den Griff des Geräts mit sauberen, feuchten Tüchern ab und reinigen Sie ihn. Setzen Sie dann den Deckel auf und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Sicherheit

1. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder (unter 15 Jahren) bestimmt.
2. Halten Sie das Netzkabel von der erhitzten Oberfläche fern, da die Temperatur des Geräts während des Betriebs oder des Aufladens leicht ansteigen kann.
3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen oder Schläuche.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder arbeiten Sie nicht unsachgemäß.
5. Nur auf der Zahnoberfläche verwenden, um zu verhindern, dass das Zahnfleisch berührt wird und unnötige Blutungen verursacht.
6. Keinen Druck anwenden. Dieses Produkt wurde zum Reinigen/Polieren von Geräten und Zähnen entwickelt; seien Sie vorsichtig und polieren Sie nicht zu viel. Eine leichte Berührung ist alles, was nötig ist.
7. Es ist normal, dass bei der Verwendung dieses Produkts ein lautes Geräusch erzeugt wird.
8. Verwenden Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs.
9. Wir haben empfohlen, bei der ersten Verwendung mit dem Soft-Modus zu beginnen.

1. Descrizione del prodotto



2. Accessori



Testa a tazza
lucidante



Testina a punta




Testa a spazzola
piatta



Testa a tazza lucidante
a ombrello



Testina in silicone



Cavo di ricarica



Chiave

3. Come utilizzare



Passo 1

Serrare la testa di pulizia in senso orario a mano.

NOTA: Scegliere la testina di pulizia dei denti appropriata.

(1) Testina in silicone: applicare direttamente sulla superficie del dente per rimuovere macchie ostinate, placca e batteri.

(2) Testina piatta: applicare direttamente sulla superficie del dente per rimuovere i residui di carteggiatura.


(3) Testina di lucidatura: Per la lucidatura della superficie dentale con dentifricio/pasta lucidante (non inclusa).

(4) Testina di lucidatura ad ombrello: Per la lucidatura interdentale, dietro i denti, con dentifricio/pasta lucidante (non inclusa).

Passo 2

Premere brevemente il pulsante di accensione per accenderlo; durante il processo, è possibile premere il pulsante Modalità per regolare la velocità in base alle proprie esigenze.

Passo 3



Testina in silicone: mimare la punta della testina in silicone sulle macchie più ostinate

NOTA: (1) Continuare a muoversi; sollevarlo ogni 2-3 secondi; l'effetto di lucidatura è migliore; la testina in silicone non danneggia i denti, ma si riscalda a lungo. (2) Durante il processo è possibile che un po' di polvere fuoriesca, un fenomeno normale.

Passo 4



Sostituzione della testina

Utilizzare una chiave per tenere la parte metallica della testa della macchina, quindi svitarla a mano in senso antiorario.

Passo 5

Applicare direttamente sulla superficie dei denti per rimuovere i residui dopo il digrignamento; come per lo spazzolamento dei denti, è possibile utilizzare una piccola quantità di dentifricio in associazione.

Passo 6

Testa a tazza per la lucidatura

Spremere il dentifricio o la pasta lucidante nella tazza, accendere la macchina, allineare la tazza alla superficie del dente, avviare la marcia bassa.

(1) Se il vostro dentifricio ha uno spessore, utilizzate la pasta da grossolana a fine, consumate tutte quelle grossolane, quindi utilizzate il modello successivo e ripetete le fasi di lucidatura per ottenere un effetto ottimale.

(2) Quando si sprema il dentifricio, è sufficiente riempirlo, altrimenti schizza fuori.

- (3) Continuare a muoversi; sollevarlo ogni 1-2 secondi; l'effetto lucidante è migliore; la testina in silicone non danneggia i denti, ma si riscalda troppo a lungo.
- (4) Continuare a riempire la tazza di dentifricio; si consiglia di riempirla ogni 5 secondi per garantire l'effetto sbiancante.
- (5) Durante il processo si produrrà un'abbondante miscela di saliva; si prega di pulirla in tempo per evitare schizzi.
- (6) Lucidare ogni dente a turno: l'effetto è migliore. Il tempo consigliato per ogni dente è di 10 secondi.

Passo 7

Testa a tazza per la lucidatura dell'ombrello

Come la testina della coppa di lucidatura, la posizione di pulizia è tra i denti e dietro i denti e la forma a ombrello è più adatta.

Passo 8

Premere brevemente il pulsante di accensione per spegnerlo

NOTA: il dispositivo si spegne dopo 3 minuti di funzionamento continuo. È sufficiente riavviarlo per proseguire l'utilizzo.

Passo 9

Sciacquate la bocca con acqua e sputate.

NOTA: si sconsiglia di fumare o di consumare cibi scuri come caffè e tè nei 7 giorni successivi alla pulizia.


Passo 10

Pulire l'impugnatura del dispositivo con panni puliti e umidi. Quindi riporre il coperchio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

4. La sicurezza

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini (di età inferiore a 15 anni).
2. La temperatura del prodotto può aumentare leggermente durante il funzionamento o la ricarica.
3. Non far cadere il dispositivo e non inserire alcun oggetto nelle aperture o nei tubi.
4. Non utilizzare il dispositivo con un cavo danneggiato o non funzionante in modo improprio.
5. Utilizzare solo sulla superficie del dente per evitare di toccare le gengive e causare un inutile sanguinamento.
6. Non utilizzare la pressione. Questo prodotto è stato progettato per pulire/lucidare apparecchi e denti; usare cautela e non esagerare con la lucidatura. È sufficiente un tocco leggero.
7. È normale che durante l'uso di questo prodotto si produca un forte rumore.
8. Non utilizzare mai il dispositivo mentre è in carica.
9. Si consiglia di partire dalla modalità soft al primo utilizzo.

1. Descripción del producto



2. Accesorio



Cabezal de copa
pulidora



Cabezal de cepillo
puntiagudo




Cabezal de
cepillo plano



Cabezal de copa pulidora
en forma de paraguas



Cabezal de
frotamiento
de silicona



Cable de carga



Llave

3. Cómo utilizarlo



Primer paso

Apriete a mano el cabezal de limpieza en el sentido de las agujas del reloj.

NOTA: Elija el cabezal de limpieza dental adecuado.

(1) Cabezal de silicona para frotar: Aplicar directamente sobre la superficie del diente para eliminar las manchas difíciles, la placa y las bacterias.

(2) Cabezal de cepillo plano: Aplicar directamente sobre la superficie dental para eliminar los restos de lijado.


(3) Cabezal de pulido: Para pulir la superficie dental con pasta de dientes/pasta de pulir (no incluida).

(4) Cabezal de pulido tipo paraguas: Para pulido interdental, detrás del diente con pasta de dientes/pasta de pulir (no incluida).

Paso 2

Pulse brevemente el botón de encendido para encenderlo, durante el proceso, puede pulsar el botón de modo para ajustar la velocidad según sus necesidades.

Paso 3



Cabezal frotador de silicona: aplica la punta del cabezal frotador de silicona sobre las manchas difíciles

NOTA: (1) Sigue moviéndote; levántalo cada 2-3 segundos; el efecto de pulido es mejor; el cabezal de silicona no dañará tus dientes, pero se calentará durante mucho tiempo.

(2) Durante el proceso puede salir algo de polvo flotando, lo cual es un fenómeno normal.

Paso 4



Sustitución del cabezal

Utilice una llave inglesa para sujetar la parte metálica del cabezal de la máquina y, a continuación, desenrósquela a mano en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Paso 5

Aplicalo directamente sobre la superficie de los dientes para eliminar los residuos tras el tallado; al igual que para cepillarte los dientes, puedes utilizar una pequeña cantidad de pasta dentífrica junto con.

Paso 6

Cabeza de vaso pulidora

Exprima la pasta de dientes o la pasta de pulir en el vaso, encienda la máquina, alinee el vaso con la superficie del diente, arranque en la marcha baja.

(1) Si su pasta de dientes tiene un grosor, por favor utilice la pasta de gruesa a fina, utilice todas las gruesas, luego utilice el siguiente modelo y repita los pasos de pulido para obtener el mejor efecto.

(2) Cuando exprima la pasta de dientes, llénela; de lo contrario, salpicará.

(3) Sigue moviéndote; levántalo cada 1-2 segundos; el efecto de pulido es mejor; el cabezal de silicona no dañará tus dientes, pero se calentará durante demasiado tiempo.

(4) Continúe reponiendo pasta de dientes en el vaso; se recomienda reponerla cada 5 segundos para asegurar el efecto blanqueador.

(5) Se producirá mucha mezcla de saliva en el proceso; por favor, límpiela a tiempo para evitar salpicaduras.

(6) Pulir cada diente a su vez, y el efecto es mejor. El tiempo recomendado para cada diente es de 10s.

Paso 7

Cabeza de vaso para pulir paraguas

Al igual que el cabezal de pulido, la posición de limpieza es entre los dientes y detrás de los dientes, y la forma de paraguas es más adecuada.

Paso 8

Pulsa brevemente el botón del interruptor para apagarlo

NOTA: El dispositivo se apagará después de 3 minutos de funcionamiento continuo. Sólo tiene que reiniciar para deaning más.

Paso 9

Enjuáguese la boca con agua y escupa

NOTA: No recomendamos fumar ni consumir alimentos oscuros como café y té en los 7 días siguientes a la limpieza.


Paso 10

Limpia el mango del aparato con paños limpios y húmedos. A continuación, coloque la tapa y manténgalo fuera del alcance de los niños.

4. Seguridad

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños (menores de 15 años).
2. La temperatura del producto puede aumentar ligeramente durante el funcionamiento o la carga.
3. No deje caer el aparato ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
4. No utilice el aparato con un cable dañado o que no funcione correctamente.
5. Sólo se utiliza en la superficie del diente para evitar tocar las encías y provocar hemorragias innecesarias.
6. 6. No aplique presión. Este producto está diseñado para limpiar/pulir tanto aparatos como dientes; tenga cuidado y no pule en exceso. Un ligero toque es todo lo que se necesita.
7. Es normal que se produzca un sonido fuerte durante el uso de este producto.
8. No utilice nunca el aparato mientras se esté cargando.
9. Recomendamos empezar desde el modo suave cuando se utilice por primera vez.

1. Product Description



2. Accessory



Polishing cup head



Pointed brush ead




Flattop brush Head



Umbrella polishing
cup head



Silicone rub head



Charging cable



Wrench

3. How to use



Step 1

Tighten the cleaning head clockwise by hand.

NOTE: Choose the proper teeth cleaning head.

(1) Silicone Rub Head: Apply directly to the tooth surface to remove stubborn stains, plaque, and bacteria.

(2) Flat-top Brush Head: Apply directly to the tooth surface to remove sanding residues.

(3) Polishing Cup Head: For tooth surface polishing with toothpaste/polishing paste (not included).

(4) Umbrella Polishing Cup Head: For interdental, behind tooth polishing with toothpaste/polishing paste (not included).

Step 2

Short press the Power Button to turn it on, during the process, you can press the Mode Button to adjust the speed according to your needs.

Step 3



Silicone Rub Head: mim the tip of the silicone rub head on stubborn stains

NOTE: (1) Keep moving; lift it every 2-3 seconds; the polishing effect is better; the silicone head will not damage your teeth, but it will heat up for a long time.
(2) Some powder may float out during the process, which is a normal phenomenon.

Step 4



Replacing the head

Use a wrench to hold the metal part of the head of the machine, and then unscrew it counterclockwise by hand.

Step 5

Apply directly to the surface of the teeth to remove the residue after grinding; just like brushing your teeth, you can use a small amount of toothpaste in conjunction with.

Step 6

Polishing Cup Head

Squeeze the toothpaste or polishing paste into the cup, turn on the machine, align the cup with the tooth surface, start on the low gear.

(1) If your toothpaste has a thickness, please use the paste from coarse to fine, use up all the coarse ones, then use the next model and repeat the polishing steps for the best effect.

(2) When squeezing the toothpaste, just fill it up; otherwise, it will splash out.

(3) Keep moving; lift it every 1-2 seconds; the polishing effect is better; the silicone head will not damage your teeth, but it will heat up for too long.

(4) Continue to replenish toothpaste in the cup; it is recommended to replenish it every 5 seconds to ensure the whitening effect.

(5) A lot of saliva mixture will be produced in the process; please clean it up in time to prevent splashing.

(6) Polish each tooth in turn, and the effect is better.

The recommended time for each tooth is 10s.

Step 7

Umbrella Polishing Cup Head

In the same way as the Polishing Cup Head, the cleaning position is between the teeth and behind the teeth, and the umbrella shape is more suitable.

Step 8

Short press the switch button to turn it off

NOTE: The device will shut down after 3 minutes of continuous operation. Just restart it for further cleaning.

Step 9

Rinse your mouth with water and spit out

NOTE: We don't recommend smoking or eating dark food like coffee and tea within 7 days after cleaning.


Step 10

Wipe and clean the handle of the device with clean, wet cloths. Then put the cover on and keep it out of the reach of children.

4. Safety

1. This device is not intended for use by children (less than 15 years old).
2. Keep the power cord away from the heated surface. The temperature of the product may rise slightly when it is working or charging.
3. Do not drop the device, or insert any objects into any opening or hose.
4. Do not operate the device with a damaged cord or not work improperly.
5. Only used on the tooth surface to prevent touching the gums and causing unnecessary bleeding.
6. Do not use pressure. This product is engineered to clean/polish appliances as well as teeth; use caution and do not overpolish. A light touch is all that's needed.
7. It is normal that a loud sound will be produced during the use of this product.
8. Never use the device while charging.
9. We recommended starting from the soft mode when first using it.

1. Opis produktu



2. Akcesoria



Główka kubka
polerskiego



Spiczasta główka
szczoteczki




Płaska główka s
zczoteczki



Parasolowa główka
polerująca



Silikonowa główka
ścierająca



Kabel do ładowania



Klucz

3. Jak używać



Krok 1

Dokręć ręcznie głowicę czyszczącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


UWAGA: Wybierz odpowiednią głowicę do czyszczenia zębów.

- (1) Silikonowa głowka ścierająca: Nakładaj bezpośrednio na powierzchnię zębów, aby usunąć uporczywe przebarwienia, płytkę nazębną i bakterie.
- (2) Płaska głowka szczoteczki: Nakładać bezpośrednio na powierzchnię zęba w celu usunięcia pozostałości po szlifowaniu.
- (3) Głowica polerująca: Do polerowania powierzchni zębów za pomocą pasty do zębów/pasty polerskiej (brak w zestawie).
- (4) Parasolowa głowka polerująca: Do polerowania międzyzębowego, za zębami za pomocą pasty do zębów / pasty polerskiej (brak w zestawie).

Krok 2

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a w trakcie procesu możesz nacisnąć przycisk trybu, aby dostosować prędkość do swoich potrzeb.

Krok 3



Silikonowa głowica do pocierania: naśladowuj końcówkę silikonowej głowicy do pocierania na uporczywych plamach.

UWAGA: (1) Poruszaj się; podnoś co 2-3 sekundy; efekt polerowania jest lepszy; silikonowa głowka nie uszkodzi zębów, ale będzie się nagrzewać przez długi czas.

(2) Część proszku może wypłynąć podczas procesu, co jest zjawiskiem normalnym.

Krok 4



Wymiana głowicy

Użyj klucza, aby przytrzymać metalową część głowicy urządzenia, a następnie odkręć ją ręcznie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Krok 5

Nakładaj bezpośrednio na powierzchnię zębów, aby usunąć pozostałości po szlifowaniu; podobnie jak mycie zębów, możesz użyć niewielkiej ilości pasty do zębów w połączeniu.

Krok 6

Głowica kubka polerskiego

Wyciśnij pastę do zębów lub pastę polerską do kubka, włącz maszynę, wyrównaj kubek z powierzchnią zęba, uruchom na niskim biegu.

(1) Jeśli pasta do zębów ma różną grubość, użyj pasty od grubej do drobnej, zużyj wszystkie grube, a następnie użyj następnego modelu i powtórz kroki polerowania, aby uzyskać najlepszy efekt.

(2) Podczas wyciskania pasty do zębów należy ją po prostu napełnić; w przeciwnym razie pasta będzie przyskać.

- (3) Kontynuuj ruch; podnoś co 1-2 sekundy; efekt polerowania jest lepszy; silikonowa głowica nie uszkodzi zębów, ale będzie się nagrzewać zbyt długo.
- (4) Kontynuuj uzupełnianie pasty do zębów w kubku; zaleca się uzupełnianie jej co 5 sekund, aby zapewnić efekt wybielania.
- (5) W trakcie tego procesu zostanie wytworzona duża ilość śliny; należy ją oczyścić na czas, aby zapobiec rozpryskiwaniu.
- (6) Poleruj każdy ząb po kolei, a efekt będzie lepszy. Zalecany czas dla każdego zęba to 10 sekund.

Krok 7

Głowica kubka do polerowania parasoli

Podobnie jak w przypadku głowicy polerującej, pozycja czyszczenia znajduje się między zębami i za zębami, a kształt parasola jest bardziej odpowiedni.

Krok 8

Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, aby go wyłączyć

UWAGA: Urządzenie wyłączy się po 3 minutach ciągłej pracy. Wystarczy uruchomić je ponownie, aby móc dalej korzystać z urządzenia.

Krok 9

Przepłukać usta wodą i wypluć.

UWAGA: Nie zalecamy palenia tytoniu ani spożywania ciemnych potraw, takich jak kawa i herbata, w ciągu 7 dni po czyszczeniu.

Krok 10

Wytrzyj i wyczyść uchwyt urządzenia czystą, wilgotną ściereczką. Następnie załóż pokrywę i przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Bezpieczeństwo

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci (poniżej 15 roku życia).
2. Podczas pracy lub ładowania temperatura produktu może nieznacznie wzrosnąć.
3. Nie upuszczać urządzenia ani nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów lub węży.
4. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub nie działaj nieprawidłowo.
5. Stosować wyłącznie na powierzchni zęba, aby nie dotykać dziąseł i nie powodować niepotrzebnego krwawienia.
6. Nie używać ciśnienia. Ten produkt został zaprojektowany do czyszczenia/polerowania urządzeń, a także zębów; należy zachować ostrożność i nie przesadzać z polerowaniem. Wystarczy lekki dotyk.
7. To normalne, że podczas korzystania z tego produktu emitowany jest głośny dźwięk.
8. Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania.
9. Przy pierwszym użyciu zalecamy rozpoczęcie od trybu łagodnego.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem,
Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Wellhealth
Product type: Premium tooth polisher
Item number: OP_017024

Complies with the following harmonization rules:

EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
FCC Part 15 Subpart B
IEC 62321-1: 2013, IEC 62321-2: 2013,
IEC 62321-3-1: 2013,
IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
IEC 62321-6: 2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2: 2017,
IEC 62321-8: 2017.

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - March 2025
A. Pappijn - Product Manager



